



Im Hofstätt 11  
 D- 72359 Dotternhausen  
 Tel +49 (0)7427 9480-0  
 Fax +49 (0)7427 9480-25  
 e-mail info@proactiv-gmbh.de  
 www.proactiv-gmbh.de

**Kostenvoranschlag** \_\_\_\_\_  
 Datum \_\_\_\_\_

**Bestellung** \_\_\_\_\_  
 gemäß AGB PRO ACTIV GmbH Datum \_\_\_\_\_

**Firmenstempel / Firmenanschrift**

Ihre Kundennummer:  
 Ansprechpartner bei Rückfragen:

**Kundenname / Kommission**

Name: \_\_\_\_\_  
 Straße: \_\_\_\_\_  
 PLZ Ort: \_\_\_\_\_  
 Tel: \_\_\_\_\_  
 Fax: \_\_\_\_\_  
 e-mail: \_\_\_\_\_  
 Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_  
 Kostenträger: \_\_\_\_\_  
 Indikation: \_\_\_\_\_

zuzügl. der gesetzl. MwSt und Versandkosten

# CROSSWAY CE

## Zuggerät elektrisch



zugelassen bis 120kg Anhängelast  
 und 20 kg Zuladung

für vorhandenen Rollstuhl Prod.-Nr. \_\_\_\_\_  
 für Rollstuhl Neubestellung Rahmengr. \_\_\_\_\_

**CROSSWAY Zuggerät elektrisch**

- Rahmen (Rahmenfarbe siehe Farbpalette)
- Ankopplung an den Rahmenadapter
- Lenker mit Brems-, Bediengriff und Geschwindigkeitsregler über Drehgriff rechts
- Lenkerhalter hochschwenkbar
- Hydraulische Scheibenbremse
- Akku (24V 12Ah) abnehmbar mit Schnellladegerät
- Antriebsrad 20x1" (407) mit Bereifung (20x2,5" /406-60)
- Abstellständer

**6 km/h Variante**  
 Scheibenbremssystem Magura Louise  
 9125 000 000 **SFr. 7930,00**

**15 km/h Variante**  
 Scheibenbremssystem Magura Louise  
 Hupe elektrisch  
 9125 000 001 **SFr. 9285,00**

**Akkuerweiterung für Reichweite ca. 30km**  
 Akku 24V 24Ah  
 Zusatzgewicht von ca. 8,5 kg  
 9125 201 000 **SFr. 618,00**

Ort, Datum

Unterschrift

## Rahmenfarbe

9000 100 170

- brilliant silber
- neon gelb
- light orange
- fire red
- brilliant rot
- sky blue
- light blue
- brilliant blau
- apple green
- tiefschwarz effektgrün
- tiefschwarz RAL 9005
- tiefschwarz effekt silber
- anthrazit RAL 7016
- schwarz matt

## Lenker

- Lenkerversatz 5 cm  
9125 500 100
- Lenkerversatz 20 cm  
BMX Lenker für aufrechte, nach  
hinten verlagerte Sitzposition  
9125 500 101 **SFr. 63,40**

## Rahmen-Adapter

- TRAVELER-Adapter  
brilliant silber  
9125 700 300 **SFr. 723,00**
- SPEEDY A1-Adapter  
brilliant silber  
9125 700 100 **SFr. 695,00**
- SPEEDY 4all/4teen-Adapter  
brilliant silber  
9125 700 140 **SFr. 695,00**
- BUDDY D3/D4-Adapter  
brilliant silber  
9125 700 400 **SFr. 695,00**

## Radstandsverlängerung

- Verlängerte Bike-Platte  
4° Sturz integriert  
Spur einstellbar  
9125 100 100 **SFr. 387,00**
  - TRAVELER
  - SPEEDY A1
  - BUDDY D3 / D4
- SPEEDY F4  
Achsrohr abnehmbar  
9125 101 000 **SFr. 514,80**
- SPEEDY 4all  
Achsrohr abnehmbar  
9125 102 001 **SFr. 574,00**

## Zubehör

- Bike Computer SIGMA BC 1200  
kabellos, mit Halterung  
9125 901 000 **SFr. 70,50**
- Beleuchtungsset SIGMA Baseline  
mit Halterung, Akku-Satz (6 St. NiCd)  
und Ladeinheit  
9125 903 270 **SFr. 106,10**
- Schutzblech  
9125 502 100 **SFr. 132,00**



Ort, Datum

Unterschrift

**PROACTIV**  
REHA-TECHNIK