

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-25
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de

Kostenvoranschlag _____

Datum

Bestellung _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Datum

Firmenstempel / Firmenanschrift

Ihre Kundennummer:
Ansprechpartner bei Rückfragen:

Kundenname / Kommission


Name: _____
Straße: _____
PLZ Ort: _____
Tel: _____
Fax: _____
e-mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm
Gewicht: _____ kg

FREAK Jugendbike

Zugelassen bis 100 kg Zuladung



Ausstattung

- Unterzugchassis mit Versteifungsstreben
- Excenterschnellverschluß zur Ankopplung an den Lenkkopf
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Hydraulisches Scheibenbremssystem (Magura Louise)
- Shimano V-Brake Felgenbremse
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- 6° Radsturz
- Übersetzung Kettenschaltung (22-32-44), Kasette (11-13-15-17-20-23-26-30-34)

Basismodell 27-Gang

Kettenschaltung Shimano Deore 3x9 Rapid Fire
9130 000 000 **SFR. 4656,60**

2. hydraulisches Scheibenbremssystem

Magura Louise
9100 300 100 **SFR. 240,20**

Profimodell 27-Gang

Kettenschaltung Shimano XT 3x9 Rapid Fire
9130 000 001 **SFR. 5223,00**

Tetra-Kippschaltung

9100 201 000 **SFR. 262,80**

2. hydraulisches Scheibenbremssystem

Magura Louise
9100 300 100 **SFR. 240,20**

7-Gang Nabenschaltung

Nabenschaltung 7-Gang Shimano Nexus,
Rücktrittbremse, Shimano V-Brake
9130 000 003 **SFR. 3842,30**

8-Gang Nabenschaltung

Nabenschaltung 8-Gang Shimano Nexus,
Rücktrittbremse, Shimano V-Brake
9130 000 005 **SFR. 4166,00**


Mountaindrive 2,5:1 Berguntersetzung für 7- und 8-Gang Nabenschaltung

Planetengeräte
9100 200 003 **SFR. 663,00**

14-Gang Nabenschaltung Rohloff (silber)

Hydraulisches Scheibenbremssystem
(Magura Louise), Shimano V-Brake
9130 000 004 **SFR. 6445,00**


Chassis



- Chassis-Geometrie**
Länge 102 cm, SB ca. 35 cm
9130 100 000

Lieferzeit ca. 3-4 Wochen; bei individueller Kundenanfertigung verlängert sich die Lieferzeit.

Abmessungen




- Tretlagerwelle Griffweite**
9100 500 100

- 40 cm
- 45 cm

- Tretkurbel Kurbellänge**
9100 600 100

- 135 mm
- 155 mm
- 175 mm
- Kurbellänge nach Maß: ___mm
(möglich von 125 - 195 mm)
SFr. 217,80



- Tretlagerstütze**
9100 501 100


- Größe XS gekröpft, nur für Profi
(x=113mm / y=130mm)
- Größe S (x=67mm / y=153mm)
- nach Maß SFr. 408,70

Rahmenfarbe

9000 100 170

- brilliant silber
- neon gelb
- light orange
- fire red
- brilliant rot
- sky blue
- light blue
- brilliant blau
- apple green
- tiefschwarz effektgrün
- tiefschwarz RAL 9005
- tiefschwarz effekt silber
- anthrazit RAL 7016

Beinstütze



- Adaption an der Gabel, geteilt**
für kurze Beine
9100 100 008
- Fußanschlag für Beinstütze**
9100 100 012 SFr. 96,70
- Oberschenkelfixierung**
9100 100 013 SFr. 170,80

Sitz- und Rücken

- Sitzbespannung Gurtsystem**
9100 801 010
- Sitzbespannung body contour**
9100 801 025
- Rückenlehne mit Füllblech**
mit Foam-Polsterung 1,5cm dick
9100 800 000
- Rückenbespannung body contour**
mit Rückenpolster 3cm dick
9100 800 010 SFr. 153,00
- Sitzkissen Standard**
mit Bezug, Höhe 4 cm
9100 000 190 SFr. 101,10
- Becken-Fixiergurt**
9100 800 200 SFr. 124,00

Räder

- Hinterräder 20"(407), Felge silber/schwarz**
9100 203 050
- Vorderrad 20"(407), Felge silber/schwarz**
9100 203 052
- Vorderrad 26x1" (559) Doppelwandfelge, silber**
9100 104 260

Bereifung

- Racing Slic (406-28 / 559-25)**
9100 105 000
- Marathon Semi Slic (406-40 / 559-35)**
9100 105 100
- 20"x2" Big Apple (406-50)**
9100 105 200

Zubehör

- Auffahrschutz, geklemmt**
9100 800 100 SFr. 218,00
- Nackenstütze, verstellbar**
9100 800 150 SFr. 262,00
- Handgriff Holz,**
Kontur ergonomisch geformt
9100 600 110 SFr. 226,00
 - S M L
- Tetra Schalengriffe**
9100 601 100 SFr. 179,70
- Steck-Schutzblech**
9100 502 100 SFr. 60,50
- Bike Computer SIGMA BC 1200**
kabellos, mit Halterung
9100 901 000 SFr. 70,50
- Bike Computer SIGMA BC 1606**
mit Trittfrequenz-Set, kabellos
9100 900 018 SFr. 179,70
- Beleuchtungsset SIGMA Baseline**
mit Halterung, Akku-Satz (6 St. NiCd)
und Ladeeinheit
9100 903 270 SFr. 106,10

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MWST. und Versandkosten

Ort, Datum

Unterschrift