



Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-25
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de

Kostenvoranschlag _____

Datum

Bestellung _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Datum

Firmenstempel / Firmenanschrift

Ihre Kundennummer:
Ansprechpartner bei Rückfragen:

Kundenname / Kommission

Name: _____
Straße: _____
PLZ Ort: _____
Tel: _____
Fax: _____
e-mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

zuzügl. der gesetzl. MwSt und Versandkosten

Ort, Datum

Unterschrift

FREEWAY Lenkvorsatz



zugelassen bis 120kg Anhängelast

- für vorhandenen Rollstuhl Prod.-Nr. _____
 für Rollstuhl Neubestellung Rahmengr. _____

FREEWAY Lenkvorsatz

- Gabel brilliant silber
- Excenterschnellverschluß zur Ankopplung an den Rahmenadapter
- Lenker mit Foamgriffen und Bremsgriff rechts
- Shimano V-Brake (Felgenbremse)

9120 000 000: **SFr. 611,50**

Lenkerpositionsverlagerung 120mm
9120 000 010: **SFr. 79,20**

Lenkerpositionsverlagerung 110mm
winkelverstellbar 0°-60°
9120 000 011: **SFr. 92,90**

Lenkerversatz 20 cm
BMX Lenker für aufrechte, nach
hinten verlagerte Sitzposition
9120 500 005 **SFr. 63,40**

Rahmen-Adapter (brilliant-silber)

TRAVELER-Adapter
9110 700 300: **SFr. 591,20**

SPEEDY A1-Adapter
9110 700 100: **SFr. 549,10**

SPEEDY 4all/4teen-Adapter
9110 700 141: **SFr. 549,10**

BUDDY D3/D4-Adapter
9110 700 400: **SFr. 549,10**

Set FREEWAY + Rahmen-Adapter
9120 100 000: **SFr. 1082,60**



BAHN FREI! Jetzt rollt es sich im Gelände noch einfacher

Kaum zu glauben, wie einfach sich der Rollstuhl zum geländegängigen Fahrzeug umrüsten lässt. Mit nur wenigen Handgriffen ist das erstaunlich leichte FREEWAY an den PRO ACTIV Rolli angekoppelt und los geht es: ob auf Waldwegen, Pflasterstein, Schnee oder Sand, kaum zu glauben, welche Erleichterung das zentral angebrachte, lenkbare 20“ Rad bringt! Der Rolli wird weiterhin ganz normal über die Greifringe angetrieben, die Lenkräder sind wie beim Handbike angehoben. Wie viel einfacher ein 20“ Rad über Hindernisse hinweg rollt als ein 4“, 5“ oder sogar 6“ Lenkrad, kann jeder bestätigen, der es einmal ausprobiert.

Selbst auf Gehwegen, die ja immer zur Strasse hin abschüssig sind, erleichtert das FREEWAY die Geradeausfahrt und reduziert den Kraftaufwand. Ein Lenkungsämpfer sorgt dafür, dass die Lenkeinheit nicht zur Seite abkippt.

Auch auf bergigen Strecken bringt das FREEWAY entscheidende Vorteile. Bergauf ist es eine enorme Erleichterung für die Begleitperson, die zur Unterstützung den Rolli schiebt, bergab rollt das Gefährt von alleine. Gelenkt und gebremst wird über das FREEWAY.

Wer bereits ein PRO ACTIV Handbike besitzt, kann das FREEWAY über den bereits vorhandenen Handbike - Rahmenadapter an den Rolli ankoppeln. Wer sich heute für das FREEWAY entscheidet, spart später bei der Anschaffung eines Handbikes die Kosten für den Rahmenadapter!

