

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-25
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de

Kostenvoranschlag _____ Datum _____

Bestellung _____ Datum _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Firmenstempel / Firmenanschrift

Ihre Kundennummer: _____
Ansprechpartner bei Rückfragen: _____

Kundenname / Kommission

Name: _____
Straße: _____
PLZ Ort: _____
Tel: _____
Fax: _____
e-mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____


Körpermaße

Körpergröße: _____ cm
Gewicht: _____ kg

= im Grundpreis enthalten

RAPTOR

Zugelassen bis 100 kg Zuladung



Ausstattung Basismodell


Verwindungssteifes Aluminium-Rohr-Chassis mit Antriebseinheit "Alu gebürstet unbeschichtet" am Chassis verschraubt
Kettenschaltung Shimano Deore 3x9 Rapid Fire
Übersetzung Kettenschaltung (22-32-44),
Kassette (11-13-15-17-20-23-26-30-34)
Vorderrad 26" (559) Doppelwandfelge, silber
Hinterräder 26" (559) oder 20" (406)
A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
Hydraulisches Scheibenbremssystem
Magura Louise, Bremsgriff rechts
Shimano V-Brake Felgenbremse, Bremsgriff links
Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar, 6° Radsturz
9115 000 000 **€5.070,00**

- Antriebseinheit abnehmbar über Schnellspannachse**
Längstes Transportmaß: Rahmenlänge 116cm
9115 100 010 **SFr. 278,00**
- Kettenschaltung Shimano XT 3x9 Rapid Fire**
9115 200 001 **SFr. 566,30**
- Wettbewerbsübersetzung (52-42-30)**
9115 200 010 **SFr. 220,00**
- Tetra-Kippschaltung**
9115 201 000 **SFr. 262,80**
- 14-Gang Nabenschaltung Rohloff (silber)**
9115 200 004 **SFr. 1326,60**

Ausstattungs Pakete

- Sport**
Kettenschaltung Shimano XT 3x9 Rapid Fire
Rückenbespannung body contour mit Polster
Leichtgewichtfelgen Mavic X 717
Bike Computer Sigma BC
9115 000 005 **SFr. 1040,00**
- Race**
Kettenschaltung Shimano XT 3x9 Rapid Fire
Rückenlehne mit Rückenauflage Alu-Blech mit Schaum-
polsterung extra leicht oder Rückenpolster 3cm abnehmbar
Wettbewerbsübersetzung, Auffahrschutz geklemmt
Leichtgewichtfelgen Mavic X 717
Bike Computer Sigma BC
9115 000 007 **SFr. 1335,00**
- Race Carbon** wie Race-Ausstattung plus:
Carbon Rückenplatte und Seitenteile, extra leicht
Kurbellänge Anfertigung nach Maß
9115 000 009 **SFr. 1548,00**

Chassis




Chassis-Geometrie

9115 100 000

- Länge 116 cm, SB ca. 39 mm

Abmessungen



Tretlagerwelle Griffweite

9115 500 100


- 40 cm
 45 cm
 50 cm

Tretkurbel Kurbellänge

9115 600 100

- 175 mm
 195 mm

- Kurbellänge nach Maß: ___ mm
 (möglich von 125 - 220 mm)
 9115 600 101 **SFr. 217,80**



Tretlagerstütze

9115 501 100

- Größe S (x=67mm / y=153mm)
 Tretlagerstütze nach Maß:
 x ___ mm / y ___ mm
 9115 501 101 **SFr. 408,70**


Rahmenfarbe

9000 100 170

- brilliant silber
 neon gelb
 light orange
 fire red
 brilliant rot
 sky blue
 light blue
 brilliant blau
 apple green
 tiefschwarz effektgrün
 tiefschwarz RAL 9005
 tiefschwarz effekt silber
 anthrazit RAL 7016

Lieferzeit ca. 3-4 Wochen

Beinstütze



- Adaption an der Gabel, umlaufend
 9115 100 009
 Fußanschlag für Beinstütze
 9115 100 012 **SFr. 96,70**
 Beinschutzblech Alu 1,5mm
 schwarz matt
 9115 400 230 **SFr. 203,80**

Räder

- Hinterräder 26" (559), Doppelwandfelge silber (Skyline)
 9115 104 260
 Hinterräder 20" (406), Felge silber/schwarz
 9115 104 265
 Leichtgewichtfelgen Mavic X717
 26x1" (559) schwarz, Antriebsrad
 32 Speich. / Hinterräder 18 Speich.
 9115 104 262 **SFr. 298,00 / 3 Stck**

Bereifung

- Racing Slic (406-28 / 559-25)
 9115 105 000
 Marathon Semi Slic
 (406-40 / 559-35)
 9115 105 100

Sitz- und Rücken

- Sitzbespannung Gurtsystem
 9115 801 010
 Rückenlehne mit Rückenauflage
 Alu-Blech mit Foam-Polsterung 1,5cm dick
 9115 800 000
 Rückenbespannung body contour
 mit Rückenpolster 3cm dick
 9115 800 010 **SFr. 153,00**
 Rückenlehne mit Rückenauflage Carbon,
 Rahmenseitenteile Carbon
 extra leichte Schaumpolsterung
 9115 800 011 **SFr. 358,80**
 Rückenpolster 3cm abnehmbar,
 Bezug schwarz atmungsaktiv
 9115 800 012 **SFr. 512,00**
 Sitzkissen Standard
 mit Bezug schwarz atmungsaktiv, Höhe 4cm
 9115 000 190 **SFr. 101,10**
 Becken-Fixiergurt
 9115 800 200 **SFr. 124,00**

Zubehör

- Wechselratsatz 20" (406)
 Hinterräder 18 Speichen,
 Felge silber/schwarz
 9115 104 266 **SFr. 685,00**
 Auffahrschutz, geklemmt
 9115 800 100 **SFr. 218,00**
 Nackenstütze, verstellbar
 9115 800 150 **SFr. 262,00**
 Handgriff Holz,
 Kontur ergonomisch geformt
 9115 600 110 **SFr. 226,00**
 M L XL
 Tetra Schalengriffe
 9115 601 100 **SFr. 179,70**
 Steck-Schutzblech
 9115 502 100 **SFr. 60,50**
 Bike Computer SIGMA BC 1200
 kabellos, mit Halterung
 9115 901 000 **SFr. 70,50**
 Bike Computer SIGMA BC 1606
 mit Trittfrequenz-Set, kabellos
 9115 900 018 **SFr. 179,70**
 Beleuchtungsset SIGMA Baseline
 mit Halterung, Akku-Satz (6 St. NiCd)
 und Ladeinheit
 9115 903 270 **SFr. 106,10**

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MWSt. und Versandkosten

Ort, Datum

Unterschrift