

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-25
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de

Kostenvoranschlag _____ Datum _____

Bestellung _____ Datum _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Firmenstempel / Firmenanschrift

Ihre Kundennummer: _____
Ansprechpartner bei Rückfragen: _____

Kundenname / Kommission

Name: _____
Straße: _____
PLZ Ort: _____
Tel: _____
Fax: _____
e-mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm
Gewicht: _____ kg

SPIKE Kinderbike

CE



zugelassen bis 100kg Anhängelast

- für vorhandenen Rollstuhl Prod.-Nr. _____
 für Rollstuhl Neubestellung Rahmengr. _____

Ausstattung

- Antriebseinheit: Lenkgabel mit Antriebs- und Lenk-
komponenten
- Rahmenadapter fest mit der Antriebseinheit
verschraubt mit Schnellspannklammer zur
Ankopplung an den Rahmen
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt-
und Bremsarmaturen
- Rücktrittbremse und Felgenbremse
- Schnellspannklammer zur Ankopplung

- Rahmenadapter über Excenter-Schnellverschluss
am Lenkkopf von der Antriebseinheit abnehmbar**
(empfohlen bei Mehrfachnutzung
von SPIKE und FREEWAY)
9140 700 001 **SFr. 289,10**
- für BUDDY
 für SPEEDY 4teen

- ohne Gangschaltung**
9140 000 000 **SFr. 2004,00**

- 3-Gang Nabenschaltung**
Drehgriffschaltung "Grip Shift"
9140 000 003 **SFr. 2262,00**

- 7-Gang Nabenschaltung**
Drehgriffschaltung "Grip Shift"
9140 000 007 **SFr. 2585,00**

- 8-Gang Nabenschaltung**
Drehgriffschaltung "Grip Shift"
9140 000 008 **SFr. 2858,00**

Gabelfarbe


9000 100 170

- brilliant silber
Lieferzeit ca. 1-2 Wochen

alle anderen Farben Lieferzeit
von ca. 2-3 Wochen

- neon gelb
 light orange
 fire red
 brilliant rot
 sky blue
 light blue
 brilliant blau
 apple green
 tiefschwarz effektgrün
 tiefschwarz RAL 9005
 tiefschwarz effekt silber
 anthrazit RAL 7016

Abmessungen



Tretlagerwelle Griffweite
9140 500 100

- 36 cm
 40 cm
 45 cm

Tretkurbel Kurbellänge
9140 600 100

- 135 mm
 155 mm
 175 mm
 Kurbellänge nach Maß: ____mm
(mögl. von 125 - 195 mm)
SFr. 217,80

Räder

- 20"x1" (407) Alu-Felge,
schwarz-silber**
9140 203 050

Bereifung

- 20"x2" Big Apple (406-50)**
9140 105 125
- 20"x1,5" Marathon (406-40)**
9140 105 120

Radstandsverlängerung

- BUDDY verlängerte Bike-Platte**
4° Sturz integriert
Spur einstellbar
9110 100 100 **SFr. 387,00**
- SPEEDY 4teen**
Achsrohr 6° Sturz abnehmbar
über Schnellverschluß
9110 102 001 **SFr. 574,00**

Zubehör

- Tetra Schalengriffe**
9140 601 100 **SFr. 179,70**
- Kettenschutzrohr**
9140 502 000 **SFr. 125,60**
- Steck-Schutzblech**
9140 502 100 **SFr. 60,50**
- Bike Computer SIGMA BC 1200**
kabellos, mit Halterung
9110 901 000 **SFr. 70,50**
- Beleuchtungsset SIGMA Baseline**
mit Halterung, Akku-Satz (6 St. NiCd)
und Ladeinheit
9110 903 270 **SFr. 106,10**

Die Preise verstehen sich zzgl. der
gesetzl. MWSt. und Versandkosten

Ort, Datum

Unterschrift