

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-25
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de

Kostenvoranschlag _____ Datum _____

Bestellung _____ Datum _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Firmenstempel / Firmenanschrift

Ansprechpartner bei Rückfragen:


Kundenname / Kommission

Name: _____
Straße: _____
PLZ Ort: _____
Tel: _____
Fax: _____
e-mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

Körpermasse

Körpergröße: _____ cm
Gewicht: _____ kg
Unterschenkel-
länge UL _____ cm

anatomisches Mass: Kniekehle bis
Schuhsohle




TRAVELER Heavy Duty

Zugelassen bis **150 kg** Zuladung
Pos. 540 000
Modell T1-2
9030 100 000 **SFr. 3767.-**



Rollstuhlmasse




Sitzbreite SB: _____ cm
Sitztiefe ST: _____ cm
Unterschenkel-
Rahmenmass USL: _____ cm
Rückenhöhe RH: _____ cm
Sitzhöhe hinten SHh: _____ cm
Sitzhöhe vorne Shv: _____ cm

kurzer Rahmen **langer Rahmen**


Sitzbreite:	45cm - 48cm	45cm - 52cm
Sitztiefe:	36cm - 43cm	40cm - 48cm
Unterschenkel- länge*:	37cm - 50cm	37cm - 51cm
Rückenhöhe:	20cm - 48cm	20cm - 48cm
Sitzhöhe hinten (24"Rad):	37cm - 43cm	37cm - 43cm
Standardmontage hinten:	ca. 43cm	ca. 43cm
Sitzhöhe vorne (5" Rad):	44cm - 52cm	44cm - 52cm
Kniewinkel:	105°	
Hinterer Rahmenwinkel:	105°	

Alle Masse sind in 1cm Schritten erhältlich.

Rahmen



- Vorbau gerade Form**
9030 100 010



- Vorbau V-Form**
9030 100 020 **SFr. 108.-**

Achtung: Fußauflagefläche
x=SB-(0,25 x USL + 6cm)

- Kniewinkel 105°**
9030 100 200
- Kniewinkel 95°**
9030 100 090 **SFr. 225.-**
- Rahmenwinkel hinten 105°**
KP von 6,5cm bis 13cm
9030 100 110
- Rahmenwinkel hinten 95°**
KP von 4,5cm bis 11cm
9030 100 100 **SFr. 108.-**

KP=Kippunkt (Abstand Innenkante
Rückenlehne bis Achsmittle
Antriebsrad)
Standard Einstellung 8,5cm

Lieferzeit ca. 3-4 Wochen; bei
individueller Kundenanfertigung
verlängert sich die Lieferzeit.

- Heavy Duty Ausführung**
Sitzrohr mit Rahmeninnen-
rohr verstärkt
Rahmenknotenbleche im
Bereich der Faltarmbe-
festigung
Antriebsradplatte
Dicke 12mm
Gabelausführung
geschlossen
Rückenrohr mit
Verstärkungsinlett
Rastbolzen für Rückenver-
stellung aus Edelstahl
Schiebegriffrohr aus
Edelstahl 2mm
Seitenbleche 3mm stark
Fußauflage bzw. Fußbügel
gurchgehend
Bremsbolzen für Kniehebel-
bremse aus Edelstahl.


Pos. 500 132
9030 100 300 **SFr. 457.-**
Position erforderlich

Rahmenfarbe


9000 100 170

- brilliant silber
- neon gelb
- light orange
- fire red
- brilliant rot
- sky blue
- light blue
- brilliant blau
- apple green
- tiefschwarz effektgrün
- tiefschwarz RAL 9005
- tiefschwarz effekt silber
- anthrazit RAL 7016
- scharz matt

Schiebegriffe




- Alu-Schiebegriffe**
fest montiert ab RH 23cm
9030 401 050




- Sicherheitsschiebegriffe**, stufenlos
höhenverstellbar
ab RH 30cm
Pos. 500 130
9030 401 060 **SFr. 223.-**

Rückenlehne



- Rückenlehne 7-fach
winkelverstellbar und ab-
faltbar, mit integrierten
Seitenteilen und Rücken-
querbügel faltbar,**
zur Stabilisierung der
Rückenlehne
Pos. 500 119
9030 400 010 **SFr. 418.-**

- Rückenbespannung
Standard**
9030 802 015



- Anpassrücken und
Rückenpolster für
anatomische Anpassung**
Pos. 500 116
9030 802 010 **SFr. 396.-**

- Rückenhöhenverstellung**
3-5cm (nur in Kombination
mit höhenverstellbaren
Schiebegriffen)
9030 802 100 **SFr. 153.-**

Sitzbespannung


- Sitzbespannung**
offenes Gurtsystem
9030 801 010
- Sitzbespannung**
geschlossen
9030 801 020 **SFr. 84.80**

Sitzkissen

- Sitzkissen Standard**
Bezug schwarz
atmungsaktiv
- Höhe 3cm
- Höhe 4cm
- Höhe 6cm
- Pos. 500 209**
9000 805 180 **SFr. 112.-**
- Anti Dekubitus
PRO ACTIV**
Bezug schwarz atmungs-
aktiv bis max. 50x50cm
- Höhe 4cm
- Höhe 6cm
- Pos. 500 208**
9000 805 200 **SFr. 450.-**


- Sitzkissen ist vorhanden**
Fabrikat / Typ _____
Kissenhöhe _____

Kleiderschutz




- Kleiderschutz GFK, steckbar
wärmeisolierend**
9030 403 110 **SFr. 238.-**

Armauflagen



- Armpolster 25cm auf
Kleiderschutz montiert**
9030 403 150 **SFr. 395.-**




- Armauflage 25cm
abklappbar**
9030 403 140 **SFr. 328.-**


- Deskseitenteile mit
Armauflage 38cm**
abnehmbar, höhenverstell-
bar (Gesamtbreite + 4cm)
Pos. 500 120
9030 403 160 **SFr. 492.50**

Radplatten

- 2-Schlitz Radplatte**
SH hinten = ca. 37- 43cm
(bei 24" Rad)
9030 201 000



- Verlängerte Radplatte**
Radstandsverlängerung
um 7,5cm, **Pos. 500 115**
9030 201 010 **SFr. 178.20**



- Verlängerte Bike-Platte**
+4° Sturz integriert
Spur einstellbar
9030 201 030 **SFr. 305.-**

Serienmäßige Ausstattung
mit 12mm Buchsen/Achsen

**Weitere Radplatten
auf Anfrage**

Radsturz


- 1° Sturz**
Gesamtbreite=ca SB+20cm*
9030 202 010
- 4° Sturz**
Gesamtbreite=ca SB+25cm*
9030 202 030

*Greifring eng montiert


- Anbau Drehmomentstütze
für e-motion Antrieb**
1/2" Achse,
Buchslänge 50,8mm (2")
9030 201 200 **SFr. 85.-**
- Antriebsradplatte vor-
bereitet für e-fix Adaption**
1/2" Achse,
Buchslänge 50,8mm (2")
9030 201 210 **SFr. 85.-**

Bremssystem

- Kniehebelbremssystem**
9030 701 010




- Bremshebel Standard**



- Bremshebel lang**
- Bremshebel tief montiert**

- Bremshebel abklappbar**
Länge 9 cm, Paar
Pos. 500 105
9030 706 008 **SFr. 155.60**

- Stop Lock Nabenbremse**
(nur bei 2-Schlitz Rad-
platte möglich)
9030 705 010 **SFr. 324.-**



- Trommelbremse, Bedie-
nung vom Schiebegriff**
(nicht innen montierbar)
(Gesamtbreite + 3cm)
Pos. 500 104
9030 702 010 **SFr. 492.50**

Fußbügel


- Fußbügel durchgehend,
faltbar, abnehmbar**
 - mit Rohr-Auflagebügel
9030 601 000
 - mit gummierter Auflage-
platte, winkelverstellbar
14 cm tief
Pos. 500 107
9030 610 000 **SFr. 148.-**

Beim Falten des Rollstuhls faltet der
Fußbügel ab USL 37 cm komplett mit

Bei x < 22cm wird der Fußbügel
parallel ausgeführt

- Fußbügel durchgehend,
einseitig hochklappbar,
nach außen schwenkbar,
abnehmbar**
bei V-Form: ab SB 40cm
Pos. 500 106
9030 601 200 **SFr. 328.-**
 - mit Rohr-Auflagebügel
 - mit gummierter Auflage-
platte, winkelverstellbar
14 cm tief
Pos. 500 107
9030 610 000 **SFr. 148.-**
- Seitenanschlag einstellb.
für Fußauflageplatte**
9030 610 100 **SFr. 57,80**

Adaptionen




- Kippstütze, schwenkbar
mit Universaladapter / Paar**
Pos. 500 101
9030 300 110 **SFr. 346.-**

- Transitrollen, abnehmbar
mit Universaladapter**
9030 301 100 **SFr. 330.-**

- Ankippbügel /Stck.**
Pos. 500 113
9030 302 100 **SFr. 138.80**

- rechts
- links

nicht in Kombination mit
Kippstütze



- FREEWAY Lenkvorsatz**
siehe Maßblatt FREEWAY

Lenkräder



- Steckachse für Lenkradgabel
Pos. 500 131
9000 500 200 SFr. 198.-
- Standard (82A)*
 - 4"
 - 5"
 - 6"
 9000 501 010
- 5" Leichtlauf Alu-Felge*
9000 501 200 SFr. 135.-
- 5" Comfort Alu-Felge *
9000 501 210 SFr. 135.-
- 5", 2-Komponenten*
9000 501 030 SFr. 54.-
- 6", Elastic*
Lauffläche 32mm
9000 501 040 SFr. 54.-
- 6" luftbereift
9000 501 050 SFr. 54.-
- 6", Flexel-System*
9000 501 070 SFr. 54.-
- Skaterollen 80mm*
9000 501 110 SFr. 72.-
- Skaterollen 100mm*
9000 501 120 SFr. 72.-
- Sicherheits-Leuchtröhre 100mm*
9000 501 220 SFr. 122.-

*pannensicher

Antriebsräder


- 24" Alu-Felge,
36 Speichen
9000 203 000
- 24" Doppelwandfelge
36 Speichen
9000 203 100 SFr. 198.-
- 25" Doppelwandfelge
36 Speichen
9000 203 200 SFr. 198.-
- 26" Doppelwandfelge
36 Speichen
9000 203 300 SFr. 198.-

Bereifung

- Hochdruck-Leichtlauf
9000 204 000
- Hochdruck-Profil nur 24"
9000 204 010
- Profil 1³/₈" für 24" / 26"
9000 204 020
- Speed Air, blau
für 24"/26"
9000 204 121 SFr. 45.60
- Marathon Smart Guard
mit Pannenschutz-
protektor für 24" / 26"
Pos. 500 202
9000 204 030 SFr. 45.60
 - schwarz
 - grau
- Pannenschutzeinlage-
band für Luftbereifung
Pos. 500 202
9000 206 100 SFr. 59.50
- Pannensicher nur 24"
Pos. 500 202
9000 204 200 SFr. 178.-

Sonder-Räder, MTB-
Bereifung etc. auf Anfrage

Greifringe



- Greifring Anbau**
 - weit x=19mm
 - eng x=11mm
- Greifring Edelstahl
9000 205 010
- Greifring Aluminium
pulverbeschichtet in
Rahmenfarbe
9000 205 020
- Greifring Aluminium
poliert und harteloxiert
9000 205 030 SFr. 162.-
- Greifring Titan (nur 24")
9000 205 040 SFr. 285.-
- Greifring Ultra-Grip
(sehr griffig)
Pos. 500 110
9000 205 070 SFr. 405.-
- Greifring Ergo Grip
Pos. 500 110
9000 205 080 SFr. 405.-
- Greifring Dual Grip
Pos. 500 110
9000 205 110 SFr. 236.-
- Greifring Überzüge
Silicon, ohne Struktur
Pos. 500 110
9000 205 100 SFr. 236.-
- Finger- und Speichen-
schutz (24" / 26")
Farbe: transparent
Pos. 500 125
9000 206 300 SFr. 215.-

Zubehör

- Sicherheitsbeckengurt
mit Gurtschloss
Pos. 500 111
9000 902 100 SFr. 79.80
- Stockhalter mit
Nylonbecher, flexibel
Pos. 500 129
9000 902 310 SFr. 138.80
- Beleuchtungs-Set mit
Akku u. Ladegerät
9000 903 270 SFr. 106.-
- Werkzeug-Set
9000 901 500 SFr. 89.50
- Handluftkompressor
mit Manometer
9000 901 100 SFr. 113.-
- MTB-Wechselradsatz
24x2,0" mit Doppelwand-
felge, Greifring Edelstahl
und Steckachse
9000 203 410 SFr. 745.-
- Lenkradgabel-Wechsel-
satz mit Steckachse
(ohne Lenkrad)
9000 500 300 SFr. 378.-
- Arretierbarer Antriebsrad-
Achverschluss (Tetra-Clip)
9000 206 400 SFr. 180.-
- Transporttasche für
Antriebsräder
9000 903 530 SFr. 78.50
- Transporttasche für
TRAVELER Rahmen
9030 903 200 SFr. 259.20

Für ein minimales Packmass von
17 x 35 x 58cm ist folgende Ausstattung
nötig:
abfaltbare Rückenlehne (9030 400 010)
Steckachse für Lenkradgabel (9030 500 200)
abnehmbarer Fussbügel (s. S. 3)
- Verriegelungsband für
TRAVELER
9030 902 200 SFr. 23.10
- Accessoire-Tasche
17 x 13 x 5cm
9000 903 600 SFr. 77.20

Die Preise verstehen sich zzgl. 7.6% MWST.
und Versandkosten.

Die aufgeführten Preise sind empfohlene
Verkaufspreise.



Ort, Datum

Unterschrift