

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-25
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de

Kostenvoranschlag _____ Datum _____

Bestellung _____ Datum _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Firmenstempel / Firmenanschrift

Ihre Kundennummer:
Ansprechpartner bei Rückfragen:

Kundenname / Kommission

Name: _____
Straße: _____
PLZ Ort: _____
Tel: _____
Fax: _____
e-mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm
Gewicht: _____ kg

FREAK Jugendbike

Zugelassen bis 100 kg Zuladung



- Unterzugchassis mit Versteifungsstreben
- Antriebseinheit abkoppelbar über Excenterschnellverschluss
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- 6° Radsturz

Kettenschaltung


Hydraulische Scheibenbremse (Magura), Bremsgriff rechts
Shimano V-Brake Felgenbremse, Bremsgriff links

- 27-Gang Shimano Deore 3x9 Rapid Fire**
Übersetzung Kettenschaltung (22-32-44),
Kassette (11-13-15-17-20-23-26-30-32)
9130 000 000 **€ 3.196,00**
- 27-Gang Shimano XT 3x9 Rapid Fire**
Übersetzung Kettenschaltung (22-32-44),
Kassette (11-13-15-17-20-23-26-30-34)
9130 000 001 **€ 3.595,50**
- Tetra-Kippschaltung**
9100 201 000 **€ 189,30**
- Wettbewerbsübersetzung (30-42-52)**
9100 200 010 **€ 152,40**
- 2. hydraul. Scheibenbremssystem Magura**
9100 300 100 **€ 168,40**

Nabenschaltung

- 7-Gang Shimano Nexus**, Drehgriffschalter "Grip Shift"
Rücktrittbremse, Shimano V-Brake, Bremsgriff links
9130 000 003 **€ 2.638,00**
- sequentieller Daumenschalter / Kinnschalter**
9100 201 005 **€ 135,80**
- 8-Gang Shimano Nexus**, Drehgriffschalter "Grip Shift"
Rücktrittbremse, Shimano V-Brake, Bremsgriff links
9130 000 005 **€ 2.760,20**
- Mountaindrive 2,5:1 Berguntersetzung**
Planetengetriebe (für 7- oder 8-Gang Nabenschaltung)
9100 200 003 **€ 459,50**
- 14-Gang Rohloff (silber)**, Drehgriffschalter "Grip Shift"
Hydraulische Scheibenbremse (Magura), Bremsgriff
rechts, Shimano V-Brake, Bremsgriff links
9130 000 004 **€ 4.439,00**
- 8-Gang Automatik "Cyber Nexus"**
Hydraulische Scheibenbremse (Magura Louise),
Bremsgriff rechts, Shimano V-Brake, Bremsgriff links
9130 000 006 **€ 3.695,00**


Chassis



- Chassis-Geometrie**
Länge 102 cm, SB ca. 35 cm
9130 100 000

Lieferzeit ca. 3-4 Wochen; bei individueller Kundenanfertigung verlängert sich die Lieferzeit.

Abmessungen




- Tretlagerwelle Griffweite**
9100 500 100

- 40 cm
- 45 cm

- Tretkurbel Kurbellänge**
9100 600 100

- 135 mm
- 155 mm
- 175 mm
- Kurbellänge nach Maß: ___mm
(möglich von 125-195 mm) € 142,70



- Tretlagerstütze**
9100 501 100

- Größe XS gekröpft, nur für Profi
(x=113mm / y=130mm)
- Größe S (x=67mm / y=153mm)
- nach Maß € 283,60

Rahmenfarbe

9000 100 170

- brilliant silber
- neon gelb
- fire red
- brilliant rot
- sky blue
- brilliant blau
- apple green
- tiefschwarz glänz.RAL9005
- tiefschwarz effekt silber
- anthrazit RAL 7016


Lagerblöcke, Lenkgabeln und Antriebsräder silber

- rein orange RAL 2004
- weiß seidenglanz
- schwarz matt

Lagerblöcke, Lenkgabeln schwarz, Antriebsräder 24" schwarz, 25"/26" silber

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Verfügbarkeiten unter:
www.proactiv-gmbh.de

Beinstütze



- Adaption an der Gabel, geteilt**
für kurze Beine
9100 100 008
- Fußanschlag für Beinstütze**
9100 100 012 € 65,80
- Oberschenkelfixierung**
9100 100 013 € 117,10

Sitz- und Rücken

- Sitzbespannung Gurtsystem**
9100 801 010
- Sitzbespannung body contour**
9100 801 025
- Rückenlehne mit Füllblech**
mit Foam-Polsterung 1,5cm dick
9100 800 000
- Rückenbespannung body contour**
mit Rückenpolster 3cm dick
9100 800 010 € 105,80
- Sitzkissen Standard**
mit Bezug, Höhe 4 cm
9100 000 190 € 71,00
- Becken-Fixiergurt**
9100 800 200 € 82,30

Räder

- Hinterräder 20"(407), Felge silber/schwarz**
9100 203 050
- Vorderrad 20"(407), Felge silber/schwarz**
9100 203 052
- Vorderrad 26x1" (559) Doppelwandfelge, silber**
9100 104 260

Bereifung

- Racing Slic (406-28 / 559-25)**
9100 105 000
- Marathon Semi Slic (406-40 / 559-35)**
9100 105 100
- 20"x2" Big Apple (406-50)**
9100 105 200

Zubehör

- Auffahrschutz, geklemmt**
9100 800 100 € 151,20
- Nackenstütze, verstellbar**
9100 800 150 € 181,40
- Handgriff Holz,**
Kontur ergonomisch geformt
9100 600 110 € 158,70
 S M
- Tetra Schalengriffe**
9100 601 100 € 124,50
- Steck-Schutzblech**
9100 502 100 € 41,90
- Bike Computer SIGMA BC 1200**
kabellos, mit Halterung
9100 901 000 € 48,80
- Bike Computer SIGMA BC 1606**
mit Trittfrequenz-Set, kabellos
9100 900 018 € 119,10
- Beleuchtungsset SIGMA Baseline**
mit Halterung, Akku-Satz (6 St. NiCd) und Ladeeinheit
9100 903 270 € 72,90

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MWSt. und Versandkosten

Ort, Datum

Unterschrift