

Im Hofstätt 11  
D- 72359 Dotternhausen  
Tel +49 (0)7427 9480-0  
Fax +49 (0)7427 9480-25  
e-mail info@proactiv-gmbh.de  
www.proactiv-gmbh.de

**Kostenvoranschlag** \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

**Bestellung** \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_  
gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

**Firmenstempel / Firmenanschrift**

Ihre Kundennummer:  
Ansprechpartner bei Rückfragen:

**Kundenname / Kommission**

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ Ort: \_\_\_\_\_  
Tel: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_  
Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_  
Kostenträger: \_\_\_\_\_  
Indikation: \_\_\_\_\_

zuzügl. 7% MwSt bei Lieferung zusammen mit Rollstuhl  
zuzügl. 19% MwSt als Zubehörbestellung  
und Versandkosten

Ort, Datum

Unterschrift

# FREEWAY Lenkvorsatz



zugelassen bis 120kg Anhängelast

- für vorhandenen Rollstuhl Prod.-Nr. \_\_\_\_\_  
 für Rollstuhl Neubestellung Rahmengr. \_\_\_\_\_

**FREEWAY Lenkvorsatz**

- 9120 000 000: € 399,80  
• Gabel brilliant silber  
• Excenterschnellverschluß zur Ankopplung an den Rahmenadapter  
• Lenker mit Foamgriffen und Bremsgriff rechts  
• Shimano V-Brake (Felgenbremse)
- Lenkerpositionsverlagerung 120mm x 40°**  
starr, Farbe silber  
9120 000 010: € 51,80
- Lenkerpositionsverlagerung 110mm**  
winkelverstellbar 0°-60° verstellbar, schwarz  
9120 000 011: € 61,00
- BMX Lenker, Lenkerversatz 20 cm**  
für aufrechte, nach hinten verlagerte Sitzposition  
9120 500 005 € 41,60

**Gabelfarbe** 9000 100 170

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> brilliant silber | <input type="checkbox"/> tiefschwarz glänz.RAL9005 |
| <input type="checkbox"/> neon gelb        | <input type="checkbox"/> tiefschwarz effekt silber |
| <input type="checkbox"/> fire red         | <input type="checkbox"/> anthrazit RAL 7016        |
| <input type="checkbox"/> brilliant rot    | <input type="checkbox"/> rein orange RAL 2004      |
| <input type="checkbox"/> sky blue         | <input type="checkbox"/> weiß seidenglanz          |
| <input type="checkbox"/> brilliant blau   | <input type="checkbox"/> schwarz matt              |
| <input type="checkbox"/> apple green      |  |

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Verfügbarkeiten unter: [www.proactiv-gmbh.de](http://www.proactiv-gmbh.de)

**Rahmen-Adapter (brilliant-silber)**

- TRAVELER-Adapter**  
9110 700 300 € 399,20
- SPEEDY Starrrahmen-Adapter "Quick snap"**  
9110 700 141: € 373,50
- BUDDY D3/D4-Adapter**  
9110 700 400: € 373,20
- Set FREEWAY + Rahmen-Adapter**  
9120 100 000: € 743,40



## **BAHN FREI! Jetzt rollt es sich im Gelände noch einfacher**

Kaum zu glauben, wie einfach sich der Rollstuhl zum geländegängigen Fahrzeug umrüsten lässt. Mit nur wenigen Handgriffen ist das erstaunlich leichte FREEWAY an den PRO ACTIV Rolli angekoppelt und los geht es: ob auf Waldwegen, Pflasterstein, Schnee oder Sand, kaum zu glauben, welche Erleichterung das zentral angebrachte, lenkbare 20“ Rad bringt! Der Rolli wird weiterhin ganz normal über die Greifringe angetrieben, die Lenkräder sind wie beim Handbike angehoben. Wie viel einfacher ein 20“ Rad über Hindernisse hinweg rollt als ein 4“, 5“ oder sogar 6“ Lenkrad, kann jeder bestätigen, der es einmal ausprobiert.

Selbst auf Gehwegen, die ja immer zur Strasse hin abschüssig sind, erleichtert das FREEWAY die Geradeausfahrt und reduziert den Kraftaufwand. Ein Lenkungsämpfer sorgt dafür, dass die Lenkeinheit nicht zur Seite abkippt.

Auch auf bergigen Strecken bringt das FREEWAY entscheidende Vorteile. Bergauf ist es eine enorme Erleichterung für die Begleitperson, die zur Unterstützung den Rolli schiebt, bergab rollt das Gefährt von alleine. Gelenkt und gebremst wird über das FREEWAY.

Wer bereits ein PRO ACTIV Handbike besitzt, kann das FREEWAY über den bereits vorhandenen Handbike - Rahmenadapter an den Rolli ankoppeln. Wer sich heute für das FREEWAY entscheidet, spart später bei der Anschaffung eines Handbikes die Kosten für den Rahmenadapter!

