

Im Hofstätt 11  
D- 72359 Dotternhausen  
Tel +49 (0)7427 9480-0  
Fax +49 (0)7427 9480-25  
e-mail info@proactiv-gmbh.de  
[www.proactiv-gmbh.de](http://www.proactiv-gmbh.de)



**Kostenvoranschlag Datum:**

**Bestellung Datum:**

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

**Sanitätshaus / Firmenadresse:**

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Versandadresse:**  **wie Firmenadresse**  
 **abweichend (siehe unten)**

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_

**Kundenname / Kommission:**

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_  
Kostenträger: \_\_\_\_\_  
Indikation: \_\_\_\_\_  
PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_



**NJ1 Adaptivbike "Classicline"**

bis 120kg Anhängelast und 10kg Zuladung

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den "Quick-Snap" Adapter
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Hydraulisches Scheibenbremssystem "Magura Julie"
- Shimano V-Brake (Felgenbremse)
- inkl. Feststellarretierung

9110100000 € 2.387,00

**Rechnungsadresse:**  **wie Firmenadresse**  
 **abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Dienstleistung:**

**1. NJ1: Beratung, Definition der Abmessung und Erprobung beim Kunden durch PRO ACTIV**

9990000000 € 200,00

**2. NJ1: Montage und Anpassung im Werk PRO ACTIV**

an Neubestellten PRO ACTIV Rollstuhl (Montage inkl.)  
Prod.-Nr.: \_\_\_\_\_  
9990000001

an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl  
Prod.-Nr.: \_\_\_\_\_  
9990000002 € 125,00

**3. NJ1: Auslieferung, Einweisung und Übergabe beim Kunden durch PRO ACTIV**

9990000003 € 250,00

Bitte beachten: Beim Kauf des NJ Adaptivbike in Kombination mit einem Rollstuhl gilt der ermäßigte MwSt.-Satz von 7% für die komplette Einheit.

## Farbe

**Silber,  
Antriebseinheit eloxiert**

9110100170-000

**Black Shadow,  
Antriebseinheit tiefschwarz  
RAL 9005, glatt matt**

9110100170-001 **€ 95,00**

- Gabelholm R und L,  
- Gabelbrücke oben und unten  
- Tretlagerstütze

## Kettenschaltung

**Shimano Deore 3x9 Rapid Fire  
27-Gang-Kettenschaltung**

9110200020

Übersetzung:  
Zahnkranz 22-32-44 Zähne,  
Kassette 11-13-15-17-20-23-26-30-32  
Zähne



**Shimano XT 3x9 Rapid Fire  
27-Gang-Kettenschaltung**

9110200021 **€ 297,00**

Übersetzung:  
Zahnkranz 22-32-44 Zähne,  
Kassette 11-13-15-17-20-23-26-30-34  
Zähne



## Nabenschaltung

**Rohloff "Speedhub 500/14"  
14-Gang-Nabenschaltung**

9110200027 **€ 1.198,00**

Drehgriffschalter "Grip-Shift"  
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,  
Kassette 16 Zähne



**Shimano "Cyber-Nexus"  
8-Gang-Automatik-Nabenschaltung**

9110200024 **€ 603,00**

Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,  
Kassette 20 Zähne  
(bei Tretlagerstütze Gr.L 19 Zähne)  
Achtung: Bike ist mit Rücktrittbremse  
ausgestattet, hydraulische Scheibenbremse  
nicht möglich!

**Shimano "Alfine"  
11-Gang-Nabenschaltung**

9110200026 **€ 78,00**

Schaltgriff "Rapid Fire"  
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,  
Kassette 20 Zähne  
(bei Tretlagerstütze Gr.L 19 Zähne)



## Schaltungszubehör

**Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung  
in Verbindung mit Nabenschaltung**

9100200003 **€ 459,50**

Planetengeräbe  
Alle Gänge (der Nabenschaltung und die  
Berguntersetzung) können im Stand geschaltet  
werden!  
In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45cm!



**Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung  
in Verbindung mit Kettenschaltung**

9110200006 **€ 340,00**

Planetengeräbe  
Ersetzt den 3-fach Zahnkranz und  
ermöglicht das Schalten der  
Berguntersetzung im Stand!  
In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45cm!



## Schaltungszubehör für Kettenschaltung

**Drehgriffschaltung "Grip-Shift"  
3-fach, Anbau links**

9110200017 **€ 39,60**

SRAM Centera für 3-fach Umwerfer  
In Verbindung mit Shimano Deore oder XT  
Kettenschaltung!



**Drehgriffschaltung "Grip-Shift"  
9-fach, Anbau rechts**

9110200016 **€ 39,60**

SRAM Centera für 9-fach Schaltwerk  
In Verbindung mit Shimano Deore oder  
XT Kettenschaltung!



**Tetra-Kinnschaltung**

9110200001 **€ 265,00**

Schaltarmatur fest am Kettenschutz  
montiert, 3-fach und 9-fach  
Schalthebelbedienung mit dem Kinn  
Nur in Verbindung mit Shimano XT Schaltarmaturen!



**Tetra-Kippschaltung  
für 3-fach Umwerfer**

9110201001 **€ 96,70**

mit Alu Betätigungshebel, Montage links  
In Verbindung mit Shimano XT  
Schaltarmaturen und Griffweite 45 oder 50cm!



**Tetra-Kippschaltung  
für 9-fach Schaltwerk**

9110201002 **€ 96,70**

mit Alu Betätigungshebel, Montage rechts  
In Verbindung mit Shimano XT  
Schaltarmaturen und Griffweite 45 oder 50cm!



**Handhebel zur Direktschaltung**

9110200030 **€ 49,10**

zur Direktbedienung des Umwerfers am  
Zahnkranz



## Schaltungszubehör für Freilauf-Schaltnabe

Die nachfolgenden Optionen sind bei den Kettenschaltungen im  
Lieferumfang enthalten! In Verbindung mit den Freilauf-Schaltnaben  
wird die Anzahl der Gänge um den Faktor 3 erweitert!

**3-fach Kettenblattgarnitur Deore  
mit Daumenschalter links**

9110000014 **€ 339,60**

Für Alfine 11-Gang und Rohloff 14-Gang  
Nabenschaltung; mit Umwerfer zur Erweiterung  
auf 33 bzw. 42 Gänge  
Kettenblattgröße: Z 22; Z32; Z44  
Umwerfer und Kettenblattauführung: Shimano Deore



### 3-fach Kettenblattgarnitur XT mit Daumenschalter links

9110000015 € 473,20

Für Alfine 11-Gang und Rohloff 14-Gang Nabenschaltung; mit Umwerfer zur Erweiterung auf 33 bzw. 42 Gänge  
Kettenblattgröße: Z 22; Z32; Z44  
Umwerfer und Kettenblattausführung: Shimano XT



### Tretkurbel

Länge 155mm  
9110600100-155

Länge 175mm  
9110600100-175

Länge 195mm  
9110600100-195



### 3-fach Kettenblattgarnitur Deore mit Umwerferdirektbedienung

9110000016 € 249,60

Für Alfine 11-Gang und Rohloff 14-Gang Nabenschaltung; mit Umwerfer zur Erweiterung auf 33 bzw. 42 Gänge  
Kettenblattgröße: Z 22; Z32; Z44  
Direktbedienung des Umwerfers, Umwerfer und Kettenblattausführung: Shimano Deore



### Kundenanfertigung Tretkurbellänge nach Maß \_\_\_\_\_ mm (Mindestlänge 125mm)

9110600100-000 € 142,70

## Bremssystem

### Leistungsstarkes HD-Bremssystem "Magura Louise"

9110300101 € 72,00

Empfohlen ab 80kg Körpergewicht



### 2. unabhängiges Scheiben-Bremssystem "Magura Louise"

9110300100 € 168,40

Shimano V-Break Felgenbremse entfällt  
Nur in Verbindung mit dem leistungsstarken HD-Bremssystem "Magura Louise"!

### Rücktrittbremse für Kettenschaltung mit Kurbelfreischaltfunktion für Rückwärtsfahrt

9110300000 € 295,60

In Verbindung mit:  
- Tretlagerwelle Griffweite 45 oder 50cm  
- Tretkurbel Kurbellänge 155 oder 175mm



## Abmessungen

### Tretlagerwelle

Griffweite 40cm  
9110500100-040

Griffweite 45cm  
9110500100-045

Griffweite 50cm  
9110500100-050



### Tretlagerstütze


S (X/Y 67/153mm)  
9110501100-003

M (X/Y 90/250mm)  
9110501100-001

M-L (X/Y 130/310mm) € 48,20  
9110501100-004

L (X/Y 158/362mm)  
9110501100-002

XL (X/Y 158/410mm) € 48,20  
9110501100-006



## Antriebsrad

### Antriebsrad mit Doppelwandfelge

20" (406)  
9110203050

24" (507)  
9110104259

26" (559)  
9110104260

### Antriebsrad Doppelwandfelge leichte Ausführung MAVIC X317 (32L)

26x1" € 87,00  
9110104262

extra leichte Ausf. Felgengewicht 395g,  
Speichen: 32 x 2mm Niro  
Nur in Verbindung mit Shimano XT!

## Bereifung

### Schwalbe "Marathon"

20x1,5" (406-40)  
9110105120

26x1,5" (559-35)  
9110105100

Tourenreifen



### Continental "TourRide"

24x1,75" (507-47)  
9110105127

Tourenreifen



### Schwalbe "Big Apple"

20x2" (406-50)  
9110105125

Balloonreifen



### Schwalbe "Knobby"

20x2" (406-54)  
9110105126

Profilreifen



## Zubehör Bike

### Kettenschutzrohr

9110502000 € 85,20



## Steck-Schutzblech

- 9110502100 € 41,90



## Handgriff Holzkontur ergonomisch geformt

- Gr. S, ø 38mm  
9110600110 € 158,70
- Gr. M, ø 42mm  
9110600111 € 158,70



## Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

- 9110601101 € 128,50



## Tetra-Schalengriffe

- 9110601100 € 124,50



## SIGMA BC 1200 Bike-Computer

- 9110901000 € 48,80  
kabellos



## SIGMA BC 1606L DTS Bike-Computer

- 9110900018 € 119,10  
kabellos  
mit kabellosem Trittfrequenz-Set



## Beleuchtungsset SIGMA Baseline mit Halterung

- 9110903270 € 72,90  
mit Akku Ladeinheit und Akku-Satz  
(5 St. NICD)



## Halterung ø 22mm x 42mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)

- 9110903271 Stk. á € 16,80  
Farbe: natur eloxiert  
\_\_\_\_ Stück



## Alu-Gepäckträger "cargo systems"

- 9110903290 € 73,40  
Farbe: silber  
Max. Belastungsgewicht 10kg auf der Beladeplattform,  
max. 15kg in Verbindung mit Gepäcktaschen bei niedrigerer Belastungshöhe.



## Abstellständer NJ1 Adaptiv abschwenkbar, höheneinstellbar

- 9110903296 € 126,80  
zur einfachen Adaption in Verbindung mit "Quick-Snap"-Adapter  
Farbe: schwarz



## Rahmenadapter

### SPEEDY Starrrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"

- 9110700141 € 373,50  
mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen  
Farbe: schwarz



### TRAVELER Faltrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"

- 9110701300 € 399,20  
mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus  
Farbe: schwarz



### BUDDY Starrrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"

- 9110701400 € 373,50  
mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen  
Farbe: schwarz

### Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und "Quick-Snap-Adaption"


- 9110701500 € 425,50  
Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau  
Rahmenrohrdurchmesser 25 – 35mm



## Rollstuhlabhängiges Zubehör

### Verlängerte Bike-Platte

- Für Speedy A1/A2  
9110100100-002 € 267,10
- Für Buddy  
9110100100-003 € 267,10
- Für Traveler  
9110100100-001 € 267,10



4° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar

### Radstandsverlängerung über "Rastmechanismus mit Zugbedienung" abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr

- Für Speedy 4all / 4teen / 4you / Traveler 4you  
9110102001 € 389,90



4° / 6° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar

### Radstandsverlängerung über "Quick-Pins" abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr

- Für Speedy F2  
9015101000 € 395,00
- Für Speedy F4  
9110101000 € 389,90



4° / 6° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar  
Anbaumöglichkeit bei F2/F4 muss durch PRO ACTIV geprüft werden!

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift