

**Mobilität wird einfach!**

Im Hofstätt 11  
D- 72359 Dotternhausen  
Tel +49 (0)7427 9480-0  
Fax +49 (0)7427 9480-25  
e-mail info@proactiv-gmbh.de  
[www.proactiv-gmbh.de](http://www.proactiv-gmbh.de)



**Kostenvoranschlag Datum:**

**Bestellung Datum:**  
gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

**Sanitätshaus / Firmenadresse:**

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Versandadresse:**  **wie Firmenadresse**  
 **abweichend (siehe unten)**

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

**Kundenname / Kommission:**

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_  
Kostenträger: \_\_\_\_\_  
Indikation: \_\_\_\_\_

**NJ1 Kompaktbike**

**mit Nabenschaltung und Rücktrittbremse**

**Zugelassen bis 100kg Zuladung**

- Unterzugchassis mit Versteifungsstreben
- Antriebseinheit abkoppelbar über Excenterschnellverschluss
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- 6° Radsturz
- Rücktrittbremse integriert in der Nabenschaltung
- Shimano V-Brake (Felgenbremse) inkl. Feststellerretterung

9100101000 € 2.638,00

**Rechnungsadresse:**  **wie Firmenadresse**  
 **abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Dienstleistung:**

**1. NJ1: Beratung, Definition der Abmessung und Erprobung beim Kunden durch PRO ACTIV**

9990000000 € 200,00


**2. NJ1: Auslieferung, Einweisung und Übergabe beim Kunden durch PRO ACTIV**

9990000003 € 250,00

## Farbe Chassis

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Verfügbarkeiten unter:  
www.proactiv-gmbh.de  
Farbtöne können von den unten dargestellten Farbbildern abweichen!


### Anthrazit glanz RAL 7016

9000100170-001 


### Anthrazit matt RAL 7016

9000100170-101 € 30,00

### Brilliant Blau glanz

9000100170-002 


### Schwarz glanz RAL 9005

9000100170-003 


### Schwarz matt RAL 9005

9000100170-019 € 30,00


### Tiefschwarz Effekt Silber

9000100170-007 


### Neon Gelb glanz

9000100170-009 

### Brilliant Silber glanz

9000100170-011 


### Apple Green glanz

9000100170-014 


### Apple Green matt

9000100170-114 € 30,00

### Sky Blue glanz

9000100170-017 


### Fire Red glanz

9000100170-018 


### Fire Red matt

9000100170-118 € 30,00

### Rein Orange glanz RAL 2004

9000100170-022 


### Pastellblau glanz RAL 5024

9000100170-036 

### Pastellblau matt, RAL 5024

9000100170-136 € 30,00


### Pink Magenta glanz RAL 4010

9000100170-037 

### Pink Magenta matt RAL 4010

9000100170-137 € 30,00

### Weiß seidenglanz RAL 9016

9000100170-023 

## Farbe Antriebseinheit

### Silber, Antriebseinheit eloxiert

9110100170-000

### Black Shadow, Antriebseinheit tiefschwarz RAL 9005, glatt matt

9110100170-001 € 95,00

- Gabelholm R und L  
- Gabelbrücke oben und unten  
- Tretlagerstütze

## Nabenschaltung

### Shimano "Nexus" 7-Gang-Nabenschaltung

9100200022

- Drehgriffschalter "Grip Shift"  
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,  
Kassette 20 Zähne  
(bei Tretlagerstütze Gr. L 19 Zähne)



### Shimano "Nexus" 8-Gang-Nabenschaltung

9100200023 € 122,00

- Drehgriffschalter "Grip Shift"  
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,  
Kassette 20 Zähne  
(bei Tretlagerstütze Gr. L 19 Zähne)



### Shimano "Cyber-Nexus" 8-Gang-Automatik-Nabenschaltung

9100200025 € 1057,00

Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,  
Kassette 20 Zähne  
(bei Tretlagerstütze Gr. L 19 Zähne)



## Schaltungszubehör

### Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung in Verbindung mit Nabenschaltung

9100200003 € 459,50

Planetengeräte zur Verdoppelung der Gänge.  
Alle Gänge (der Nabenschaltung und die  
Berguntersetzung) können im Stand geschaltet  
werden.

In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45cm!




## Chassis

### Chassis-Geometrie

Länge 104cm  
SB ca. 39cm  
9100100000-104

Länge 116cm  
SB ca. 39cm  
9100100000-116

Länge 116cm  
SB ca. 43cm  
9100100000-043



## Abmessungen


### Tretlagerwelle

- Griffweite 40cm  
9100500100-040
- Griffweite 45cm  
9100500100-045
- Griffweite 50cm  
9100500100-050



### Tretlagerstütze

- S (X/Y 67/153)  
9100501100-003
- M (X/Y 90/250)  
9100501100-001



### Tretkurbel

- Länge 155mm  
9100600100-155
- Länge 175mm  
9100600100-175
- Länge 195mm  
9100600100-195



## Beinstütze

### Beinstütze geteilt

- 9100100008  
Adaption an der Gabel  
für kurze Beine  
Nur bis Körpergröße 165 cm möglich!




### Beinstütze umlaufend

- 9100100009  
Adaption an der Gabel



### Beinstütze an Chassis adaptiert

- 9100100010 € 261,60  
Beine nicht durch Lenkbewegung  
beeinflusst, erhöht die Fahrzeugbreite!



### Fußanschlag für Beinstütze

- 9100100012 € 65,80



### Oberschenkelfixierung

- 9100100013 € 117,10



## Rückenausstattung

### Rückenlehne mit Füllblech

- 9100800000  
Foampolsterung 1,5cm



### Rückenbespannung body contour

- 9100800010 € 105,80  
mit Rückenpolster 3cm  
Bezug: schwarz/atmungsaktiv



## Sitzbespannung

### Sitzbespannung offenes Gurtsystem

- 9100801010



### Sitzbespannung body contour

- 9100801025



## Sitzkissen

### Sitzkissen "Standard"

- Für Chassis 104cm  
SB: 39cm  
Tiefe: 35cm  
Höhe: 4cm  
9100000190-001 € 71,00
- Für Chassis 116cm  
SB: 39cm  
Tiefe: 39cm  
Höhe: 4cm  
9100000190-002 € 71,00
- Für Chassis 116cm  
SB: 43cm  
Tiefe: 39cm  
Höhe: 4cm  
9100000190-003 € 71,00



Bezug: schwarz/atmungsaktiv

### 0 Sitzkissen ist vorhanden

Fabrikat / Typ \_\_\_\_\_

Kissenhöhe \_\_\_\_\_

Weitere Sitzkissen wie  
z.B. "Anti-Dekubitus"  
siehe separates Maßblatt:  
"PRO ACTIV  
Sitz- und Rückensysteme"



## Antriebsräder

### Laufräder mit Doppelwandfelge

- 26" (559)  
9100104260

## Bereifung

### Schwalbe "Durano"

- 26" (559-28)  
9100105000

Racing-Slic



### Schwalbe "Marathon"

- 26" (559-35)  
9100105100

Tourenreifen



## Zubehör Bike

### Steck-Schutzblech

- 9110502100 € 41,90



### Handgriff Holzkontur ergonomisch geformt

- Gr. S, ø 38mm  
9110600110 € 158,70
- Gr. M, ø 42mm  
9110600111 € 158,70



### Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

- 9110601101 € 128,50



### Tetra-Schalengriffe

- 9110601100 € 124,50



### Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt

- 9100800100 € 151,20



### Nackenstütze

- 9100800150 € 181,40
- höhenverstellbar  
winkelverstellbar



### Becken-Fixiergurt

- 9100800200 € 82,30



### SIGMA BC 1200 Bike-Computer

- 9110901000 € 48,80
- kabellos  
mit Halterung



### SIGMA BC 1606L DTS Bike-Computer

- 9110900018 € 119,10
- mit Trittfrequenz-Set  
kabellos



### Beleuchtungsset SIGMA Baseline

- 9110903270 € 72,90
- mit Halterung, Akku-Ladeeinheit und Akku-Satz (6 St. NICD)



### Halterung ø 22mm x 42mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)

- 9110903271 Stk. á € 16,80
- Farbe: natur eloxiert  
\_\_\_\_\_ Stück



### Sicherheitswimpel mit Halterung

- 9100903294 € 29,90



Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift