

Mobilität wird einfach!

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-25
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



Kostenvoranschlag Datum:

Bestellung Datum:

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ: _____ Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: **wie Firmenadresse**
 abweichend (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ: _____ Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name: _____
Straße: _____
PLZ: _____ Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

NJ1 Kompaktbike RS
mit Kettenschaltung oder Freilaufnabe
und Scheibenbremse

Zugelassen bis 100kg Zuladung

- Unterzugchassis mit Versteifungsstreben
- Antriebseinheit abkoppelbar über Excenterschnellverschluss
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- 6° Radsturz
- Hydraulisches Scheibenbremssystem "Magura Julie"
- Shimano V-Brake (Felgenbremse) inkl. Feststellarretierung

9100100000 € 3.196,00

Rechnungsadresse: **wie Firmenadresse**
 abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ: _____ Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____


Dienstleistung:

- 1. NJ1: Beratung, Definition der Abmessung und Erprobung beim Kunden durch PRO ACTIV**
 9990000000 € 200,00
- 2. NJ1: Auslieferung, Einweisung und Übergabe beim Kunden durch PRO ACTIV**
 9990000003 € 250,00

Farbe Chassis

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Verfügbarkeiten unter:
www.proactiv-gmbh.de
Farbtöne können von den unten dargestellten Farbbildern abweichen!


Anthrazit glanz RAL 7016

9000100170-001 


Anthrazit matt RAL 7016

9000100170-101 € 30,00

Brilliant Blau glanz

9000100170-002 


Schwarz glanz RAL 9005

9000100170-003 


Schwarz matt RAL 9005

9000100170-019 € 30,00


Tiefschwarz Effekt Silber

9000100170-007 


Neon Gelb glanz

9000100170-009 

Brilliant Silber glanz

9000100170-011 


Apple Green glanz

9000100170-014 


Apple Green matt

9000100170-114 € 30,00

Sky Blue glanz

9000100170-017 


Fire Red glanz

9000100170-018 


Fire Red matt

9000100170-118 € 30,00

Rein Orange glanz RAL 2004

9000100170-022 


Pastellblau glanz RAL 5024

9000100170-036 

Pastellblau matt, RAL 5024

9000100170-136 € 30,00


Pink Magenta glanz RAL 4010

9000100170-037 

Pink Magenta matt RAL 4010

9000100170-137 € 30,00

Weiß seidenglanz RAL 9016

9000100170-023 

Farbe Antriebseinheit

Silber, Antriebseinheit eloxiert

9110100170-000

Black Shadow, Antriebseinheit tiefschwarz RAL 9005, glatt matt

9110100170-001 € 95,00

- Gabelholm R und L,
- Gabelbrücke oben und unten
- Tretlagerstütze

Kettenschaltung

Shimano Deore 3x9 Rapide Fire 27-Gang-Kettenschaltung

9100200018

Übersetzung:
Zahnkranz 22-32-44 Zähne,
Kassette 11-13-15-17-20-23-26-30-32
Zähne



Shimano XT 3x9 Rapide Fire 27-Gang-Kettenschaltung

9100200019 € 399,50

Übersetzung:
Zahnkranz 22-32-44 Zähne,
Kassette 11-13-15-17-20-23-26-30-34
Zähne



Nabenschaltung

Shimano "Alfine" 11-Gang Nabenschaltung

9100200026 € 78,00

Schaltgriff "Rapid Fire"
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 20 Zähne
(bei Tretlagerstütze Gr.L 19 Zähne)



Rohloff "Speedhub 500/14" 14-Gang Nabenschaltung

9100200027 € 926,00

Drehgriffschalter "Grip Shift"
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 16 Zähne



Shimano "Cyber-Nexus" 8-Gang-Automatik-Nabenschaltung

9100200024 € 499,00

Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 20 Zähne
(bei Tretlagerstütze Gr. L 19 Zähne)
Achtung: Bike ist mit Rücktrittbremse
ausgestattet, hydraulische Scheibenbremse
nicht möglich!



Schaltungszubehör

Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung in Verbindung mit Nabenschaltung

- 910020003 € 459,50

Planetengetriebe zur Verdoppelung der Gänge. Alle Gänge (der Nabenschaltung und die Berguntersetzung) können im Stand geschaltet werden!

In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45cm!

Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung in Verbindung mit Kettenschaltung

- 910020006 € 340,00

Planetengetriebe Ersetzt den 3-fach Zahnkranz und ermöglicht das Schalten der Berguntersetzung im Stand!

In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45cm!



Bremssystem

Leistungsstarkes HD-Bremssystem "Magura Louise"

- 910030010 € 72,00

Empfohlen ab 80kg Körpergewicht

2. unabhängiges Scheiben-Bremssystem "Magura Louise"

- 910030010 € 168,40


Shimano V-Break Felgenbremse entfällt Nur in Verbindung mit dem leistungsstarken HD-Bremssystem "Magura Louise"!



Chassis

Chassis-Geometrie

- Länge 104cm
SB ca. 39cm
910010000-104
- Länge 116cm
SB ca. 39cm
910010000-116
- Länge 116cm
SB ca. 43cm
910010000-043



Schaltungszubehör für Kettenschaltung

Drehgriffschaltung "Grip-Shift" 3-fach, Anbau links

- 911020017 € 39,60

SRAM Centera für 3-fach Umwerfer In Verbindung mit Shimano Deore oder XT Kettenschaltung!



Drehgriffschaltung "Grip-Shift" 9-fach, Anbau rechts

- 911020016 € 39,60

SRAM Centera für 9-fach Schaltwerk In Verbindung mit Shimano Deore oder XT Kettenschaltung!



Wettbewerbsübersetzung

- 910020010 € 152,40

Zahnkranz 52/ 42/ 30 Nur in Verbindung mit Shimano XT Schaltarmaturen!

Tetra-Kippschaltung für 3-fach Umwerfer

- 9100201001 € 96,70

mit Alu Betätigungshebel, Montage links In Verbindung mit Shimano XT Schaltarmaturen und Griffweite 45 oder 50cm!



Tetra-Kippschaltung für 9-fach Schaltwerk

- 9100201002 € 96,70

mit Alu Betätigungshebel, Montage rechts In Verbindung mit Shimano XT Schaltarmaturen und Griffweite 45 oder 50cm!



Handhebel zur Direktschaltung des 3-fach Umwerfers

- 9100200020 € 49,10

direkte Handbedienung des Umwerfers am 3-fach Zahnkranz



Abmessungen


Tretlagerwelle

- Griffweite 40cm
9100500100-040
- Griffweite 45cm
9100500100-045
- Griffweite 50cm
9100500100-050



Tretlagerstütze

- XS (X/Y 113/130)
9100501100-004
- S (X/Y 67/153)
9100501100-003
- M (X/Y 90/250)
9100501100-001



Kundenanfertigung Tretlagerstütze nach Maß X=____/Y=____ mm

- 9100501100-010 € 283,60

Tretkurbel

- Länge 155mm
9100600100-155
- Länge 175mm
9100600100-175
- Länge 195mm
9100600100-195



Kundenanfertigung Tretkurbellänge nach Maß ____ mm (Mindestlänge 125mm)

- 9100600101 € 142,70

Beinstütze

Beinstütze geteilt

- 9100100008
Adaption an der Gabel
für kurze Beine
Nur bis Körpergröße 165 cm möglich!




Beinstütze umlaufend

- 9100100009
Adaption an der Gabel



Beinstütze an Chassis adaptiert

- 9100100010 € 261,60
Beine nicht durch Lenkbewegung
beeinflusst, erhöht die Fahrzeugbreite!



Fußanschlag für Beinstütze

- 9100100012 € 65,80



Oberschenkelfixierung

- 9100100013 € 117,10



Rückenausstattung

Rückenlehne mit Füllblech

- 9100800000
Foampolsterung 1,5cm



Rückenbespannung body contour

- 9100800010 € 105,80
mit Rückenpolster 3cm
Bezug: schwarz/atmungsaktiv



Sitzbespannung

Sitzbespannung offenes Gurtsystem

- 9100801010



Sitzbespannung body contour

- 9100801025



Sitzkissen

Sitzkissen "Standard"

- Für Chassis 104cm € 71,00
SB: 39cm
Tiefe: 35cm
Höhe: 4cm
9100000190-001
- Für Chassis 116cm € 71,00
SB: 39cm
Tiefe: 39cm
Höhe: 4cm
9100000190-002
- Für Chassis 116cm € 71,00
SB: 43cm
Tiefe: 39cm
Höhe: 4cm
9100000190-003



Bezug: schwarz; atmungsaktiv

O Sitzkissen ist vorhanden

Fabrikat / Typ _____

Kissenhöhe _____

Weitere Sitzkissen wie
z.B. "Anti-Dekubitus"
siehe separates Maßblatt:
"PRO ACTIV
Sitz- und Rückensysteme"



Antriebsräder

Laufäder mit Doppelwandfelge

- 26" (559) € 215,00
9100104260

Laufäder leichte Ausführung MAVIC X317 (32L)

- 26" (559) € 215,00
9100104262

extra leichte Ausf. Felgengewicht 395g,
Speichen: vorne 32 x 2mm Niro
hinten 18 x 2mm Niro
Nur in Verbindung mit Shimano XT!

Bereifung

Schwalbe Durano

- 26x1" (559-28) € 215,00
9100105000

Racing-Slic



Schwalbe Marathon

- 26x1,5" (559-35) € 215,00
9100105100

Tourenreifen



Zubehör Bike

Steck-Schutzblech

- 9110502100 € 41,90



Handgriff Holzkontur ergonomisch geformt

- Gr. S, ø 38mm
9110600110 € 158,70
- Gr. M, ø 42mm
9110600111 € 158,70



Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

- 9110601101 € 128,50



Tetra-Schalengriffe

- 9110601100 € 124,50



Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt

- 9100800100 € 151,20




Nackenstütze

- 9100800150 € 181,40
höhenverstellbar
winkelverstellbar



Becken-Fixiergurt

- 9100800200 € 82,30



SIGMA BC 1200 Bike-Computer

- 9110901000 € 48,80
kabellos



SIGMA BC 1606L DTS Bike-Computer

- 9110900018 € 119,10
mit Trittfrequenz-Set
kabellos



Beleuchtungsset SIGMA Baseline

- 9110903270 € 72,90
mit Halterung, Akku-Ladeeinheit und
Akku-Satz (6 St. NICD)



Halterung ø 22mm x 42mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)

- 9110903271 Stk. á € 16,80
Farbe: natur eloxiert
____ Stück



Sicherheitswimpel mit Halterung

- 9100903294 € 29,90



Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift