

Im Hofstätt 11  
D- 72359 Dotternhausen  
Tel +49 (0)7427 9480-0  
Fax +49 (0)7427 9480-25  
e-mail info@proactiv-gmbh.de  
www.proactiv-gmbh.de

**Kostenvoranschlag** \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

**Bestellung** \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

### Firmenstempel / Firmenanschrift

Ihre Kundennummer: \_\_\_\_\_  
Ansprechpartner bei Rückfragen: \_\_\_\_\_

### Kundenname / Kommission


Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ Ort: \_\_\_\_\_  
Tel: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_  
Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_  
Kostenträger: \_\_\_\_\_  
Indikation: \_\_\_\_\_

### Körpermaße

Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm  
Gewicht: \_\_\_\_\_ kg

# RAPTOR

Zugelassen bis 100 kg Zuladung




### Ausstattung Basismodell

- Verwindungssteifes Aluminium-Rohr-Chassis mit Antriebseinheit "Alu gebürstet unbeschichtet" am Chassis verschraubt  
Kettenschaltung Shimano Deore 3x9 Rapid Fire  
Übersetzung Kettenschaltung (22-32-44),  
Kassette (11-13-15-17-20-23-26-30-34)  
Vorderrad 26" (559) Doppelwandfelge, silber  
Hinterräder 26" (559) oder 20"(406)  
A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen  
Hydraulisches Scheibenbremssystem  
Magura Louise, Bremsgriff rechts  
Shimano V-Brake Felgenbremse, Bremsgriff links  
Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar, 6° Radsturz  
9115 000 000 **€ 3.276,00**
- Antriebseinheit abnehmbar über Schnellspannachse**  
Längstes Transportmaß: Rahmenlänge 116cm  
9115 100 010 **€ 179,80**
- Kettenschaltung Shimano XT 3x9 Rapid Fire**  
9115 200 001 **€ 369,00**
- Wettbewerbsübersetzung (52-42-30)**  
9115 200 010 **€ 143,80**
- Tetra-Kippschaltung**  
9115 201 000 **€ 178,60**
- 14-Gang Nabenschaltung Rohloff (silber)**  
9115 200 004 **€ 796,00**

### Ausstattungs Pakete

- Sport**  
Kettenschaltung Shimano XT 3x9 Rapid Fire  
Rückenbespannung body contour mit Polster  
Leichtgewichtfelgen Mavic X 717  
Bike Computer Sigma BC  
9115 000 005 **€ 678,00**
- Race**  
Kettenschaltung Shimano XT 3x9 Rapid Fire  
Rückenlehne mit Rückenauflage Alu-Blech mit Schaum-  
polsterung extra leicht oder Rückenpolster 3cm abnehmbar  
Wettbewerbsübersetzung, Auffahrschutz geklemmt  
Leichtgewichtfelgen Mavic X 717  
Bike Computer Sigma BC  
9115 000 007 **€ 872,00**
- Race Carbon** wie Race-Ausstattung plus:  
Carbon Rückenplatte und Seitenteile, extra leicht  
Kurbellänge Anfertigung nach Maß  
9115 000 009 **€ 998,00**

## Chassis




### Chassis-Geometrie

9115 100 000

- Länge 116 cm, SB ca. 39 cm

## Abmessungen



### Tretlagerwelle Griffweite

9115 500 100


- 40 cm  
 45 cm  
 50 cm

### Tretkurbel Kurbellänge

9115 600 100

- 175 mm  
 195 mm

- Kurbellänge nach Maß: \_\_\_ mm  
 (möglich von 125 - 220 mm)  
 9115 600 101 € 134,60



### Tretlagerstütze

9115 501 100

- Größe S (x=67mm / y=153mm)  
 Tretlagerstütze nach Maß:  
 x \_\_\_ mm / y \_\_\_ mm  
 9115 501 101 € 267,50


## Rahmenfarbe

9000 100 170

- brilliant silber  
 neon gelb  
 light orange  
 fire red  
 brilliant rot  
 sky blue  
 light blue  
 brilliant blau  
 apple green  
 tiefschwarz effektgrün  
 tiefschwarz RAL 9005  
 tiefschwarz effekt silber  
 anthrazit RAL 7016

Lieferzeit ca. 3-4 Wochen

## Beinstütze



- Adaption an der Gabel, umlaufend  
 9115 100 009

- Fußanschlag für Beinstütze  
 9115 100 012 € 63,20

- Beinschutzblech Alu 1,5mm  
 schwarz matt  
 9115 400 230 € 122,30

## Räder

- Hinterräder 26"(559), Doppelwandfelge silber (Skyline)  
 9115 104 260

- Hinterräder 20"(406), Felge silber/schwarz  
 9115 104 265

- Leichtgewichtfelgen Mavic X717  
 26x1" (559) schwarz, Antriebsrad  
 32 Speich. /Hinterräder 18 Speich.  
 9115 104 262 € 201,90 / 3 Stck

## Bereifung

- Racing Slic (406-28 / 559-25)  
 9115 105 000

- Marathon Semi Slic  
 (406-40 / 559-35)  
 9115 105 100

## Sitz- und Rücken

- Sitzbespannung Gurtsystem  
 9115 801 010

- Rückenlehne mit Rückenauflage  
 Alu-Blech mit Foam-Polsterung 1,5cm dick  
 9115 800 000

- Rückenbespannung body contour  
 mit Rückenpolster 3cm dick  
 9115 800 010 € 99,90

- Rückenlehne mit Rückenauflage Carbon,  
 Rahmenseitenteile Carbon

- extra leichte Schaumpolsterung  
 9115 800 011 € 234,60

- Rückenpolster 3cm abnehmbar,  
 Bezug schwarz atmungsaktiv  
 9115 800 012 € 334,50

- Sitzkissen Standard  
 mit Bezug schwarz atmungsaktiv, Höhe 4cm  
 9115 000 190 € 67,00

- Becken-Fixiergurt  
 9115 800 200 € 80,50

## Zubehör

- Wechselratsatz 20" (406)  
 Hinterräder 18 Speichen,  
 Felge silber/schwarz  
 9115 104 266 € 446,00

- Auffahrschutz, geklemmt  
 9115 800 100 € 142,60

- Nackenstütze, verstellbar  
 9115 800 150 € 171,20

- Handgriff Holz,  
 Kontur ergonomisch geformt  
 9115 600 110 € 149,70  
 M  L  XL

- Tetra Schalengriffe  
 9115 601 100 € 117,50

- Steck-Schutzblech  
 9115 502 100 € 39,60

- Bike Computer SIGMA BC 1200  
 kabellos, mit Halterung  
 9115 901 000 € 46,10

- Bike Computer SIGMA BC 1606  
 mit Trittfrequenz-Set, kabellos  
 9115 900 018 € 112,30

- Beleuchtungsset SIGMA Baseline  
 mit Halterung, Akku-Satz (6 St. NiCd)  
 und Ladeeinheit  
 9115 903 270 € 69,40

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten

Ort, Datum

Unterschrift