

Mobilität wird einfach!

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-25
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



PROACTIV Sitz- und Rückensysteme

Kostenvoranschlag Datum:

Bestellung Datum:

gemäß AGB PROACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ: _____ Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Kundenname / Kommission:

Name: _____
Straße: _____
PLZ: _____ Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

Versandadresse: wie Firmenadresse
 abweichend (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ: _____ Ort: _____

Rechnungsadresse: wie Firmenadresse
 abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ: _____ Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Bestellung des Sitz- und/oder Rückensystemes zu folgendem Produkt:

Rollstuhlneubestellung
(siehe separat beigefügtes Maßblatt:
Kommission.: _____)

Nachrüstung für einen PROACTIV Rollstuhl¹

- Typ: _____
- Produktnummer: _____
- Baujahr: _____
- Sitzbreite SB: _____
- Sitztiefe ST: _____
- Rückenhöhe RH: _____

Nachrüstung für Fremdprodukt¹


- Sitzbreite SB: _____
- Sitztiefe ST: _____
- Rückenhöhe RH: _____

Bitte unbedingt die Zeichnungen beachten, es erfolgt seitens PROACTIV keine Kompatibilitätsprüfung!


¹Bei dem angegebenen Preisen handelt es sich um Aufpreise bei Rollstuhlneubestellung, sofern die Artikel zur Nachrüstung bestellt werden, können die Preise einzelner Artikel abweichen, fordern sie einen Kostenvoranschlag an!

Sitzsysteme

"Sitzkissen bzw. Sitzplatte ohne Radiuskontur"



"Sitzkissen bzw. Sitzplatte mit Radiuskontur"



Sitzplatte

Sitzplatte Aluminium mit Radiuskontur auf geschweißten Sitzplattenhaltern montiert (bei Rollstuhlneubestellung)



- für Speedy A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen, Buddy und Lift 9000801210 € 197,40

Farbe: anthrazit
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)

Sitzplatte Rechteckkontur aus Polyamid

- für Buddy 9041801040 € 95,80

Nur bis SB 29cm möglich!

Sitzkissen in Rechteckkontur

Sitzkissen "PRO ACTIV Anti-Dekubitus" in Rechteckkontur

- Höhe: 4 cm bis 30x30 cm 9000805204-004 € 172,00
- Höhe: 4 cm >30x30 bis 50x50 cm 9000805200-004 € 293,50
- Höhe: 6 cm bis 30x30 cm 9000805204-006 € 172,00
- Höhe: 6 cm >30x30 bis 50x50 cm 9000805200-006 € 293,50

Bezugsstoff:
 schwarz
 orange
 carbon-schwarz



Sitzkissen mit Radiuskontur

Sitzkissen "Standard" mit Radiuskontur

- Höhe: 3 cm Inlett: Standard 9000800300-003 € 107,20
- Höhe: 4 cm Inlett: Standard 9000800300-004 € 107,20
- Höhe: 5 cm Inlett: Standard 9000800300-005 € 107,20

Bezugsstoff:
 schwarz
 orange
 carbon-schwarz




Sitzkissen "PRO ACTIV Anti Dekubitus" mit Radiuskontur

- Höhe: 4 cm bis 30x30 cm 9000800311-004 € 202,00
- Höhe: 4 cm >30x30 bis 50x50 cm 9000800310-004 € 323,50
- Höhe: 6 cm bis 30x30 cm 9000800311-006 € 202,00
- Höhe: 6 cm >30x30 bis 50x50 cm 9000800310-006 € 323,50

Bezugsstoff:
 schwarz
 orange
 carbon-schwarz



Rückenausstattung mit Rückenschale



| Maße | Maßangaben | Hinweise | | | |
|----------------------------------|------------|---|--|--|--------------------------------|
| A Sitzbreite | _____ cm | | | | |
| B obere Rückenbreite | | SB 18 – 22: 13 cm | SB 23 – 30: 14 cm | SB 31 – 38: 17 cm | SB 39 – 50: 19,5 cm |
| C Durchhang | | SB 18 – 22: 5 cm | SB 23 – 30: 6 cm | SB 31 – 38: 6,8 cm | SB 39 – 50: 7,5 cm |
| F Höhe max. Lordoseunterstützung | _____ cm | unter SB 24 cm ohne Lordosegurte | SB 27 – 36 cm 18,5 – 20,5 cm | SB 37 – 43 cm 20,5 – 22,5 cm | SB 44–50: 22,5–24 cm |
| G Rückenhöhe | _____ cm | min. 24 cm | | | |
| H | | < RH 25 cm: 4,5 cm | RH 25 – 48: 5,5 cm | RH 49 – 52: 7,0 cm | |

Ergonomie - Rückenschale Aluminium ab RH 24 cm

- Für Buddy
9041802210

€ 292,90



Farbe:anthrazit
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Kompatibel mit Schiebegriff Art.-Nr.:
9041401075-XXX; 9041401080 und
9041401085!

Ergonomie - Rückenschale Aluminium ab RH 24 cm

- für Speedy A1,
A2, F1, F2, F4,
4all, 4you, 4teen
und Lift
9000802210

€ 292,90



mit Lordoseunterstützung
Farbe:anthrazit
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)

ERGO Back Rückenlehnenbügel für Ergonomie-Rückenschale ab RH 24 und SB 30

- Buddy
9041802019

€ 196,30



mit ausgespartem Griffbereich
Farbe:anthrazit
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Rückenschale separat auswählen!
Nur kompatibel mit Schiebegriff Art.-Nr.:
9041401082!

ERGO Back Rückenlehnenbügel für Ergonomie-Rückenschale ab RH 24 und SB 30

- für Speedy A1,
A2, F1, F2, F4,
4all, 4you, 4teen,
und Lift
9000802019

€ 196,30



mit ausgespartem Griffbereich
Farbe:anthrazit
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Rückenschale separat auswählen,
nicht in Verbindung mit Schiebegriffen!

Rückenkissen für Ergonomie-Rückenschale

- 9000802220

€ 145,80



Polsterdicke 2cm
Bezug:
 schwarz atmungsaktiv
 orange
 carbon-schwarz

Ergonomie - Rückenschale Aluminium ab RH 34 und SB 33 cm


- für Traveler
9030802210

€ 417,90



mit Lordoseunterstützung,
Befestigung am Rückenquerbügel,
über Rastklinke abnehmbar
Farbe:anthrazit
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)

Rückenausstattung mit ERGO Back Rückenlehnenbügel



| Maße | Maßangaben | Hinweis |
|--|------------|--|
| A Sitzbreite | _____ cm | |
| B Rückenhöhe | _____ cm | |
| C | _____ cm | min. 10,5 cm, Standard 12 cm |
| F Höhe Lordosebiegung Auswahl nur bei Artikelnummer 9000802016 | _____ cm | SB 27 – 36 cm = 21 – 23 cm SB 37 – 43 cm = 23 – 25,5 cm SB 44 – 50 cm = 25 – 26 cm |
| G Lordosetiefe | _____ cm | Empfehlung: 2 – 3cm Ohne Angabe: Standard 2 cm |
| H Ausstellung nach außen | _____ cm | max. 1 cm bei Rückenlehne abfaltbar max. 2 cm bei Rückenlehne fest |
| I Ausstellwinkel | _____ Grad | |

ERGO Back Rückenlehnenbügel gerade ab RH 20 und SB 30 cm

- für Speedy A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen, und Lift 9000802018 **€ 196,30**

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster
Farbe: anthrazit
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Nicht in Verbindung mit Schiebegriffen!

ERGO Back Rückenlehnenbügel gerade ab RH 20 und SB 30 cm

- Buddy 9041802018 **€ 196,30**

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster
Farbe: anthrazit
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Nur kompatibel mit Schiebegriff Art.-Nr.: 9041401082!

ERGO Back Rückenlehnenbügel mit Lordosewölbung ab RH 31 und SB 30 cm

- für Speedy A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen, und Lift 9000802016 **€ 196,30**

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster
Farbe: anthrazit
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Nicht in Verbindung mit Schiebegriffen!

ERGO Back Rückenlehnenbügel mit Lordosewölbung ab RH 31 und SB 30 cm

- Buddy 9041802016 **€ 196,30**

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster
Farbe: anthrazit
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Nur kompatibel mit Schiebegriff Art.-Nr.: 9041401082!



Farbe

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Verfügbarkeiten unter:
www.proactiv-gmbh.de

Standardfarbe Rückenschale, ERGO Back Rückenlehne und Sitzplatte Aluminium:

- anthrazit matt oder glanz
 in Rahmenfarbe (nur bei Rollstuhlneubestellung)
bei Nachrüstung individuelle Farbauswahl s. u.

Falls eine andere Farbe gewünscht wird,
bitte diese entsprechend auswählen:

Farbdesign Sitz- und Rückensystem individuell

9000100170-155 € 89,20

Farbauswahl für:

ERGO Back Rückenlehnenbügel

Farbe: _____ Art.-Nr.: _____

Ergonomie - Rückenschale

Farbe: _____ Art.-Nr.: _____

Sitzplatte Aluminium

Farbe: _____ Art.-Nr.: _____

Folgende Farben möglich:

Anthrazit glanz RAL 7016
Art.-Nr: 9000100170-001



Anthrazit matt RAL 7016
Art.-Nr:9000100170-101

Brilliant Blau glanz
Art.-Nr: 9000100170-008



Schwarz glanz RAL 9005
Art.-Nr: 9000100170-003



Schwarz matt RAL 9005
Art.-Nr:9000100170-019

Tiefschwarz Effekt Silber
Art.-Nr: 9000100170-007



Neon Gelb glanz
Art.-Nr: 9000100170-009



Brilliant Silber glanz
Art.-Nr: 9000100170-011



Apple Green glanz
Art.-Nr: 9000100170-014



Apple Green matt
Art.-Nr: 9000100170-114

Sky Blue glanz
Art.-Nr: 9000100170-017



Fire Red glanz
Art.-Nr: 9000100170-018



Fire Red matt
Art.-Nr: 9000100170-118

Rein Orange glanz RAL 2004
Art.-Nr: 9000100170-022



Pastellblau glanz RAL 5024
Art.-Nr: 9000100170-036



Pastellblau matt, RAL 5024
Art.-Nr: 9000100170-136

Pink Magenta glanz RAL 4010
Art.-Nr: 9000100170-037



Pink Magenta matt RAL 4010
Art.-Nr: 9000100170-137

Weiß seidenglanz RAL 9016
Art.-Nr: 9000100170-023



Gestrahlt farblos beschichtet
glanz
Art.-Nr: 9000100170-029

Gestrahlt farblos beschichtet matt ("Eloxal-
Optik")
Art.-Nr: 900010017029