

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-25
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



SPEEDY "4you"

Aktiv Leichtlauf-Starrrahmen-Rollstuhl

Zugelassen bis 120kg Zuladung

HMV Pos.Nr.: 18.50.03.0065

9016103000 € 3.172,00

Kostenvorschlag Datum:

Bestellung Datum:

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ: _____ Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Rechnungsadresse: **wie Firmenadresse**

abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ: _____ Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____


Versandadresse: **wie Firmenadresse**

abweichend (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ: _____ Ort: _____

Kundenname / Kommission:


Name: _____
Straße: _____
PLZ: _____ Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____



Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Unterschenkellänge: _____ cm
(anatomisches Maß: Kniekehle bis Fußsohle)



Rollstuhlmaße:

- A: SB** Sitzbreite _____ cm **H:** Beginn Rahmeneinzug _____ cm
 (ab ST 34 möglich)
- B: ST** Sitztiefe _____ cm **I:** Rahmenlänge bis zum _____ cm
 vorderen Rahmenbogen
- C: RH** Rückenhöhe _____ cm **J: KW** Kniewinkel _____ °
oder
- D: USL** Unterschenkellänge _____ cm **J1:** Winkel des vorderen _____ °
 Rahmenrohrs zur Vertikalen
- E: SHh** Sitzhöhe hinten _____ cm **K:** Position des _____ cm
 Lenkradlagerblocks
- F: SHv** Sitzhöhe vorne _____ cm **M:** Unterschenkelweite oben _____ cm
- G: KP** Kippunkt (Innenkante Rückenrohr bis Achsmittle Antriebsrad) _____ cm **N:** Unterschenkelweite unten _____ cm

Für die Konstruktion gelten die Maßtoleranzen gemäß DIN EN ISO 13920

Genauigkeitsgrad	Bis 30	Über 30 bis 120	Über 120 bis 400	Über 400 bis 1000
C	+/- 1	+/- 3	+/- 4	+/- 6

Farbe

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Verfügbarkeiten unter:
www.proactiv-gmbh.de

Farbtöne können von den unten dargestellten Farbbildern abweichen!

Anthrazit glanz RAL 7016

9000100170-001



Anthrazit matt RAL 7016

9000100170-101 € 30,00

Brilliant Blau glanz

9000100170-002



Schwarz glanz RAL 9005

9000100170-003



Schwarz matt RAL 9005

9000100170-019 € 30,00


Tiefschwarz Effekt Silber

9000100170-007



Neon Gelb glanz

9000100170-009



Brilliant Silber glanz

9000100170-011



Apple Green glanz

9000100170-014



Apple Green matt

9000100170-114 € 30,00

Sky Blue glanz

9000100170-017



Fire Red glanz

9000100170-018



Fire Red matt

9000100170-118 € 30,00

Rein Orange glanz RAL 2004

9000100170-022



Pastellblau glanz RAL 5024

9000100170-036



Pastellblau matt, RAL 5024

9000100170-136 € 30,00

Pink Magenta glanz RAL 4010

9000100170-037



Pink Magenta matt RAL 4010

9000100170-137 € 30,00

Weiß seidenglanz RAL 9016

9000100170-023



Gestrahlt transparent beschichtet glanz

9000100170-029

Gestrahlt transparent beschichtet matt ("Eloxal-Optik")

9000100170-129 € 30,00

Farbe Anbauteile:

(Lagerblöcke, Lenkradgabeln, Antriebsradnabe und Antriebsradfelge)

- schwarz eloxiert
- silber eloxiert

Farbdesign

Chilli-Vanille glanz

9000100170-024 € 148,60



Cappuccino-Schwarz matt

9000100170-025 € 148,60



Cappuccino-Silber glanz

9000100170-026 € 87,90



Blau-Silber glanz

9000100170-027 € 87,90



Chilli-Silber glanz

9000100170-028 € 87,90



Farbdesign Anbauteile nach Kundenwunsch

9000100170-152 € 118,50

Farbauswahl:

- Lenkradfelge: weiß rein orange
- Antriebsradfelge: weiß rein orange
- Antriebsradnabe: weiß rein orange
- Kleiderschutz Alu: in Rahmenfarbe

Farbdesign Anbauteile individuell

9000100170-153 € 187,30

Farbauswahl:

(Mögliche Farben siehe "Auswahl Farbe")

- Lenkradfelge: _____
- Antriebsradfelge: _____
- Antriebsradnabe: _____
- Kleiderschutz Alu: _____

Schiebegriffe

Rückenrohr mit integriertem Griffbogen

9016401051 € 88,00



Aluminium-Schiebegriffe fest im Rückenrohr montiert

9016401050 € 88,00
ab RH 23cm



Sicherheitsschiebegriffe stufenlos höhenverstellbar

9016401060 € 148,20

Befestigung im Rückenrohr
ab RH 30 cm bei Gurtbespannung
ab RH 43 cm bei Rückenschale



Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Länge 45cm

9016401075 € 251,70

stufenlos höhenverstellbar,
Schiebegriffhalter am Rückenquerbügel
montiert
Bis SB 42cm oder Körpergewicht 95kg,
nicht in Verbindung mit Armauflage
abschwenkbar!



Schiebegriffe horizontal im Rückenrohr eingeschraubt

9016401076 € 158,20
abschraubbar



Ausstattung ohne Rückenbespannung und Rückenpolster

9016802011 € - 50,00

Ausstattung mit Rückenquerbügel


Weitere Rückensysteme wie z.B. Ergonomie-Rückenschale
siehe separates Maßblatt:
"PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme"



Sitzbespannung


Body Contour

9016801025



Offenes Gurtsystem

9016801010 € 51,80



Ausstattung ohne Sitzbespannung

9016801050



Sitzkissen

Sitzkissen "Standard"

Höhe: 3cm
9000805180-003 € 77,20

Höhe: 4cm
9000805180-004

Höhe: 6cm
9000805180-006

Bezugsstoff:
O schwarz
O orange
O carbon-schwarz



O Sitzkissen ist vorhanden

Fabrikat / Typ _____

Kissenhöhe _____

Weitere Sitzkissen wie z.B. "Anti-Dekubitus"
siehe separates Maßblatt:
"PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme"



Rückenlehne

Rückenlehne abfaltbar

9016400011
7-fach winkel-verstellbar,
mit integrierten kunststoffummantelten
Alu-Seitentteilen



Rückenausstattung

Anpassrücken und Rückenpolster

9016802010
Farbe: schwarz
Ausstattung mit Rückenquerbügel



Rückenerhöhung + 3-5cm

9016802100 € 104,80
(zu Rückenhöhe Nennmaß)
Nur in Kombination mit
höhenverstellbaren Schiebegriffen Art.-Nr.
9016401060!



Kleiderschutz

Kleiderschutz Aluminium über Rastfunktion abnehmbar

9016403210 € 156,20

Abdeckung dem Radlauf folgend einstellbar
Farbe: anthrazit (sofern unter Auswahl
Farbe keine andere Angabe)
Nur in Verbindung mit Rückenlehne
abfaltbar!



Armauflagen

Armpolster 25cm lang auf Kleiderschutz montiert

9016403151 € 95,80

Armpolsteroberkante in Abhängigkeit der Kleiderschutzeinstellung ca. 20 cm bis 24 cm über Sitzrohr montiert.
Nur in Verbindung mit Kleiderschutz Aluminium!



Armauflagen abschwenkbar, abnehmbar

9016403141 € 232,40

mit Armpolster 25cm lang
Positionierung: Armpolsteroberkante ca. 25 bis 31cm über Sitzrohr, in 1,5 cm Schritten einstellbar
Nicht in Kombination mit Sicherheitsschiebegriffe rückverlagert Art.-Nr.: 9016401075 möglich!



Radplatten

Serienmäßige Ausstattung mit 12mm Buchsen/Achsen, weitere Radplatten auf Anfrage

Radplatte Standard

9016201000

Sitzhöhe hinten ca. 39 - 43cm (bei 24" Rad)




Radplatte lang

9016201020

€ 165,90

Sitzhöhe hinten ca. 43 - 47cm (bei 24" Rad)



Radstandsverlängerung abnehmbar

9016102001

€ 389,90

Radpositionsverlagerung ca. 14cm
4° Sturz integriert, Spur einstellbar



Radsturz

*Gesamtbreite bei eng montiertem Greifring

1° Antriebsradsturz

9016202010

Gesamtbreite = ca. SB + 20 cm*

4° Antriebsradsturz

9016202030

Gesamtbreite = ca. SB + 26 cm*

6° Antriebsradsturz

9016202040

Gesamtbreite = ca. SB + 30 cm*

E-Adaptionen

Vorbereitung zum Anbau "e-motion"

9016201200 € 202,80

Ausstattung: Drehmomentstütze e-motion, 1/2" Achse und Buchsenlänge 50,8mm (2")
Die Fa. Alber empfiehlt bei Rollstuhlausstattung mit e-motion den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter Auswahl "Adaptionen" die Ausstattung 9016300100-001 und 9016300100-002 wählen!

Vorbereitung zum Anbau "e-fix"

9016201210 € 202,80

Ausstattung: 1/2" Achse, Buchsenlänge 50,8mm (2") und Drehmomentstütze e-fix.
Die Fa. Alber empfiehlt bei Rollstuhlausstattung mit e-fix den paarweisen Anbau von Kippstützen. Bitte unter "Adaptionen" die Ausstattung "Universaladaption e-fix Art.-Nr.: 9016300105 wählen!
Kippstützen e-fix mit "Standardgabel" bitte direkt bei der Fa. Alber bestellen.

Rollstuhllieferung erfolgt an:

- Ulrich Alber GmbH
- Fachhändler

Bremssystem

Kniehebelbremssystem Bremshebel Standard

9016701010-001



Kniehebelbremssystem Bremshebel lang

9016701010-002



Kniehebelbremssystem Bremshebel tief

9016701010-003



Kniehebelbremssystem Bremshebel abklappbar

9016706008

€ 106,80

Länge: 9cm



Trommelbremse

9016702010 € 316,80

Bedienung vom Schiebegriff
Gesamtbreite Rollstuhl (siehe Auswahl
"Radsturz") + 3cm!



Stop Lock Nabenbremse

9016705010 € 224,50

Nur in Verbindung mit 36 Speichen
Antriebsrad!



Fußstütze "Swing Away"

9016604100 € 276,40

mit gummierter Fußbrettauflage,
mittig geteilt, seitlich abschwengbar,
abnehmbar,
hochklappbar, höhenverstellbar,
winkelverstellbar
inkl. Rahmenverstärkung
ab USL 34cm



Fußstütze

Fußbügel durchgehend

9016601010

mit Rohr-Auflagebügel,
höhenverstellbar +/- 3cm
bei KW 95° ab USL 34cm
bei KW 105° ab USL 39cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
"Fußbrettauflage gummiert", diese bitte
unter "Zubehör Fußstütze" wählen!



Fußbügel einseitig hochklappbar

9016601300 € 114,90

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel,
höhenverstellbar +/- 3cm,
nach außen schwenkbar,
nicht abnehmbar
bei KW 95° ab USL 37cm
bei KW 105° ab USL 42cm
bei V-Form ab SB 40cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
"Fußbrettauflage gummiert", diese bitte
unter "Zubehör Fußstütze" wählen!



Fußbügel nach hinten hochfaltbar

9016602010 € 191,90

mit durchgehendem Rohr-Auflagebügel und
20mm Betätigungshebel
bei KW 95° ab USL 38cm
bei KW 105° ab USL 42cm
bei G-Form ab SB 33cm
bei V-Form ab SB 38cm
Auflagebreite ab 20cm
Bei Ausstattung der Fußstütze mit
"Fußbrettauflage gummiert", diese bitte
unter "Zubehör Fußstütze" wählen!



Fußstütze mittig geteilt

9016603200 € 228,60

mit gummierter Fußbrettauflage,
höhenverstellbar +/- 3cm, winkelverstellbar,
nach außen schwenkbar und seitlich
hochklappbar,
inkl. Rahmenverstärkung
bei KW 95° ab USL 37cm
bei KW 105° ab USL 42cm
bei V-Form ab SB 40cm



Zubehör Fußstütze

Fußbrettauflage gummiert

9016610000 € 79,80

verschraubt, winkelverstellbar
Tiefe: 14cm
In Verbindung mit Rohr-Auflagebügel Art.-
Nr. 9016601010, 9016601300 oder
9016602010!



Fußbrettseitenanschlag

9016610100 € 39,80

einstellbar
Nur in Verbindung mit Fußbrettauflage
gummiert!



Adaptionen

Kippstütze

rechts € 113,90

9016300100-001

links € 113,90

9016300100-002

mit Zugfeder und Universaladapter
schwenkbar
(für optimales Schwenkverhalten sollte das
Sitzgefälle >3cm sein)



Universaladapter vorbereitet zur e-fix Kippstützen-Ausstattung

9016300105 € 194,60

Universaladapter ist vorbereitet für die
Montage der e-fix Aufbock-Kippstütze.
Lieferung komplett montiert, ohne
Kippstütze und Kippstützenaufnahme.
Kippstütze bitte kundenseitig bei Fa. Alber
bestellen!



Transitrollen

9016301100 € 222,60

mit Universaladapter, abnehmbar
(nicht in Kombination mit Kippstütze)



Ankippbügel

rechts € 95,40

9016302100-001

Links € 95,40

9016302100-002

mit Universaladapter und Quickpin
(nicht in Kombination mit Kippstütze rechts
bzw. links)



Lenkräder

Alle Lenkräder (ausgenommen luftbereift) sind pannensicher!

4" Lenkrad "Standard"

9000501010-004
(82A), pannensicher



5" Lenkrad "Standard"

9000501010-005
(82A), pannensicher



6" Lenkrad "Standard"

9000501010-006
(82A), pannensicher



5" Lenkrad "2-Komponenten"

9000501030 € 37,80
pannensicher



6" Lenkrad "luftbereift"

9000501050 € 37,80




6" Lenkrad "Flexel-System"

9000501070 € 37,80
pannensicher




3" Skaterollen (80mm)

9000501110 € 47,70
pannensicher



4" Skaterollen (100mm)

9000501120 € 47,70
pannensicher



5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „leichter Lauf“

9000501200 € 92,70
mit austauschbarem Gummlaufing 3mm,
hart, pannensicher



5" Alu-Felge 3-Speichen-Design „gute Dämpfung“

9000501210 € 92,70
mit austauschbarem Gummlaufing 6mm,
mittelhart, pannensicher



Sicherheitsleuchtrolle

4" (100mm) € 81,10
9000501220

5" (125mm) € 81,10
9000501221



pannensicher

Lenkradgabel

Farben Anbauteile siehe Bemerkungen Farbe

Lenkradgabel Standard

9000500100
mit Schraubachse



Lenkradgabel "Heavy Duty" für hohe Belastungen

9000510111 € 38,20
mit Schraubachse
Mehrgewicht ca. 100 - 150 gr.



Federgabel

9000500160 € 278,80
mit Schraubachse und
5" Alu-Felge „leichter Lauf“



Steckachse für Lenkradgabel

9000500200 € 115,10

zum schnellen
Wechseln bzw. Abnehmen der
Lenkradgabel



Lenkradgabel-Wechselsatz

9000500300 € 199,20
mit Steckachse
Artikel ist ohne Lenkrad. Falls ein Lenkrad
gewünscht wird, bitte unter der Rubrik
Lenkräder eine zweite Auswahl ankreuzen



Spurdistanz

Lenkradspurverbreiterung

10mm pro Seite € 39,80
9000500400

15mm pro Seite € 39,80
9000500401

20mm pro Seite € 39,80
9000500410



Antriebsräder

Informationen zu weiteren Felgentypen, Ausführungen und Verfügbarkeiten
unter: www.proactiv-gmbh.de

Antriebsrad Alu-Felge 18 Speichen

24" (ETRTO 540)
9000203122

mit Alu-Hochflanschnabe, radial verspeicht
Nur bis 70kg Körpergewicht, bis 4° Sturz,
nicht mit pannensicherer Bereifung!



Antriebsrad Alu-Felge 36 Speichen

24" (ETRTO 540)
9000203000


mit Alu-Hochflanschnabe, radial verspeicht



Antriebsrad Doppelwandfelge 36 Speichen


- 24" (ETRTO 540) € 111,50
9000203100
- 25" (ETRTO 559) € 111,50
9000203200
- 26" (ETRTO 590) € 111,50
9000203300

mit Alu-Hochflanschnabe,
radial verspeicht
Einsatz bei hohen Belastungen und
Körpergewicht >120kg!



Greifringe

x = Maß Greifringanbau!



Greifringanbau:
O x = 11mm
O x = 19mm

Greifring Edelstahl

- für 24" Rad
9000205010-004
- für 26" Rad
9000205010-006

Rohrdurchmesser 19mm



Spinergy Laufrad "Spox Sport" mit 24 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

- 24" (ETRTO 540) € 514,10
9000203550
- 25" (ETRTO 559) € 514,10
9000201559
- 26" (ETRTO 590) € 514,10
9000203555



Greifring Aluminium pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

- für 24" Rad
9000205020-004
- für 26" Rad
9000205020-006

Rohrdurchmesser 19mm



Spinergy "Everyday Light Extreme" mit 12 PBO Speichen; Felge und Nabe in schwarz, Speichen in weiß

- 24" (ETRTO 540) € 597,30
9000203554



Greifring Aluminium poliert und harteloxiert

- für 24" Rad
9000205030-004
- für 26" Rad
9000205030-006

Rohrdurchmesser 19mm



Spinergy "Everyday Light Extreme" mit 12 PBO Speichen; Felge, Nabe und Speichen in schwarz

- 24" (ETRTO 540) € 597,30
9000203552



Greifring Titan

- für 24" Rad
9000205040-004
- für 26" Rad
9000205040-006

Rohrdurchmesser 19mm



Decon "Spiderwheel"

- 24" (ETRTO 540) € 306,30
in schwarz
9000203710
- 24" (ETRTO 540) € 356,30
in Rahmenfarbe
9000203711



Greifring Ultra-Grip "sehr griffig"

- für 24" Rad
9000205070-004
- für 26" Rad
9000205070-006

Greifring Ergo-Grip

- für 24" Rad
9000205080-004

Anbau an Felge anliegend!



"SIX-STAR" Antriebsrad

- 24" (ETRTO 540) € 306,30
9000203810

mit Aluminiumnabe SIX STAR silber
Greifringe Edelstahl oder Alu eloxiert
möglich!



Greifring Dual-Grip

- für 24" Rad
9000205110-004



Silicon-Greifringüberzug

für Greifring 24" € 164,80
9000205100-004

für Greifring 26" € 164,80
9000205100-006

Oberfläche ohne Struktur



Ausstattung ohne Greifring

9000205990

Speichenschutz

Finger- und Speichenschutz "transparent"

für 24" Rad € 139,40
9000206300-004

für 26" Rad € 139,40
9000206300-006



Design-Speichenschutzfolie "basket"

9000206310-001 € 97,50

Nur in Verbindung mit Finger- und Speichenschutz!



Design-Speichenschutzfolie "silly-bubble"

9000206310-002 € 97,50

Nur in Verbindung mit Finger- und Speichenschutz!



Design-Speichenschutzfolie "blue-sky"

9000206310-003 € 97,50

Nur in Verbindung mit Finger- und Speichenschutz!



Design-Speichenschutzfolie "colour-stones"

9000206310-004 € 97,50

Nur in Verbindung mit Finger- und Speichenschutz!



Bereifung

Schwalbe "RightRun" Hochdruckleichtlaufbereifung 7,5 bar

24x1" (540-25) € 111,50
9000204000-004

25x1" (559-25) € 111,50
9000204000-005

26x1" (590-25) € 111,50
9000204000-006



Schwalbe "DownTown" Profildbereifung 7,5 bar

24x1" (540-25) € 111,50
9000204010-004



Schwalbe "DownTown" Profildbereifung 4 bar

24x1.3/8" (540-37) € 28,90
9000204020-004

26x1.3/8" (590-37) € 28,90
9000204020-006

Schwalbe "MarathonPlus" mit "smart guard" Pannenschutzprotector

24x1" (540-25) € 28,90
9000204030-004

25x1" (559-25) € 28,90
9000204030-005

26x1" (590-25) € 28,90
9000204030-006

Farbe: grau, schwarzwand
10bar



Schwalbe "MarathonPlus Evolution" mit "smart guard" Pannenschutzprotector

24x1" (540-25) € 28,90
9000204030-014

25x1" (559-25) € 28,90
9000204030-015

26x1" (590-25) € 28,90
9000204030-016

Farbe: schwarz
10bar



Schwalbe "SpeedAir" Saalsportbereifung 10 bar

24x3/4" (540-20) € 28,90
9000204121-004

25x3/4" (559-20) € 28,90
9000204121-005

26x3/4" (590-20) € 28,90
9000204121-006

Farbe: weiß, schwarzwand




Pannensichere Bereifung "Vollgummireifen"

24x1" (540-25) € 111,50
9000204200-004

Nicht in Verbindung mit 18 Speichen-Antriebsrad!

Pannenschutzeinlageband für Luftbereifung

9000206100 € 37,50



Zubehör

24" MTB Wechselradsatz

mit Doppelwandfelge (ETRTO 540), Alu-Hochflanschnabe, Steckachsen und Edelstahl-Greifring



Mountainbike-Bereifung wahlweise:

9000203410 € 485,00

24x1,75" Continental
"TourRIDE Trekking"
Bremsenstellung kompatibel zum 24x1" Rad



9000203411 € 485,00

24x1,75" Continental "Explorer"
Bremsenstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad



9000203413 € 485,00

24x2,1" Schwalbe
"SMART SAM Sport"
Bremsenstellung nicht kompatibel zum 24x1" Rad



ACHTUNG: für die Verwendung mit Trommelbremse erheben wir einen Aufpreis von 150,00 €

Arretierbarer Antriebsrad-Achverschluss "Tetra Clip"

9000206400 € 112,30

Nicht für Spinergy oder Golz Antriebsräder!



Arretierbarer Antriebsrad-Achverschluss "Tetra Clip" für Decon Spiderwheel

9000206403 € 173,80

Handluftkompressor mit Manometer bis 14 bar

9000901100 € 76,10



Werkzeug-Set

9000901500 € 52,10

Bestehend aus:
Mini-Hochdruckpumpe,
Gabelschlüssel 8/10/13/30mm,
Innensechskantschlüssel 2,5/6mm,
Schraubendreher Innensechskant mit Griff 3/4/5mm



Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Gurtschloß

9000902100 € 54,30



Längenverstellbarer Sicherheits-Beckengurt mit Klettverschluss

9000902110 € 43,20



Stockhalter mit Nylon-Becher

9000902310 € 96,30

flexibel



Beleuchtungs-Set

9000903270 € 72,90

mit Akku und Ladegerät



Transporttasche für Antriebsräder

für 24" Rad
9000903530-004 € 52,00

für 26" Rad
9000903530-006 € 52,00



Accessoire-Tasche

9000903600 € 51,20

17cm x 13cm x 5cm



Weiteres Zubehör wie z.B. Adaptivbikes, Lenkvorsätze etc. siehe separates Maßblatt oder www.proactiv-gmbh.de



Ort, Datum

Unterschrift