

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-25
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de

Quotation

_____ Date

Order

in accordance with PRO ACTIV GmbH terms and conditions

_____ Date

Invoice address

Sales person: _____

Customer address

Name: _____
Street: _____
Zip / city: _____
Phone no.: _____
Fax no.: _____
e-mail: _____
Date of birth: _____
Insurance: _____
Indication: _____

All price exclude VAT,
costs for transport additional.

_____ Date

_____ Signature

FREEWAY

steering wheel



- for PRO ACTIV wheelchair, serial number: _____
 for new wheelchair order

FREEWAY steering wheel

- Steering fork, brilliant silver with 20" wheel
- Eccentric quick release device for attachment to frame adapter
- Shimano V-Brake

9120 000 000: € 399,80

Frame adapter (brilliant-silver)



TRAVELER-Adapter
9110 700 300: € 385,60

SPEEDY A1-Adapter
9110 700 100: € 359,00

SPEEDY F4-Adapter
9110 700 120: € 359,00

SPEEDY 4all-Adapter
9110 700 140: € 359,00

BUDDY D3 / D4 -Adapter
9110 700 400: € 359,00

Set FREEWAY + Frame-Adapter
9120 100 000: € 704,00



WEG FREI!
Jetzt rollt es sich im Gelände
noch einfacher

Kaum zu glauben, wie einfach sich der Rollstuhl zum geländegängigen Fahrzeug umrüsten lässt. Mit nur wenigen Handgriffen ist das erstaunlich leichte FREEWAY an den PRO ACTIV Rolli angekoppelt und los geht es: ob auf Waldwegen, Pflasterstein, Schnee oder Sand kaum zu glauben, welche Erleichterung das zentral angebrachte, lenkbare 20" Rad bringt! Der Rolli wird weiterhin ganz normal über die Greifringe angetrieben, die Lenkräder sind wie beim Handbike angehoben. Wie viel einfacher ein 20" Rad über Hindernisse hinweg rollt, als ein 4", 5" oder sogar 6" Lenkrad, kann jeder bestätigen, der es einmal ausprobiert.

Selbst auf Gehwegen, die ja immer zur Strasse hin abschüssig sind, erleichtert das FREEWAY die Geradeausfahrt und reduziert den Kraftaufwand. Ein Lenkungsdämpfer sorgt dafür, dass die Lenkeinheit nicht zur Seite abkippt.

Auch auf bergigen Strecken bringt das FREEWAY entscheidende Vorteile. Bergauf ist es eine enorme Erleichterung für die Begleitperson, die zur Unterstützung den Rolli schiebt, bergab rollt das Gefährt von alleine gelenkt und gebremst wird über das FREEWAY.

Wer bereits ein PRO ACTIV Handbike besitzt, kann das FREEWAY über den bereits vorhandenen Handbike - Rahmenadapter an den Rolli ankoppeln. Wer sich heute für das FREEWAY entscheidet, spart später bei der Anschaffung eines Handbikes die Kosten für den Rahmenadapter!

