

**Mobilität wird einfach!**

Im Hofstätt 11  
D- 72359 Dotternhausen  
Tel +49 (0)7427 9480-0  
Fax +49 (0)7427 9480-7025  
e-mail info@proactiv-gmbh.de  
www.proactiv-gmbh.de



**Kostenvoranschlag Datum:**

Beratung erfolgte durch  
Mitarbeiter Sanitätshaus: \_\_\_\_\_

Außendienst PRO ACTIV: \_\_\_\_\_

**Bestellung Datum:**

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

**Sanitätshaus / Firmenadresse:**

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Rechnungsadresse abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr. \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_

**Versandadresse abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr. \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_

**Kundenname / Kommission:**

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_  
Kostenträger: \_\_\_\_\_  
Indikation: \_\_\_\_\_

## FREAK Jugendbike

Zugelassen bis 100kg Zuladung

- Unterzug-Chassis mit Versteifungsstrebe
- Antriebseinheit abkoppelbar über Excenterverschluß
- Antriebseinheit natur eloxiert mit Antriebsrad 20", wahlweise 26"
- A-förmige Handgriffe mit intergrierten Schaltarmaturen
- Shimano Felgenbremse V-Brake
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- Radsturz 6°, Hinterradgröße 20"
- Sicherheitswimpel

9113000013 CHF 3.990,00

**Dienstleistung:**

**Auslieferung, Einweisung und Übergabe durch PRO ACTIV**

9990000003 CHF 575,00  
zzgl. Versandkosten

### Körpermaße

Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm

Gewicht: \_\_\_\_\_ kg

## Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter:  
www.proactiv-gmbh.de/farben.php

### Weiß RAL 9016

- glanz 9000100170-023  
 matt 9000100170-123 **CHF 46,00**

### Brilliant Silber

- glanz 9000100170-011

### Anthrazit RAL 7016

- glanz 9000100170-001  
 matt 9000100170-101 **CHF 46,00**

### Schwarz RAL 9005

- glanz 9000100170-003  
 matt 9000100170-019 **CHF 46,00**

### Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz 9000100170-007

### Rein Orange RAL 2004

- glanz 9000100170-022

### Fire Red

- glanz 9000100170-018  
 matt 9000100170-118 **CHF 46,00**

### Pink Magenta RAL 4010

- glanz 9000100170-037  
 matt 9000100170-137 **CHF 46,00**

### Sky Blue

- glanz 9000100170-017

### Pastellblau RAL 5024

- glanz 9000100170-036  
 matt 9000100170-136 **CHF 46,00**

### Marine Blau

- glanz 9000100170-045  
 matt 9000100170-145 **CHF 46,00**

### Apple Green

- glanz 9000100170-014  
 matt 9000100170-114 **CHF 46,00**

### Lemon green

- glanz 9000100170-005  
 matt 9000100170-105 **CHF 46,00**

### Violett

- glanz 9000100170-046

### Gelb RAL 1023

- glanz 9000100170-046  
 matt 9000100170-146 **CHF 46,00**

### Rot RAL 3001

- glanz 9000100170-047  
 matt 9000100170-147 **CHF 46,00**

## Nabenschaltung

### Shimano "Nexus" 7-Gang-Nabenschaltung

- 9113000014

Drehgriffschalter "Grip-Shift"  
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne  
Kassette 20 Zähne (bei Tretlagerstütze Gr.L  
19 Zähne)  
mit Rücktrittbremse  
Shimano V-Brake Bremsgriff links

### Shimano "Nexus" 8-Gang-Nabenschaltung

- 9113000015 **CHF 189,00**

Drehgriffschalter "Grip-Shift"  
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,  
Kassette 20 Zähne (bei Tretlagerstütze Gr.L  
19 Zähne)  
mit Rücktrittbremse  
Shimano V-Brake Bremsgriff links

### Shimano "Alfine" 11-Gang Nabenschaltung

- 9113200026 **CHF 862,00**

Schaltgriff "Rapid Fire"  
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,  
Kassette 20 Zähne  
(bei Tretlagerstütze Gr.L 19 Zähne)



### Rohloff "Speedhub 500/14" 14-Gang-Nabenschaltung

- 9113000016 **CHF 2.089,00**

Drehgriffschalter "Grip-Shift"  
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,  
Kassette 16 Zähne  
mit hydraulischer Scheibenbremse ( Magura  
MT2 ) Bremsgriff rechts  
und Shimano V-Brake Bremsgriff links

## Schaltungszubehör Nabenschaltung

### Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung in Verbindung mit Nabenschaltung

- 9100200003 **CHF 690,00**

Planetengeräte zur Verdoppelung der  
Gänge.  
Alle Gänge (der Nabenschaltung und die  
Berguntersetzung) können im Stand  
geschaltet werden!  
Nur in Verbindung mit Griffweite 40 oder  
45cm!



## Kettenschaltung

### Shimano Deore 3x9 Rapide Fire 27-Gang-Kettenschaltung

- 9113000017 **CHF 832,00**

Übersetzung: Zahnkranz 22-32-44 Zähne,  
Kassette 11-13-15-17-20-23-26-30-32 Zähne  
mit hydraulischer Scheibenbremse  
( Magura MT2 ) Bremsgriff rechts  
und Shimano V-Brake Bremsgriff links



### Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang-Kettenschaltung

- 9110200034 **CHF 207,00**

mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am  
Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne  
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe  
"Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben"  
20x2,15"!



## Shimano Deore XT 1x11 Di2

### Taster Bedienung

#### 11-Gang-Kettenschaltung

9110200035 **CHF 1.615,00**

elektronische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe "Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben" 20x2,15"!



## Shimano Deore XT 1x11 Di2

### Rapid Fire

#### 11-Gang-Kettenschaltung

9110200032 **CHF 1.565,00**

elektronische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe "Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben" 20x2,15"!



## Shimano Deore XT 1x11 Di2

### Kinnbedienung

#### 11-Gang-Kettenschaltung

9110200033 **CHF 1.712,00**

elektronische Kettenschaltung mit Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung). 11-Fach Kassette 11-42 Zähne Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe "Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben" 20x2,15"!



## Schaltungszubehör für Kettenschaltung

### Mountaindrive 2,5 : 1

#### Berguntersetzung in Verbindung mit Kettenschaltung

9100200006 **CHF 510,00**

Planetengetriebe Ersetzt den 3-fach Zahnkranz und ermöglicht das Schalten der Berguntersetzung im Stand! Nur in Verbindung mit Griffweite 40 oder 45cm!



### Drehgriffschaltung "Grip-Shift"

#### 3-fach, Anbau links

9110200017 **CHF 61,20**

SRAM Centera für 3-fach Umwerfer In Verbindung mit Shimano Deore Kettenschaltung!



### Drehgriffschaltung "Grip-Shift"

#### 9-fach, Anbau rechts

9110200016 **CHF 61,20**

SRAM Centera für 9-fach Schaltwerk In Verbindung mit Shimano Deore Kettenschaltung! Nicht in Kombination mit 11-fach Schaltung.



## Bremssystem

### Leistungsstarkes HD-Bremssystem "Magura"

9100300101 **CHF 108,00**

Empfohlen ab 80kg Körpergewicht




## Chassis

### Chassis-Geometrie

9113100000-035

Länge 102cm  
SB ca. 35cm




## Abmessungen

### Tretlagerwelle

Griffweite 40cm  
9100500100-040


Griffweite 45cm  
9100500100-045



### Tretlagerstütze starr

XS (X/Y 113/130)  
9100501100-004

S (X/Y 67/153)  
9100501100-003



### Tretlagerstütze verstellbar

9100500001 **CHF 249,90**

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge.



Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt.

Größe: \_\_\_\_\_

Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in S ausgeliefert.




### Tretkurbel

Länge 135mm  
9100600100-135

Länge 155mm  
9100600100-155

Länge 175mm  
9100600100-175



### Kundenanfertigung

Tretkurbellänge nach Maß \_\_\_\_\_ mm  
(Mindestlänge 125mm)

9100600101 **CHF 217,80**

## Beinstütze

### Beinstütze geteilt

9100100008  
Adaption an der Gabel für kurze Beine  
Nur bis Körpergröße 165 cm möglich!



### Fußanschlag für Beinstütze

9100100012 **CHF 96,70**



### Oberschenkelfixierung

9100100013 CHF 170,80



### Rückenausstattung

#### Rückenlehne mit Füllblech und Foampolsterung 1,5cm

9100800000



#### Rückenbespannung body contour

9100800010 CHF 169,00

mit Rückenpolster 3cm  
Bezug: schwarz/atmungsaktiv



### Sitzbespannung

#### Sitzbespannung offenes Gurtsystem

9100801010



#### Sitzbespannung body contour

9100801025  
atmungsaktiv, federnde Wirkung



### Sitzkissen

#### Sitzkissen "Standard"

9113000190 CHF 120,00

Für Chassis 102cm  
SB: 35cm  
Höhe: 4cm  
Bezug: schwarz; atmungsaktiv



Sitzkissen ist vorhanden

Fabrikat / Typ \_\_\_\_\_

Kissenhöhe \_\_\_\_\_

### Räder

#### 20x1" Hinterräder

9100203050  
(ETRTO 406)  
Felge schwarz

#### 20x1" Vorderrad

9100203052  
(ETRTO 406)  
Felge schwarz

#### 26x1" Vorderrad mit Doppelwandfelge

9100203051  
(ETRTO 559)  
Felge silber

### Bereifung

#### 20x1,5" Schwalbe „Marathon“

9100105120  
Tourenreifen (40-406)

#### 20x1,1" Schwalbe „Durano“

9113105001  
(ETRTO: 28-406)

#### 20x2" Schwalbe "Big Apple"

9110105125  
(ETRTO: 50-406)

#### 26x1,1" Schwalbe „Durano“

9100105000  
Racing-Slic (559-28)

#### 26x1,5" Bereifung „Marathon“

9100105100  
Tourenreifen (ETRTO 40-559)

#### Pannenschutzeinlageband für Luftbereifung

9000206100 CHF 59,50



### Zubehör

#### Steck-Schutzblech

9100502100 CHF 51,50



#### Beinschutzblech

9113900000 CHF 193,30

Schutz bei MTB-Bereifung

#### Auffahrerschutz am Achsrohr geklemmt

9100800100 CHF 234,00  
mit Halterungsklemme 40mm



#### Nackenstütze

9100800150 CHF 281,00  
höhenverstellbar,  
winkelverstellbar



#### Becken-Fixiergurt

9100800200 CHF 124,00



#### SIGMA BC 1200 Bike-Computer

9110901000 CHF 73,20  
Kabellos, mit Halterung



**SIGMA BC 1606L DTS  
Bike-Computer**

9110900018      **CHF 179,70**  
mit Trittfrequenz-Set  
kabellos



Anmerkungen und Notizen:

**Halterung ø 22mm x 42mm zur  
Befestigung von Zubehör  
(Tacho, Beleuchtung o.ä.)**

9110903271      **Stk. á CHF 25,20**  
Farbe: natur eloxiert



\_\_\_\_\_ Stück

**Beleuchtungsset SIGMA Lightster  
LED mit Halterung**

9100900019      **CHF 116,00**  
mit Akku-Ladeeinheit und  
Akku-Satz (4 St. NICD)  
Front- und Heckscheinwerfer



**Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer**

**Tetra-Handstütze schwenkbar und in  
der Griffweite einstellbar**

9110601101      **CHF 191,50**



**Tetra-Schalengriffe**

9110601100      **CHF 187,00**



**Tetra-Handrückenstütze schwenkbar  
und in der Griffweite einstellbar**

9110601102      **CHF 218,00**

sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø  
20mm mit Moosgummiüberzug



Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift (Endkunde)

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift (Fachhändler)