

Mobilität wird einfach!

Im Hofstätt 11
D-72359 Dotternhausen
Tel: +49 (0)7427 9480-0
Fax: +49 (0)7427 9480-7025
E-Mail: info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



Kostenvoranschlag Datum:

Bestellung Datum:

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: **wie Firmenadresse**

abweichend (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

PRO ACTIV Kraftknotensysteme

Rechnungsadresse: **wie Firmenadresse**

abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Bestellung des Kraftknotensystems zu folgendem Produkt:

Rollstuhlneubestellung

(siehe separat beigefügtes Maßblatt:

Kommission.: _____)

**Nachrüstung an einen vorhandenen
PRO ACTIV Rollstuhl¹**

- Typ: _____
- Produktnummer: _____
- Baujahr: _____
- Sitzbreite SB: _____
- Sitztiefe ST: _____
- Rückenhöhe RH: _____

¹Bei dem angegebenen Preisen handelt es sich um Aufpreise bei Rollstuhlneubestellung, sofern die Artikel zur Nachrüstung bestellt werden, können die Preise einzelner Artikel abweichen, fordern sie einen Kostenvoranschlag an!

Kraftknoten für Rollstuhl-Neubestellung

Zubehör für Kraftknoten-Neubestellung (für alle Grundartikel)

Kraftknoten-anbindung am hinteren Rahmen integriert mit Schlosszunge

Rahmenanschweißteil zur Aufnahme des Beckengurtes und Gurtschlösses zur Aufnahme des hinteren Retraktors.
Beckengurt mit Schloss (9000900001/ 9000900007) bei Bedarf bitte separat bestellen.



- SPEEDY A1 / A2 9010900000
- TRAVELER 9030900000
- BUDDY D3/D4 9040900000

Kraftknoten-anbindung am hinteren Rahmen über Rahmeninlett mit Schlosszunge

zur Aufnahme des Beckengurtes und Gurtschlösses zur Aufnahme des hinteren Retraktors.
Beckengurt mit Schloss (9000900001/ 9000900007) bei Bedarf bitte separat bestellen.



- SPEEDY 4all 9016900001
- SPEEDY 4teen 9016900001

Kraftknoten-anbindung am hinteren Rahmen integriert mit Gurtöse

Rahmenanschweißteil zur Aufnahme des Beckengurtes und Gurtschlösses zur Aufnahme des hinteren Retraktors.
Beckengurt mit Schloss (9000900001/ 9000900007) bei Bedarf bitte separat bestellen.



- SPEEDY A1 / A2 9010900001
- TRAVELER 9030900002
- BUDDY D3/D4 9040900001

Kraftknoten-anbindung am hinteren Rahmen über Rahmeninlett mit Gurtöse

zur Aufnahme des Beckengurtes und Gurtschlösses zur Aufnahme des hinteren Retraktors.
Beckengurt mit Schloss (9000900001/ 9000900007) bei Bedarf bitte separat bestellen.



- SPEEDY 4all 9016900003
- SPEEDY 4teen 9016900003

Lagerblockzwischenplatte

mit Schlosszunge zur Aufnahme des vorderen Retraktors

- 9000900000-001 schwarz CHF 143,00
- 9000900000-002 silber CHF 143,00



mit Gurtöse zur Aufnahme des vorderen Retraktors

- 9000900008-001 schwarz CHF 181,00
- 9000900008-002 silber CHF 181,00



Beckengurt 1350mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten

- 9000900001 CHF 170,00
Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterstraggurtes.

Beckengurt 1670mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten

- 9000900007 CHF 170,00
Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterstraggurtes. Für die Verwendung an Rollstühlen mit Sitzschale.

Schulterstraggurt automatisch mit Schlosskopf

- 9000900002 CHF 140,80
mit Umlenkung, Länge 3200mm

Retraktoren für Kraftknoten

- 9000900003 CHF 540,00
Anbindung am Rollstuhl mit Gurtschleife oder Schlosszunge. Anbindung am Fahrzeugboden über 4-fach Fitting.
Set bestehend aus:
2 Retraktoren vorne: Semi Automatik ohne Handspannrad
2 Retraktoren hinten: Semi Automatik mit Handspannrad

Kopfstütze mit Segmentpolsterung

- 9000900004 CHF 415,00
3-teilig



Kopfstützenhalterung

- 9000900005 CHF 282,00
zur Aufnahme der
Kopfstützen-
Segmentpolsterung
. Verstärkte
Ausführung mit
Doppelquerrohr.

Bei TRAVELER

bitte beachten:

Zum Falten des
Rollstuhles muss
das
Doppelquerrohr mit
Kopfstützen-
halterung mit Hilfe
der Klemmhebel
abgeschraubt
werden.

Kraftknoten für Rollstuhl-Nachrüstung

SPEEDY A1 / SPEEDY A2 / TRAVELER / BUDDY D3/D4

Nachrüstatz Kraftknoten-anbindung

Voraussetzungen für Nachrüstung:

Bei Erwachsenenrollstühlen:
- Personengewicht: unter 80kg
- Rollstuhlalter: unter 2 Jahren

Bei Kinder- und Jugendrollstühlen:
- Personengewicht: unter 80kg
- Rollstuhlalter: unter 3 Jahren

Werden diese Voraussetzungen nicht
erfüllt, ist eine Nachrüstung nicht möglich.

- R8000900000 CHF 881,00
am hinteren Rahmen
integriert mit
Schlosszunge.
Rahmenanschweißteil
zur Aufnahme des
Beckengurtes und
Gurtschlosses zur
Aufnahme des
hinteren Retraktors.



- R8000900004 CHF 903,40
am hinteren Rahmen
integriert mit Gurtöse.
Rahmenanschweißteil
zur Aufnahme des
Beckengurtes und
Gurtschlosses zur
Aufnahme des
hinteren Retraktors.



Für die Nachrüstung des Rahmen-
anschweißteiles ist es notwendig
folgende Arbeitsschritte bei uns im
Hause durchzuführen:

- Demontage des Rollstuhles
- Entschichten des Rollstuhlrahmens
- Anschweißen des Rahmen-
anschweißteiles
- Neubeschichten des Rollstuhl-
rahmens
- Montage des Rollstuhles

SPEEDY 4all / SPEEDY 4teen

Nachrüstatz Kraftknoten-anbindung

- R8000900001 CHF 196,00
am hinteren Rahmen
über Rahmeninlett mit
Schlosszunge.

MONTAGE DURCH DEN FACHHANDEL

Zur Aufnahme des
Beckengurtes und
Gurtschlosses, sowie
des hinteren
Retraktors.



- R8000900005 CHF 236,30
am hinteren Rahmen
über Rahmeninlett mit
Gurtöse.

MONTAGE DURCH DEN FACHHANDEL

Zur Aufnahme des
Beckengurtes und
Gurtschlosses, sowie
des hinteren
Retraktors.



- R8000900002 CHF 509,00
am hinteren Rahmen
über Rahmeninlett mit
Schlosszunge.

INKL. MONTAGE DURCH PRO ACTIV

Zur Aufnahme des
Beckengurtes und
Gurtschlosses sowie
des hinteren
Retraktors.

- R8000900006 CHF 541,40
am hinteren Rahmen
über Rahmeninlett mit
Gurtöse.

INKL. MONTAGE DURCH PRO ACTIV

Zur Aufnahme des
Beckengurtes und
Gurtschlosses sowie
des hinteren
Retraktors.

Lagerblockzwischenplatte

mit Schlosszunge zur Aufnahme des vorderen
Retraktors und Befestigungsschrauben


- 8000900000-001 CHF 216,50
schwarz

- 8000900000-002 CHF 216,50
silber

mit Gurtöse zur Aufnahme des vorderen
Retraktors und Befestigungsschrauben

- 8000900046-001 CHF 252,50
schwarz

- 8000900046-002 CHF 252,50
silber



**Beckengurt 1350mm mit Schloss,
Anbindung an Kraftknoten**

- 8000900007 **CHF 226,20**
Gurt in der Länge einstellbar.
Mit beidseitigen
Schlosszungen zur Aufnahme
des Schulterstraggurtes.

**Beckengurt 1670mm mit Schloss,
Anbindung an Kraftknoten**

- 8000900009 **CHF 226,20**
Gurt in der Länge einstellbar.
Mit beidseitigen
Schlosszungen zur Aufnahme
des Schulterstraggurtes.

Für die Verwendung an
Rollstühlen mit Sitzschale.

**Schulterstraggurt automatisch mit
Schlosskopf**

- 8000900003 **CHF 194,50**
mit Umlenkung, Länge
3200mm

Retraktoren für Kraftknoten

- 8000900014 **CHF 746,00**
Anbindung am Rollstuhl mit
Gurtschlaufe oder
Schlosszunge. Anbindung am
Fahrzeugboden über
4-fach Fitting.

Set bestehend aus:
2 Retraktoren vorne: Semi
Automatik ohne
Handspannrad
2 Retraktoren hinten: Semi
Automatik mit Handspannrad

Kopfstütze mit Segmentpolsterung

- 8000900004 **CHF 576,20**
3-teilig

Kopfstützenhalterung

- 8000900005 **CHF 386,60**
zur Aufnahme der
Kopfstützen-
Segmentpolsterung.
Verstärkte Ausführung mit
Doppelquerrohr.

**Bei TRAVELER bitte
beachten:**

Zum Falten des Rollstuhles
muss das Doppelquerrohr mit
Kopfstützenhalterung mit Hilfe
der Klemmhebel abgeschraubt
werden

**Montage gewähltes Zubehör
Kraftknoten-anbindung durch
PRO ACTIV**

- R8000900003 **CHF 247,00**

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum Unterschrift (Fachhändler)