



Kostenvoranschlag Datum:

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum:

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP.: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____



NJ1 Adaptivbike RS

mit Kettenschaltung oder Freilaufnabe
und Scheibenbremse

bis 120kg Anhängelast und 10kg Zuladung

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den "Quick-Snap" Adapter
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Hydraulisches Scheibenbremssystem
- Zusatzbremse V-Brake (Felgenbremse) mit Feststellerretierung
- Abstellständer
- Kettenschutzrohr

9110100000-CH CHF 3.790,00

Dienstleistung:

1. Montage des Rahmenadapters bei PRO ACTIV

9990000001
an neubestellten PRO ACTIV Rollstuhl (Montage inkl.)

9990000002 **CHF 180,00**
an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl
Prod.-Nr.: _____

2. Auslieferung, Einweisung und Übergabe durch PRO ACTIV

9990000003 **CHF 575,00**
zzgl. Versandkosten

3. Montage des Rahmenadapters durch den Fachhandel

9990000008
an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl
Prod.-Nr.: _____
(Anbau und Auslieferung durch Fachhandel)

9990000005
an Fremdprodukt
(Kompatibilitätsprüfung, Anbau und Auslieferung durch Fachhandel)

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich!

Farbe

**Silber,
Antriebseinheit eloxiert**

9110100170-000

**Black Shadow,
Antriebseinheit tiefschwarz
RAL 9005, glatt glanz**

9110100170-001 **CHF 142,00**

- Gabelholm R und L
- Gabelbrücke oben und unten
- Tretlagerstütze

Kettenschaltung

**Shimano Deore 3x9 Rapid Fire
27-Gang-Kettenschaltung**

9110200020

Übersetzung:
Zahnkranz 22-32-44 Zähne,
Kassette 11-13-15-17-20-23-26-30-32
Zähne



**Shimano XT 1x11 Rapid Fire
11-Gang-Kettenschaltung**

9110200034 **CHF 207,00**

mechanische Kettenschaltung mit
Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette
11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe
Knobby 20x2"!



**Shimano Deore XT 1x11 Di2
Taster Bedienung
11-Gang-Kettenschaltung**

9110200035 **CHF 1.615,00**

elektronische Kettenschaltung mit
Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette
11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe
"Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben"
20x2,15"!



**Shimano Deore XT 1x11 Di2
Rapid Fire
11-Gang-Kettenschaltung**

9110200032 **CHF 1.565,00**

elektronische Kettenschaltung mit
Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette
11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe
Knobby 20x2"!



**Shimano Deore XT 1x11 Di2
Kinnbedienung
11-Gang-Kettenschaltung**

9110200033 **CHF 1.712,00**

elektronische Kettenschaltung mit
Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung).
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe
Knobby 20x2"!



Nabenschaltung

**Shimano "Alfine"
11-Gang-Nabenschaltung**

9110200026 **CHF 121,00**

Schaltgriff "Rapid Fire"
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 20 Zähne
(bei Tretlagerstütze Gr.L. 19 Zähne)



**Shimano "Alfine Di2"
11-Gang-Schaltung**

9100200029 **CHF 1.565,00**

elektrische Schaltung, Schaltvorgang über
Bedientaster,
mit Freilauf ohne Rücktrittbremse
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kettenritzel 20 Zähne.

Hydraulische Rücktrittbremse als zusätzliche
Option möglich



**Rohloff "Speedhub 500/14"
14-Gang-Nabenschaltung**

9110200027 **CHF 1.417,00**

Drehgriffschalter "Grip-Shift"
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 16 Zähne



Schaltungszubehör

**Mountaindrive 2,5 : 1
Berguntersetzung in Verbindung mit
Nabenschaltung
Erweiterung auf doppelte
Ganganzahl**

9110200003 **CHF 690,00**

Planetengetriebe
Alle Gänge (der Nabenschaltung und die
Berguntersetzung) können im Stand
geschaltet werden!
In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45cm!



**Mountaindrive 2,5 : 1
Berguntersetzung
in Verbindung mit Kettenschaltung
Erweiterung auf doppelte
Ganganzahl**

9110200006 **CHF 510,00**

Planetengetriebe
Ersetzt den 3-fach Zahnkranz und
ermöglicht das Schalten der
Berguntersetzung im Stand!
In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45cm!



Schaltungszubehör für Kettenschaltung

**Drehgriffschaltung "Grip-Shift"
3-fach, Anbau links**

9110200017 **CHF 61,20**

SRAM Centera für 3-fach Umwerfer
In Verbindung mit Shimano Deore
Kettenschaltung!



**Drehgriffschaltung "Grip-Shift"
9-fach, Anbau rechts**

9110200016 **CHF 61,20**

SRAM Centera für 9-fach Schaltwerk
In Verbindung mit Shimano Deore
Kettenschaltung!
Nicht in Kombination mit 11-fach Schaltung.



**Handhebel zur Direktschaltung des
3-fach Umwerfers**

9110200030 **CHF 73,30**

Direkte Handbedienung des Umwerfers am
3-fach Zahnkranz



Schaltungszubehör für Freilauf-Schaltnabe

Die nachfolgenden Optionen sind bei den Kettenschaltungen im Lieferumfang enthalten! In Verbindung mit den Freilauf-Schaltnaben wird die Anzahl der Gänge um den Faktor 3 erweitert!

3-fach Kettenblattgarnitur Deore mit Daumenschalter links

9110000014 **CHF 526,70**

Für Alfine 11-Gang und Rohloff 14-Gang Nabenschaltung; mit Umwerfer zur Erweiterung auf 33 bzw. 42 Gänge
Kettenblattgröße: Z 22; Z32; Z44
Umwerfer und Kettenblattausführung: Shimano Deore



3-fach Kettenblattgarnitur Deore mit Umwerferdirektbedienung

9110000016 **CHF 387,10**

Für Alfine 11-Gang und Rohloff 14-Gang Nabenschaltung; mit Umwerfer zur Erweiterung auf 33 bzw. 42 Gänge
Kettenblattgröße: Z 22; Z32; Z44
Direktbedienung des Umwerfers, Umwerfer und Kettenblattausführung: Shimano Deore



Bremssystem

Leistungsstarkes HD-Bremssystem "Magura MT4"

9110300101 **CHF 108,00**

Empfohlen ab 80kg Körpergewicht



2. unabhängiges Scheiben-Bremssystem "Magura MT4"

9110300100 **CHF 253,00**

Shimano V-Break Felgenbremse entfällt
Nur in Verbindung mit dem leistungsstarken HD-Bremssystem "Magura"!

Feststellbremse über Schalthebel bedienbar

9110300002 **CHF 91,50**

an der Tretlagerstütze montiert,
2. Bremsgriff am Kurbelgriff links entfällt



Hydraulische Rücktritt-Scheibenbremse mit Kurbelfreischockfunktion für Rückwärtsfahrt

9110300003 **CHF 865,00**

kompatibel mit Kettenschaltung und Freilaufschaltnabe in Verbindung mit:
- Tretlagerwelle Griffweite 45 oder 50cm
- Tretkurbel Kurbellänge 155 oder 175mm bis 120kg Körpergewicht
Nicht in Verbindung mit Mountaindrive 2,5:1 Berguntersetzung!



Abmessungen

Tretlagerwelle


Griffweite 40cm
9110500100-040

Griffweite 45cm
9110500100-045

Griffweite 50cm
9110500100-050

Griffweite 55cm
9110500100-055
über 25mm Griffdistanz

CHF 78,60



Tretlagerstütze starr


M (X/Y 90/250mm)
9110501100-001

M-L (X/Y 130/310mm)
9110501100-004

L (X/Y 158/362mm)
9110501100-002

XL (X/Y 158/410mm) **CHF 71,80**
9110501100-006

XXL (X/Y 170/465mm) **CHF 71,80**
9110501100-007



Tretlagerstütze verstellbar

9110500001 **CHF 249,90**

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge.

Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt.

Größe: _____

Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in XL ausgeliefert.
Lieferbar bis Größe XL

Tretkurbel

Länge 155mm
9110600100-155

Länge 175mm
9110600100-175

Länge 195mm
9110600100-195

Kundenanfertigung
Tretkurbellänge nach Maß _____ mm
(Mindestlänge 125mm)

9110600100-000 **CHF 217,80**



Antriebsrad

Antriebsrad mit Doppelwandfelge

20" (406)
9110203050

24" (507)
9110104259

26" (559)
9110104260

Bereifung

Schwalbe "Marathon"

- 20x1,5" (406-40)
9110105120
- 26x1,5" (559-35)
9110105100



Tourenreifen

Continental "Ride Tour"

- 24x1,75" (507-47)
9110105127



Tourenreifen

Schwalbe "Big Apple"

- 20x2" (406-50)
9110105125



Balloonreifen

Schwalbe "Knobby"

- 20x2" (406-54)
9110105126



Profilreifen

Schwalbe "Marathon Plus"

unplattbar, mit Pannenschutzeinlageband
Smart Guard

- 9130105128 **CHF 32,70**
20x1,75" (406-47)
- 24x1,75" (507-47) **CHF 32,70**
9110105135



Halterung ø 22mm x 42mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)

- 9110903271 **Stk. á CHF 25,20**

Farbe: natur eloxiert

_____ Stück



Alu-Gepäckträger "cargo systems"

- 9110903290 **CHF 110,00**

Farbe: schwarz
Max. Belastungsgewicht 10kg auf der Beladep Plattform, max. 15kg in Verbindung mit Gepäcktaschen bei niedrigerer Belastungshöhe.



Rangierrollen für Abstellständer

- 9110900000 **CHF 109,00**

Rangierrollen über Doppelspannklammer an Abstellständer montiert. (Abb. ähnlich)



Rangiergriff an Kettenschutz montiert

- 9110500000 **CHF 149,00**

mit Moosgummiüberzug



Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

- 9110601101 **CHF 191,50**



Tetra-Schalengriffe

- 9110601100 **CHF 187,00**



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

- 9110601102 **CHF 218,00**

sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø 20mm mit Moosgummiüberzug



Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

- 9110700004 **CHF 112,00**

um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern



Hebelverlängerung Excenterverschluss für Quick Snap Anbindung

- 9110700005 **CHF 79,00**

Erleichtert das Schließen bzw. Öffnen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra



Zubehör Bike

Steck-Schutzblech

- 9110502100 **CHF 51,50**



Beleuchtungsset SIGMA Lightster LED mit Halterung

- 9100900019 **CHF 116,00**

mit Akku Ladeinheit, Akku-Satz (4 St. NICD)
Front- und Heckscheinwerfer inkl. Halterung Ø22x42mm



SIGMA BC 1200 Bike-Computer

- 9110901000 **CHF 73,20**

kabellos



SIGMA BC 1606L DTS Bike-Computer

- 9110900018 **CHF 179,70**

kabellos
mit kabellosem Trittfrequenz-Set



Ratsche mit Hebelverlängerung für Excenterverschluss, Quick Snap Anbindung

9110700007 **CHF 137,00**

Erleichtert das Schließen bzw. Öffnen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra



Adaptionshilfe Zentrierzapfen

9110700002 **CHF 59,00**

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern.



Rahmenadapter

SPEEDY Starrrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"

9110700141 **CHF 560,00**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: schwarz



TRAVELER Faltrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"

9110701300 **CHF 599,20**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: schwarz



BUDDY Starrrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"

9110701400 **CHF 560,00**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: schwarz

Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und "Quick-Snap-Adaption"

9110701500 **CHF 649,10**

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau

Anbausituation bei PA Produkten:
Rahmenvorbau G-From von SB 31cm bis 54cm
Rahmenvorbau V-From von SB 30cm bis 50cm

BITTE BEACHTEN:
Ohne Angabe des genauen Rahmenrohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rahmenrohrdurchmesser von 23-27mm geliefert!

Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

9110701525

Rahmenrohrdurchmesser 23-27mm

9110701530

Rahmenrohrdurchmesser 28-32mm

9110701535

Rahmenrohrdurchmesser 33-37mm



Rollstuhlabhängiges Zubehör

Verlängerte Bike-Platte

Für Speedy A1/A2 **CHF 398,00**
9110100100-002

Für Buddy **CHF 398,00**
9110100100-003

Für Traveler **CHF 398,00**
9110100100-001


4° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung über "Rastmechanismus mit Zugbedienung" abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr

Für Speedy 4all / **CHF 590,00**
4teen / 4you /
Traveler 4you
9110102001

4° / 6° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung über "Quick-Pins" abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr

Für Speedy F2 **CHF 590,00**
9015101000

Für Speedy F4 **CHF 590,00**
9110101000

4° / 6° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar
Anbaumöglichkeit bei F2/F4 muss durch PRO ACTIV geprüft werden!



Brustgurt zur Oberkörperfixierung

Größe S (105cm) **CHF 305,00**
9000800016

Größe M (125cm) **CHF 305,00**
9000800013

Größe L (145cm) **CHF 305,00**
9000800014

Größe XL (165cm) **CHF 305,00**
9000800017

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.
Farbe: schwarz



Anmerkungen und Notizen:

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)