

Im Hofstätt 11  
D- 72359 Dotternhausen  
Tel +49 (0)7427 9480-0  
Fax +49 (0)7427 9480-7025  
e-mail info@proactiv-gmbh.de  
www.proactiv-gmbh.de



**Kostenvoranschlag Datum:**

Beratung erfolgte durch  
Mitarbeiter Sanitätshaus: \_\_\_\_\_

Außendienst PRO ACTIV: \_\_\_\_\_

**Bestellung Datum:**

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

**Sanitätshaus / Firmenadresse:**

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Rechnungsadresse abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr. \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_

**Versandadresse abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr. \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_

**Kundenname / Kommission:**

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_  
Kostenträger: \_\_\_\_\_  
Indikation: \_\_\_\_\_



## NJ1 Kompaktbike

### mit Nabenschaltung und Rücktrittbremse

Zugelassen bis 100kg Zuladung

- Unterzugchassis mit Versteifungsstreben
- Antriebseinheit abkoppelbar über Excenterschnellverschluss
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- 6° Radsturz
- Rücktrittbremse integriert in der Nabenschaltung
- Shimano V-Brake (Felgenbremse) inkl. Feststellarretierung
- Sicherheitswimpel

9100101000      CHF 4.125,00

**Dienstleistung:**

**Auslieferung, Einweisung und Übergabe beim Kunden durch PRO ACTIV**

9990000003      CHF 575,00

zzgl. Versandkosten

### Körpermaße

Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm

Gewicht: \_\_\_\_\_ kg

## Farbe Chassis

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter:  
www.proactiv-gmbh.de/farben.php

### Weiß RAL 9016

- glanz 9000100170-023
- matt 9000100170-123 **CHF 46,00**

### Brilliant Silber

- glanz 9000100170-011

### Anthrazit RAL 7016

- glanz 9000100170-001
- matt 9000100170-101 **CHF 46,00**

### Schwarz RAL 9005

- glanz 9000100170-003
- matt 9000100170-019 **CHF 46,00**

### Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz 9000100170-007

### Rein Orange RAL 2004

- glanz 9000100170-022

### Fire Red

- glanz 9000100170-018
- matt 9000100170-118 **CHF 46,00**

### Pink Magenta RAL 4010

- glanz 9000100170-037
- matt 9000100170-137 **CHF 46,00**

### Sky Blue

- glanz 9000100170-017

### Pastellblau RAL 5024

- glanz 9000100170-036
- matt 9000100170-136 **CHF 46,00**

### Marine Blau

- glanz 9000100170-045
- matt 9000100170-145 **CHF 46,00**

### Apple green

- glanz 9000100170-014
- matt 9000100170-114 **CHF 46,00**

### Lemon green

- glanz 9000100170-005
- matt 9000100170-105 **CHF 46,00**

### Violett

- glanz 9000100170-044

### Gelb RAL 1023

- glanz 9000100170-046
- matt 9000100170-146 **CHF 46,00**

### Rot RAL 3001

- glanz 9000100170-047
- matt 9000100170-147 **CHF 46,00**

### Gestrahlt transparent

- glanz 9000100170-029

## Farbe Antriebseinheit

### Silber, Antriebseinheit eloxiert

- 9110100170-000

### Black Shadow, Antriebseinheit tiefschwarz RAL 9005, glatt glanz

- 9110100170-001 **CHF 142,00**
- Gabelholm R und L
- Gabelbrücke oben und unten
- Tretlagerstütze

## Nabenschaltung

### Shimano "Nexus" 7-Gang-Nabenschaltung

- 9100200022
- Drehgriffschalter "Grip Shift"
- Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,  
Kassette 20 Zähne  
(bei Tretlagerstütze Gr. L 19 Zähne)



### Shimano "Nexus" 8-Gang-Nabenschaltung

- 9100200023 **CHF 189,00**
- Drehgriffschalter "Grip Shift"
- Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,  
Kassette 20 Zähne  
(bei Tretlagerstütze Gr. L 19 Zähne)



## Schaltungszubehör

### Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung in Verbindung mit Nabenschaltung


- 9100200003 **CHF 690,00**
- Planetengeräte zur Verdoppelung der Gänge.  
Alle Gänge (der Nabenschaltung und die  
Berguntersetzung) können im Stand geschaltet  
werden.  
In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45cm!



## Chassis

### Chassis-Geometrie

- Länge 104cm  
SB ca. 39cm  
9100100000-001
- Länge 116cm  
SB ca. 39cm  
9100100000-002
- Länge 116cm  
SB ca. 43cm  
9100100000-003 **CHF 221,00**
- Heavy Duty  
Ausführung bis 120kg  
Körpergewicht  
9100800013 **CHF 436,00**



## Abmessungen


### Tretlagerwelle

- Griffweite 40cm  
9100500100-040
- Griffweite 45cm  
9100500100-045
- Griffweite 50cm  
9100500100-050



### Tretlagerstütze starr

- XS (X/Y 113/130)  
9100501100-004
- S (X/Y 67/153)  
9100501100-003
- M (X/Y 90/250)  
9100501100-001



### Tretlagerstütze verstellbar


- 9100500001 **CHF 249,90**

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge.

Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt.


Größe: \_\_\_\_\_

Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in S ausgeliefert.



### Tretkurbel

- Länge 155mm  
9100600100-155
- Länge 175mm  
9100600100-175
- Länge 195mm  
9100600100-195



### Kundenanfertigung

Tretkurbellänge nach Maß \_\_\_\_\_ mm  
(Mindestlänge 125mm)

- 9100600101 **CHF 217,80**

### Beinstütze

#### Beinstütze geteilt

- 9100100008  
Adaption an der Gabel für kurze Beine  
Nur bis Körpergröße 165 cm möglich!



#### Beinstütze umlaufend

- 9100100009  
Adaption an der Gabel



#### Beinstütze an Chassis adaptiert

- 9100100010 **CHF 550,00**

Beine nicht durch Lenkbewegung beeinflusst.  
Erhöht die Fahrzeugbreite!  
Nicht in Verbindung mit Beinschutzblech.



#### Fußanschlag für Beinstütze

- 9100100012 **CHF 96,70**



### Oberschenkelfixierung

- 9100100013 **CHF 170,80**



### Rückenausstattung

#### Rückenlehne mit Füllblech und Foampolsterung 1,5cm

- 9100800000



#### Rückenbespannung body contour

- 9100800010 **CHF 169,00**

mit Rückenpolster 3cm  
Bezug: schwarz/atmungsaktiv



### Sitzbespannung

#### Sitzbespannung offenes Gurtsystem

- 9100801010



#### Sitzbespannung body contour

- 9100801025  
atmungsaktiv, federnde Wirkung



### Sitzkissen

Form	Sitzkissen "Standard" 9100000190	Sitzkissen mit Oberschenkel-führung 9100800103
Maße in cm		
Chassis: 104 SB: 39 ST: 30	-001 <input type="checkbox"/>	-001 <input type="checkbox"/>
Chassis: 116 SB: 39 ST: 40	-002 <input type="checkbox"/>	-002 <input type="checkbox"/>
Chassis: 116 SB: 43 ST: 40	-003 <input type="checkbox"/>	-003 <input type="checkbox"/>
Preis	CHF 120,00	CHF 260,90

Bezugsstoff: schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
Sitzkissenhöhe: 4cm

### Räder

#### Laufäder mit Doppelwandfelge

- 26" (559)  
9100104260

### Bereifung

#### Schwalbe "Durano"

- 26x1,1" (559-28)  
9100105000

Racing-Slic



### Schwalbe "Marathon"

26" (559-35)  
9100105100

Tourenreifen



### Beleuchtungsset SIGMA Lightster LED mit Halterung

9100900019 **CHF 116,00**

mit Akku-Ladeeinheit und Akku-Satz  
(4St. NiCD) Front- und Heckscheinwerfer



### Pannenschutzeinlageband für Luftbereifung

9000206100 **CHF 59,50**

## Zubehör Bike

### Steck-Schutzblech

9100502100 **CHF 51,50**



### Beinschutzblech

9100100231 **CHF 193,30**

Schutz bei MTB-Bereifung  
am Gabelholm verschraubt  
Farbe: schwarz matt

### Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt

9100800100 **CHF 234,00**

mit Halterungsklemme 40mm



### Nackenstütze

9100800150 **CHF 281,00**

höhenverstellbar  
winkelverstellbar



### Becken-Fixiergurt

9100800200 **CHF 124,00**



### SIGMA BC 1200 Bike-Computer

9110901000 **CHF 73,20**

kabellos  
mit Halterung



### SIGMA BC 1606L DTS Bike-Computer

9110900018 **CHF 179,70**

mit Trittfrequenz-Set  
kabellos



### Halterung ø 22mm x 42mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)

9110903271 **Stk. á CHF 25,20**

Farbe: natur eloxiert

\_\_\_\_ Stück



## Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

### Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

9110601101 **CHF 191,50**



### Tetra-Schalengriffe

9110601100 **CHF 187,00**



### Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

9110601102 **CHF 218,00**

sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø  
20mm mit Moosgummiüberzug



### Anmerkungen und Notizen:

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)