

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



Kostenvoranschlag Datum:

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum:

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/ Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP.: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/ Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/ Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name: _____

Straße: _____

PLZ/ Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____

NJ1 e-assistent Adaptiv

bis 120kg Anhängelast und 10kg Zuladung

4 verschiedene Basismodelle für unterschiedliche
Einsatzzwecke, ausgestattet mit:

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den "Quick-Snap-Adapter"
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Hydraulisches Scheibenbremssystem
- Zusatzbremse V-Brake (Felgenbremse) mit Feststellerretierung
- Abstellständer
- Kettenschutzrohr
- Anfahrunterstützung (Throttle) zur Fahrt ohne Kurbelbewegung bis 6km/h
- Steck-Schutzblech
- Rangierrollen für Abstellständer
- Rangiergriff am Kettenschutz montiert

Dienstleistung:

1. Montage des Rahmenadapters bei PRO ACTIV

9990000001
an neubestellten PRO ACTIV Rollstuhl (Montage inkl.)

9990000002 **CHF 180,00**
an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl
Prod.-Nr.: _____

2. Auslieferung, Einweisung und Übergabe durch PRO ACTIV

9990000003 **CHF 575,00**
zzgl. Versandkosten

3. Montage des Rahmenadapters durch den Fachhandel

9990000008
an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl
Prod.-Nr.: _____
(Anbau und Auslieferung durch Fachhandel)

9990000005
an Fremdprodukt
(Kompatibilitätsprüfung, Anbau und Auslieferung durch Fachhandel)

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich!

Farbe

Silber,
Antriebseinheit eloxiert

9110100170-000

Black Shadow,
Antriebseinheit tiefschwarz
RAL 9005, glatt glanz

9110100170-001 **CHF 142,00**

- Gabelholm R und L
- Gabelbrücke oben und unten
- Tretlagerstütze

Antrieb Neodrives

Neodrives

"Der kraftvolle Nabenantrieb für max.
Leistung mit TFT-Display"
und 27-Gang Kettenschaltung

Drehmoment 12/40 Nm, Leistung 250 Watt

Radgröße:

9116100010-020CH
20" (ETRTO 406) **CHF 8.290,00**

9116100010-024CH
24" (ETRTO 507) **CHF 8.290,00**



Akkus Neodrives

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig
von Streckenprofil, Benutzergewicht und
Geschwindigkeit.

**Akku neodrives G2 36V 14,25Ah /
513Wh,** Reichweite ca. 40-70 km

9116900106 **CHF - 1.250,00**

Montage links an der Gabel



Akku neodrives G3 36V 17Ah / 612Wh,
Reichweite ca. 50-80 km

9116900109 **CHF - 1.102,00**

Montage links an der Gabel



Doppelakku neodrives G2
2 Stück 36V 14,25Ah / 513Wh,
Reichweite ca. 80-140 km

9116900108

Montage beidseitig an der Gabel,
Umsteckvorrichtung an der Tretlagerstütze
montiert zum einfachen Wechsel zwischen den
Akkus über den Magnetstecker



Doppelakku neodrives G3
2 Stück 36V 17Ah / 612Wh,
Reichweite ca. 100-160 km

9116900110 **CHF 313,00**

Montage beidseitig an der Gabel,
Umsteckvorrichtung an der Tretlagerstütze
montiert zum einfachen Wechsel zwischen den
Akkus über den Magnetstecker



Antrieb BionX

BionX PL 250HT IGH2
"Der komfortable Antrieb mit
integrierter 2-Gang Automatik Freilauf-
Schaltnabe"

Drehmoment 9/40 Nm, Leistung 250 Watt

Radgröße:

9116100020-020CH
20" (ETRTO 406) **CHF 8.240,00**

9116100020-024CH
24" (ETRTO 507) **CHF 8.240,00**



BionX PL 250HT IGH3
"Der komfortable Antrieb mit
integrierter 3-Gang
Feilauf-Schaltnabe und
Drehgriffschaltung"

Drehmoment 9/40 Nm, Leistung 250 Watt

Radgröße:

9116100030-020CH
20" (ETRTO 406) **CHF 8.240,00**

9116100030-024CH
24" (ETRTO 507) **CHF 8.240,00**



BionX PL 250 HT
"Der leistungsstarke Antrieb für
permanente Unterstützung" mit 27-
Gang Kettenschaltung

Drehmoment 9/40 Nm, Leistung 250 Watt

Radgröße:

9116100040-020CH
20" (ETRTO 406) **CHF 7.960,00**

9116100040-024CH
24" (ETRTO 507) **CHF 7.960,00**



BionX D-Serie
"Der kraftvolle, leistungsstarke Antrieb
für Anspruchsvolle " mit
27-Gang Kettenschaltung

Drehmoment 25/50 Nm, Leistung 250 Watt

Radgröße:

9116100050-024CH
24" (ETRTO 507) **CHF 9.598,00**



Akkus und Zubehör BionX

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig
von Streckenprofil, Benutzergewicht und
Geschwindigkeit.

Akku BionX 48V 8,8Ah 423Wh,
Reichweite: ca. 35-60 km

9116900100 **CHF - 1.407,00**

Montage rechts an der Gabel

Akku BionX 48V 11,6 Ah 556Wh,
Reichweite: ca. 45-75 km

9116900102 **CHF - 1.151,00**

Montage rechts an der Gabel



**Doppelakku BionX 48V 8,8Ah 423Wh
inklusive Wechselsteckverbindung,**
Reichweite: ca. 70-120 km

9116900103

Montage beiseitig an der Gabel,
Wechselsteckverbindung an der Gabel montiert
zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus.



**Doppelakku BionX 48V 11,6 Ah
555Wh inklusive
Wechselsteckverbindung,**
Reichweite: ca. 90-150 km

9116900104 **CHF 256,00**

Montage beiseitig an der Gabel,
Wechselsteckverbindung an der Gabel montiert
zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus.



**Daumenbedienschalter der
Anfahrunterstützung am Handgriff
montiert**

9116200000 **CHF 174,40**

Montage:

- links
- rechts

Nur in Kombination mit Antrieb BionX,
nicht in Kombination mit Neodrives Z10!



**Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire
11-Gang-Kettenschaltung**

9110200034 **CHF 207,00**

mechanische Kettenschaltung mit Bedienung
am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe
"Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben"
20x2,15"!



**Shimano Deore XT 1x11 DI2
Taster Bedienung
11-Gang-Kettenschaltung**

9110200035 **CHF 1.615,00**

elektronische Kettenschaltung mit Bedienung
am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe
"Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben"
20x2,15"!



**Shimano Deore XT 1x11 DI2
Rapid Fire
11-Gang-Kettenschaltung**

9110200032 **CHF 1.565,00**

elektronische Kettenschaltung mit Bedienung
am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe
"Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben"
20x2,15"!



**Shimano Deore XT 1x11 DI2
Kinnbedienung
11-Gang-Kettenschaltung**

9110200033 **CHF 1.712,00**

elektronische Kettenschaltung mit
Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung).
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe
"Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben"
20x2,15"!



Bereifung

Schwalbe "Marathon"
Tourenreifen

20x1,5" (406-40)
9110105120



Schwalbe "Knobby"
Profilreifen

20x2" (406-54)
9110105126



Schwalbe "Marathon Plus"
unplattbar, mit Pannenschutz einlageband
Smart Guard

9130105128 **CHF 32,70**
20x1,75" (406-47)



9110105135 **CHF 32,70**
24x1,75" (507-47)

Continental "TourRide"
Tourenreifen

24x1,75" (507-47)
9110105127



Schaltungszubehör für Kettenschaltung

**Drehgriffschaltung "Grip-Shift"
3-fach, Anbau links**

9110200017 **CHF 61,20**

SRAM Centera für 3-fach Umwerfer
In Verbindung mit Shimano Deore
Kettenschaltung!



**Drehgriffschaltung "Grip-Shift"
9-fach, Anbau rechts**

9110200016 **CHF 61,20**

SRAM Centera für 9-fach Schaltwerk
In Verbindung mit Shimano Deore
Kettenschaltung!
Nicht in Kombination mit 11-fach Schaltung.



Kettenschaltung

**Shimano Deore 3x9 Rapid Fire
27-Gang-Kettenschaltung**

9116200020

Übersetzung: Zahnkranz 22-32-44 Zähne,
Kassette 11-13-15-17-20-23-26-30-32 Zähne
Nicht in Verbindung mit BionX PL IGH2 und
BionX IGH3!



Schaltungszubehör

**Mountaindrive 2,5 : 1
Berguntersetzung in Verbindung mit
BionX PL 250HT IGH2 und IGH3 zur
Erweiterung auf 6 Gänge**

9116200003 **CHF 690,00**

Planetengertriebe
Alle Gänge (3 Gänge der Nabenschaltung
und die Berguntersetzung) können im Stand
geschaltet werden!
In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45cm!



**Mountaindrive 2,5 : 1
Berguntersetzung für BionX PL
250HT und neodrives - 18 Gänge -**

911620004 **CHF 510,00**

Planetengetriebe
Ersetzt den 3-fach Zahnkranz und ermöglicht das Schalten der Berguntersetzung im Stand!
In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45cm!



Bremssystem

**Leistungsstarkes HD-Bremssystem
"Magura"**

9110300101 **CHF 108,00**

Empfohlen ab 80kg Körpergewicht
Nicht erforderlich bei Auswahl Hydraulische Rücktritt-Scheibenbremse



2. unabhängiges Scheiben-Bremssystem "Magura"

9110300100 **CHF 253,00**

Shimano V-Brake Felgenbremse entfällt
Nur in Verbindung mit dem leistungsstarken HD-Bremssystem "Magura"!

Feststellbremse über Schalthebel bedienbar

9110300002 **CHF 91,50**

an der Tretlagerstütze montiert,
2. Bremsgriff am Kurbelgriff links entfällt
Nicht in Kombination mit BionX D-Serie.



Hydraulische Rücktritt-Scheibenbremse mit Kurbelfreischaltfunktion zur Rückwärtsfahrt

9110300003 **CHF 865,00**

Kompatibel mit Kettenschaltung und Freilaufschaltnabe
In Verbindung mit:
- Tretlagerwelle Griffweite 45 bis 55cm
- Tretkurbel Kurbellänge 155 oder 175mm
bis 120kg Körpergewicht
Nicht in Verbindung mit Mountaindrive 2,5:1 Berguntersetzung!



Abmessungen


Tretlagerwelle

Griffweite 40cm
9110500100-040

Griffweite 45cm
9110500100-045

Griffweite 50cm
9110500100-050

Griffweite 55cm **CHF 78,60**
9110500100-055
über 25mm Griffdistanz



Tretlagerstütze starr


M (X/Y 90/250mm)
9110501100-001

M-L (X/Y 130/310mm)
9110501100-004

L (X/Y 158/362mm)
9110501100-002

XL (X/Y 158/410mm) **CHF 71,80**
9110501100-006


XXL (X/Y 170/465mm) **CHF 71,80**
9110501100-007



Tretlagerstütze verstellbar

9110500001 **CHF 249,90**

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge.



Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt.

Größe: _____

Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in XL ausgeliefert.
Lieferbar bis Größe XL



Tretkurbel

Länge 155mm
9110600100-155

Länge 175mm
9110600100-175

Länge 195mm
9110600100-195



Zubehör Bike

Beleuchtungsset SIGMA Lightster LED mit Halterung

9100900019 **CHF 116,00**

mit Akku Ladeinheit, Akku-Satz (4 St. NICD)
Front- und Heckscheinwerfer
inkl. Halterung Ø22x42mm



LED Beleuchtung für neodrives System

Versorgung des LED Frontscheinwerfers über den Akku des Antriebssystems.

9116900002 **CHF 137,00**

Rücklicht als Stecklicht mit Batterieversorgung
Beleuchtungsset entfällt

LED Beleuchtungset für BionX System

Versorgung des LED Frontscheinwerfers über den Akku des Antriebssystems.

9116900001 **CHF 270,00**

Rücklicht als Stecklicht mit Batterieversorgung
Beleuchtungsset entfällt

Schnell-Ladegerät Neodrives

9116900006 **CHF 97,70**



Halterung ø 22mm x 42mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)

9110903271 **Stk. á CHF 25,20**

Farbe: natur eloxiert

_____ Stück



Alu-Gepäckträger "cargo systems"

9110903290 **CHF 110,00**

Farbe: schwarz

Max. Belastungsgewicht 10kg auf der Beladepattform, max. 15kg in Verbindung mit Gepäcktaschen bei niedrigerer Belastungshöhe.



Flaschenhalter inkl. Trinkflasche

9116502001

an der Akkuhalteschiene rechts montiert. Nicht in Verbindung mit Doppelakku.



Ausgleichsgewicht für Akku

9116900000 **CHF 139,00**

mit Trinkflasche und Halterung. Zum Ausgleich des Akkugewichtes bei Benutzung des NJ1 mit nur einem Akku und zur Verbesserung der Traktion.



Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

9110601101 **CHF 191,50**



Tetra-Schalengriffe

9110601100 **CHF 187,00**



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

9110601102 **CHF 218,00**

sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø 20mm mit Moosgummiüberzug



Tetra Kinnbedienung der Anfahrunterstützung

9110200000 **CHF 190,00**

Nur in Verbindung mit BionX Antrieb

Schaltungsbedienautomat für sequentielle Schaltung der integrierten 3-Gang Schaltung IGH3

9116200002 **CHF 820,00**

Schaltarmatur fest am Kettenschutz montiert, zur Schalthebelbedienung über Betätigungsbügel durch Hand- oder Kinnbedienung.

Nur für BionX PL 250 HT IGH3

Art.Nr. 9116000030-020CH und

9116000030-024CH



Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

9110700004 **CHF 112,00**

um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern. Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter.



Hebelverlängerung Excenterverschluss für Quick Snap Anbindung

9110700005 **CHF 79,00**

Erleichtert das Schließen bzw. Öffnen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra



Ratsche mit Hebelverlängerung für Excenterverschluss, Quick Snap Anbindung

9110700007 **CHF 137,00**

Erleichtert das Schließen bzw. Öffnen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra



Adaptionshilfe Zentrierzapfen

9110700002 **CHF 59,00**

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern.



Rahmenadapter

SPEEDY Starrrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"

9110700141 **CHF 560,00**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: schwarz



TRAVELER Faltrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"

9110701300 **CHF 599,20**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: schwarz



BUDDY Starrrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"

9110701400 **CHF 560,00**

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: schwarz



Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und "Quick-Snap-Adaption"

9110701500 **CHF 649,10**

Adapterbefestigung am
Rollstuhlrahmenvorbau

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen
Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein
Adapter für einen Rohrdurchmesser von
23-27mm geliefert!

Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

9110701525
Rohrdurchmesser 23-27mm

9110701530
Rohrdurchmesser 28-32mm

9110701535
Rohrdurchmesser 33-37mm



Brustgurt zur Oberkörperfixierung

- Größe S (105cm)
9000800016 **CHF 305,00**
- Größe M (125cm)
9000800013 **CHF 305,00**
- Größe L (145cm)
9000800014 **CHF 305,00**
- Größe XL (165cm)
9000800017 **CHF 305,00**



bestehend aus elastischem Gurtmaterial in
Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss
und Bedienlasche.
Farbe: schwarz

Anmerkungen und Notizen:

Rollstuhlabhängiges Zubehör


Verlängerte Bike-Platte

Für Speedy A1/A2
9110100100-002 **CHF 398,00**

Für Buddy
9110100100-003 **CHF 398,00**

Für Traveler
9110100100-001 **CHF 398,00**


4° Sturz integriert, Spur unabhängig
einstellbar



Radstandsverlängerung über "Rastmechanismus mit Zugbedienung" abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr

Für Speedy 4all /
4teen / 4you /
Traveler 4you
9110102001 **CHF 590,00**

4° / 6° Sturz integriert, Spur unabhängig
einstellbar



Radstandsverlängerung über "Quick- Pins" abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr

Für Speedy F2
9015101000 **CHF 590,00**

Für Speedy F4
9110101000 **CHF 590,00**

4° / 6° Sturz integriert, Spur unabhängig
einstellbar
Anbaumöglichkeit bei F2/F4 muss durch PRO
ACTIV geprüft werden!



Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)