

Mobilität wird einfach!

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



Kostenvoranschlag Datum:

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum:

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/ Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP.: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/ Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/ Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name: _____

Straße: _____

PLZ/ Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____



NJ1 el. Kompaktbike RS

Zugelassen bis 100kg Zuladung
5 verschiedene Antriebsvarianten für unterschiedliche
Einsatzzwecke, ausgestattet mit:

- Unterzugchassis mit integrierter Akkuhalterung
- Antriebseinheit abkoppelbar über Excenterschnellverschluss
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- 6° Radsturz
- Hydraulisches Scheibenbremssystem
- Zusatzbremse V-Brake (Felgenbremse) mit Feststellerretierung
- Sicherheitswimpel

Dienstleistung:

Auslieferung, Einweisung und Übergabe durch PRO ACTIV

9990000003 **CHF 575,00**
zzgl. Versandkosten

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Farbe Antriebseinheit

Silber,
Antriebseinheit eloxiert

9110100170-000

Black Shadow,
Antriebseinheit tiefschwarz
RAL 9005, glatt glanz

9110100170-001 **CHF 142,00**

- Gabelholm R und L
- Gabelbrücke oben und unten
- Tretlagerstütze

Antrieb Neodrives

Neodrives

"Der kraftvolle Nabenantrieb für max.
Leistung mit TFT-Display und
27-Gang Kettenschaltung"

Drehmoment 12/40 Nm, Leistung 250 Watt

Radgröße: 26"

9100100010-026 **CHF 8.320,00**



Akku Neodrives

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig
von Streckenprofil, Benutzergewicht und
Geschwindigkeit.

Akku neodrives G1 36V 10,75 Ah /
387Wh, Reichweite ca. 40-70 km

9100900105

Akku neodrives G2 36V 14,25 Ah /
513Wh, Reichweite ca. 50-80 km

9100900106 **CHF 163,00**



Doppelakku neodrives G1
2 Stück 36V 10,75Ah / 387Wh,
Reichweite ca. 80-140 km

9100900107 **CHF 1.369,00**

Umsteckvorrichtung zum einfachen Wechsel
zwischen den Akkus über den Magnetstecker

Doppelakku neodrives G2
2 Stück 36V 14,25Ah / 513Wh,
Reichweite ca. 100-160 km

9100900108 **CHF 1.682,00**

Umsteckvorrichtung zum einfachen Wechsel
zwischen den Akkus über den Magnetstecker

Antrieb BionX

BionX PL 250HT IGH2

"Der komfortable Antrieb mit
integrierter 2-Gang Automatik
Freilauf-Schaltnabe",

Anfahrunterstützung "0 km/h"

Drehmoment 9/40 Nm, Leistung 250 Watt

Radgröße: 26"

9100100020-026 **CHF 8.290,00**

BionX PL 250HT IGH3

"Der komfortable Antrieb mit
integrierter 3-Gang

Feilauf-Schaltnabe und

Drehgriffschaltung"

Drehmoment 9/40 Nm, Leistung 250 Watt

Radgröße: 26"

9100100030-026 **CHF 8.160,00**

BionX PL 250 HT

"Der leistungsstarke Antrieb für
permanente Unterstützung" mit

27-Gang Kettenschaltung"

Drehmoment 9/40 Nm, Leistung 250 Watt

Radgröße: 26"

9100100040-026 **CHF 7.890,00**

BionX D-Series

"Der kraftvolle, leistungsstarke
Antrieb für Anspruchsvolle " mit
27-Gang Kettenschaltung

Drehmoment 25/50 Nm, Leistung 250 Watt

Radgröße: 26"

9100100050-026 **CHF 8.690,00**

Nur in Verbindung mit leistungsstarkem HD-
Bremsystem und 2. unabhängigem
Scheibenbremsystem.

Nicht in Kombination mit V-Brake
Felgenbremse.

Akkus und Zubehör BionX

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig
von Streckenprofil, Benutzergewicht und
Geschwindigkeit.

Akku BionX 48V 8,8Ah 423Wh,
Reichweite: ca. 35-60 km

9100900100

Akku BionX 48V 11,6 Ah 556Wh,
Reichweite: ca. 45-75 km

9100900102 **CHF 284,00**

Doppelakku BionX 48V 8,8Ah 423Wh
inklusive Wechselsteckverbindung,
Reichweite: ca. 70-120km

9100900103 **CHF 1.547,00**

Wechselsteckverbindung zum einfachen
Wechsel zwischen den Akkus.

**Doppelakku BionX 48V 11,6 Ah
556Wh inklusive
Wechselsteckverbindung**
Reichweite. ca. 90-150km

9100900104 **CHF 1.803,00**

Wechselsteckverbindung zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus.

**Daumenbedienschalte der
Anfahrunterstützung am Handgriff
montiert**

9116200000 **CHF 174,40**

Montage:

links

rechts

Nur in Kombination mit Antrieb BionX,
nicht in Kombination mit Neodrives Z10!



**Shimano Deore XT 1x11 DI2
Kinnbedienung
11-Gang-Kettenschaltung**

9110200033 **CHF 1.712,00**

elektronische Kettenschaltung mit Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung).
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe "Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben" 20x2,15"!



Schaltungszubehör

**Mountaindrive 2,5 : 1
Berguntersetzung in Verbindung mit
BionX PL 250HT IGH2 und IGH3 zur
Erweiterung auf doppelte
Ganganzahl**

9116200003 **CHF 690,00**

Planetengetriebe
Alle Gänge (3 Gänge der Nabenschaltung und die Berguntersetzung) können im Stand geschaltet werden!
In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45cm!



**Mountaindrive 2,5 : 1
Berguntersetzung für BionX PL
250HT und neodrive - 18 Gänge -**

9116200004 **CHF 510,00**

Planetengetriebe
Ersetzt den 3-fach Zahnkranz und ermöglicht das Schalten der Berguntersetzung im Stand!
In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45cm!



Kettenschaltung

**Shimano Deore 3x9 Rapide Fire
27-Gang-Kettenschaltung**

9100200018

Übersetzung:
Zahnkranz 22-32-44 Zähne,
Kassette 11-13-15-17-20-23-26-30-32
Zähne
Nicht in Verbindung mit BionX PL 250HT IGH2 und BionX PL 250HT IGH3!



**Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire
11-Gang-Kettenschaltung**

9110200034 **CHF 207,00**

mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe "Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben" 20x2,15"!



**Shimano Deore XT 1x11 DI2
Taster Bedienung
11-Gang-Kettenschaltung**

9110200035 **CHF 1.615,00**

elektronische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe "Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben" 20x2,15"!



**Shimano Deore XT 1x11 DI2
Rapid Fire
11-Gang-Kettenschaltung**

9110200032 **CHF 1.565,00**

elektronische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe "Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben" 20x2,15"!



Bremssystem

**Leistungsstarkes HD-Bremssystem
"Magura"**

9100300101 **CHF 108,00**

Empfohlen ab 80kg Körpergewicht
Nicht erforderlich bei Auswahl Hydraulische Rücktritt-Scheibenbremse



**2. unabhängiges Scheiben-
Bremssystem "Magura"**

9100300100 **CHF 253,00**

Shimano V-Brake Felgenbremse entfällt
Nur in Verbindung mit dem leistungsstarken HD-Bremssystem "Magura"!

**Hydraulische Rücktritt-
Scheibenbremse mit
Kurbelfreischaltfunktion zur
Rückwärtsfahrt**

9110300003 **CHF 865,00**

Kompatibel mit Kettenschaltung und Freilaufschalt-nabe
In Verbindung mit:
- Tretlagerwelle Griffweite 45 bis 55cm
- Tretkurbel Kurbellänge 155 oder 175mm bis 120kg Körpergewicht
Nicht in Verbindung mit Mountaindrive 2,5:1 Berguntersetzung!
Nicht in Verbindung mit Tretlagerstütze XS!



Chassis


Chassis-Geometrie

Länge 104cm
SB ca. 39cm
9100100000-001

Länge 116cm
SB ca. 39cm
9100100000-002

Länge 116cm **CHF 221,00**
SB ca. 43cm
9100100000-003

Heavy Duty Ausführung **CHF 436,00**
bis 120kg Körpergewicht
9100800013
empfohlen bei Offroad-Nutzung



Beinstütze

Beinstütze geteilt

9100100008
Adaption an der Gabel
für kurze Beine
Nur bis Körpergröße 165 cm möglich!




Beinstütze umlaufend

9100100009
Adaption an der Gabel



Beinstütze an Chassis adaptiert

9100100010 **CHF 550,00**
Beine nicht durch Lenkbewegung
beeinflusst, erhöht die Fahrzeugbreite!
Nicht in Verbindung mit Beinschutzblech.




Abmessungen

Tretlagerwelle

Griffweite 40cm
9100500100-040

Griffweite 45cm
9100500100-045

Griffweite 50cm
9100500100-050



Tretlagerstütze starr

XS (X/Y 113/130)
9100501100-004

S (X/Y 67/153)
9100501100-003

M (X/Y 90/250)
9100501100-001



Tretlagerstütze verstellbar

9100500001 **CHF 249,90**
verstellbar im Winkel über geklemmten
Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der
Länge.



Bitte geben Sie für die Voreinstellung die
Tretlagerstützengröße an, die Ihrer
gewünschten Position am nächsten kommt.

Größe: _____

Ohne Angabe wird die verstellbare
Tretlagerstütze in S ausgeliefert.



Tretkurbel

Länge 155mm
9100600100-155

Länge 175mm
9100600100-175

Länge 195mm
9100600100-195



Kundenanfertigung

Tretkurbellänge nach Maß _____mm
(Mindestlänge 125mm)

9100600101 **CHF 217,80**

Fußanschlag für Beinstütze

9100100012 **CHF 96,70**



Oberschenkelfixierung

9100100013 **CHF 170,80**



Rückenausstattung


Rückenlehne mit Füllblech

9100800000
Foampolsterung 1,5cm



Rückenbespannung body contour

9100800010 **CHF 169,00**
mit Rückenpolster 3cm
Bezug: schwarz/atmungsaktiv



Sitzbespannung

Sitzbespannung offenes Gurtsystem

9100801010



Sitzbespannung body contour

9100801025



Sitzkissen

Form	Sitzkissen "Standard" 910000190	Sitzkissen mit Oberschenkel-führung 9100800103
Maße in cm		
Chassis: 104 SB: 39 ST: 30	-001 <input type="checkbox"/>	-001 <input type="checkbox"/>
Chassis: 116 SB: 39 ST: 40	-002 <input type="checkbox"/>	-002 <input type="checkbox"/>
Chassis: 116 SB: 43 ST: 40	-003 <input type="checkbox"/>	-003 <input type="checkbox"/>
Preis	CHF 120,00	CHF 260,90

Bezugsstoff: schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Sitzkissenhöhe: 4cm

Bereifung

Schalbe Durano

- 26x1,1" (559-28)
9100105000

Racing-Slic



Schalbe Marathon Plus Tour

- 26x2,0" (559-50)
9100105140



Schalbe Smart Sam

- 26x2,1" (559-54)
9100105150



Pannenschutzeinlageband für Luftbereifung

- 9000206100 CHF 59,50

Zubehör Bike

Steck-Schutzblech

- 9100502100 CHF 51,50



Schnell-Ladegerät Neodrives

- 9116900006 CHF 97,70

Beinschutzblech

- 9100100231 CHF 193,30

am Gabelholm verschraubt
Farbe: schwarz matt
empfohlen bei Offroad-Nutzung bzw. MTB-Bereifung



Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt

- 9100800100 CHF 234,00



Nackenstütze

- 9100800150 CHF 281,00
höhenverstellbar
winklverstellbar



Becken-Fixiergurt

- 9100800200 CHF 124,00



Halterung ø 22mm x 42mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)

- 9110903271 Stk. á CHF 25,20

Farbe: natur eloxiert

_____ Stück



Beleuchtungsset SIGMA Lightster LED mit Halterung

- 9100900019 CHF 116,00

mit Akku-Ladeeinheit und Akku-Satz
(4St. NiCD) Front- und Heckscheinwerfer



Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

- 9110601101 CHF 191,50



Tetra-Schalengriffe

- 9110601100 CHF 187,00



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

- 9110601102 CHF 218,00

sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø 20mm mit Moosgummiüberzug



Farbe Chassis

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter:
www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

- glanz 9000100170-023
 matt 9000100170-123 CHF 46,00

Brilliant Silber

- glanz 9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

- glanz 9000100170-001
 matt 9000100170-101 CHF 46,00

Schwarz RAL 9005

- glanz 9000100170-003
 matt 9000100170-019 CHF 46,00

Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz 9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

- glanz 9000100170-022

Anmerkungen und Notizen:

Fire Red

- glanz 9000100170-018
- matt 9000100170-118 **CHF 46,00**

Pink Magenta RAL 4010

- glanz 9000100170-037
- matt 9000100170-137 **CHF 46,00**

Sky Blue

- glanz 9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

- glanz 9000100170-036
- matt 9000100170-136 **CHF 46,00**

Marine Blau

- glanz 9000100170-045
- matt 9000100170-145 **CHF 46,00**

Apple Green

- glanz 9000100170-014
- matt 9000100170-114 **CHF 46,00**

Lemon Green

- glanz 9000100170-005
- matt 9000100170-105 **CHF 46,00**

Violett

- glanz 9000100170-044

Transparent gestrahlt

- glanz 9000100170-029

Gelb RAL 1023

- glanz 9000100170-046
- matt 9000100170-146 **CHF 46,00**

Rot RAL 3001

- glanz 9000100170-047
- matt 9000100170-147 **CHF 46,00**

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)