



## PROACTIV Sitz- und Rückensysteme

**Kostenvoranschlag Datum:**

**Bestellung Datum:**

gemäß AGB PROACTIV GmbH

### Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

Versandadresse:  wie Firmenadresse

abweichend (siehe unten)

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Rechnungsadresse:  wie Firmenadresse

abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

### Kundenname / Kommission:

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_  
Kostenträger: \_\_\_\_\_  
Indikation: \_\_\_\_\_

### Bestellung des Sitz- und/oder Rückensystemes zu folgendem Produkt:

**Rollstuhlneubestellung**

(siehe separat beigefügtes Maßblatt:

Kommission.: \_\_\_\_\_)

**Nachrüstung für einen PROACTIV Rollstuhl<sup>1</sup>**

- Typ: \_\_\_\_\_
- Produktnummer: \_\_\_\_\_
- Baujahr: \_\_\_\_\_
- Sitzbreite SB: \_\_\_\_\_
- Sitztiefe ST: \_\_\_\_\_
- Rückenhöhe RH: \_\_\_\_\_

**Nachrüstung für Fremdprodukt<sup>1</sup>**


- Sitzbreite SB: \_\_\_\_\_
- Sitztiefe ST: \_\_\_\_\_
- Rückenhöhe RH: \_\_\_\_\_

Bitte unbedingt die Zeichnungen beachten, es erfolgt seitens PROACTIV keine Kompatibilitätsprüfung!


<sup>1</sup>Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Aufpreise bei Rollstuhlneubestellung. Sofern die Artikel zur Nachrüstung bestellt werden, können die Preise einzelner Artikel abweichen. Fordern sie einen Kostenvoranschlag an!

## Sitzsysteme

### "Sitzkissen bzw. Sitzplatte ohne Radiuskontur"




### "Sitzkissen bzw. Sitzplatte mit Radiuskontur"



## Sitzplatte

Sitzplatte Aluminium mit Radiuskontur auf geschweißten Sitzplattenhaltern montiert (bei Rollstuhlneubestellung)



- für Speedy A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen, Buddy und Lift 9000801210 **CHF 289,00**

Farbe: anthrazit  
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)

## Sitzkissen mit Radiuskontur

Sitzkissen "PRO ACTIV Standard" mit Radiuskontur



- Höhe: 3 cm Inlett: Standard 9000800300-003 **CHF 159,00**

- Höhe: 4 cm Inlett: Standard 9000800300-004 **CHF 159,00**

- Höhe: 5 cm Inlett: Standard 9000800300-005 **CHF 159,00**

- Bezugsstoff:
- schwarz
  - orange
  - carbon-schwarz

## Sitzkissen in Rechteckkontur

Sitzkissen "PRO ACTIV Anti-Dekubitus" in Rechteckkontur



- Höhe: 4 cm bis 30x30 cm 9000805204-004 **CHF 252,00**

- Höhe: 4 cm >30x30 bis 50x50 cm 9000805200-004 **CHF 429,00**

- Höhe: 6 cm bis 30x30 cm 9000805204-006 **CHF 252,00**

- Höhe: 6 cm >30x30 bis 50x50 cm 9000805200-006 **CHF 429,00**

- Bezugsstoff:
- schwarz
  - orange
  - carbon-schwarz

Sitzkissen "PRO ACTIV Anti Dekubitus" mit Radiuskontur



- Höhe: 4 cm bis 30x30 cm 9000800311-004 **CHF 296,00**


- Höhe: 4 cm >30x30 bis 50x50 cm 9000800310-004 **CHF 473,00**

- Höhe: 6 cm bis 30x30 cm 9000800311-006 **CHF 296,00**

- Höhe: 6 cm >30x30 bis 50x50 cm 9000800310-006 **CHF 473,00**

- Bezugsstoff:
- schwarz
  - orange
  - carbon-schwarz

# Rückenausstattung mit Rückenschale



Maße	Maßangaben	Hinweise			
<b>A</b> Sitzbreite	_____ cm				
<b>B</b> obere Rückenbreite		SB 18 – 22: <b>13 cm</b>	SB 23 – 30: <b>14 cm</b>	SB 31 – 38: <b>17 cm</b>	SB 39 – 50: <b>19,5 cm</b>
<b>C</b> Durchhang		SB 18 – 22: <b>5 cm</b>	SB 23 – 30: <b>6 cm</b>	SB 31 – 38: <b>6,8 cm</b>	SB 39 – 50: <b>7,5 cm</b>
<b>F</b> Höhe Lordosewölbung	_____ cm	<b>unter SB 24 cm ohne Lordosegurte</b>	SB 27 – 36 cm <b>18,5 – 20,5 cm</b>	SB 37 – 43 cm <b>20,5 – 22,5 cm</b>	SB 44–50: <b>22,5–24 cm</b>
<b>G</b> Rückenhöhe	_____ cm	<b>min. 24 cm</b>			
<b>H</b>		< RH 25 cm: <b>4,5 cm</b>	RH 25 – 48: <b>5,5 cm</b>	RH 49 – 52: <b>7,0 cm</b>	

## Ergonomie - Rückenschale Aluminium ab RH 24 cm

- für Buddy **CHF 435,00**  
9041802210

Farbe: anthrazit  
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)  
Kompatibel mit Schiebegriff Art.-Nr.  
9041401075-001; 9041401075-002;  
9041401080 und 9041401085!



Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen!

## Ergonomie - Rückenschale Aluminium ab RH 24 cm

- für Speedy A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen und Lift **CHF 435,00**  
9000802210

mit Lordoseunterstützung  
Farbe: anthrazit  
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)



Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen!

## ERGO Back Rückenlehnenbügel für Ergonomie-Rückenschale ab RH 24 und SB 30

- für Buddy **CHF 289,00**  
9041802019

mit ausgespartem Griffbereich  
Farbe: anthrazit  
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)  
Rückenschale separat auswählen!  
Nur kompatibel mit Schiebegriff Art.-Nr.  
9041401082!



Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen!

## ERGO Back Rückenlehnenbügel für Ergonomie-Rückenschale ab RH 24 und SB 30

- für Speedy A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen, und Lift **CHF 289,00**  
9000802019

mit ausgespartem Griffbereich  
Farbe: anthrazit  
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)  
Rückenschale separat auswählen, nicht in Verbindung mit Schiebegriffen!



Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen!

## Rückenkissen für Ergonomie-Rückenschale

- 9000802220 **CHF 216,00**

Polsterdicke 2cm  
Bezug:

- schwarz  
 orange  
 carbon-schwarz



## Ergonomie - Rückenschale Aluminium ab RH 34 und SB 33 cm


- für Traveler **CHF 611,00**  
9030802210

Mit Lordoseunterstützung,  
Befestigung am Rückenquerbügel,  
über Rastklinke abnehmbar  
Farbe: anthrazit  
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)



Rückenkissen, sofern gewünscht bitte separat auswählen!

## Rückenausstattung mit ERGO Back Rückenlehnenbügel



Maße	Maßangaben	Hinweis
A Sitzbreite	_____ cm	
B Rückenhöhe	_____ cm	
C	_____ cm	min. 10,5 cm, Standard 12 cm
F Höhe Lordosebiegung Auswahl nur bei Artikelnummer 9000802016	_____ cm	Die Höhe der Lordosewölbung ist abhängig von den körperlichen Gegebenheiten sowie dem Sitzsystem. Erfolgt keine Angabe wird Höhe 23cm geliefert.
G Lordosetiefe	_____ cm	Empfehlung: 2 – 3cm Ohne Angabe: Standard 2 cm
H Ausstellung nach außen	_____ cm	max. 1 cm bei Rückenlehne abfaltbar max. 2 cm bei Rückenlehne fest
I Ausstellwinkel	_____ Grad	Standard: 120° (min. 95° - max. 135°)

### ERGO Back Rückenlehnenbügel gerade ab RH 20 und SB 30 cm

- für Speedy A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen, und Lift  
9000802018 **CHF 289,00**

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster  
Farbe: anthrazit  
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)  
Nicht in Verbindung mit Schiebegriffen!

### ERGO Back Rückenlehnenbügel gerade ab RH 20 und SB 30 cm

- Buddy  
9041802018 **CHF 289,00**

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster  
Farbe: anthrazit  
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)  
Nur kompatibel mit Schiebegriff Art.-Nr.:  
9041401082!

### ERGO Back Rückenlehnenbügel mit Lordosewölbung ab RH 31 und SB 30 cm

- für Speedy A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen, und Lift  
9000802016 **CHF 315,00**

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster  
Farbe: anthrazit  
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)  
Nicht in Verbindung mit Schiebegriffen!

### ERGO Back Rückenlehnenbügel mit Lordosewölbung ab RH 31 und SB 30 cm

- Buddy  
9041802016 **CHF 315,00**

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster  
Farbe: anthrazit  
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)  
Nur kompatibel mit Schiebegriff Art.-Nr.:  
9041401082!



## Farbe

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Verfügbarkeiten unter:  
www.proactiv-gmbh.de

Standardfarbe:

### Anthrazit RAL 7016

- glanz 9000100179-995  
 matt 9000100179-996 **CHF 46,00**

- Rückenschale  
 ERGO Back Rückenlehnenbügel  
 Sitzplatte Aluminium

### in Rahmenfarbe:

- 9000100179-999 **CHF 91,50**

- Rückenschale  
 ERGO Back Rückenlehnenbügel  
 Sitzplatte Aluminium

### Bei Rahmenbeschichtung im Zweifarbdesign:

Bitte angeben, ob die gewünschte Option in der Grundfarbe oder der Designfarbe beschichtet werden soll.

- Rückenschale  
 Grundfarbe  
 Designfarbe
- ERGO Back Rückenlehnenbügel  
 Grundfarbe  
 Designfarbe
- Sitzplatte Aluminium  
 Grundfarbe  
 Designfarbe

**Falls eine andere Farbe gewünscht wird,  
bitte diese entsprechend aus der  
Farbpalette Rollstuhl auswählen:**

### in Farbe aus Einfarbdesign:

- 9000100179-998 **CHF 148,00**

Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten Farbe  
(Einzelfarbdesign) eintragen:

9000100170-

- Rückenschale  
 ERGO Back Rückenlehnenbügel  
 Sitzplatte Aluminium

### in Farbe aus Zweifarbdesign:

- 9000100179-997 **CHF 239,00**

Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten  
Farbe (Zweifarbdesign) eintragen:

9000100170-

- Rückenschale  
 ERGO Back Rückenlehnenbügel  
 Sitzplatte Aluminium

**Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift (Endkunde)

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift (Fachhändler)