

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



SPIKE Adaptivbike

zugelassen bis 75kg Anhängelast und 5kg Zuladung

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den "Quick-Snap" Adapter
- Antriebseinheit mit Lenkgabel
- A-förmige Handgriffe mit integrierter Schalt- und Bremsarmaturen
- Rücktrittbremse in der Nabe integriert
- Shimano V-Brake Felgenbremse, Bremsgriff links
- beidseitige Kettenschutzscheiben in silber
- ohne Gangschaltung
- Abstellständer
- Kettenschutzrohr, Kettenschutzscheibe silber

9114000000-CH CHF 2.390,00

Dienstleistung:

1. Beratung, Definition der Abmessung und Erprobung beim Kunden durch:

- 9990000000 PRO ACTIV
 9990000004 Fachhandel

2. Montage des Rahmenadapters bei PRO ACTIV

- an neubestelltem PRO ACTIV Rollstuhl (Montage inkl.)
Prod.-Nr.: _____
9990000001

- an vorhandenem PRO ACTIV Rollstuhl
Prod.-Nr.: _____
9990000002 CHF 180,00

3. Auslieferung, Einweisung und Übergabe beim Kunden durch PRO ACTIV

- 9990000003 CHF 575,00
zzgl. Versandkosten

4. Montage des Rahmenadapters an Fremdprodukt durch Fachhandel (Kompatibilitätsprüfung, Anbau und Auslieferung durch Fachhandel)

- 9990000005

Kostenvoranschlag Datum:

Bestellung Datum:

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.:

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP.: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich!

Gabelfarbe

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter:
www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

- glanz 9000100170-023
- matt 9000100170-123 **CHF 46,00**

Brilliant Silber

- glanz 9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

- glanz 9000100170-001
- matt 9000100170-101 **CHF 46,00**

Schwarz RAL 9005

- glanz 9000100170-003
- matt 9000100170-019 **CHF 46,00**

Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz 9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

- glanz 9000100170-022

Pink Magenta RAL 4010

- glanz 9000100170-037
- matt 9000100170-137 **CHF 46,00**

Light cyan

- glanz 9000100170-042

Sky Blue

- glanz 9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

- glanz 9000100170-036
- matt 9000100170-136 **CHF 46,00**

Marine Blau

- glanz 9000100170-045
- matt 9000100170-145 **CHF 46,00**

Apple green

- glanz 9000100170-014
- matt 9000100170-114 **CHF 46,00**

Lemon green

- glanz 9000100170-005
- matt 9000100170-105 **CHF 46,00**

Violett

- glanz 9000100170-044

Gelb RAL 1023

- glanz 9000100170-046
- matt 9000100170-146 **CHF 46,00**

Rot RAL 3001

- glanz 9000100170-047
- matt 9000100170-147 **CHF 46,00**

Ausstattung

3-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung Drehgriffschaltung „Grip Shift“

- 9114000003 **CHF 272,00**

7-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung Drehgriffschaltung „Grip Shift“

- 9114000007 **CHF 613,00**

8-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung Drehgriffschaltung „Grip Shift“

- 9114000008 **CHF 812,00**



Mountaindrive 2,5:1 Berguntersetzung In Verbindung mit Nabenschaltung

Planetengeräte zur Verdoppelung der Gänge. Alle Gänge (der Nabenschaltung und die Berguntersetzung) können im Stand geschaltet werden!

In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45cm! (für 7- oder 8-Gang Nabenschaltung)


- 9114200003 **CHF 690,00**



Abmessungen

Tretlagerwelle

- Griffweite 36 cm
9114500100-036
- Griffweite 40 cm
9114500100-040
- Griffweite 45 cm
9114500100-045



Tretkurbel

- Länge 135 mm
9114600100-135
- Länge 155 mm
9114600100-155
- Länge 175 mm
9114600100-175

Räder

20x1“ (407) Alu-Felge, schwarz-silber

- 9114203050

Bereifung

20x2“ Big Apple (406-50)

- 9114105125



20x1,5“ Marathon (406-40)

- 9114105120



Pannenschutzeinlageband für Luftbereifung

- 9000206100 **CHF 59,50**

Radstandsverlängerung

Verlängerte Bike-Platte

- Für Traveler **CHF 398,00**
9110100100-001
- Für Speedy A1/A2 **CHF 398,00**
9110100100-002
- Für Buddy **CHF 398,00**
9110100100-003



4° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar

Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“ abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr

- Für Speedy 4all / 4teen **CHF 590,00**
/ 4you / Traveler 4you
9110102001

Achsrohr 6° Sturz abnehmbar über Schnellverschluss

Rahmen-Adapter

TRAVELER Faltrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

9110701300 CHF 599,20

Mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: schwarz



SPEEDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

9110700141 CHF 560,00

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: schwarz



BUDDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

9110701400 CHF 560,00

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: schwarz

Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

9110701500 CHF 649,10

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau

Anbausituation bei PA Produkten:
Rahmenvorbau G-From von SB 31cm bis 54cm
Rahmenvorbau V-From von SB 30cm bis 50cm

BITTE BEACHTEN:
Ohne Angabe des genauen Rahmenrohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rahmenrohrdurchmesser von 23-27mm geliefert!



Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

9110701525
Rahmenrohrdurchmesser 23-27mm

9110701530
Rahmenrohrdurchmesser 28-32mm

9110701535
Rahmenrohrdurchmesser 33-37mm



Kettenschutzscheibe in Rahmenfarbe

9114500005 CHF 85,00

Alu-Gepäckträger "cargo systems"

9110903290 CHF 110,00


Farbe: schwarz
Max. Belastungsgewicht 10kg auf der Beladeplattform, max. 15kg in Verbindung mit Gepäcktaschen bei niedrigerer Belastungshöhe.



Kurbelgriffe horizontal

9100500000 CHF 169,00

vorbereitet für die Montage der Treta-Handstütze.
Nur in Verbindung mit Rücktrittbremse, sowie Bremsgriff und Schaltarmaturen an der Tretlagerstütze montiert.



Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

9110601101 CHF 191,50



Tetra Schalengriffe

9114601100 CHF 187,00



Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

9110700004 CHF 112,00

um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern

Hebelverlängerung Excenterverschluss für Quick Snap Anbindung

9110700005 CHF 79,00

Erleichtert das Schließen bzw. Öffnen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra



Adaptionshilfe Zentrierzapfen

9110700002 CHF 59,00

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern.

Zubehör

Steck-Schutzblech

9114502100 CHF 51,50



Beleuchtungsset SIGMA Lightster LED mit Halterung

9100900019 CHF 116,00

mit Akku-Ladeeinheit und Akku-Satz (4 St. NICD)
Front- und Heckscheinwerfer



Bike Computer SIGMA BC 1200

9110901000 CHF 73,20

kabellos, mit Halterung



Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)