

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



Kostenvoranschlag Datum:

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum:

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/ Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/ Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/ Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name: _____
Straße: _____
PLZ/ Ort: _____
Tel.: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____



Wheel-e

*bis 120kg Anhängelast und 10kg Zuladung
2 verschiedene Basismodelle für unterschiedliche
Einsatzzwecke, ausgestattet mit:*

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den "Quick-Snap-Adapter"
- Fahrtsignalgeber und Anzeige-Display für Fahrtgeschwindigkeit bis 6km/h
- hydraulisches Scheibenbremssystem, Bremsscheibe Ø180mm
- Abstellständer
- Ausgleichsgewicht (nur bei Einzelakku)
- Lenker Sport, befestigt am winkelverstellbaren Vorbau
- Beleuchtungssset Sigma mit Akku Ladeinheit, Front- u. Heckschweinwerfer
- Klingel

Dienstleistung:

1. Montage des Rahmenadapters durch PRO ACTIV

- 9990000001 an neubestellten PRO ACTIV Rollstuhl (Montage inkl.)
- 9990000002 **CHF 180,00**
an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl
Prod.-Nr.: _____

2. Auslieferung, Einweisung und Übergabe durch PRO ACTIV

- 9990000003 **CHF 575,00**
zzgl. Versandkosten

3. Montage des Rahmenadapters durch den Fachhandel

- 9990000008 an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl
Prod.-Nr.: _____
(Anbau und Auslieferung durch Fachhandel)
- 9990000005 an Fremdprodukt
(Kompatibilitätsprüfung, Anbau und Auslieferung durch Fachhandel)

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich!

Farbe

**Silber,
Antriebseinheit eloxiert**

9110100170-000

**Black Shadow,
Antriebseinheit tiefschwarz
RAL 9005, glatt glanz**

9110100170-001 **CHF 142,00**

- Gabelholm R und L
- Gabelbrücke oben und unten
- Tretlagerstütze

Lenker


Lenksäule

verstellbar in Winkel über geklemmten
Drehpunkt an der Gabelbrücke.

9130600001
Lenksäulenlänge
220mm

9130600002
Lenksäulenlänge
280mm

9130600003
Lenksäulenlänge
340mm



Leistungsstarkes HD-Bremssystem "Magura MT5" mit 4-Kolben- Bremszange

9130300101 **CHF 108,00**

Empfohlen ab 80kg Anhängelast

2. unabhängiges Scheiben- Bremssystem "Magura MT4"

9130300100 **CHF 253,00**

Shimano V-Brake Felgenbremse entfällt

Feststellbremse

9130300102 **CHF 91,50**

am Lenker montiert
V-Brake entfällt.



Antrieb

BionX PL 250 HT

**"Der komfortable Antrieb für
permanente Unterstützung"**

6 km/h: Drehmoment 9/40 Nm,
Leistung 250 Watt
Radgröße: 20", Felgenfarbe: schwarz
mit V-Brake Bremsflanke,
Zusatzbremse V-Brake, hydraulische
Scheibenbremse Magura MT4
Empfohlen bis 80kg Anhängelast sowie in
Abhängigkeit der Topografie

9130100010-020 **CHF 4.540,00**
20" (ETRTO 406)



BionX D-Series

**"Der kraftvolle, leistungsstarke
Antrieb für Anspruchsvolle "**

6 km/h: Drehmoment 25/50 Nm,
Leistung 250 Watt
Radgröße: 20",
mit Zweifachbremssystem Magura MT4
Empfohlen ab 80kg Anhängelast sowie in
Abhängigkeit der Topografie

9130100020-020 **CHF 5.750,00**



Schwalbe "Marathon"

Tourenreifen

9130105120
20x1,5" (406-40)



Felgenfarbe silber

9130200105

Antriebsradfelge silber matt beschichtet

Felgenfarbe Orange RAL 2004

9130200100

Antriebsradfelge orange glanz beschichtet

Schwalbe "Knobby"

Profilreifen

9130105126
20x2" (406-54)



Schwalbe "Big Ben"

Profilreifen

9130105127 **CHF 32,70**
20x2,15" (406-55)



Schwalbe "Knobby"

Profilreifen

9130105126
20x2" (406-54)



Leistungsstarkes Zweifach- Bremssystem "Magura MT5" mit 2 St. 4-Kolben Bremszange und Brems Scheibe Ø203mm

9130300105 **CHF 208,00**

Empfohlen ab 80kg Körpergewicht
und starkem Gefälle

Schwalbe "Marathon Plus"

unplattbar, mit Pannenschutzeinlageband
Smart Guard

9130105128 **CHF 32,70**
20x1,75" (406-47)



Zubehör und Akkus BionX

Konsole / Display für 15 km/h

9130900100 **CHF 144,00**

abnehmbar
Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb
des Geltungsbereichs der StVZO!



Konsole / Display für 24 km/h

9130900105 CHF 144,00

abnehmbar

Nutzung nur auf Privatgelände, außerhalb des Geltungsbereichs der StVZO!



Die nachfolgend angegebenen Reichweiten sind abhängig vom Streckenprofil, Benutzergewicht und Geschwindigkeit.

Akku BionX 48V 8,8Ah 423Wh,
Reichweite: ca. 20-35 km

9130900010

Montage rechts an der Gabel

Akku BionX 48V 11,6 Ah 556Wh,
Reichweite: ca. 25-50 km

9130900011 CHF 284,00

Montage rechts an der Gabel

Doppelakku BionX 48V 8,8Ah 423Wh inklusive Wechselsteckverbindung,
Reichweite: ca. 40-70 km

9130900012 CHF 1.547,00

Montage beiseitig an der Gabel,

Wechselsteckverbindung an der Gabel montiert zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus.

Doppelakku BionX 48V 11,6 Ah 556Wh inklusive Wechselsteckverbindung,
Reichweite: ca. 50-100 km

9130900013 CHF 1.803,00

Montage beiseitig an der Gabel,

Wechselsteckverbindung an der Gabel montiert zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus.



Alu-Gepäckträger "cargo systems"

9110903290 CHF 110,00

Farbe: schwarz

Max. Belastungsgewicht 10kg auf der Beladeplattform, max. 15kg in Verbindung mit Gepäcktaschen bei niedrigerer Belastungshöhe.



Flaschenhalter inkl. Trinkflasche

9130900001 CHF 24,00

an der Akkuhalteschiene rechts montiert. Nicht in Verbindung mit Doppelakku.



Rückspiegel links

9130900002 CHF 98,90

Rückspiegel rechts

9130900003 CHF 98,90

LED Frontscheinwerfer

9130900004 CHF 129,00

Versorgung des LED Frontscheinwerfers über den Akku des Antriebssystems. Rücklicht als Stecklicht mit Batterie-Versorgung. Beleuchtungsset entfällt.



Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

9110700004 CHF 112,00

um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern. Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter.



Hebelverlängerung Excenterverschluss für Quick Snap Anbindung

9110700005 CHF 79,00

Erleichtert das Schließen bzw. Öffnen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra



Ratsche mit Hebelverlängerung für Excenterverschluss, Quick Snap Anbindung

9110700007 CHF 137,00

Erleichtert das Schließen bzw. Öffnen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra



Adaptionshilfe Zentrierzapfen

9110700002 CHF 59,00

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern.



Bremsenbetätigung Tetra

9125300004 CHF 429,00

Bremsbetätigungsseite links, mit Bremsbetätigung über Drehfunktion mit Handauflage.



Zubehör

SKS Schutzblech

9130500003 CHF 105,00

abnehmbar



Schutzblech MX

9130500002 CHF 172,00

fest montiert.
Farbe: orange



Schutzblech MX

9130500004 CHF 172,00

fest montiert.
Farbe: schwarz



Rangierrollen für Abstellständer

9110900000 CHF 132,20

Rangierrollen über Doppelspannklammer an Abstellständer montiert. (Abb. ähnlich)



Gasbetätigung Tetra

9125300006 CHF 429,00
rechts



Rahmenadapter

SPEEDY Starrrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"

9110700141 CHF 560,00
mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: schwarz



TRAVELER Faltrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"

9110701300 CHF 599,20
mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: schwarz



BUDDY Starrrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"

9110701400 CHF 560,00
mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: schwarz



Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und "Quick-Snap-Adaption"

9110701500 CHF 649,10
Adapterbefestigung am Rollstuhlrähmenvorbau

Anbausituation bei PA Produkten:
Rähmenvorbau G-Form von SB 31cm bis 54cm
Rähmenvorbau V-Form von SB 30cm bis 50cm

BITTE BEACHTEN:
Ohne Angabe des genauen Rahmenrohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rahmenrohrdurchmesser von 23-27mm geliefert!

Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

- 9110701525
Rohrdurchmesser 23-27mm
- 9110701530
Rohrdurchmesser 28-32mm
- 9110701535
Rohrdurchmesser 33-37mm

Rollstuhlabhängiges Zubehör

Verlängerte Bike-Platte

Für Speedy A1/A2
9110100100-002 CHF 398,00




Für Buddy
9110100100-003 CHF 398,00

Für Traveler
9110100100-001 CHF 398,00

4° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar

Radstandsverlängerung über "Rastmechanismus mit Zugbedienung" abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr



Für Speedy 4all / 4teen / 4you / Traveler 4you
9110102001 CHF 590,00

4° / 6° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar

Radstandsverlängerung über "Quick-Pins" abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr



Für Speedy F2
9015101000 CHF 590,00

Für Speedy F4
9110101000 CHF 590,00

4° / 6° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar
Anbaumöglichkeit bei F2/F4 muss durch PRO ACTIV geprüft werden!

Brustgurt zur Oberkörperfixierung

Größe S (105cm)
9000800016 CHF 305,00

Größe M (125cm)
9000800013 CHF 305,00

Größe L (145cm)
9000800014 CHF 305,00

Größe XL (165cm)
9000800017 CHF 305,00



bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.
Farbe: schwarz

Anmerkungen und Notizen:

RECHTLICHER HINWEIS für das Zuggerät wheel-e

Ausstattung mit einem Display mit einer Maximalgeschwindigkeit von 6 km/h

PRO ACTIV liefert das wheel-e mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 6 km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des wheel-e in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr ohne Versicherungskennzeichen zugelassen.

Optionale Ausstattung mit einem Display mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15 km/h mit erteilter Einzelbetriebserlaubnis

PRO ACTIV liefert das wheel-e mit einem elektrischen Antriebssystem aus, welches eine Maximalgeschwindigkeit von 15 km/h unterstützt. Mit dieser Ausstattung ist die Nutzung des wheel-e in öffentlichen Bereichen und im Straßenverkehr mit einem Versicherungskennzeichen zugelassen.

Optionale Ausstattung mit zusätzlichem Display mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15 km/h oder 24 km/h

Optional kann ein zusätzliches Display mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15 km/h oder 24 km/h bestellt werden. PRO ACTIV weist darauf hin, dass die Nutzung des wheel-e mit diesem zusätzlichen Display nur in Verbindung mit einer Einzelbetriebserlaubnis (15 km/h) bzw. mit 24 km/h in bestimmten Ländern im Straßenverkehr und ansonsten nur auf Privatgelände erlaubt ist.

Ohne Versicherungskennzeichen und Betriebserlaubnis ist das Fahren des wheel-e mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15 km/h oder 24 km/h in Deutschland auf öffentlichen Flächen, Straßen, Wegen und Plätzen gemäß der Straßenverkehrsordnung nicht zulässig. Auch eine Benutzung auf Radwegen ist nach der Straßenverkehrsordnung nicht gestattet. PRO ACTIV weist außerdem darauf hin, dass der Betrieb des wheel-e mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15 km/h oder 24 km/h, ohne Betriebserlaubnis, auf öffentlichen Flächen, Straßen, Wegen und Plätzen in Deutschland einen Verstoß gegen die Versicherungspflicht gem. § 1 Pflichtversicherungsgesetz darstellt und sich der Nutzer in einem solchen Fall gem. § 6 Abs. 1 Pflichtversicherungsgesetz strafbar macht.

Bitte bestätigen Sie uns durch Ihre Unterschrift bei der Auftragserteilung, dass Sie diesen Sachverhalt zur Kenntnis genommen haben.

Bestätigung der Kenntnisnahme und Beachtung der Vorschriften:

Hiermit bestätige ich, dass ich zur Kenntnis genommen habe, dass das wheel-e mit einem Display mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15 km/h oder 24 km/h in Deutschland gemäß der Straßenverkehrsordnung nur auf Privatgelände betrieben werden darf und von mir im öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland nur mit einer gültigen Betriebserlaubnis betrieben wird. Sofern ich das wheel-e mit dem Display mit einer Maximalgeschwindigkeit von 15 km/h oder 24 km/h in einem anderen Land einsetzen will, werde ich mich zunächst über die dort gültigen Bestimmungen und Rechtsvorschriften informieren.

Kundenname in Druckbuchstaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)