

Mobilität wird einfach!

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



Kostenvoranschlag Datum:

Bestellung Datum:

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Einhandantrieb mit Doppelgreifreifen

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Rechnungsadresse: **wie Firmenadresse**

abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: **wie Firmenadresse**

abweichend (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____


Kundenname / Kommission:

Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

Ausführung, Anbau bei Rollstuhlneubestellung

Greifring A

Greifring B



Radsturz: 1°, 4°, 6°, 10°, 12° für TRAVELER classicline, SPEEDY A1, Speedy A2 und BUDDY D3/D4
 Radsturz: 2° für SPEEDY 4all, SPEEDY 4teen und SPEEDY 4you

Traveler classicline inkl. abnehmbare Antriebswelle

9030208010-001 € 1.152,00

Anbau: rechts links

Speedy 4all und Speedy 4you

9016208010-001 € 1.015,00

Anbau: rechts links

Speedy A1 und Speedy A2

9010208010-001 € 1.015,00

Anbau: rechts links

Speedy 4teen

9050208010-001 € 1.015,00

Anbau: rechts links

Buddy D3

9040208010-001 € 1.015,00

Anbau: rechts links

Buddy D4

9041208010-001 € 1.015,00

Anbau: rechts links

Ausführung, Anbau bei Nachrüstung

Nachrüstsatz für PRO ACTIV Rollstuhl
 8000208100 € 1.508,40
 inkl. Greifring Edelstahl, Hochdruck-Leichtlauf- oder Hochdruck-Profil-Bereifung.
 Weitere Auswahlmöglichkeiten gegen Aufpreis siehe Rollstuhl-Maßblatt.

an TRAVELER inkl. abnehmbare Antriebswelle

an SPEEDY A1

an BUDDY D3/D4

an SPEEDY 4all/ SPEEDY 4teen
 Achsrohr Einhand pulverbeschichtet
 8016200100 € 103,10

Farbe: _____ Sitzbreite SB: _____ cm

Produktnummer: _____

Greifring Edelstahl

für 20" Rad, Ø 452mm
 9000205010-101

für 22" Rad, Ø 488mm
 9000205010-102

für 24" und 25" Rad Ø 539mm
 9000205010-104

für 26" Rad, Ø 590mm
 9000205010-106

Greifring Aluminium pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

= Oberfläche glanz

= Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund des geringen Grips nicht empfohlen.

für 20" Rad, Ø 452mm
 9000205020-101 € 26,00

für 22" Rad, Ø 488mm
 9000205020-102 € 26,00

für 24" und 25" Rad, Ø 538mm
 9000205020-104 € 26,00

für 26" Rad, Ø 590mm
 9000205020-106 € 26,00

Greifring Aluminium poliert und harteloxiert

für 20" Rad, Ø 452mm
 9000205030-101 € 62,40

für 22" Rad, Ø 488mm
 9000205030-102 € 62,40

für 24" und 25" Rad, Ø 538mm
 9000205030-104 € 62,40

für 26" Rad, Ø 590mm
 9000205030-106 € 62,40

Greifring Ultra-Grip

für 20" Rad, Ø 452mm
 9000205070-101 € 158,00

für 22" Rad, Ø 486mm
 9000205070-102 € 158,00

für 24" und 25" Rad, Ø 548mm
 9000205070-104 € 158,00

für 26" Rad, Ø 587mm
 9000205070-106 € 158,00

Anbau Greifring A

eng x = 11mm

weit x = 19mm

Bitte beachten:

Bei einem Rollstuhl mit Einhandantrieb sind die Anbauteile des Rollstuhls nur in **schwarz** möglich.

Bitte wählen Sie Greifring B mind. 2" kleiner als Greifring A.

mit 3-Speichen-Befestigung,

Greifring Edelstahl

18", Ø 398mm
 9000208010-100

20", Ø 452mm
 9000208010-101

22", Ø 488mm
 9000208010-102

24", Ø 539mm
 9000208010-104

Greifring Aluminium pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

= Oberfläche glanz

= Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird aufgrund des geringen Grips nicht empfohlen.

18", Ø 397mm
 9000208020-100 € 26,00

20", Ø 452mm
 9000208020-101 € 26,00

22", Ø 488mm
 9000208020-102 € 26,00

24", Ø 538mm
 9000208020-104 € 26,00

Greifring Aluminium poliert und harteloxiert

18", Ø 397mm
 9000208030-100 € 62,40

20", Ø 452mm
 9000208030-101 € 62,40

22", Ø 488mm
 9000208030-102 € 62,40

24", Ø 538mm
 9000208030-104 € 62,40

Greifring Ultra-Grip

20", Ø 452mm
 9000208070-101 € 158,00

22", Ø 486mm
 9000208070-102 € 158,00

24", Ø 548mm
 9000208070-104 € 158,00

Anbau Greifring B

eng y = 28mm

weit y = 38mm

Greifring C

Sonstiges

ohne Greifring

Greifring Edelstahl

für 20" Rad, Ø 448mm
 9000205010-101

für 22" Rad, Ø 488mm
 9000205010-102

für 24" und 25" Rad, Ø 538mm
 9000205010-104

für 26" Rad, Ø 585mm
 9000205010-106

Greifring Aluminium pulverbeschichtet in Rahmenfarbe

(Grundfarbe bei Zweifarbdesign)

= Oberfläche glanz

= Oberfläche matt

Hinweis: Beschichtung in matt wird
aufgrund des geringen Grips nicht
empfohlen.

für 20" Rad, Ø 448mm
 9000205020-101 € 26,00

für 22" Rad, Ø 488mm
 9000205020-102 € 26,00

für 24" und 25" Rad, Ø 538mm
 9000205020-104 € 26,00

für 26" Rad, Ø 585mm
 9000205020-106 € 26,00

Greifring Aluminium poliert und harteloxiert

für 20" Rad, Ø 448mm
 9000205030-101 € 62,40

für 22" Rad, Ø 488mm
 9000205030-102 € 62,40

für 24" und 25" Rad, Ø 538mm
 9000205030-104 € 62,40

für 26" Rad, Ø 585mm
 9000205030-106 € 62,40

Greifring Ultra-Grip

für 20" Rad, Ø 448mm
 9000205070-101 € 158,00

für 22" Rad, Ø 488mm
 9000205070-102 € 158,00

für 24" und 25" Rad, Ø 538mm
 9000205070-104 € 158,00

für 26" Rad, Ø 585mm
 9000205070-106 € 158,00

Anbau Greifring C

eng x = 11mm

weit x = 19mm

Bitte ankreuzen, an welchen der 2
bzw. 3 Greifringe der Greifring
Überzug montiert werden soll

Greifring A

Greifring B

Greifring C

Greifring Überzüge

Silicon, ohne Struktur

für Greifring 20", Ø 448mm

9000205100-001
€ 93,50/Stück

für Greifring 22", Ø 488mm

9000205100-002
€ 93,50/Stück

für Greifring 24", Ø 538mm

9000205100-004
€ 93,50/Stück

für Greifring 26", Ø 585mm

9000205100-006
€ 93,50/Stück

Kniehebelbremse mit Einhandbedienung über Bowdenzug

für Traveler
9030707020 € 300,50

für Speedy 4all und
Speedy 4you
9016707020 € 300,50

für Speedy A1 und A2
9010707020 € 300,50

für Speedy 4teen
9050707020 € 300,50

für Buddy D3
9040707020 € 300,50

für Buddy D4
9041707020 € 300,50

Bedienung rechts

Bedienung links

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)