

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/ Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP.: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/ Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/ Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name: _____

Straße: _____

PLZ/ Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____



Husk-e

bis 120kg Anhängelast

2 verschiedene Basismodelle für unterschiedliche

Einsatzzwecke, ausgestattet mit:

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den "Quick-Snap-Adapter"
- Abklappbarer Tretlagerstütze zur Packmaßminimierung
- verstellbarer Tretlagerstütze (Winkel und Länge)
- Kraftvollem Shimano STEPS Mittelmotor
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Abstellständer
- Beleuchtungsset
- Schutzblech

Bitte beachten: Beim Kauf des Husk-e in Kombination mit einem Rollstuhl gilt der ermäßigte MwSt.-Satz von 7% für die komplette Einheit.

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich!

Antrieb Shimano E8000

Shimano Steps E8000

“Der kraftvolle Mittelmotorantrieb für bergiges und hügeliges Gelände mit Kettenschaltung“

Drehmoment 70 Nm, Leistung 250 Watt

Radgröße:

A9117100010-020
20" (ETRTO 406) € 5.390,00

Kettenschaltung, mit hydraulischer Scheibenbremse
Bremsscheibe Ø 203mm



Kettenschaltung für Shimano E8000

Shimano Deore 1x10 Rapid Fire 10-Gang-Kettenschaltung

A9117200020
Kassette 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36

Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang-Kettenschaltung

A9117200021 € 176,00
mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff.
11-Fach Kassette 11-46 Zähne und einer Übersetzungsbandbreite von 418%



Shimano Deore XT 1x11 DI2 Taster Bedienung 11-Gang-Kettenschaltung

A9117200022 € 716,00
elektronische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff über einen Taster.
11-Fach Kassette 11-46 Zähne und einer Übersetzungsbandbreite von 418%



Shimano Deore XT 1x11 DI2 Kinnbedienung 11-Gang-Kettenschaltung

A9117200023 € 965,00
elektronische Kettenschaltung mit Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung).
11-Fach Kassette 11-42 Zähne und einer Übersetzungsbandbreite von 418%



Shimano Deore XT 1x12 Rapid Fire 12-Gang-Kettenschaltung

A9117200024 € 446,00
mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff.
12-Fach Kassette 10 - 51 Zähne und einer Übersetzungsbandbreite von 510 %

Bremssystem für Shimano E8000

Doppeltes hydraulisches Scheiben-Bremssystem "Magura"

A9117300100 € 265,00

Zwei Magura 2-Kolben Bremssattel
Feststellbremse über Arretierbügel am Handgriff

Antrieb Shimano E6100

Shimano Steps E6100

“Der komfortable Mittelmotorantrieb mit Rücktrittbremse und elektrischer Nabenschaltung“

Drehmoment 60 Nm, Leistung 250 Watt

Radgröße:

A9117100020-020
20" (ETRTO 406) € 5.790,00

Nabenschaltung, Naben-Rücktrittbremse, mechanische Feststell-Scheibenbremse



Nabenschaltung für Shimano E6100

Nexus 8-Gang-Nabenschaltung DI2 mit Tasterbedienung

A9117200030
- Elektrische Nabenschaltung mit manueller Schaltfunktion über Bedientaster oder Automatikschaltfunktion
- mit Rücktrittbremse
- mit zusätzlicher mechanischer Scheibenbremse



Nexus 8-Gang-Nabenschaltung DI2 mit Kinnbedienung

A9117200031 € 316,00
- Elektrische Nabenschaltung mit manueller Schaltfunktion über Bedientaster oder Automatikschaltfunktion
- mit Rücktrittbremse
- mit zusätzlicher mechanischer Scheibenbremse



Bremssystem für Shimano E6100

Hydraulisches Scheiben-Bremssystem "Magura"

A9117300101 € 265,00

in Verbindung mit Naben-Rücktrittbremse
Feststellbremse über Arretierbügel am Handgriff

Akkus und Zubehör

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig von Streckenprofil, Benutzergewicht und Geschwindigkeit.

Akku Shimano 36V 14Ah 504Wh,

Reichweite: ca. 45-75 km

A9117900100
Montage links an der Gabel



Farbe

Schutzblech und Kettenschutzscheibe schwarz

A9117500005

Schutzblech und Kettenschutzscheibe orange glanz

A9117500006

Schutzblech und Kettenschutzscheibe lemon green glanz

A9117500007

Schutzblech und Kettenschutzscheibe individuelle Farbauswahl

A9117500010 € 121,00

aus Farbpalette Einfarbdesign
Pulverfarben Rollstuhl

9000100170-__ __ __

Farbe: _____

Bereifung

Schwalbe "Jumpin' Jack"
Pannenschutzlevel 3,5

A9117105100
20x2,1" (406-54)



Schwalbe "Smart Sam"
Pannenschutzlevel 3,5

A9117105101 €23,80
20x2,35" (406-60)



Schwalbe "Big Ben Plus"

Profilreifen mit extra hohem Pannenschutzlevel 6

A9117105102 €23,80
20x2,15" (406-55)



Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Standard Kurbel

- Griffweite 40 cm
A9117500100-040
- Griffweite 45 cm
A9117500100-045
- Griffweite 50 cm
A9117500100-050

Tetra Kurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max.
Oberkörperfreiraum

- Griffweite 48 cm
A9117500100-048
- Griffweite 53 cm
A9117500100-053
- Griffweite 58 cm
A9117500100-058

Tretkurbel

- Länge 155mm
A9110600100-155
- Länge 175mm
A9110600100-175
- Länge 195mm
A9110600100-195



Tretkurbel

- Länge 155mm € 107,20
A9100600105-155
- Länge 175mm € 107,20
A9100600105-175
- Länge individuell € 204,00
195mm bis 140 mm
A9100600100



Handgriffe

Handballenauflage am Handgriff

A9110601200 € 116,00
winkeleinstellbar

Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

A9110601101 € 140,30



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar


A9110601102 € 158,60
sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø 20mm
mit Moosgummiüberzug



Tetra-Ergogriff freistehend

A910060001 € 129,80

Kurbelgriffe vertikal angeordnet, kombinierbar mit Tetra-Handstütze schwenkbar.
Verbreitert die Griffweite um 8,6 cm



Tetra-Schalengriffe

A9110601100 € 135,90



Zubehör Bike

Rangierrollen für Abstellständer

A9110900017 € 96,20

Rangierrollen über Inlett an Abstellständer montiert (Abb. ähnlich)



LED Beleuchtungsset für STEPS System

A9117900200 € 102,20

am Steps Akku angeschlossen.
Beleuchtungsset SIGMA entfällt

Abstellständer Tetra

A9110900002 € 38,30

für leichtere Bedienung bei reduzierter Hand- und Armkraft. Betätigungshebel Standard

Abstellständer mit Bedienhebel Tetra

A9110900001 € 82,00

mit langem Betätigungshebel, nur in Verbindung mit Tetra- Ausstattung.
Nicht bei Bremszugsseil bzw. Schaltzugsseil verbauen.

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

A9110700004 € 82,00

um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern. Nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter.



Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung

A9110700005 € 58,10

erleichtert das Schließen bzw. Öffnen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra



Adaptionshilfe Zentrierzapfen

A9110700002 € 43,40

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern.



Brustgurt zur Oberkörperfixierung

Größe S (105cm) A9000800016 € 221,50

Größe M (125cm) A9000800013 € 221,50

Größe L (145cm) A9000800014 € 221,50

Größe XL (165cm) A9000800017 € 221,50

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.
Farbe: schwarz



Rahmenadapter

SPEEDY Starrrahmenadapter Rechtsbedienung mit "Quick-Snap-Adaption"

- A9110700142 € 407,90
mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme
Farbe: schwarz



TRAVELER Faltrahmenadapter Rechtsbedienung mit "Quick-Snap-Adaption"

- A9110701302 € 436,00
mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: schwarz



BUDDY Starrrahmenadapter Rechtsbedienung mit "Quick-Snap-Adaption"

- A9110701401 € 407,90
mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: schwarz



Rollstuhl-Frontadapter Rechtsbedienung mit Universalklemmung und "Quick-Snap-Adaption"

- A9110701502 € 464,70
Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau
Bedienung auf rechter Seite

Anbausituation bei PA Produkten:
Rahmenvorbau G-From von SB 31cm bis 54cm
Rahmenvorbau V-From von SB 30cm bis 50cm

BITTE BEACHTEN:
Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23-27mm geliefert!



Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

- A9110701525
Rohrdurchmesser 23-27mm
- A9110701530
Rohrdurchmesser 28-32mm
- A9110701535
Rohrdurchmesser 33-37mm

Rollstuhlabhängiges Zubehör

Verlängerte Bike-Platte

- Für Speedy A1/A2 9110100100-002 € 291,70
- Für Buddy 9110100100-003 € 291,70
- Für Traveler 9110100100-001 € 291,70


4° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung über "Rastmechanismus mit Zugbedienung" abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr

- Für Speedy 4all / 4teen / 4you / Traveler 4you 9110102001 € 445,10

4° / 6° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung über "Quick-Pins" abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr

- Für Speedy F2 9015101000 € 445,10
- Für Speedy F4 9110101000 € 445,10

4° / 6° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar
Anbaumöglichkeit bei F2/F4 muss durch PRO ACTIV geprüft werden!



Dienstleistungen

Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV

9990000000 € 250,00

Montage des Rahmenadapters durch PRO ACTIV

9990000001
an neubestellten PRO ACTIV Rollstuhl
(Montage inkl.)
Prod.-Nr.: _____

9990000002 € 135,00
an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl
Prod.-Nr.: _____

9990000014 € 250,00
an Fremdprodukt (Kompatibilitätsprüfung und
Anbaufreigabe sowie Auslieferung durch den
Fachhandel, technischer Anbau durch PRO
ACTIV)
zzgl. Montagematerial

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV

9990000007 € 450,00
zzgl. Versandkosten

Montage des Rahmenadapters durch den Fachhandel

9990000008
an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl
Prod.-Nr.: _____
(Anbau und Auslieferung durch
Fachhandel)

Montage des Rahmenadapters durch den Fachhandel

9990000005
an Fremdprodukt
Hersteller: _____
Modell: _____
(Kompatibilitätsprüfung, Anbau und
Auslieferung durch Fachhandel)

Anmerkungen und Notizen:

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)