

**Mobilität wird einfach!**

Im Hofstätt 11  
D-72359 Dotternhausen  
Tel: +49 (0)7427 9480-0  
Fax: +49 (0)7427 9480-7025  
E-Mail: info@proactiv-gmbh.de  
www.proactiv-gmbh.de



**Kostenvoranschlag Datum:**

**Bestellung Datum:**

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

## PRO ACTIV Kraftknotensysteme

Rechnungsadresse:  wie Firmenadresse  
 abweichend (siehe unten)

**Sanitätshaus / Firmenadresse:**

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

Kd.-Nr. \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

Versandadresse:  wie Firmenadresse  
 abweichend (siehe unten)

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

**Bestellung des Kraftknotensystems zu folgendem Produkt:**

**Rollstuhlneubestellung**  
(siehe separat beigefügtes Maßblatt:  
Kommission.: \_\_\_\_\_)

**Kundenname / Kommission:**

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_  
Kostenträger: \_\_\_\_\_  
Indikation: \_\_\_\_\_

**Nachrüstung an einen vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl<sup>1</sup>**

- Typ: \_\_\_\_\_
- Produktnummer: \_\_\_\_\_
- Baujahr: \_\_\_\_\_
- Sitzbreite SB: \_\_\_\_\_
- Sitztiefe ST: \_\_\_\_\_
- Rückenhöhe RH: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup>Bei dem angegebenen Preisen handelt es sich um Aufpreise bei Rollstuhlneubestellung, sofern die Artikel zur Nachrüstung bestellt werden, können die Preise einzelner Artikel abweichen, fordern sie einen Kostenvoranschlag an!

## Kraftknoten für Rollstuhl-Neubestellung

### Kraftknoten-Anbindung am hinteren Rahmen integriert mit Schlosszunge

Rahmenanschweißteil zur Aufnahme des Beckengurtes und Gurtschlosses zur Aufnahme des hinteren Retraktors.  
Beckengurt mit Schloss (9000900001/ 9000900007) bei Bedarf bitte separat bestellen.



- SPEEDY A1 / A2 9010900000
- TRAVELER Classicline 9030900000
- BUDDY D3/D4 9040900000

### Kraftknoten-Anbindung am hinteren Rahmen über Rahmeninlett mit Schlosszunge

zur Aufnahme des Beckengurtes und Gurtschlosses zur Aufnahme des hinteren Retraktors.  
Beckengurt mit Schloss (9000900001/ 9000900007) bei Bedarf bitte separat bestellen.



- SPEEDY 4all Classicline / Ergo 9016900001
- SPEEDY 4teen 9016900001
- Traveler 4all Ergo 9035900001

### Kraftknoten-Anbindung am hinteren Rahmen integriert mit Gurtöse

Rahmenanschweißteil zur Aufnahme des Beckengurtes und Gurtschlosses zur Aufnahme des hinteren Retraktors.  
Beckengurt mit Schloss (9000900001/ 9000900007) bei Bedarf bitte separat bestellen.



- SPEEDY A1 / A2 9010900001
- TRAVELER 9030900002
- BUDDY D3/D4 9040900001

### Kraftknoten-Anbindung am hinteren Rahmen über Rahmeninlett mit Gurtöse

zur Aufnahme des Beckengurtes und Gurtschlosses zur Aufnahme des hinteren Retraktors.  
Beckengurt mit Schloss (9000900001/ 9000900007) bei Bedarf bitte separat bestellen.



- SPEEDY 4all 9016900003
- SPEEDY 4teen 9016900003

## Zubehör für Kraftknoten-Neubestellung (für alle Grundartikel)

### Lagerblockzwischenplatte

mit Schlosszunge zur Aufnahme des vorderen Retraktors

- 9000900000-001 schwarz € 108,00
- 9000900000-002 silber € 108,00



mit Gurtöse zur Aufnahme des vorderen Retraktors

- 9000900008-001 schwarz € 139,20
- 9000900008-002 silber € 139,20



### Beckengurt 1350mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten

- 9000900001 € 129,00  
Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes.

### Beckengurt 1670mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten

- 9000900007 € 129,00  
Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes. Für die Verwendung an Rollstühlen mit Sitzschale.

### Schulterschräggurt automatisch mit Schlosskopf

- 9000900002 € 106,90  
mit Umlenkung, Länge 3200mm

### Retraktoren für Kraftknoten

- 9000900003 € 410,80  
Anbindung am Rollstuhl mit Gurtschleife oder Schlosszunge. Anbindung am Fahrzeugboden über 4-fach Fitting.  
Set bestehend aus:  
2 Retraktoren vorne: Semi Automatik ohne Handspannrad  
2 Retraktoren hinten: Semi Automatik mit Handspannrad

### Kopfstütze mit Segmentpolsterung

- 9000900004 € 318,20  
3-teilig



### Kopfstützenhalterung

- 9000900005 € 214,20  
zur Aufnahme der  
Kopfstützen-  
Segmentpolsterung  
. Verstärkte  
Ausführung mit  
Doppelquerrohr.

#### Bei TRAVELER bitte beachten:

Zum Falten des  
Rollstuhles muss  
das  
Doppelquerrohr mit  
Kopfstützen-  
halterung mit Hilfe  
der Klemmhebel  
abgeschraubt  
werden.

## Kraftknoten für Rollstuhl-Nachrüstung

### SPEEDY A1 / SPEEDY A2 / TRAVELER / BUDDY D3/D4

#### Nachrüstatz Kraftknoten- anbindung

**Voraussetzungen für Nachrüstung:**  
- Rollstuhlalter: unter 3 Jahren

**Werden diese Voraussetzungen nicht  
erfüllt, ist eine Nachrüstung nicht  
möglich.**

- R8000900000 € 708,20  
am hinteren Rahmen  
integriert mit  
Schlosszunge.  
Rahmenanschweißteil  
zur Aufnahme des  
Beckengurtes und  
Gurtschlösses zur  
Aufnahme des  
hinteren Retraktors.



- R8000900004 € 741,20  
am hinteren Rahmen  
integriert mit Gurtöse.  
Rahmenanschweißteil  
zur Aufnahme des  
Beckengurtes und  
Gurtschlösses zur  
Aufnahme des  
hinteren Retraktors.



Für die Nachrüstung des Rahmen-  
anschweißsteiles ist es notwendig  
folgende Arbeitsschritte bei uns im  
Hause durchzuführen:

- Demontage des Rollstuhles
- Entschichten des Rollstuhlrahmens
- Anschweißen des Rahmen-  
anschweißsteiles
- Neubeschichten des Rollstuhl-  
rahmens
- Montage des Rollstuhles

### SPEEDY 4all Classicline/Ergo / SPEEDY 4teen / Traveler 4all Ergo

#### Nachrüstatz Kraftknoten-anbindung

- R8000900001 € 160,20  
am hinteren Rahmen  
über Rahmeninlett mit  
Schlosszunge.

#### MONTAGE DURCH DEN FACHHANDEL

Zur Aufnahme des  
Beckengurtes und  
Gurtschlösses, sowie  
des hinteren  
Retraktors.



- R8000900005 € 193,20  
am hinteren Rahmen  
über Rahmeninlett mit  
Gurtöse.

#### MONTAGE DURCH DEN FACHHANDEL

Zur Aufnahme des  
Beckengurtes und  
Gurtschlösses, sowie  
des hinteren  
Retraktors.



- R8000900002 € 410,70  
am hinteren Rahmen  
über Rahmeninlett mit  
Schlosszunge.

#### INKL. MONTAGE DURCH PRO ACTIV

Zur Aufnahme des  
Beckengurtes und  
Gurtschlösses sowie  
des hinteren  
Retraktors.

- R8000900006 € 443,70  
am hinteren Rahmen  
über Rahmeninlett mit  
Gurtöse.

#### INKL. MONTAGE DURCH PRO ACTIV

Zur Aufnahme des  
Beckengurtes und  
Gurtschlösses sowie  
des hinteren  
Retraktors.

### Lagerblockzwischenplatte

mit Schlosszunge zur Aufnahme des vorderen Retraktors und Befestigungsschrauben

8000900000-001 € 173,50  
schwarz

8000900000-002 € 173,50  
silber



mit Gurtöse zur Aufnahme des vorderen Retraktors und Befestigungsschrauben

8000900046-001 € 206,50  
schwarz

8000900046-002 € 206,50  
silber



### Beckengurt 1350mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten

8000900007 € 181,70  
Gurt in der Länge einstellbar.  
Mit beidseitigen  
Schlosszungen zur Aufnahme  
des Schulterstraggurtes.

### Beckengurt 1670mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten

8000900009 € 181,70  
Gurt in der Länge einstellbar.  
Mit beidseitigen  
Schlosszungen zur Aufnahme  
des Schulterstraggurtes.

Für die Verwendung an  
Rollstühlen mit Sitzschale.

### Schulterstraggurt automatisch mit Schlosskopf

8000900003 € 156,80  
mit Umlenkung, Länge  
3200mm

### Retraktoren für Kraftknoten

8000900014 € 599,60  
Anbindung am Rollstuhl mit  
Gurtschlaufe oder  
Schlosszunge. Anbindung am  
Fahrzeugboden über  
4-fach Fitting.

Set bestehend aus:  
2 Retraktoren vorne: Semi  
Automatik ohne  
Handspannrad  
2 Retraktoren hinten: Semi  
Automatik mit Handspannrad

### Kopfstütze mit Segmentpolsterung

8000900004 € 464,40  
3-teilig

### Kopfstützenhalterung

8000900005 € 312,30  
zur Aufnahme der  
Kopfstützen-  
Segmentpolsterung.  
Verstärkte Ausführung mit  
Doppelquerrohr.

#### Bei TRAVELER bitte beachten:

Zum Falten des Rollstuhles  
muss das Doppelquerrohr mit  
Kopfstützenhalterung mit Hilfe  
der Klemmhebel abgeschraubt  
werden

### Montage gewähltes Zubehör Kraftknotenanbindung durch PRO ACTIV

R8000900003 € 201,30

### Anmerkungen und Notizen:

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)