

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



Kostenvoranschlag Datum: _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel.: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____



NJ1 Adaptivbike

mit Nabenschaltung und Rücktrittbremse
bis 120kg Anhängelast und 10kg Zuladung

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den "Quick-Snap" Adapter
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Rücktrittbremse integriert in der Schalnabe
- Zusatzbremse V-Brake (Felgenbremse) mit Feststellerretierung
- Abstellständer
- Kettenschutzrohr
- Beleuchtungsset Sigma mit Akku Ladeinheit, Front- u. Heckscheinwerfer

9110110000 € 2.510,00

Dienstleistung:

1. Montage des Rahmenadapters durch PRO ACTIV

9990000001
an neubestellten PRO ACTIV Rollstuhl (Montage inkl.)

9990000002 € 135,00
an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl
Prod.-Nr.: _____

2. Auslieferung, Einweisung und Übergabe durch PRO ACTIV

9990000003 € 425,00
zzgl. Versandkosten

3. Montage des Rahmenadapters durch den Fachhandel

9990000008
an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl
Prod.-Nr.: _____
(Anbau und Auslieferung durch Fachhandel)

9990000005
an Fremdprodukt
(Kompatibilitätsprüfung, Anbau und Auslieferung durch Fachhandel)

Bitte beachten: Beim Kauf eines NJ1 Adaptivbike in Kombination mit einem Rollstuhl gilt der ermäßigte MwSt.-Satz von 7% für die komplette Einheit.

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich!

Farbe

**Silber,
Antriebseinheit eloxiert**

9110100170-000

**Black Shadow,
Antriebseinheit tiefschwarz
RAL 9005, glatt glanz**

9110100170-001 **€ 103,80**

- Gabelholm R und L
- Gabelbrücke oben und unten
- Tretlagerstütze

Nabenschaltung

**Shimano "Nexus"
7-Gang-Nabenschaltung**

9110200022
Drehgriffschalter "Grip-Shift"
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 20 Zähne
(bei Tretlagerstütze Gr.L 19 Zähne)



**Shimano "Nexus"
8-Gang-Nabenschaltung**

9110200023 **€ 138,50**

Drehgriffschalter "Grip-Shift"
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 20 Zähne
(bei Tretlagerstütze Gr.L 19 Zähne)



Schaltungszubehör

**Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung
in Verbindung mit Nabenschaltung**

9110200003 **€ 499,80**

Planetengetriebe zur Verdoppelung der Gänge.
Alle Gänge (der Nabenschaltung und die
Berguntersetzung) können im Stand geschaltet
werden!
In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45cm!



Bremssystem

**Feststellbremse V-Brake über
Rasthebel bedienbar**

9110300002 **€ 66,60**

an der Tretlagerstütze montiert,
Bremsgriff am Handgriff links entfällt



Abmessungen

Tretlagerwelle

Griffweite 40cm
9110500100-040

Griffweite 45cm
9110500100-045

Griffweite 50cm
9110500100-050

Griffweite 55cm
9110500100-055
über 25mm Griffdistanz **€ 57,20**



Tretlagerstütze starr


M (X/Y 90/250mm)
9110501100-001

M-L (X/Y 130/310mm)
9110501100-004

L (X/Y 158/362mm)
9110501100-002

XL (X/Y 158/410mm)
9110501100-006 **€ 52,60**

XXL (X/Y 170/465mm)
9110501100-007 **€ 52,60**



Tretlagerstütze verstellbar


9110500001 **€ 182,90**

verstellbar im Winkel über geklemmten
Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der
Länge.

Bitte geben Sie für die Voreinstellung die
Tretlagerstützengröße an, die Ihrer
gewünschten Position am nächsten kommt.

Größe: _____

Ohne Angabe wird die verstellbare
Tretlagerstütze in XL ausgeliefert.
Lieferbar bis Größe XL




Tretkurbel

Länge 155mm
9110600100-155

Länge 175mm
9110600100-175

Länge 195mm
9110600100-195



**Kundenanfertigung
Tretkurbellänge nach Maß _____ mm
(Mindestlänge 125mm)**

9110600100-000 **€ 155,80**

Antriebsrad

Antriebsrad mit Doppelwandfelge

20" (406)
9110203050

24" (507)
9110104259

26" (559)
9110104260

Bereifung

Schwalbe "Marathon"

20x1,5" (406-40)
9110105120

26x1,5" (559-35)
9110105100

Tourenreifen



Continental "Ride Tour"

24x1,75" (507-47)
9110105127

Tourenreifen



Schwalbe "Big Apple"

20x2" (406-50)
9110105125

Ballonreifen



Schwalbe "Knobby"

20x2" (406-54)
9110105126

Profilreifen



Schwalbe "Marathon Plus"

unplattbar, mit Pannenschutzeinlageband
Smart Guard

20x1,75" (406-47) € 23,80
9130105128

24x1,75" (507-47) € 23,80
9110105135



Alu-Gepäckträger "cargo systems"

9110903290 € 80,20

Farbe: schwarz
Max. Belastungsgewicht 10kg auf der
Beladeplattform,
max. 15kg in Verbindung mit Gepäcktaschen
bei
niedrigerer Belastungshöhe.



Rangierrollen für Abstellständer

9110900017 € 96,20

Rangierrollen über Inlett an Abstellständer
montiert. (Abb. ähnlich)



Rangiergriff an Kettenschutz montiert

9110500000 € 133,10

mit Moosgummiüberzug



Zubehör Bike

Steck-Schutzblech

9110502100 € 45,80



Beleuchtungset SIGMA Lightster LED mit Halterung

9100900019
mit Akku Ladeeinheit, Akku-Satz (4 St. NICD)
Front- und Heckscheinwerfer



SIGMA BC 1200 Bike-Computer

9110901000 € 55,30

kabellos



SIGMA BC 1606L DTS Bike-Computer

9110900018 € 135,20

kabellos
mit kabellosem Trittfrequenz-Set



Halterung ø 22mm x 42mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)

9110903271 Stk. á € 18,30

Farbe: natur eloxiert

_____ Stück



Abstellständer NJ1 Adaptiv abschwenkbar, höheneinstellbar

9110903296
zur einfachen Adaption in Verbindung mit
"Quick-Snap"-Adapter
Farbe: schwarz

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

9110601101 € 140,30



Tetra-Schalengriffe

9110601100 € 135,90



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

9110601102 € 158,60

sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø
20mm mit Moosgummiüberzug



Schaltungsbedienautomat für sequentielle Schaltung der 8-Gang Nexus-Schaltung

9110200002 € 587,60

Schaltarmatur fest am Kettenschutz
montiert, zur Schalthebelbedienung über
Betätigungsbügel
durch Hand- oder Kinnbedienung.



Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

9110700004 € 82,00

um das Öffnen und
Schließen der Schnellspannklammer zu
erleichtern



Hebelverlängerung Excenterverschluss für Quick Snap Anbindung

9110700005 € 58,10

Erleichtert das Schließen bzw. Öffnen des
Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra



Ratsche mit Hebelverlängerung für Excenterverschluss, Quick Snap Anbindung

9110700007 € 115,00

Erleichtert das Schließen bzw. Öffnen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra



Adaptionshilfe Zentrierzapfen

9110700002 € 43,40

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern.



Rahmenadapter

SPEEDY Starrrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"

9110700141 € 407,90

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: schwarz



TRAVELER Faltrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"

9110701300 € 436,00

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: schwarz



BUDDY Starrrahmenadapter mit "Quick-Snap-Adaption"

9110701400 € 407,90

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: schwarz

Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und "Quick-Snap-Adaption"

9110701500 € 464,70

Adapterbefestigung am Rollstuhlrähmenvorbau

Anbausituation bei PA Produkten:
Rähmenvorbau G-Form von SB 31cm bis 54cm
Rähmenvorbau V-Form von SB 30cm bis 50cm

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen Rahmenrohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rahmenrohrdurchmesser von 23-27mm geliefert!



Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

9110701525
Rahmenrohrdurchmesser 23-27mm

9110701530
Rahmenrohrdurchmesser 28-32mm

9110701535
Rahmenrohrdurchmesser 33-37mm

Rollstuhlabhängiges Zubehör

Verlängerte Bike-Platte

Für Speedy A1/A2
9110100100-002 € 291,70

Für Buddy
9110100100-003 € 291,70


Für Traveler
9110100100-001 € 291,70



4° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar

Radstandsverlängerung über "Rastmechanismus mit Zugbedienung" abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr

Für Speedy 4all / 4teen / 4you / Traveler 4you
9110102001 € 445,10



4° / 6° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar

Radstandsverlängerung über "Quick-Pins" abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr

Für Speedy F2
9015101000 € 445,10

Für Speedy F4
9110101000 € 445,10



4° / 6° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar

Anbaumöglichkeit bei F2/F4 muss durch PRO ACTIV geprüft werden!

Brustgurt zur Oberkörperfixierung

Größe S (105cm)
9000800016 € 221,50

Größe M (125cm)
9000800013 € 221,50

Größe L (145cm)
9000800014 € 221,50

Größe XL (165cm)
9000800017 € 221,50



bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.

Farbe: schwarz

Anmerkungen und Notizen:

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)