

Mobilität wird einfach!

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



Kostenvoranschlag Datum: _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/ Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/ Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/ Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name: _____
Straße: _____
PLZ/ Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____



NJ1 el.
Kompaktbike RS

Zugelassen bis 100kg Zuladung
5 verschiedene Antriebsvarianten für unterschiedliche
Einsatzzwecke, ausgestattet mit:

- Unterzugchassis mit integrierter Akkualterung
- Antriebseinheit abkoppelbar über Excenterschnellverschluss
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- 6° Radsturz
- Hydraulisches Scheibenbremssystem
- Zusatzbremse V-Brake (Felgenbremse) mit Feststellerretierung
- Sicherheitswimpel

Dienstleistung:

Auslieferung, Einweisung und Übergabe durch PRO ACTIV

9990000003 € 425,00
zzgl. Versandkosten

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Farbe Antriebseinheit

Silber,
Antriebseinheit eloxiert

9110100170-000

Black Shadow,
Antriebseinheit tiefschwarz
RAL 9005, glatt glanz

9110100170-001 € 103,80

- Gabelholm R und L
- Gabelbrücke oben und unten
- Tretlagerstütze

Antrieb Neodrives

Neodrives
"Der kraftvolle Nabenantrieb für max.
Leistung mit TFT-Display und
27-Gang Kettenschaltung"
Drehmoment 12/40 Nm, Leistung 250 Watt



Radgröße: 26"

9100100010-026 € 6.650,00

Akku Neodrives

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig
von Streckenprofil, Benutzergewicht und
Geschwindigkeit.

Akku neodrives G2 36V 14,25 Ah /
513Wh, Reichweite ca. 50-80 km

9100900106

Akku neodrives G3 36V 17 Ah /
612Wh, Reichweite ca. 100 km

9100900109 €119,00

Doppelakku neodrives G2
2 Stück 36V 14,25Ah / 513Wh,
Reichweite ca. 100-160 km

9100900108 € 1.017,00

Umsteckvorrichtung zum einfachen Wechsel
zwischen den Akkus über den Magnetstecker

Doppelakku neodrives G3
2 Stück 36V 17Ah / 612Wh,
Reichweite ca. 200 km

9100900110 € 1.232,00

Umsteckvorrichtung zum einfachen Wechsel
zwischen den Akkus über den Magnetstecker

Antrieb BionX

BionX PL 250HT IGH2
"Der komfortable Antrieb mit
integrierter 2-Gang Automatik
Freilauf-Schaltnabe",
Anfahrunterstützung "0 km/h"
Drehmoment 9/40 Nm, Leistung 250 Watt

Radgröße: 26"

9100100020-026 € 6.730,00

BionX PL 250HT IGH3
"Der komfortable Antrieb mit
integrierter 3-Gang
Feilauf-Schaltnabe und
Drehgriffschaltung"
Drehmoment 9/40 Nm, Leistung 250 Watt

Radgröße: 26"

9100100030-026 € 6.610,00

BionX PL 250 HT
"Der leistungsstarke Antrieb für
permanente Unterstützung" mit
27-Gang Kettenschaltung"
Drehmoment 9/40 Nm, Leistung 250 Watt

Radgröße: 26"

9100100040-026 € 6.410,00

BionX D-Series
"Der kraftvolle, leistungsstarke
Antrieb für Anspruchsvolle " mit
27-Gang Kettenschaltung"
Drehmoment 25/50 Nm, Leistung 250 Watt

Radgröße: 26"

9100100050-026 € 7.030,00

Nur in Verbindung mit leistungsstarkem HD-
Bremsystem und 2. unabhängigem
Scheibenbremsystem.
Nicht in Kombination mit V-Brake
Felgenbremse.

Akkus und Zubehör BionX

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig
von Streckenprofil, Benutzergewicht und
Geschwindigkeit.

Akku BionX 48V 11,6 Ah 556Wh,
Reichweite: ca. 45-75 km

9100900102

Doppelakku BionX 48V 11,6Ah 556Wh
inklusive Wechselsteckverbindung
Reichweite ca. 90-150 km

9100900104 € 1.260,00

Wechselsteckverbindung zum einfachen
Wechsel zwischen den Akkus.

Daumenbedienschalter der Anfahrunterstützung am Handgriff montiert

9116200000 € 127,00

Montage:

- links
 rechts

Nur in Kombination mit Antrieb BionX,
nicht in Kombination mit Neodrives Z10!



Schaltungszubehör

Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung in Verbindung mit BionX PL 250HT IGH2 und IGH3 zur Erweiterung auf doppelte Ganganzahl

9116200003 € 499,80

Planetengetriebe
Alle Gänge (3 Gänge der Nabenschaltung
und die Berguntersetzung) können im Stand
geschaltet werden!
In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45cm!



Kettenschaltung

Shimano Deore 3x9 Rapide Fire 27-Gang-Kettenschaltung

9100200018

Übersetzung:
Zahnkranz 22-32-44 Zähne,
Kassette 11-13-15-17-20-23-26-30-32
Zähne
Nicht in Verbindung mit BionX PL 250HT
IGH2 und BionX PL 250HT IGH3!



Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung für BionX PL 250HT und neodrive - 18 Gänge -

9116200004 € 371,30

Planetengetriebe
Ersetzt den 3-fach Zahnkranz und
ermöglicht das Schalten der
Berguntersetzung im Stand!
In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45cm!



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang-Kettenschaltung

9110200034 € 151,00

mechanische Kettenschaltung mit
Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette
11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe
"Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben"
20x2,15"!



Bremssystem

Leistungsstarkes Bremssystem mit Bremsscheibe Ø 203mm

9110300105 € 68,60

Empfohlen ab 80kg Körpergewicht.
Nicht in Verbindung mit BionX IGH2 oder
IGH3.
Nicht erforderlich bei Auswahl Hydraulische
Rücktritt-Scheibenbremse



Shimano Deore XT 1x11 DI2 Taster Bedienung 11-Gang-Kettenschaltung

9110200035 € 1.175,00

elektronische Kettenschaltung mit
Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette
11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe
"Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben"
20x2,15"!



Doppeltes Scheiben-Bremssystem "Magura" Bremsscheibe Ø 203mm

9100300100 € 183,90

V-Brake Felgenbremse entfällt
Nur in Verbindung mit dem leistungsstarken
Bremssystem!

Hydraulische Rücktritt- Scheibenbremse mit Kurbelfreischaltfunktion zur Rückwärtsfahrt

9110300003 € 618,80

Kompatibel mit Kettenschaltung und
Freilaufschalt-nabe
In Verbindung mit:
- Tretlagerwelle Griffweite 45 bis 55cm
- Tretkurbel Kurbellänge 155 oder 175mm
bis 120kg Körpergewicht
Nicht in Verbindung mit Mountaindrive 2,5:1
Berguntersetzung!
Nicht in Verbindung mit Tretlagerstütze XS!



Shimano Deore XT 1x11 DI2 Rapid Fire 11-Gang-Kettenschaltung

9110200032 € 1.138,00

elektronische Kettenschaltung mit
Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette
11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe
"Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben"
20x2,15"!



Shimano Deore XT 1x11 DI2 Kinnbedienung 11-Gang-Kettenschaltung

9110200033 € 1.245,00

elektronische Kettenschaltung mit
Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung).
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe
"Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben"
20x2,15"!



Chassis


Chassis-Geometrie

- Länge 104cm
SB ca. 39cm
9100100000-001

- Länge 116cm
SB ca. 39cm
9100100000-002

- Länge 116cm **€ 161,20**
SB ca. 43cm
9100100000-003

- Heavy Duty Ausführung **€ 335,50**
bis 120kg
Körpergewicht
9100800013
empfohlen bei Offroad-
Nutzung



Abmessungen

Tretlagerwelle

- Griffweite 40cm
9100500100-040

- Griffweite 45cm
9100500100-045

- Griffweite 50cm
9100500100-050




Tretlagerstütze starr

- XS (X/Y 113/130)
9100501100-004

- S (X/Y 67/153)
9100501100-003

- M (X/Y 90/250)
9100501100-001



Tretlagerstütze verstellbar

- 9100500001 **€ 182,90**
verstellbar im Winkel über geklemmten
Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der
Länge.



Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt.

Größe: _____

Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in S ausgeliefert.



Tretkurbel

- Länge 155mm
9100600100-155

- Länge 175mm
9100600100-175

- Länge 195mm
9100600100-195



Kundenanfertigung

Tretkurbellänge nach Maß _____ mm
(Mindestlänge 125mm)

- 9100600101 **€ 155,80**

Beinstütze

Beinstütze geteilt

- 9100100008
Adaption an der Gabel
für kurze Beine
Nur bis Körpergröße 165 cm möglich!




Beinstütze umlaufend

- 9100100009
Adaption an der Gabel



Beinstütze an Chassis adaptiert

- 9100100010 **€ 400,40**
Beine nicht durch Lenkbewegung
beeinflusst, erhöht die Fahrzeugbreite!
Nicht in Verbindung mit Beinschutzblech.



Fußanschlag für Beinstütze

- 9100100012 **€ 71,90**



Oberschenkelfixierung

- 9100100013 **€ 127,90**



Rückenausstattung

Rückenlehne mit Füllblech

- 9100800000
Foampolsterung 1,5cm



Rückenbespannung body contour

- 9100800010 **€ 123,80**
mit Rückenpolster 3cm
Bezug: schwarz/atmungsaktiv



Sitzbespannung

Sitzbespannung offenes Gurtsystem

- 9100801010



Sitzbespannung body contour

9100801025



Nackenkstütze

9100800150 € 206,00
höhenverstellbar
winkelverstellbar



Sitzkissen

Form	Sitzkissen "Standard" 9100000190	Sitzkissen mit Oberschenkel-führung 9100800103
Maße in cm		
Chassis: 104 SB: 39 ST: 30	-001 <input type="checkbox"/>	-001 <input type="checkbox"/>
Chassis: 116 SB: 39 ST: 40	-002 <input type="checkbox"/>	-002 <input type="checkbox"/>
Chassis: 116 SB: 43 ST: 40	-003 <input type="checkbox"/>	-003 <input type="checkbox"/>
Preis	€ 88,30	€ 161,10

Bezugsstoff: schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Sitzkissenhöhe: 4cm

Sitzkissen mit Oberschenkel-führung nur in Verbindung mit Oberschenkel-fixierung.

Becken-Fixiergurt

9100800200 € 93,50



Halterung ø 22mm x 42mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)

9110903271 Stk. á € 18,30

Farbe: natur eloxiert

___ Stück



Beleuchtungsset SIGMA Lightster LED mit Halterung

9100900019 € 102,50

mit Akku-Ladeinheit und Akku-Satz
(4St. NICD) Front- und Heckscheinwerfer



Sicherheitswimpel mit Halterung

9100903294

Bereifung

Schwalbe Marathon

26x1,5" (559-35)
9100105100

Tourenreifen



Schwalbe Marathon Plus Tour

26x2,0" (559-50) € 58,80
9100105140



Schwalbe Smart Sam

26x2,1" (559-54) € 58,80
9100105150



Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

9110601101 € 140,30



Tetra-Schalengriffe

9110601100 € 135,90



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

9110601102 € 158,60

sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø 20mm mit Moosgummiüberzug



Zubehör Bike

Steck-Schutzblech

9100502100 € 45,80



Schnell-Ladegerät Neodrives

9116900006 € 66,40



Beinschutzblech

9100100231 € 141,50

am Gabelholm verschraubt
Farbe: schwarz matt
empfohlen bei Offroad-Nutzung bzw. MTB-Bereifung



Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt

9100800100 € 171,80



Farbe Chassis

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter:
www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

glanz 9000100170-023
 matt 9000100170-123 € 33,30

Brilliant Silber

glanz 9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

glanz 9000100170-001
 matt 9000100170-101 € 33,30

Schwarz RAL 9005

glanz 9000100170-003
 matt 9000100170-019 € 33,30

Anmerkungen und Notizen:

Tiefschwarz Effekt Silber

glanz 9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

glanz 9000100170-022

Fire Red

glanz 9000100170-018

matt 9000100170-118 **€ 33,30**

Pink Magenta RAL 4010

glanz 9000100170-037

matt 9000100170-137 **€ 33,30**

Sky Blue

glanz 9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

glanz 9000100170-036

matt 9000100170-136 **€ 33,30**

Marine Blau

glanz 9000100170-045

matt 9000100170-145 **€ 33,30**

Apple Green

glanz 9000100170-014

matt 9000100170-114 **€ 33,30**

Lemon Green

glanz 9000100170-005

matt 9000100170-105 **€ 33,30**

Violett

glanz 9000100170-044

Transparent gestrahlt

glanz 9000100170-029

Gelb RAL 1023

glanz 9000100170-046

matt 9000100170-146 **€ 33,30**

Rot RAL 3001

glanz 9000100170-047

matt 9000100170-147 **€ 33,30**

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)