

Mobilität wird einfach!

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



Kostenvoranschlag Datum: _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/ Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP.: _____

Rechnungsadresse abweichend (s. unten)

Kd.-Nr. _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/ Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ/ Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name: _____

Straße: _____

PLZ/ Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____

Raptor "4all"

Zugelassen bis 100kg Zuladung

- Verwindungssteifes Aluminium-Rohr-Chassis
- Antriebseinheit "schwarz" mit verstellbarer Tretlagerposition
- Kettenschaltung Shimano Deore 3x9 Rapid Fire
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Hydraulisches Scheibenbremssystem Magura, Bremsgriff rechts
- Shimano V-Brake Felgenbremse, Bremsgriff links
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- 1° Radsturz
- Sicherheitswimpel

9115810000 € 4.120,00

Dienstleistung:

Auslieferung, Einweisung und Übergabe
durch PRO ACTIV

9990000003 € 425,00
zzgl. Versandkosten

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Farbe Chassis

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter:
www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

- glanz 9000100170-023
- matt 9000100170-123 **€ 33,30**

Brilliant Silber

- glanz 9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

- glanz 9000100170-001
- matt 9000100170-101 **€ 33,30**

Schwarz RAL 9005

- glanz 9000100170-003
- matt 9000100170-019 **€ 33,30**

Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz 9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

- glanz 9000100170-022

Fire Red

- glanz 9000100170-018
- matt 9000100170-118 **€ 33,30**

Pink Magenta RAL 4010

- glanz 9000100170-037
- matt 9000100170-137 **€ 33,30**

Sky blue

- glanz 9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

- glanz 9000100170-036
- matt 9000100170-136 **€ 33,30**

Marine Blau

- glanz 9000100170-045
- matt 9000100170-145 **€ 33,30**

Apple green

- glanz 9000100170-014
- matt 9000100170-114 **€ 33,30**

Lemon green

- glanz 9000100170-005
- matt 9000100170-105 **€ 33,30**

Violett

- glanz 9000100170-044

Gelb RAL 1023

- glanz 9000100170-046
- matt 9000100170-146 **€ 33,30**

Rot RAL 3001

- glanz 9000100170-047
- matt 9000100170-147 **€ 33,30**

Gestrahlt transparent

- glanz 9000100170-029

Kettenschaltung

Shimano Deore 3x9 Rapid Fire 27-Gang-Kettenschaltung

- 9115200002

Übersetzung: Zahnkranz 22-32-44 Zähne,
Kassette 11-13-15-17-20-23-26-30-32
Zähne

Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang-Kettenschaltung

- 9110200034 **€ 151,00**

mechanische Kettenschaltung mit
Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette
11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe
"Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben"
20x2,15"!



Shimano Deore XT 1x11 Di2 Rapid Fire 11-Gang-Kettenschaltung

- 9110200032 **€ 1.138,00**

elektronische Kettenschaltung mit
Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette
11-42 Zähne
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe
"Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben"
20x2,15"!



Nabenschaltung

Rohloff "Speedhub 500/14" 14-Gang- Nabenschaltung

- 9115200004 **€ 1.038,00**

Drehgriffschalter "Grip-Shift"
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 16 Zähne

Schaltunugszubehör für Kettenschaltung

Wettbewerbsübersetzung


- 9115200010 **€ 193,90**

Zahnkranz 52/ 42/ 30
- 5-Arm Kettenblatthalter
- Kettenblätter Shimano Ultegra
inkl. angepasstem Aluminium Kettenschutz

Chassis

Chassis-Geometrie

- 9115810001
SB 38cm Länge 122cm
- 9115810002
SB 42cm Länge 122cm



Abmessungen

Tretlagerwelle

- Griffweite 40cm
9115500100-040
- Griffweite 45cm
9115500100-045
- Griffweite 50cm
9115500100-050



Tretlagerstütze verstellbar

911550001
verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge.



Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt.

Größe: _____

Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in S ausgeliefert.


Tretkurbel

Länge 175mm
9115600100-175

Länge 195mm
9115600100-195



Antriebseinheit fest verschweißt



Maß: X= _____ / Y= _____

Hinweis:

Position des Tretlagers fest verschweißt kann anschließend nicht mehr geändert werden.

Wir empfehlen vorab die Defintion der Maße über die Antriebseinheit mit verstellbarer Tretlagerstütze!

911540000 € 717,60

Bremssystem

Leistungsstarkes Bremssystem mit Bremscheibe Ø 203mm

9110300105 € 68,60
Empfohlen ab 80kg Körpergewicht.



2. unabhängiges V-Brake Felgenbremssystem

9115300000 € 130,00
Individualprüfung erforderlich, da Kollisionsgefahr mit der Kette in Abhängigkeit der Kettenführung/Tretlagerposition.

Beinstütze

Beinstütze umlaufend

9115100009
Adaption an der Gabel



Fußanschlag für Beinstütze

9115100012 € 71,90



Rückenausstattung

Rückenlehne verstellbar mit Füllblech

911580001
Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar mit Rückenpolster schwarz atmungsaktiv 3cm abnehmbar



Rückenbespannung body contour

9115800010 € 113,40
mit Rückenpolster 3cm dick
Bezug: schwarz- atmungsaktiv

Sitzbespannung

Sitzbespannung offenes Gurtsystem

9115801010



Sitzkissen

Sitzkissen "Standard"

9115000190 € 88,30
Für Chassis 116cm
SB: 39cm
Tiefe: 39cm
Höhe: 4cm



Bezug: schwarz, atmungsaktiv

Laufräder

Laufräder mit Doppelwandfelge

26" (559)
9115104260

Bereifung

Schwalbe "Durano"

26x1,1" (559-28)
9115105000

Racing-Slic

Schwalbe "Marathon"

26x1,5" (559-40)
9100105100

Tourenreifen



Zubehör Bike

Steck-Schutzblech

9115502100 € 45,80



Anmerkungen und Notizen:

Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt

9115800100 € 171,80
mit Halterungsklemme 40mm



Nackenstütze

9115800150 € 206,00
höhenverstellbar
winkelverstellbar



Becken-Fixiergurt

9115800200 € 93,50



SIGMA BC 1200 Bike-Computer

9115901000 € 55,30
kabellos
mit Halterung



SIGMA BC 1606L DTS Bike-Computer

9115900018 € 135,20
mit Trittfrequenz-Set
kabellos



Beleuchtungsset SIGMA Lightster LED mit Halterung

9100900019 € 102,50
mit Akku-Ladeeinheit und
Akku-Satz (4 St. NICD)
Front- und Heckscheinwerfer



Sicherheitswimpel mit Halterung

9100903294

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

9110601101 € 140,30



Tetra-Schalengriffe

9115601100 € 135,90



Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

9110601102 € 158,60

sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø 20mm mit Moosgummiüberzug



Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)