

**Mobilität wird einfach!**

Im Hofstätt 11  
D- 72359 Dotternhausen  
Tel +49 (0)7427 9480-0  
Fax +49 (0)7427 9480-7025  
e-mail info@proactiv-gmbh.de  
www.proactiv-gmbh.de



**Kostenvoranschlag Datum:** \_\_\_\_\_

**Beratung erfolgte durch**  
**Mitarbeiter Sanitätshaus:** \_\_\_\_\_

**Außendienst PRO ACTIV:** \_\_\_\_\_

**Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

**Sanitätshaus / Firmenadresse:**

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Rechnungsadresse abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr. \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_

**Versandadresse abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr. \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_

**Kundenname / Kommission:**

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/ Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_  
Kostenträger: \_\_\_\_\_  
Indikation: \_\_\_\_\_



## Raptor "4you"

Zugelassen bis 100kg Zuladung

- Verwindungssteifes Aluminium-Rohr-Chassis
- Antriebseinheit "schwarz" mit verstellbarer Tretlagerposition
- Kettenschaltung Shimano Deore 3x9 Rapid Fire
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Hydraulisches Scheibenbremssystem Magura, Bremsgriff rechts
- Shimano V-Brake Felgenbremse, Bremsgriff links
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- 1° Radsturz
- Sicherheitswimpel

9115004000 € 4.660,00

**Dienstleistung:**

**Auslieferung, Einweisung und Übergabe durch PRO ACTIV**

9990000003 € 400,00  
zzgl. Versandkosten

### Körpermaße

Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm

Gewicht: \_\_\_\_\_ kg

## Farbe Chassis

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter:  
www.proactiv-gmbh.de/farben.php

### Weiß RAL 9016

- glanz 9000100170-023
- matt 9000100170-123 **€ 33,30**

### Brilliant Silber

- glanz 9000100170-011

### Anthrazit RAL 7016

- glanz 9000100170-001
- matt 9000100170-101 **€ 33,30**

### Schwarz RAL 9005

- glanz 9000100170-003
- matt 9000100170-019 **€ 33,30**

### Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz 9000100170-007

### Rein Orange RAL 2004

- glanz 9000100170-022

### Fire Red

- glanz 9000100170-018
- matt 9000100170-118 **€ 33,30**

### Pink Magenta RAL 4010

- glanz 9000100170-037
- matt 9000100170-137 **€ 33,30**

### Sky blue

- glanz 9000100170-017

### Pastellblau RAL 5024

- glanz 9000100170-036
- matt 9000100170-136 **€ 33,30**

### Marine Blau

- glanz 9000100170-045
- matt 9000100170-145 **€ 33,30**

### Apple green

- glanz 9000100170-014
- matt 9000100170-114 **€ 33,30**

### Lemon green

- glanz 9000100170-005
- matt 9000100170-105 **€ 33,30**

### Violett

- glanz 9000100170-044

### Gelb RAL 1023

- glanz 9000100170-046
- matt 9000100170-146 **€ 33,30**

### Rot RAL 3001

- glanz 9000100170-047
- matt 9000100170-147 **€ 33,30**

### Gestrahlt transparent

- glanz 9000100170-029

## Kettenschaltung

### Shimano Deore 3x9 Rapid Fire 27-Gang-Kettenschaltung

- 9115200002
- Übersetzung: Zahnkranz 22-32-44 Zähne,  
Kassette 11-13-15-17-20-23-26-30-32  
Zähne

### Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang-Kettenschaltung

- 9110200034 **€ 151,00**
- mechanische Kettenschaltung mit  
Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette  
11-42 Zähne  
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe  
"Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben"  
20x2,15"!



### Shimano Deore XT 1x11 Di2 Rapid Fire 11-Gang-Kettenschaltung

- 9110200032 **€ 1.138,00**
- elektronische Kettenschaltung mit  
Bedienung am Handgriff. 11-Fach Kassette  
11-42 Zähne  
Nicht in Verbindung mit Bereifung Schwalbe  
"Knobby" 20x2" oder Schwalbe "Big Ben"  
20x2,15"!



## Nabenschaltung

### Rohloff "Speedhub 500/14" 14-Gang-Nabenschaltung

- 9115200004 **€ 1.038,00**
- Drehgriffschalter "Grip-Shift"  
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,  
Kassette 16 Zähne

## Schaltungszubehör für Kettenschaltung


### Wettbewerbsübersetzung

- 9115200010 **€ 193,90**
- Zahnkranz 52/ 42/ 30  
- 5-Arm Kettenblatthalter  
- Kettenblätter Shimano Ultegra  
inkl. angepasstem Aluminium Kettenschutz

## Chassis

### Chassis-Geometrie individuell

- Maßskizze siehe  
Anhang



## Abmessungen

### Tretlagerwelle

- Griffweite 40cm  
9115500100-040
- Griffweite 45cm  
9115500100-045
- Griffweite 50cm  
9115500100-050



## Tretlagerstütze verstellbar

9115500001  
verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge.



Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt.

Größe: \_\_\_\_\_

Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in S ausgeliefert.


## Tretkurbel

Länge 175mm  
9115600100-175

Länge 195mm  
9115600100-195



## Antriebseinheit fest verschweißt



Maß: X=\_\_\_\_\_/Y=\_\_\_\_\_

### Hinweis:

Die Position des Tretlagers fest verschweißt kann anschließend nicht mehr geändert werden.

Wir empfehlen vorab die Definition der Maße über die Antriebseinheit mit verstellbarer Tretlagerstütze!

9115400000 € 717,60

## Bremssystem

### Leistungsstarkes Bremssystem mit Bremsscheibe Ø 203mm

9110300105 € 68,60  
Empfohlen ab 80kg Körpergewicht.



### 2. unabhängiges V-Brake Felgenbremssystem

9115300000 € 130,00

Individualprüfung erforderlich, da Kollisionsgefahr mit der Kette in Abhängigkeit der Kettenführung/Tretlagerposition.

## Beinstütze

### Beinstütze umlaufend

9115100009  
Adaption an der Gabel



### Fußanschlag für Beinstütze

9115100012 € 71,90



## Rückenausstattung

### ohne Rückenlehne

9115800013  
vorbereitet zum kundenseitigen Einbau eines kompletten Rücken-/Sitzsystems.



### Rückenlehne verstellbar mit Füllblech

9115800001  
Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar mit Rückenpolster schwarz atmungsaktiv 3cm abnehmbar



### Rückenbespannung body contour

9115800010 € 113,40  
mit Rückenpolster 3cm dick  
Bezug: schwarz- atmungsaktiv

## Sitzbespannung

### Sitzbespannung offenes Gurtsystem

9115801010



## Sitzkissen

### Sitzkissen "Standard"

9115000190 € 88,30

Für Chassis 116cm  
SB: 39cm  
Tiefe: 39cm  
Höhe: 4cm



Bezug: schwarz, atmungsaktiv

## Laufräder

### Laufräder mit Doppelwandfelge

26" (559)  
9115104260

## Bereifung

### Schwalbe "Durano"

26x1,1" (559-28)  
9115105000

Racing-Slice



### Schwalbe "Marathon"

26x1,5" (559-40)  
9100105100

Tourenreifen



## Zubehör Bike

Anmerkungen und Notizen:

### Steck-Schutzblech

9115502100 € 45,80



### Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt

9115800100 € 171,80  
mit Halterungsklemme 40mm



### Nackenstütze

9115800150 € 206,00  
höhenverstellbar  
winkelverstellbar



### Becken-Fixiergurt

9115800200 € 93,50



### SIGMA BC 1200 Bike-Computer

9115901000 € 55,30  
kabellos  
mit Halterung



### SIGMA BC 1606L DTS Bike-Computer

9115900018 € 135,20  
mit Trittfrequenz-Set  
kabellos



### Beleuchtungsset SIGMA Lightster LED mit Halterung

9100900019 € 102,50  
mit Akku-Ladeeinheit und  
Akku-Satz (4 St. NICD)  
Front- und Heckscheinwerfer



### Sicherheitswimpel mit Halterung

9100903294

## Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

### Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

9110601101 € 140,30



### Tetra-Schalengriffe

9115601100 € 135,90



### Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

9110601102 € 158,60

sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø 20mm mit Moosgummiüberzug



Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)

