

**Mobilität wird einfach!**

Im Hofstätt 11  
D- 72359 Dotternhausen  
Tel +49 (0)7427 9480-0  
Fax +49 (0)7427 9480-7025  
e-mail info@proactiv-gmbh.de  
[www.proactiv-gmbh.de](http://www.proactiv-gmbh.de)



## PROACTIV Sitz- und Rückensysteme

**Kostenvoranschlag Datum:** \_\_\_\_\_

**Beratung erfolgte durch  
Mitarbeiter Sanitätshaus:** \_\_\_\_\_

**Außendienst PROACTIV:** \_\_\_\_\_

**Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_

gemäß AGB PROACTIV GmbH

### Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Versandadresse:**  **wie Firmenadresse**  
 **abweichend (siehe unten)**

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

**Rechnungsadresse:**  **wie Firmenadresse**  
 **abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr. \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

### Kundenname / Kommission:

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_  
Kostenträger: \_\_\_\_\_  
Indikation: \_\_\_\_\_

### Bestellung des Sitz- und/oder Rückensystemes zu folgendem Produkt:


- Rollstuhlneubestellung**  
(siehe separat beigelegtes Maßblatt:  
Kommission.: \_\_\_\_\_)
- Nachrüstung für einen PROACTIV Rollstuhl<sup>1</sup>**
- Typ: \_\_\_\_\_
  - Produktnummer: \_\_\_\_\_
  - Baujahr: \_\_\_\_\_
  - Sitzbreite SB: \_\_\_\_\_
  - Sitztiefe ST: \_\_\_\_\_
  - Rückenhöhe RH: \_\_\_\_\_
- Nachrüstung für Fremdprodukt<sup>1</sup>**
- Sitzbreite SB: \_\_\_\_\_
  - Sitztiefe ST: \_\_\_\_\_
  - Rückenhöhe RH: \_\_\_\_\_

Bitte unbedingt die Zeichnungen beachten, es erfolgt  
seitens PROACTIV keine Kompatibilitätsprüfung!


<sup>1</sup>Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Aufpreise bei Rollstuhlneubestellung. Sofern die Artikel zur Nachrüstung bestellt werden, können die Preise einzelner Artikel abweichen. Fordern sie einen Kostenvoranschlag an!

## Sitzsysteme

### "Sitzkissen bzw. Sitzplatte ohne Radiuskontur"




### "Sitzkissen bzw. Sitzplatte mit Radiuskontur"



## Sitzplatte

**Sitzplatte Aluminium mit Radiuskontur auf geschweißten Sitzplattenhaltern montiert (bei Rollstuhlneubestellung)**



- für Speedy A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen, Buddy und Lift 9000801210 **€ 224,20**

Farbe: anthrazit matt  
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)

## Sitzkissen mit Radiuskontur

**Sitzkissen "PRO ACTIV Standard" mit Radiuskontur**



- Höhe: 3 cm **€ 122,60**  
Inlett: Standard  
9000800300-003
- Höhe: 4 cm **€ 122,60**  
Inlett: Standard  
9000800300-004
- Höhe: 5 cm **€ 122,60**  
Inlett: Standard  
9000800300-005

Bezugsstoff:

- schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
 schwarz, geschlossene Oberfläche

## Sitzkissen in Rechteckkontur

**Sitzkissen "PRO ACTIV Anti-Dekubitus" in Rechteckkontur**



- Höhe: 4 cm **€ 228,80**  
bis 30x30 cm  
9000805204-004
- Höhe: 4 cm **€ 332,80**  
>30x30 bis 50x50 cm  
9000805200-004
- Höhe: 6 cm **€ 228,80**  
bis 30x30 cm  
9000805204-006
- Höhe: 6 cm **€ 332,80**  
>30x30 bis 50x50 cm  
9000805200-006

Bezugsstoff:

- schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
 schwarz, geschlossene Oberfläche

**Sitzkissen "PRO ACTIV Anti Dekubitus" mit Radiuskontur**




- Höhe: 4 cm **€ 270,40**  
bis 30x30 cm  
9000800311-004
- Höhe: 4 cm **€ 367,40**  
>30x30 bis 50x50 cm  
9000800310-004
- Höhe: 6 cm **€ 270,40**  
bis 30x30 cm  
9000800311-006
- Höhe: 6 cm **€ 367,40**  
>30x30 bis 50x50 cm  
9000800310-006

Bezugsstoff:

- schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
 schwarz, geschlossene Oberfläche

# Rückenausstattung mit Rückenschale



Maße	Maßangaben	Hinweise			
A Sitzbreite	_____ cm				
B obere Rückenbreite		SB 18 – 22: <b>13 cm</b>	SB 23 – 30: <b>14 cm</b>	SB 31 – 38: <b>17 cm</b>	SB 39 – 50: <b>19,5 cm</b>
C Durchhang		SB 18 – 22: <b>5 cm</b>	SB 23 – 30: <b>6 cm</b>	SB 31 – 38: <b>6,8 cm</b>	SB 39 – 50: <b>7,5 cm</b>
F Höhe max. Lordoseunterstützung	_____ cm	<b>unter SB 24 cm ohne Lordosegurte</b>	SB 27 – 36 cm <b>18,5 – 20,5 cm</b>	SB 37 – 43 cm <b>20,5 – 22,5 cm</b>	SB 44–50: <b>22,5–24 cm</b>
G Rückenhöhe	_____ cm	<b>min. 24 cm</b>			
H		< RH 25 cm: <b>4,5 cm</b>	RH 25 – 48: <b>5,5 cm</b>	RH 49 – 52: <b>7,0 cm</b>	

## Ergonomie - Rückenschale Aluminium ab RH 24 cm

- für Buddy 9041802210 **€ 338,00**

mit Lordoseunterstützung  
Farbe: anthrazit matt  
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)  
Kompatibel mit Schiebegriff Art.-Nr. 9041401075-001; 9041401075-002; 9041401080 und 9041401085!

## ERGO Back Rückenlehnenbügel für Ergonomie-Rückenschale ab RH 24 und SB 30

- für Buddy 9041802019 **€ 222,90**

mit ausgespartem Griffbereich  
Farbe: anthrazit matt  
Rückenschale separat auswählen!  
Nur kompatibel mit Schiebegriff Art.-Nr. 9041401082!

## Rückenkissen für Ergonomie-Rückenschale

- 9000802220 **€ 167,10**

Polsterdicke 2cm  
Bezugsstoff:

- schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche  
 schwarz, geschlossene Oberfläche



Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen!



Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen!



## Ergonomie - Rückenschale Aluminium ab RH 24 cm

- für Speedy A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen und Lift 9000802210 **€ 338,00**

mit Lordoseunterstützung  
Farbe: anthrazit matt  
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)

## ERGO Back Rückenlehnenbügel für Ergonomie-Rückenschale ab RH 24 und SB 30

- für Speedy A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen, und Lift 9000802019 **€ 222,90**

mit ausgespartem Griffbereich  
Farbe: anthrazit matt  
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)  
Rückenschale separat auswählen, nicht in Verbindung mit Schiebegriffen!

## Ergonomie - Rückenschale Aluminium ab RH 34 und SB 33 cm

- für Traveler 9030802210 **€ 474,10**

Mit Lordoseunterstützung,  
Befestigung am Rückenquerbügel,  
über Rastklinke abnehmbar  
Farbe: anthrazit matt  
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)



Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen!




Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen!



Rückenkissen, sofern gewünscht bitte separat auswählen!

## Rückenausstattung mit ERGO Back Rückenlehnenbügel



Maße	Maßangaben	Hinweis
A Sitzbreite	_____ cm	
B Rückenhöhe	_____ cm	
C	_____ cm	min. 10,5 cm, Standard 12 cm
F Höhe Lordosewölbung Auswahl nur bei Artikelnummer 9000802016	_____ cm	Die Höhe der Lordosewölbung ist abhängig von den körperlichen Gegebenheiten sowie dem Sitzsystem. Erfolgt keine Angabe wird Höhe 23cm geliefert.
G Lordosetiefe	_____ cm	Empfehlung: 2 – 3cm Ohne Angabe: Standard 2 cm
H Ausstellung nach außen	_____ cm	max. 1 cm bei Rückenlehne abfaltbar max. 2 cm bei Rückenlehne fest
I Ausstellwinkel	_____ Grad	Standard: 120° (min. 95° - max. 135°)

### ERGO Back Rückenlehnenbügel gerade ab RH 20 und SB 30 cm

- für Speedy A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen, und Lift  
9000802018 **€ 222,90**

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster  
Farbe: anthrazit matt  
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)  
Nicht in Verbindung mit Schiebegriffen!

### ERGO Back Rückenlehnenbügel gerade ab RH 20 und SB 30 cm

- Buddy  
9041802018 **€ 222,90**

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster  
Farbe: anthrazit matt  
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)  
Nur kompatibel mit Schiebegriff Art.-Nr.: 9041401082!

### ERGO Back Rückenlehnenbügel mit Lordosewölbung ab RH 31 und SB 30 cm

- für Speedy A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen, und Lift  
9000802016 **€ 243,40**

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster  
Farbe: anthrazit matt  
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)  
Nicht in Verbindung mit Schiebegriffen!

### ERGO Back Rückenlehnenbügel mit Lordosewölbung ab RH 31 und SB 30 cm

- Buddy  
9041802016 **€ 243,40**

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster  
Farbe: anthrazit matt  
(sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)  
Nur kompatibel mit Schiebegriff Art.-Nr.: 9041401082!



## Farbe

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Verfügbarkeiten unter:  
www.proactiv-gmbh.de

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das Sitz- und Rückensystem in der Standardfarbe: anthrazit matt geliefert.

### Anthrazit RAL 7016

glanz 9000100179-995

- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

### in Rahmenfarbe:

9000100179-999 € 70,70

- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

### Bei Rahmenbeschichtung im Zweifarbdesign:

Bitte angeben, ob die gewünschte Option in der Grundfarbe oder der Designfarbe beschichtet werden soll.

- Rückenschale
- Grundfarbe
- Designfarbe
  
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Grundfarbe
- Designfarbe
  
- Sitzplatte Aluminium
- Grundfarbe
- Designfarbe

**Falls eine andere Farbe gewünscht wird,  
bitte diese entsprechend aus der  
Farbpalette Rollstuhl auswählen:**

### in Farbe aus Einfarbdesign:

9000100179-998 € 114,40

Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten Farbe  
(Einzelfarbdesign) eintragen:

9000100170-

- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

### in Farbe aus Zweifarbdesign:

9000100179-997 € 185,10

Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten  
Farbe (Zweifarbdesign) eintragen:

9000100170-

- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

### Anmerkungen und Notizen:

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)