



**Kostenvoranschlag Datum:** \_\_\_\_\_

**Beratung erfolgte durch  
Mitarbeiter Sanitätshaus:** \_\_\_\_\_

**Außendienst PRO ACTIV:** \_\_\_\_\_

**Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

**Sanitätshaus / Firmenadresse:**

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

ASP.: \_\_\_\_\_

**Rechnungsadresse abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr. \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

**Versandadresse abweichend** (siehe unten)

Kd.-Nr. \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

**Kundenname / Kommission:**

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_

Kostenträger: \_\_\_\_\_

Indikation: \_\_\_\_\_

**SPIKE Adaptivbike**

zugelassen bis 75kg Anhängelast und 5kg Zuladung

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den "Quick-Snap" Adapter
- Antriebseinheit mit Lenkgabel
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Rücktrittbremse in der Nabe integriert
- Shimano V-Brake Felgenbremse, Bremsgriff links
- beidseitige Kettenschutzscheiben in silber
- ohne Gangschaltung
- Tretlagerstütze höhen- und winkelverstellbar
- Abstellständer
- Kettenschutzrohr, Kettenschutzscheibe silber
- Beleuchtungsset Sigma mit Akku Ladeeinheit, Front- und Heckscheinwerfer

9114000000 € 2.085,00

**Dienstleistung:**

**1. Montage des Rahmenadapters durch PRO ACTIV**

9990000001  
an neubestellten PRO ACTIV Rollstuhl (Montage inkl.)

9990000002 € 135,00  
an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl  
Prod.-Nr.: \_\_\_\_\_

**2. Auslieferung, Einweisung und Übergabe durch PRO ACTIV**

9990000003 € 425,00  
zzgl. Versandkosten

**3. Montage des Rahmenadapters durch den Fachhandel**

9990000008  
an vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl  
Prod.-Nr.: \_\_\_\_\_  
(Anbau und Auslieferung durch Fachhandel)

9990000005  
an Fremdprodukt  
(Kompatibilitätsprüfung, Anbau und Auslieferung durch Fachhandel)

Bitte beachten: Beim Kauf des SPIKE Adaptivbike in Kombination mit einem Rollstuhl gilt der ermäßigte MwSt.-Satz von 7% für die komplette Einheit.

**Körpermaße**

Körpergröße: \_\_\_\_\_ cm

Oberkörperhöhe: \_\_\_\_\_ cm

Gewicht: \_\_\_\_\_ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich!

## Gabelfarbe

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter:  
www.proactiv-gmbh.de/farben.php

### Weiß RAL 9016

- glanz 9000100170-023
  - matt 9000100170-123
- € 33,30

### Brilliant Silber

- glanz 9000100170-011

### Anthrazit RAL 7016

- glanz 9000100170-001
  - matt 9000100170-101
- € 33,30

### Schwarz RAL 9005

- glanz 9000100170-003
  - matt 9000100170-019
- € 33,30

### Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz 9000100170-007

### Rein Orange RAL 2004

- glanz 9000100170-022

### Fire Red

- glanz 9000100170-018
  - matt 9000100170-118
- € 33,30

### Pink Magenta RAL 4010

- glanz 9000100170-037
  - matt 9000100170-137
- € 33,30

### Sky Blue

- glanz 9000100170-017

### Pastellblau RAL 5024

- glanz 9000100170-036
  - matt 9000100170-136
- € 33,30

### Marine Blau

- glanz 9000100170-045
  - matt 9000100170-145
- € 33,30

### Apple green

- glanz 9000100170-014
  - matt 9000100170-114
- € 33,30

### Lemon green

- glanz 9000100170-005
  - matt 9000100170-105
- € 33,30

### Violett

- glanz 9000100170-044

### Gelb RAL 1023

- glanz 9000100170-046
  - matt 9000100170-146
- € 33,30

### Rot RAL 3001

- glanz 9000100170-047
  - matt 9000100170-147
- € 33,30

## Ausstattung

### 3-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung Drehgriffschaltung „Grip Shift“

- 911400003 € 199,70

### 7-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung Drehgriffschaltung „Grip Shift“

- 911400007 € 449,30



### 8-Gang Shimano Nexus Nabenschaltung Drehgriffschaltung „Grip Shift“

- 911400008 € 594,90



### Mountaindrive 2,5:1 Berguntersetzung In Verbindung mit Nabenschaltung

Planetengeräte zur Verdoppelung der Gänge. Alle Gänge (der Nabenschaltung und die Berguntersetzung) können im Stand geschaltet werden!

In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45cm! (für 7- oder 8-Gang Nabenschaltung)



- 911420003 € 499,80

## Abmessungen

### Tretlagerwelle

- Griffweite 36 cm  
9114500100-036

- Griffweite 40 cm  
9114500100-040

- Griffweite 45 cm  
9114500100-045



### Tretkurbel

- Länge 135 mm  
9114600100-135

- Länge 155 mm  
9114600100-155

- Länge 175 mm  
9114600100-175

## Räder

### 20x1“ (407) Alu-Felge, schwarz-silber

- 9114203050

## Bereifung

### 20x2“ Big Apple (406-50)

- 9114105125



### 20x1,5“ Marathon (406-40)

- 9114105120



### Pannenschutzeinlageband für Luftbereifung

- 9000206100 € 42,80

## Radstandsverlängerung

### Verlängerte Bike-Platte


- Für Traveler 9110100100-001 € 291,70
- Für Speedy A1/A2 9110100100-002 € 291,70
- Für Buddy 9110100100-003 € 291,70



4° Sturz integriert, Spur unabhängig einstellbar

### Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“ abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr

- Für Speedy 4all / 4teen / 4you / Traveler 4you 9110102001 € 445,10



Achsrohr 6° Sturz abnehmbar über Schnellverschluss

## Zubehör

### Steck-Schutzblech

- 9114502100 € 45,80



### Beleuchtungset SIGMA Lightster LED mit Halterung

- 9100900019 mit Akku Ladeeinheit, Akku-Satz (4 St. NICD) Front- und Heckscheinwerfer



### Bike Computer SIGMA BC 1200

- 9110901000 € 55,30 kabellos, mit Halterung



## Rahmen-Adapter

### TRAVELER Faltrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

- 9110701300 € 436,00

Mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus  
Farbe: schwarz



### SPEEDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

- 9110700141 € 407,90

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen  
Farbe: schwarz



### BUDDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

- 9110701400 € 407,90

mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen  
Farbe: schwarz

### Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

- 9110701500 € 464,70

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau

Anbausituation bei PA Produkten:  
Rahmenvorbau G-From von SB 31cm bis 54cm  
Rahmenvorbau V-From von SB 30cm bis 50cm

BITTE BEACHTEN:  
Ohne Angabe des genauen Rahmenrohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rahmenrohrdurchmesser von 23-27mm geliefert!

Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

- 9110701525  
Rahmenrohrdurchmesser 23-27mm
- 9110701530  
Rahmenrohrdurchmesser 28-32mm
- 9110701535  
Rahmenrohrdurchmesser 33-37mm



### Kettenschutzscheibe in Rahmenfarbe

- 9114500005 € 67,60

### Alu-Gepäckträger "cargo systems"

- 9110903290 € 80,20

Farbe: schwarz  
Max. Belastungsgewicht 10kg auf der Beladeplattform, max. 15kg in Verbindung mit Gepäcktaschen bei niedrigerer Belastungshöhe.



### Kurbelgriffe horizontal

- 9100500000 € 122,70

vorbereitet für die Montage der Treta-Handstütze.  
Nur in Verbindung mit Rücktrittbremse, sowie Bremsgriff und Schaltarmaturen an der Tretlagerstütze montiert.



### Abstellständer Spike abschwenkbar, höheneinstellbar

- 9114900001 zur einfachen Adaption in Verbindung mit "Quick-Snap"-Adapter  
Farbe: schwarz

### Rangierrollen für Abstellständer

- 9110900017 € 96,20

Rangierrollen über Inlett an Abstellständer montiert (Abb. ähnlich)



## Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

### Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

- 9110601101 € 140,30



### Tetra Schalengriffe

- 9114601100 € 135,90



**Hebelverlängerung  
Schnellspannklammer für  
Starrrahmenadapter**

9110700004 € 82,00

um das Öffnen und  
Schließen der Schnellspannklammer zu  
erleichtern



**Hebelverlängerung  
Excenterverschluss für Quick Snap  
Anbindung**

9110700005 € 58,10

Erleichtert das Schließen bzw. Öffnen des  
Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra



**Adaptionshilfe Zentrierzapfen**

9110700002 € 43,40

um das Einführen des Zentraladapters zu  
erleichtern.



**Brustgurt zur Oberkörperfixierung**

Größe S (105cm)  
9000800016 € 221,50

Größe M (125cm)  
9000800013 € 221,50

Größe L (145cm)  
9000800014 € 221,50

Größe XL (165cm)  
9000800017 € 221,50



bestehend aus elastischem Gurtmaterial in  
Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss  
und Bedienlasche.  
Farbe: schwarz

**Anmerkungen und Notizen:**

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)