



☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____
Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____
Außendienst PRO ACTIV: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____
Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: ☐ **wie Firmenadresse**
☐ **abweichend (siehe unten)**

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

PRO ACTIV Kraftknotensysteme

Für die von PRO ACTIV geprüften und
freigegebenen Rollstühle

Rechnungsadresse: ☐ **wie Firmenadresse**
☐ **abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____


Bestellung des Kraftknotensystems zu folgendem Produkt:

☐ **Rollstuhlneubestellung**
(siehe separat beigegefügtes Bestellblatt)


☐ **Nachrüstung an einen vorhandenen
PRO ACTIV Rollstuhl**

- Typ: _____
- Produktnummer: _____
- Baujahr: _____
- Sitzbreite SB: _____
- Sitztiefe ST: _____
- Rückenhöhe RH: _____

Abmessung Beckengurt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge A	Länge B	Länge C
E8000900007 A9000900001	Beckengurt 1350 mm mit Schloss	660 mm - 1410 mm	360 mm	230 mm
E8000900009 A9000900007	Beckengurt 1670 mm mit Schloss	910 mm - 1730 mm	480 mm	360 mm



Variante	betreffende Modelle	Maß X
1	SPEEDY A1 / A2, TRAVELER, BUDDY	ca. 30 mm
2	TRAVELER 4all Ergo, SPEEDY 4all / 4all Ergo / 4teen	ca. 50 mm
3	SPEEDY 4you / 4you Ergo und TRAVELER 4you Ergo in der Ausführung hoher Rahmen	ca. 90 mm

Kraftknoten für Rollstuhl-Neubestellung

Kraftknotenanzubindung am hinteren Rahmen integriert mit Gurtöse

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0950

€ 354,80

Rahmenanschweißteil zur Aufnahme des Beckengurtes und zur Aufnahme des hinteren Retraktors. Beckengurt mit Schloss (A9000900001 / A9000900007) bei Bedarf bitte separat auswählen.

☐ SPEEDY A1 / A2
TRAVELER A9000900030-K

☐ BUDDY A9041910001



Kraftknotenanzubindung am hinteren Rahmen über Rahmeninlett mit Gurtöse

Für Modelle: SPEEDY 4all / 4you / 4all Ergo / 4you Ergo / 4teen,
TRAVELER 4all Ergo / 4you Ergo

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0950

€ 371,20

zur Aufnahme des Beckengurtes und zur Aufnahme des hinteren Retraktors. Beckengurt mit Schloss (A9000900001 / A9000900007) bei Bedarf bitte separat auswählen.

☐ A9000900020



Zubehör für Kraftknoten-Neubestellung (für alle Grundartikel - siehe oben)

Lagerblockzwischenplatte

mit Gurtöse zur Aufnahme des vorderen Retraktors

Bitte beachten: Die Lenkspurbreite vergrößert sich um 12 mm pro Seite.



☐ Farbe: Schwarz
A9000900008-001

€ 176,50

☐ Farbe: Silber
A9000900008-002

€ 176,50



Beckengurt 1350 mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten <input type="checkbox"/> A9000900001 € 164,20 Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes. Gurtfarbe: Rot	Beckengurt 1670 mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten <input type="checkbox"/> A9000900007 € 164,20 Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes. Für die Verwendung an Rollstühlen mit Sitzschale geeignet. Gurtfarbe: Rot	Schulterschräggurt automatisch mit Schlosskopf <input type="checkbox"/> A9000900002 € 135,60 und Umlenkung, Länge 3200 mm
Retraktoren für Kraftknoten <input type="checkbox"/> A9000900003 € 520,90 Anbindung am Rollstuhl mit Gurtschleife oder Schlosszunge. Anbindung am Fahrzeugboden über 4-fach Fitting. Set bestehend aus: 2 Retraktoren vorne: Semi Automatik ohne Handspannrad 2 Retraktoren hinten: Semi Automatik mit Handspannrad	Kopfstütze mit Segmentpolsterung <input type="checkbox"/> A9000900004 € 403,50 3-teilig und Halterungsrohr Ø 25 mm 	Kopfstützenhalterung Ø 25 mm Für SPEEDY, BUDDY <input type="checkbox"/> A9000900005-K001 € 271,50 zur Aufnahme der Kopfstütze mit Segmentpolsterung am Rückenquerbügel. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr. Abnehmbar für TRAVELER <input type="checkbox"/> A9000900005-K002 € 271,50 zur Aufnahme der Kopfstütze mit Segmentpolsterung am Schiebegriffende. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr. Bitte beachten: Zum Falten des Rollstuhles muss das Doppelquerrohr mit Kopfstützenhalterung mithilfe der Klemmhebel abgeschraubt werden. 
Kopfstützenhalterung mit Vierkant-aufnahme für Lagerungskopfstütze <input type="checkbox"/> Rohrabmessung Halterungsrohr 15 x 15 mm € 281,40 A9000400850-001 <input type="checkbox"/> Rohrabmessung Halterungsrohr 12,7 x 12,7 mm € 281,40 A9000400850-002 Montage am Rückenquerbügel. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr. Ab SB 23 cm möglich. Nicht in Verbindung mit Zentralschiebegriff.		

Kraftknoten für Rollstuhl-Nachrüstung

Nachrüstsatz Kraftknoten-anbindung

Für Modelle: SPEEDY A1 / A2, TRAVELER, BUDDY classic


Voraussetzung für Nachrüstung: Rollstuhllalter unter 3 Jahre
Wird diese Voraussetzung nicht erfüllt, ist eine Nachrüstung nicht möglich.

Am hinteren Rahmen integriert mit Gurtöse.
Rahmenanschweißteil zur Aufnahme des Beckengurtes und zur Aufnahme des hinteren Retraktors.

Für die Nachrüstung des Rahmenanschweißteiles ist es notwendig folgende Arbeitsschritte bei uns im Hause durchzuführen:

- Demontage des Rollstuhles
- Entschichten des Rollstuhlrahmens
- Anschweißen des Rahmenanschweißteils
- Neubeschichten des Rollstuhlrahmens
- Montage des Rollstuhles

☐ R8000900004 **€ 1.002,30**



<p>Nachrüstsatz Kraftknoten-anbindung Für Modelle: SPEEDY 4all / 4you / 4all Ergo / 4you Ergo / 4teen, TRAVELER 4all Ergo / 4you Ergo Am hinteren Rahmen über Rahmeninlett mit Gurtöse.</p> <p><input type="checkbox"/> E8000900005 € 261,30 zur Aufnahme des Beckengurtes sowie des hinteren Retraktors. Ohne Montage.</p> 	<p>Nachrüstsatz Kraftknoten-anbindung Für Modell: BUDDY 4all mit Gurtöse.</p> <p><input type="checkbox"/> E8047900001 € 372,00 zur Anbindung an den hinteren Retraktor und zur Verschraubung mit dem Beckengurt.</p> 	<p>Nachrüstsatz Kraftknoten-anbindung Für Modell: BUDDY mit Gurtöse.</p> <p><input type="checkbox"/> E8041910001 € 372,00 zur Anbindung an den hinteren Retraktor und zur Verschraubung mit dem Beckengurt.</p> 
Zubehör für Kraftknoten-Nachrüstung		
<p>Lagerblockzwischenplatte Bitte beachten: Die Lenkradspurbreite vergrößert sich um 12 mm pro Seite. mit Gurtöse zur Aufnahme des vorderen Retraktors und Befestigungsschrauben</p> <p><input type="checkbox"/> Farbe: Schwarz E8000900046-001 € 279,30</p>	<p><input type="checkbox"/> Farbe: Silber E8000900046-002 € 279,30</p>	
<p>Beckengurt 1350 mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten</p> <p><input type="checkbox"/> E8000900007 € 245,70 Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes. Gurtfarbe: Rot</p>	<p>Beckengurt 1670 mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten</p> <p><input type="checkbox"/> E8000900009 € 245,70 Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes. Für die Verwendung an Rollstühlen mit Sitzschale geeignet. Gurtfarbe: Rot</p>	<p>Schulterschräggurt automatisch mit Schlosskopf</p> <p><input type="checkbox"/> E8000900003 € 212,00 und Umlenkung, Länge 3200 mm</p>
<p>Retraktoren für Kraftknoten</p> <p><input type="checkbox"/> E8000900014 € 810,90 Anbindung am Rollstuhl mit Gurtschlaufe oder Schlosszunge. Anbindung am Fahrzeugboden über 4-fach Fitting.</p> <p>Set bestehend aus: 2 Retraktoren vorne: Semi Automatik ohne Handspannrad 2 Retraktoren hinten: Semi Automatik mit Handspannrad</p>	<p>Kopfstütze mit Segmentpolsterung</p> <p><input type="checkbox"/> E8000900004 € 628,00 3-teilig</p> 	<p>Kopfstützenhalterung Ø 25 mm Für SPEEDY, BUDDY</p> <p><input type="checkbox"/> E8000900006-K001 € 422,40 zur Aufnahme der Kopfstütze mit Segmentpolsterung am Rückenquerbügel. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr.</p> <p>Abnehmbar für TRAVELER</p> <p><input type="checkbox"/> E8000900006-K002 € 422,40 zur Aufnahme der Kopfstütze mit Segmentpolsterung am Schiebegriffende. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr.</p> <p>Bitte beachten: Zum Falten des Rollstuhles muss das Doppelquerrohr mit Kopfstützenhalterung mithilfe der Klemmhebel abgeschraubt werden.</p> 
<p>Montage gewähltes Zubehör Kraftknoten-anbindung durch PRO ACTIV</p> <p><input type="checkbox"/> R8000900003 € 272,30</p>		

Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

- 4 - 2025-12-01 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten ☐ = im Grundpreis ☒ = Position gewählt
Bestellblatt Kraftknotensysteme Rev. 12