



☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

☐ **Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

☐ **Versandadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____

FREAK Kompaktbike

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

- Unterzug-Chassis mit Versteifungsstrebe
- Chassis Länge 102 cm, SB 35 cm
- Antriebseinheit abkoppelbar über Exzenterverschluss
- Antriebseinheit schwarz mit Antriebsrad 20"
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schaltarmaturen
- Shimano Felgenbremse V-Brake
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- Radsturz 6°, Hinterradgröße 20"
- Sicherheitswimpel
- Sitzbespannung Body Contour

A9113000013

€ 4.640,00

Antriebsrad am Freak mit 26"

☐ **A9113000014** **€ 253,60**

V-Brake Bremse wird ersetzt durch mechanische Scheibenbremse.

Nicht in Kombination mit der Nexus 8-Gang Nabe.

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Rahmenfarbe - Einfarbdesign

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

☐ glanz A9000100170-023

☐ matt A9000100170-123 € 43,40

Brillant Silber

☐ glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

☐ glanz A9000100170-001

☐ matt A9000100170-101 € 43,40

Schwarz RAL 9005

☐ glanz A9000100170-003

☐ matt A9000100170-019 € 43,40

Tiefschwarz Effekt Silber

☐ glanz A9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

☐ glanz A9000100170-022

Fire Red

☐ glanz A9000100170-018

☐ matt A9000100170-118 € 43,40

Pink Magenta RAL 4010

☐ glanz A9000100170-037

☐ matt A9000100170-137 € 43,40

Sky Blue

☐ glanz A9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

☐ glanz A9000100170-036

☐ matt A9000100170-136 € 43,40

Marine Blau

☐ glanz A9000100170-045

☐ matt A9000100170-145 € 43,40

Electric Green

☐ glanz A9000100170-015

☐ matt A9000100170-115 € 43,40

Lemon Green

☐ glanz A9000100170-005

☐ matt A9000100170-105 € 43,40

Violett

☐ glanz A9000100170-044

Gelb RAL 1023

☐ glanz A9000100170-046

☐ matt A9000100170-146 € 43,40

Rot RAL 3001

☐ glanz A9000100170-047

☐ matt A9000100170-147 € 43,40

Lagoon Blue

☐ glanz A9000100170-052

☐ matt A9000100170-152 € 43,40

Athletic Grey RAL 7046

☐ glanz A9000100170-050

☐ matt A9000100170-150 € 43,40

Muddy Grey RAL 7033

☐ glanz A9000100170-051

☐ matt A9000100170-151 € 43,40

Peach RAL 3022

☐ glanz A9000100170-038

☐ matt A9000100170-138 € 43,40

Antrieb Neodrives

e-assistant Ausführung mit Neodrives

☐ A9113200000 € 3.250,10

- Neodrives Z10 Motor
- Drehmoment 12/40 Nm, Leistung 250 W
- Farbdisplay sMMi Z15 Connect
- Schiebehilfe zur Fahrt ohne Tretunterstützung bis 6 km/h
- Neodrives RR G2 Akku mit 14,25 Ah / 513 Wh
- Reichweite ca. 40 km - 70 km
- Nicht in Verbindung mit Nabenschaltungen!

>> Voraussichtlich lieferbar ab April 2026 <<



Nabenschaltung

Nicht in Verbindung mit e-assistant Ausführung.

Shimano „Nexus“

8-Gang Nabenschaltung

☐ A9113000015

Drehgriffschalter „Grip-Shift“
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 20 Zähne
mit Rücktrittbremse
Shimano V-Brake Bremsgriff links

Shimano „Alfine“

11-Gang Nabenschaltung

☐ A9113200026 € 833,70

Schaltgriff „Rapid Fire“
Übersetzung: Zahnkranz 32 Zähne,
Kassette 20 Zähne
mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura
MT2) Bremsgriff rechts
und Shimano V-Brake Bremsgriff links



Kettenschaltung

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

☐ A9113200034 € 517,50

mechanische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura MT4) Bremsgriff rechts
und Shimano V-Brake Bremsgriff links
Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

Kettenblattauswahl:

- ☐ 32 Zähne
☐ 38 Zähne

Shimano Deore XT 1x11 Di2 mit Tasterbedienung 11-Gang Kettenschaltung

☐ A9113200035 € 1.800,20

elektronische Kettenschaltung mit Bedienung am Handgriff
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
mit hydraulischer Scheibenbremse (Magura MT4) Bremsgriff rechts
und Shimano V-Brake Bremsgriff links
Kettenblatt oben mit Kettenschutzscheiben

Kettenblattauswahl:

- ☐ 32 Zähne
☐ 38 Zähne



Bremssystem

Leistungsstarkes Bremssystem mit Brems Scheibe Ø 203 mm

☐ A9110300105 € 83,10

Empfohlen ab 80 kg Körpergewicht



Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Tretlagerwelle mit Standard Kurbel

- ☐ Griffweite 40 cm
A9110500100-040
☐ Griffweite 45 cm
A9110500100-045

Tretlagerwelle mit Tetra Kurbel (ausgestellt) mit ausgestellten Kurbelarmen für max. Oberkörperfreiraum

- ☐ Griffweite 48 cm (176 mm)
A9110500100-048

Standard Tretkurbel

- ☐ Länge 155 mm
A9110600100-155
☐ Länge 175 mm
A9110600100-175



Tetra Tretkurbel


- ☐ Länge 155 mm € 136,10
A9100600105-155
☐ Länge 175 mm € 136,10
A9100600105-175



Tretlagerstütze starr

(Geringe Verfügbarkeit – nur so lange der Vorrat reicht. Alternativ: Tretlagerstütze verstellbar)

- ☒ S (X/Y 67/153 mm)
A9100501100-003



Tretlagerstütze verstellbar

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge

- ☐ S (180 mm)
A9100500001-002 € 232,10
- ☐ M (240 mm)
A9100500001-003 € 232,10

Bitte beachten: Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in M ausgeliefert.



Beinstütze

Beinstütze geteilt

- ☒ A9100100008
Adaption an der Gabel
für kurze Beine
Nur bis Körpergröße 165 cm möglich



Fußanschlag für Beinstütze

- ☐ A9100100012 € 91,20



Rückenausstattung

Rückenlehne mit Füllblech und Rückenkissen

(Geringe Verfügbarkeit – nur so lange der Vorrat reicht)

- ☒ A9113800002
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche

Rückenbespannung Body Contour


- ☐ A9113800010 € 92,40
mit Rückenkissen 3 cm
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche



Sitzkissen

Sitzkissen „Standard“

- ☐ A9113000190 € 115,00
Für Chassis 102 cm
SB: 35 cm
Höhe: 4 cm
Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche



Bereifung

20x1,1" Schwalbe „Durano“

☒ A9113105001
(ETRTO 406-28)
Rennrad-Reifen



20x1,75" Schwalbe „Marathon Plus“

☐ A9113105120 € 71,10
(ETRTO 406-47)
unplattbar
mit Pannenschutzeinlagen Smart Guard



Zubehör

Steck-Schutzblech

☐ A9100502100 € 58,10



Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt

☐ A9100800100 € 218,10
mit Halterungsklemme 40 mm



Nackenstütze

☐ A9100800150 € 261,00
höhenverstellbar, winkelverstellbar



Becken-Fixiergurt

☐ A9100800200 € 121,70



SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer

☐ A9110901000 € 70,10
kabellos, mit Halterung
Nicht in Verbindung mit e-assistant Ausführung



SIGMA BC 14.0 WL CAD Bike-Computer

☐ A9110900018 € 171,50
mit Trittfrequenz-Set
kabellos
Nicht in Verbindung mit e-assistant Ausführung



Halierung Ø 22 mm x 42 mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)

☐ A9110903271 Stk. á € 23,20
Farbe: Natur eloxiert

_____ Stück



Beleuchtungsset SIGMA

☐ A9120900019 € 123,90
bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte,
über Micro USB Buchse aufladbar,
inkl. Micro USB Ladekabel.
StVZO zugelassenes Beleuchtungsset



Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Handballenauflage am Handgriff

☐ A9110601200 € 102,80
gepolstert, verschraubt, winkleinstellbar.
Nicht in Verbindung mit anderen Handgriffen.



Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

☐ A9110601101 € 169,40



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

☐ A9110601102 € 191,60
sehr steife Außenstütze als Rundrohr Ø 20 mm
mit Moosgummiüberzug
Nicht in Verbindung mit Tetra-Handstütze
schwenkbar



Tetra-Schalengriffe☐ A9110601100 € 172,40**Dienstleistungen****Beratung und Ausmessung durch
PRO ACTIV**☐ A9990000000 € 354,50**Übergabe und Einweisung des
Handbikes / Zuggerätes durch
PRO ACTIV**☐ A9990000011 € 354,50**Anmerkungen und Notizen:****Ort, Datum****Unterschrift Endkunde / Fachhändler**

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 6 - 2026-03-03 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten ☐ = im Grundpreis enthalten ☒ = Position erforderlich
Bestellblatt FREAK Kompaktbike Rev. 21