



NJ1 électrique Kompaktbike

Poids max. utilisateur 100 kg

- Chassis avec support de fixation de batterie intégré.
- Fourche à démontage rapide via verrouillage excentrique
- Poignées en forme de A avec changement de vitesses et frein
- Dossier inclinable et réglable en continu
- Carrossage de roue 6°
- Frein à disque hydraulique
- Frein supplémentaire V-Brake avec dispositif d'arrêt
- Fanion de sécurité
- Garde boue avant
- Couleur de la fourche: Noir

Moteur Neodrives Z15

„Moteur puissant pour un maximum de force avec écran TFT et dérailleur Shimano à 11 vitesses“

Couple 12/40 Nm, puissance 250 watts

Taille de la roue: 26"

A9100100011-026 € 8.780,00

Date du devis: _____

Date de la commande: _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

Revendeur de matériel médical / adresse de la société:

N° client: _____

Nom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Interlocuteur: _____

Adresse de facturation différente (voir ci-dessous)

N° client: _____

Nom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Adresse de livraison différente (voir ci-dessous)

N° client: _____

Nom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Coordonnées du client:

Nom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

E-Mail: _____

Date de naissance: _____

Payeur: _____

Indication: _____

Mesures du corps

Taille: _____ cm

Poids: _____ kg

Couleur du châssis

Vous trouverez de plus amples informations concernant le choix de couleur actuel ainsi que des exemples sur: www.proactiv-gmbh.eu/fr/coloris.php

blanc RAL 9016

- brillant A9000100170-023
 mat A9000100170-123 € 42,10

argent

- brillant A9000100170-011

anthracite RAL 7016

- brillant A9000100170-001
 mat A9000100170-101 € 42,10

noir RAL 9005

- brillant A9000100170-003
 mat A9000100170-019 € 42,10

noir pailleté argent

- brillant A9000100170-007

orange RAL 2004

- brillant A9000100170-022

fire red

- brillant A9000100170-018
 mat A9000100170-118 € 42,10

pink magenta RAL 4010

- brillant A9000100170-037
 mat A9000100170-137 € 42,10

sky blue

- brillant A9000100170-017

bleu pastel RAL 5024

- brillant A9000100170-036
 mat A9000100170-136 € 42,10

bleu marine

- brillant A9000100170-045
 mat A9000100170-145 € 42,10

electric green

- brillant A9000100170-015
 mat A9000100170-115 € 42,10

lemon green

- brillant A9000100170-005
 mat A9000100170-105 € 42,10

violet

- brillant A9000100170-044

sablé transparent

- brillant A9000100170-029

jaune RAL 1023

- brillant A9000100170-046
 mat A9000100170-146 € 42,10

rouge RAL 3001

- brillant A9000100170-047
 Mat A9000100170-147 € 42,10

lagoon blue

- brillant A9000100170-052
 mat A9000100170-152 € 42,10

athletic grey

- brillant A9000100170-050
 mat A9000100170-150 € 42,10

muddy grey

- brillant A9000100170-051
 mat A9000100170-151 € 42,10

Batteries Neodrives

Les valeurs indiquées dépendent du profil de route, du poids de l'utilisateur et de sa vitesse.

Batterie neodrives DT 36V 16Ah 576Wh autonomie env. 75 km

- A9100900109



2 batteries neodrives DT 2 unités 36V 16Ah 576Wh autonomie env. 150 km

- A9100900110 € 1.371,30

Dispositif de commutation pour faciliter l'échange entre les batteries, positionnées via le connecteur magnétique sur la tête de direction.

Dérailleur

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire Dérailleur à 11 vitesses

A9110200032

Dérailleur mécanique avec commande sur la poignée. Cassette en 11 pignons n° de dents 11-42
Plateau supérieur avec protections de chaîne

Sélection des plateaux:

- 32 dents
 38 dents



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire Dérailleur à 11 vitesses

A9110200034 € 186,60

Dérailleur mécanique avec commande à la poignée. Cassette en 11 pignons n° de dents 11-42

Sélection des plateaux:

- 32 dents
 38 dents

Shimano Deore XT 1x11 DI2 Commande par bouton-poussoir Dérailleur à 11 vitesses

A9110200035 € 1.442,80

Dérailleur électronique avec commande sur la poignée. Cassette en 11 pignons n° de dents 11-42

Utilisation: à droite à gauche

Sélection des plateaux:

- 32 dents
 38 dents



Shimano Deore XT 1x11 DI2 passage des vitesses au menton dérailleur à 11-vitesses

A9110200033 € 1.583,60

Dérailleur électronique avec passage de vitesses au menton (option tétraplégique). Cassette en 11 pignons n° de dents 11-42

Sélection des plateaux:

- 32 dents
 38 dents



Accessoires de changement de vitesses

Mountaindrive 2,5 : 1 assistance en pente pour neodrives

A9116200003 € 703,80

pour extension à un nombre de vitesses doublé
Engrenage planétaire
Toutes les vitesses peuvent être changées sans pédaler
Compatible avec écartements 40, 45, 48 ou 53 cm



Système de freinage

Système de freinage puissant avec disque de frein Ø 203 mm

A9110300105 € 80,70

Recommandé à partir d'un poids de 80 kg
Pas nécessaire, si vous choisissez des freins à disque hydrauliques à rétropédalage



Deuxième système de freinage indépendant „Magura“ disque de frein Ø 203 mm

A9100300100 € 226,50

Option qui remplace le frein Shimano V-Brake. Seulement en combinaison avec le frein à disque efficace. Recommandé à partir de 100 kg de poids corpore

Frein à disque à rétropédalage mécanique avec fonction de dégagement de la manivelle

A9110300004 € 716,90

Compatible avec dérailleur et moyeu à roue libre. En combinaison avec:
- écartement des manivelles de 45 cm jusqu'à 55 cm
- longueur des manivelles 155 ou 175 mm, jusqu'au poids max. de l'utilisateur de 120 kg
Non-compatible avec assistance en pente Mountaindrive 2,5 : 1

Dimensions

Type de manivelle et largeur de poignée

Manivelles Standard

- Ecartement 40 cm
A9110500100-040
- Ecartement 45 cm
A9110500100-045
- Ecartement 50 cm
A9110500100-050

Manivelles Tetra (élargi a l'extérieur)

avec bras de manivelle élargis pour un espace maximum du torse.

- Ecartement 48 cm (176 mm)
A9110500100-048
- Ecartement 53 cm (226 mm)
A9110500100-053
- Ecartement 58 cm (276 mm)
A9110500100-058

Longueur des manivelles Standard

- Longueur 155 mm
A9110600100-155
- Longueur 175 mm
A9110600100-175
- Longueur 195 mm
A9110600100-195



Longueur des manivelles Tetra


- Longueur 155 mm € 132,10
A9100600105-155
- Longueur 175 mm € 132,10
A9100600105-175
- Longueur individuelle
195 mm jusqu'à 140 mm € 251,20
A9100600100



Manivelles fixe

(Faible disponibilité – uniquement jusqu'à épuisement des stocks. Alternativement: manivelles réglable)

- S (X/Y 67/153)
A9100501100-003
- M (X/Y 90/250)
A9100501100-001



Manivelles réglables

Réglable en longueur et en inclinaison.

Veillez nous indiquer pour le pré-réglage la hauteur de manivelles nécessaire pour réaliser la position appropriée

- S (180 mm) € 225,30
A9100500001-002
- M (240 mm) € 225,30
A9100500001-003

Sans indication contraire, les manivelles réglables seront livrées en hauteur S.



Repose-pieds

Repose-pieds séparé

A9100100008
Montage sur la fourche
pour des jambes courtes
Seulement recommandé jusqu'à une taille de
165 cm



Repose-pieds monobloc

A9100100009
Montage sur la fourche



Butée de pieds pour repose-pieds

A9100100012 € 88,50



Support de cuisses

A9100100013 € 208,80



Equipelement du dossier

Dossier avec tôle aluminium et mousse de dossier

A9100800002
Housse: noire, respirante, surface ouvert

Toile de dossier Body Contour

A9100800010 € 86,80
avec rembourrage en mousse 3 cm
Housse: noire, respirante, surface ouvert



Châssis


Châssis-Geometrie

Longueur 116 cm
SB env. 39 cm
A9100100000-005

Longueur 116 cm
SB env. 43 cm € 198,60
A9100100000-006

Version Heavy Duty
Poids de l'utilisateur
max. 120 kg € 413,20
A9100800013

recommandé pour une utilisation hors
piste / tout-terrain



Toile d'assise

Toile d'assise système de sangle ouvert



Châssis: 116 cm
SB 39 cm, ST 40 cm

A9100801010-002

Châssis: 116 cm
SB 43 cm, ST 40 cm

A9100801010-003



Toile d'assise Body Contour Châssis: 116 cm SB 39 cm, ST 40 cm <input type="checkbox"/> A9100801025-002		Châssis: 116 cm SB 43 cm, ST 40 cm <input type="checkbox"/> A9100801025-003		
Coussin				
Coussin Standard Housse: noire, respirante, surface ouvert Epaisseur: 4 cm Chassis: 116 cm SB 39 cm, ST 40 cm <input type="checkbox"/> A9100000190-002 € 108,70		Chassis: 116 cm SB 43 cm, ST 40 cm <input type="checkbox"/> A9100000190-003 € 108,70		
Coussin avec soutien de cuisses Housse: noire, respirante, surface ouvert Epaisseur: 4 cm seulement possible avec support de cuisses Chassis: 116 cm SB 39 cm, ST 40 cm <input type="checkbox"/> A9100800103-002 € 198,50		Chassis: 116 cm SB 43 cm, ST 40 cm <input type="checkbox"/> A9100800103-003 € 198,50		
Pneus				
26x1,5" Schwalbe „Marathon“ <input type="checkbox"/> A9100105100 (ETRTO 559-40) Pneu randonnée 	26x2" Schwalbe „Marathon Plus Tour“ <input type="checkbox"/> A9100105140 € 69,00 (ETRTO 559-50) Pneu randonnée 	26x2,1" Schwalbe „Smart Sam“ <input type="checkbox"/> A9100105150 € 72,40 (ETRTO 559-54) 		
Accessoires bike				
Garde-boue démontable <input type="checkbox"/> A9100502100 € 56,40 	Barre arrière anti-contact serrée sur le tube d'axe <input type="checkbox"/> A9100800100 € 211,70 	Appui-tête <input type="checkbox"/> A9100800150 € 253,40 réglable en hauteur, et inclinaison 		
Fixation du pelvis <input type="checkbox"/> A9100800200 € 115,20 	Support Ø 22 mm x 42 mm pour la fixation d'accessoires (compteur, éclairage, etc.) <input type="checkbox"/> A9110903271 pcs. á € 22,50 Couleur: anodisé naturel _____ Pièce(s) 	Kit d'éclairage SIGMA <input type="checkbox"/> A9120900019 € 120,30 composé d'un éclairage avant et d'un éclairage arrière, rechargeable via une prise micro USB, avec câble de chargement micro USB. Kit d'éclairage homologué StVZO 		

Options pour les utilisateurs à fonctions limitées

Appui de main sur les poignées

A9110601200 € 99,80

rembourré, vissé, réglable en angle.
Pas en combinaison avec d'autres poignées.



Support de main tetra, pivotable, écartement réglable

A9110601101 € 164,50



Support revers de la main tetra, pivotable, profondeur réglable

A9110601102 € 186,00

Support très rigide, tube rond ø 20 mm avec housse en caoutchouc



Poignées tetra en demi-cercle

A9110601100 € 167,40



Satellite de commande monté sur la poignée

Montage: droite gauche

avec câble de support existant (placé le long d'une conduite de frein)

A9116200000 € 98,20

sans câble de support existant (un câble aveugle supplémentaire est nécessaire)

A9116200001 € 139,20

Service

Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV

A9990000000 € 344,20

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est consensuel.

- 7 - 2024-06-14 / Les prix s'entendent hors TVA et frais d'expédition

= compris dans le prix base

= Option

Bon de commande NJ1 él. Kompaktbike Rev. 05 FR