



SPEEDY 4all Ergo

MOBILITÄT,
DIE SICH AN DICH ANPASST.

Der **SPEEDY 4all Ergo** ist ein Aktiv-Starrrahmen-Rollstuhl, der sich durch seine filigrane Rahmengestaltung mit ergonomischem Sitzknick auszeichnet. Mit 9 Rahmenparametern kann er optimal auf Dich abgestimmt werden. Auch nachträglich können viele Einstellungen vorgenommen werden: Kippwinkel, Sitzhöhen bzw. Sitzneigung sowie der Rückenwinkel können fortwährend auf Deine Bedürfnisse angepasst werden.



#Zuverlässigkeit

Stabiler und langlebiger Rahmen für maximale Mobilität und Kompatibilität mit Zusatzantrieben und Adaptionen.



#MehrMobilität

Zuggeräte und Adaptivbikes lassen sich mit wenigen Handgriffen über Adapter ankoppeln; optionale Radstandsverlängerung für zusätzliche Traktion.



#Selbstständigkeit

Das einfache Abklappen der Rückenlehne und die werkzeuglose Abnahme von Baugruppen ermöglichen den selbstständigen Transport.



#Flexibilität

Integrierte Kippwinkel- und Sitzhöhenverstellung in 1 cm-Schritten zur optimalen Anpassung an Deine Bedürfnisse.



PERFEKT AUF DICH ABGESTIMMT.

Der SPEEDY 4all Ergo ist eine individuelle Anfertigung entsprechend Deinen Bedürfnissen. Du kannst aus einer großen Palette an wählbaren Ausstattungen hinsichtlich Fußstützen, Bremsen, Schiebegriffen, Rücken- und Sitzsystemen, Kleiderschützern, Armauflagen sowie Antriebs- und Lenkrädern wählen.

EINZIGARTIGE, WÄHLBARE OPTIONEN AUS DEM HAUSE PRO ACTIV:



Die 7-fach winkelverstellbare und abfaltbare Rückenlehne bietet maximale Flexibilität für die ideale Sitzposition.



Die nach hinten hochfaltbare Fußstütze mit Federrastmechanismus ist einfach im Handling und flexibel im Alltag.



Wendiger Einhandantrieb mit Doppelgreifring für Nutzer mit Halbseitenlähmung oder eingeschränkter Mobilität auf einer Körperseite.



Formschöne Integral- Feststellbremse mit komfortabler und sicherer Bedienung.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------------|---|
| Sitzbreite: | 30 - 52 cm (in 1 cm-Schritten) |
| Sitztiefe: | 36 - 48 cm (in 1 cm-Schritten) |
| Rückenhöhe: | 20 - 48 cm (in 1 cm-Schritten) |
| Unterschenkellänge: | 37 - 50 cm (in 1 cm-Schritten) |
| Sitzhöhe hinten: | 38 - 47 cm (in 1 cm-Schritten) |
| Sitzhöhe vorne: | 44 - 52 cm (in 1 cm-Schritten) |
| Kippunkt: | 3 - 11 cm (in 1 cm-Schritten) |
| Produktgesamtgewicht: | ab 9,7 kg |
| Max. Belastungsgewicht Standard: | bis 120 kg |
| Max. Belastungsgewicht Heavy Duty: | bis 150 kg entsprechende individuelle Maße auf Anfrage |

Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA



PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.de

Rev. 09/2024
Technische Änderungen, Druckfehler & Farbabweichungen vorbehalten.