



**Date devis:** \_\_\_\_\_

**Date commande:** \_\_\_\_\_

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

### Adresse du magasin:

N° du client: \_\_\_\_\_

Nom: \_\_\_\_\_

Rue: \_\_\_\_\_

Code postal/Lieu: \_\_\_\_\_

Tél.: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Interlocuteur: \_\_\_\_\_

**Adresse de facturation différente**

N° du client: \_\_\_\_\_

Nom: \_\_\_\_\_

Rue: \_\_\_\_\_

Code postal/Lieu: \_\_\_\_\_

**Adresse de livraison différente**

N° du client: \_\_\_\_\_

Nom: \_\_\_\_\_

Rue: \_\_\_\_\_

Code postal/Lieu: \_\_\_\_\_

### Coordonnées du client:

Nom: \_\_\_\_\_

Rue: \_\_\_\_\_

Code postal/Lieu: \_\_\_\_\_

Tél.: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Date de naissance: \_\_\_\_\_

Payeur: \_\_\_\_\_

Indication: \_\_\_\_\_

## SPIKE Adaptivbike

Poids max. utilisateur 75 kg et 5 kg poids de charge

- Plaque pour adaptation rapide au bras de liaison "Quick-Snap"
- Poignées en forme de A avec changement de vitesses et frein
- Frein Shimano V-Brake, Poignée de frein à gauche
- Plaques de protection de chaîne montées de deux côtés,
- Passage de vitesses non-inclu
- Béquille
- Tube protection de la chaîne
- Kit d'éclairage Sigma avec unité de chargement batterie, phare avant et arrière

A9114000000 € 2.600,00

### Équipement de base:

- Moyeu à roue libre avec plateau, 15 dents
- Frein à disque hydraulique avec disque de Ø 180 mm
- Frein à disque mécanique Shimano, poignée de frein à gauche

### Mesures du corps

Taille: \_\_\_\_\_ cm

Hauteur du torse: \_\_\_\_\_ cm

Poids: \_\_\_\_\_ kg

Ces informations sont indispensables au traitement du dossier.

## Couleur de la fourche

Vous trouverez de plus amples informations concernant le choix de couleur actuel ainsi que des exemples sur: [www.proactiv-gmbh.eu/fr/coloris.php](http://www.proactiv-gmbh.eu/fr/coloris.php)

### blanc RAL 9016

- brillant A9000100170-023  
 mat A9000100170-123 € 42,10

### argent

- brillant A9000100170-011

### anthracite RAL 7016

- brillant A9000100170-001  
 mat A9000100170-101 € 42,10

### noir RAL 9005

- brillant A9000100170-003  
 mat A9000100170-019 € 42,10

### noir pailleté argent

- brillant A9000100170-007

### orange RAL 2004

- brillant A9000100170-022

### fire red

- brillant A9000100170-018  
 mat A9000100170-118 € 42,10

### pink magenta RAL 4010

- brillant A9000100170-037  
 mat A9000100170-137 € 42,10

### sky blue

- brillant A9000100170-017

### bleu pastel RAL 5024

- brillant A9000100170-036  
 mat A9000100170-136 € 42,10

### bleu marine

- brillant A9000100170-045  
 mat A9000100170-145 € 42,10

### electric green

- brillant A9000100170-015  
 mat A9000100170-115 € 42,10

### lemon green

- brillant A9000100170-005  
 mat A9000100170-105 € 42,10

### violet

- brillant A9000100170-044

### jaune RAL 1023

- brillant A9000100170-046  
 mat A9000100170-146 € 42,10

### rouge RAL 3001

- brillant A9000100170-047  
 mat A9000100170-147 € 42,10

### lagoon blue

- brillant A9000100170-052  
 mat A9000100170-152 € 42,10

### athletic grey

- brillant A9000100170-050  
 mat A9000100170-150 € 42,10

### muddy grey

- brillant A9000100170-051  
 mat A9000100170-151 € 42,10

## Changement de vitesse

### Shimano Deore 1x11 Rapid Fire dérailleur 11 vitesses

- A9114200032 € 391,90  
 dérailleur mécanique avec commande sur la poignée cassette 11 vitesses 11-42 dents

### Shimano „Nexus“ 7 vitesses au moyeu à vitesses intégrées Poignée tournante „Grip Shift“

- A9114000007 € 527,00  
 avec frein sur jante V-Brake, poignée de frein à gauche



### Shimano „Nexus“ 8-vitesses au moyeu à vitesses intégrées Poignée tournante „Grip-Shift“

- A9114000008 € 697,80  
 avec frein sur jante V-Brake, poignée de frein à gauche



### Mountaindrive 2,5 : 1 Assistance en pente pour moyeux à vitesses intégrées

- A9100200003 € 774,20  
 Engrenage planétaire pour doubler le nombre des vitesses.  
 Toutes les vitesses (les vitesses intégrées dans le moyeu et de l'assistance en pente) peuvent être changées sans pédaler.  
 Compatible avec écartements 40 ou 45 cm



## Dimensions

### Ecartement des manivelles Standard

- Ecartement 36 cm  
A9114500100-036
- Ecartement 40 cm  
A9110500100-040
- Ecartement 45 cm  
A9110500100-045



### Longueur des manivelles

- Longueur 135 mm  
A9110600100-135
- Longueur 155 mm  
A9110600100-155
- Longueur 175 mm  
A9110600100-175

## Pneu

### 20x2" Schwalbe „Big Apple“

- A9114105125  
(ETRTO 406-50)  
Pneus ballon



### 20x1,75" Schwalbe „Marathon“

- A9110105121  
(ETRTO 406-47)  
Pneus randonnée



### Bande anti-crevaisson pour les pneumatiques

- A9000206100-K € 54,20

## Accessoires pour fauteuil roulant

### Platine porte axe pour le déport des roues arrière

- pour SPEEDY A1 / A2  
A9110100100-002 € 359,20
- pour BUDDY  
A9110100100-003 € 359,20
- pour TRAVELER  
A9110100100-001 € 359,20

Carrossage 4° intégré, réglage de l'écartement des roues est indépendant de l'écartement des roues en position standard



### Barre porte axes pour déport des roues, amovible par cordon, avec tube d'axe monobloc

- pour SPEEDY 4all /  
4teen / 4you /  
TRAVELER 4you € 548,30  
A9110102001

amovible, avec tube d'axe continu carrossage 4°/ 6° intégré, réglage de l'écartement des roues est indépendant de l'écartement des roues en position standard



## Adaptateur

### Bras de liaison de cadre rigide SPEEDY avec „adaptation Quick-Snap“

- A9110700141 € 502,40
- avec clapet de serrage rapide et fixation centrée sous assise et axe de roue  
Couleur: noir



### Bras de liaison de cadre pliant TRAVELER avec „adaptation Quick-Snap“

- A9110701300 € 537,20
- avec clapet de serrage rapide sur bloc de pliage et fixation centrée sous assise  
Couleur: noir



### Bras de liaison de cadre rigide BUDDY avec „adaptation Quick-Snap“

- A9110701400 € 502,40
- avec clapet de serrage rapide et fixation centrée sous assise et axe de roue  
Couleur: noir



### Adaptateur universel avec pince universelle pour „adaptation Quick-Snap“

A9110701500 € 572,30

Adaptateur fixé sur le cadre avant du fauteuil roulant

Possibilité de montage sur fauteuils de PRO ACTIV

Potences droites à partir de largeur d'assise SB 31 cm jusqu'à 54 cm

Potences en V à partir de largeur d'assise SB 30 cm jusqu'à 50 cm

#### ATTENTION :

Sans indication exacte du diamètre des tubes de potences du fauteuil roulant, nous livrons les pinces de serrage en diamètre 23-27 mm.



Veuillez faire votre choix dans la liste suivante:

A9110701525

Diamètre des tubes 23-27 mm

A9110701530

Diamètre des tubes 28-32 mm

A9110701535

Diamètre des tubes 33-37 mm

Douille de serrage [70mm]  
Inclus en standard

Pour une distance étroite entre le repose-pied et la roue arrière.

Douille de serrage [110mm] € 44,50  
A9199000117

Pour une distance moyenne entre le repose-pied et la roue arrière.

Douille de serrage [170mm] € 53,90  
A9199000154

Pour une grande distance entre le repose-pied et la roue arrière.

### Levier de serrage adaptateur universel

A9199701507 € 103,00

monté à droite et à gauche pour une utilisation facile en cas de fonction manuelle limitée  
Uniquement en combinaison avec l'adaptateur universel



## Accessoires

### Garde boue pour roue avant

en plastique

composants de montage nécessaires inclus

A9122502100 € 106,20

en combinaison avec le porte-bagages

A9122502101 € 56,40



### Garde boue pour roue avant

en alu

composants de montage nécessaires inclus

A9122500005 € 149,00

en combinaison avec le porte-bagages

A9122500006 € 109,10

### SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer

A9110901000 € 68,10

sans fil, avec support



### Plaques de protection de chaîne au couleur de la fourche

A9114500005 € 83,30

### Porte-bagages en alu „cargo systems“

A9120900000 € 203,90

Couleur: noir

Poids de charge max. 10 kg sur la plateforme de chargement.

Max. 15 kg en combinaison avec des sacs à bagages en cas de faible sollicitation.



### Roulettes de manoeuvre pour béquille

A9110900017 € 118,50

Roulettes de manoeuvre montées sur la béquille via clip de serrage double.



## Options pour les utilisateurs à fonctions limitées

### Support de main tetra

A9110601101 € 164,50

pivotant et réglable au niveau de l'écartement des poignées



### Support des mains tetra demi-cercle

A9110601100 € 167,40



### Levier additionnel

A9110700004 € 100,90

Pour faciliter l'ouverture et fermeture du clapet de serrage de l'adaptateur, sur barre sous-assise du fauteuil.



### Extension de levier verrouillage excentrique pour fixation Quick Snap

Facilite la fermeture et l'ouverture de l'adaptateur Quick Snap. Version tetra

A9110700005 € 71,70

Version droite uniquement en combinaison avec l'adaptateur pour cadre rigide

A9110700006 € 71,70

Version courbée uniquement en combinaison avec l'adaptateur frontal



### Aide pour simplifier le montage de l'adaptateur de cadre rigide au-dessous du siège

A9110700002 € 53,40



### Sangle pectorale pour le maintien de torse

Taille S (105 cm) A9000800016 € 231,80

Taille M (125 cm) A9000800013 € 231,80

Taille L (145 cm) A9000800014 € 231,80

Taille XL (165 cm) A9000800017 € 231,80

Sangles élastiques combiné avec du néoprène avec fermeture scratch et languette pour l'ouverture  
Couleur: noir



## Service

### Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV

A9990000000 € 344,20

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est consensuel.