



**Kostenvoranschlag Datum:** \_\_\_\_\_  
**Beratung erfolgte durch**  
**Mitarbeiter Sanitätshaus:** \_\_\_\_\_  
**Außendienst PRO ACTIV:** \_\_\_\_\_

**Bestellung Datum:** \_\_\_\_\_  
Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

### Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_

**Versandadresse:**  **wie Firmenadresse**  
 **abweichend (siehe unten)**

Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

### Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Geb.-Dat.: \_\_\_\_\_  
Kostenträger: \_\_\_\_\_  
Indikation: \_\_\_\_\_

## PRO ACTIV Kraftknotensysteme

Für die von PRO ACTIV geprüften und freigegebenen Rollstühle

**Rechnungsadresse:**  **wie Firmenadresse**  
 **abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
ASP.: \_\_\_\_\_


### Bestellung des Kraftknotensystems zu folgendem Produkt:

**Rollstuhlneubestellung**  
(Siehe separat beigefügtes Bestellblatt:  
Kommission.: \_\_\_\_\_)


### **Nachrüstung an einen vorhandenen PRO ACTIV Rollstuhl**

- Typ: \_\_\_\_\_
- Produktnummer: \_\_\_\_\_
- Baujahr: \_\_\_\_\_
- Sitzbreite SB: \_\_\_\_\_
- Sitztiefe ST: \_\_\_\_\_
- Rückenhöhe RH: \_\_\_\_\_

## Abmessung Beckengurt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge A	Länge B	Länge C
E8000900007 A9000900001	Beckengurt 1350 mm mit Schloss	660 - 1410 mm	360 mm	230 mm
E8000900009 A9000900007	Beckengurt 1670 mm mit Schloss	910 - 1730 mm	480 mm	360 mm



Variante	betreffende Modelle	Maß X
1	SPEEDY A1 / A2, TRAVELER, BUDDY classic / 4all	Ca. 30 mm
2	TRAVELER 4all Ergo, SPEEDY 4all / 4all Ergo, SPEEDY 4teen	Ca. 50 mm
3	SPEEDY 4you / 4you Ergo und TRAVELER 4you Ergo in der Ausführung hoher Rahmen	Ca. 90 mm

## Kraftknoten für Rollstuhl-Neubestellung

### Kraftknotenanzubindung am hinteren Rahmen integriert mit Gurtöse

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0950

€ 337,90

Rahmenanschweißteil zur Aufnahme des Beckengurtes und zur Aufnahme des hinteren Retraktors. Beckengurt mit Schloss (A9000900001 / A9000900007) bei Bedarf bitte separat auswählen.

- SPEEDY A1 / A2 TRAVELER A9000900030-K
- BUDDY classic A9040900001
- BUDDY 4all A9047900001



### Kraftknotenanzubindung am hinteren Rahmen über Rahmeninlett mit Gurtöse

Für Modelle: SPEEDY 4all / 4you / 4all Ergo / 4you Ergo, 4teen, TRAVELER 4all Ergo / 4you Ergo

HMV Pos.Nr. 18.99.99.0950

€ 353,50

zur Aufnahme des Beckengurtes und zur Aufnahme des hinteren Retraktors. Beckengurt mit Schloss (A9000900001 / A9000900007) bei Bedarf bitte separat auswählen.

- A9000900020



## Zubehör für Kraftknoten-Neubestellung (für alle Grundartikel - siehe oben)




### Lagerblockzwischenplatte




mit Gurtöse zur Aufnahme des vorderen Retraktors

Bitte beachten: Die Lenkspurbreite vergrößert sich um 12 mm pro Seite.

- Farbe: Schwarz A9000900008-001 € 168,10
- Farbe: Silber A9000900008-002 € 168,10



<p><b>Beckengurt 1350 mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9000900001 € 156,40</p> <p>Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes. Gurtfarbe: Rot</p>	<p><b>Beckengurt 1670 mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9000900007 € 156,40</p> <p>Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes. Für die Verwendung an Rollstühlen mit Sitzschale geeignet. Gurtfarbe: Rot</p>	<p><b>Schulterschräggurt automatisch mit Schlosskopf</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9000900002 € 129,10</p> <p>und Umlenkung, Länge 3200 mm</p>
<p><b>Retraktoren für Kraftknoten</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9000900003 € 496,10</p> <p>Anbindung am Rollstuhl mit Gurtschleufe oder Schlosszunge. Anbindung am Fahrzeugboden über 4-fach Fitting.</p> <p>Set bestehend aus: 2 Retraktoren vorne: Semi Automatik ohne Handspannrad 2 Retraktoren hinten: Semi Automatik mit Handspannrad</p>	<p><b>Kopfstütze mit Segmentpolsterung</b></p> <p><input type="checkbox"/> A9000900004 € 384,30</p> <p>3-teilig und Halterungsrohr ø 25 mm</p> 	<p><b>Kopfstützenhalterung ø 25 mm</b></p> <p>Für SPEEDY, BUDDY</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900005-K001 € 258,60</p> <p>zur Aufnahme der Kopfstütze mit Segmentpolsterung am Rückenquerbügel. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr.</p> <p>Abnehmbar für TRAVELER</p> <p><input type="checkbox"/> A9000900005-K002 € 258,60</p> <p>zur Aufnahme der Kopfstütze mit Segmentpolsterung am Schiebegriffende. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr.</p> <p><b>Bitte beachten:</b> Zum Falten des Rollstuhles muss das Doppelquerrohr mit Kopfstützenhalterung mithilfe der Klemmhebel abgeschraubt werden.</p> 
<p><b>Kopfstützenhalterung mit Vierkantaufnahme für Lagerungskopfstütze</b></p> <p><input type="checkbox"/> Rohrabmessung Halterungsrohr 15 x 15 mm € 268,00 A9000400850-001</p> <p><input type="checkbox"/> Rohrabmessung Halterungsrohr 12,7 x 12,7 mm € 268,00 A9000400850-002</p> <p>Montage am Rückenquerbügel. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr. Ab SB 23 cm möglich. Nicht in Verbindung mit Zentralschiebegriff.</p>		
<p><b>Kraftknoten für Rollstuhl-Nachrüstung</b></p>		
<p><b>Nachrüstsatz Kraftknoten-anbindung</b> <b>Für Modelle: SPEEDY A1 / A2, TRAVELER, BUDDY classic</b></p> <p>Voraussetzung für Nachrüstung: Rollstuhllalter unter 3 Jahre Wird diese Voraussetzung nicht erfüllt, ist eine Nachrüstung nicht möglich.</p> <p>Am hinteren Rahmen integriert mit Gurtöse. Rahmenanschweißteil zur Aufnahme des Beckengurtes und zur Aufnahme des hinteren Retraktors.</p> <p><input type="checkbox"/> R8000900004 € 954,60</p>  <p>Für die Nachrüstung des Rahmenanschweißteiles ist es notwendig folgende Arbeitsschritte bei uns im Hause durchzuführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Demontage des Rollstuhles</li> <li>- Entschichten des Rollstuhlrahmens</li> <li>- Anschweißen des Rahmenanschweißteils</li> <li>- Neubeschichten des Rollstuhlrahmens</li> <li>- Montage des Rollstuhles</li> </ul>		

<p><b>Nachrüstsatz Kraftknoten-anbindung</b>  <b>Für Modelle: SPEEDY 4all / 4you / 4all Ergo / 4you Ergo / 4teen, TRAVELER 4all Ergo / 4you Ergo</b>  Am hinteren Rahmen über Rahmeninlett mit Gurtöse.</p> <p><input type="checkbox"/> E8000900005      € 248,90</p> <p>Zur Aufnahme des Beckengurtes sowie des hinteren Retraktors.  Ohne Montage.</p> 	<p><b>Nachrüstsatz Kraftknoten-anbindung</b>  <b>Für Modell: BUDDY 4all</b>  mit Gurtöse.</p> <p><input type="checkbox"/> E8047900001      € 219,00</p> <p>zur Anbindung an den hinteren Retraktor und zur Verschraubung mit dem Beckengurt.</p> 	
<b>Zubehör für Kraftknoten-Nachrüstung</b>		
<p><b>Lagerblockzwischenplatte</b>  Bitte beachten: Die Lenkspurbreite vergrößert sich um 12 mm pro Seite.  mit Gurtöse zur Aufnahme des vorderen Retraktors und Befestigungsschrauben</p> <p><input type="checkbox"/> Farbe: Schwarz  E8000900046-001      € 266,00</p> <p><input type="checkbox"/> Farbe: Silber  E8000900046-002      € 266,00</p>		
<p><b>Beckengurt 1350 mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten</b></p> <p><input type="checkbox"/> E8000900007      € 234,00</p> <p>Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes.  Gurtfarbe: Rot</p>	<p><b>Beckengurt 1670 mm mit Schloss, Anbindung an Kraftknoten</b></p> <p><input type="checkbox"/> E8000900009      € 234,00</p> <p>Gurt in der Länge einstellbar. Mit beidseitigen Schlosszungen zur Aufnahme des Schulterschräggurtes.  Für die Verwendung an Rollstühlen mit Sitzschale geeignet.  Gurtfarbe: Rot</p>	<p><b>Schulterschräggurt automatisch mit Schlosskopf</b></p> <p><input type="checkbox"/> E8000900003      € 201,90</p> <p>und Umlenkung, Länge 3200 mm</p>
<p><b>Retraktoren für Kraftknoten</b></p> <p><input type="checkbox"/> E8000900014      € 772,30</p> <p>Anbindung am Rollstuhl mit Gurtschlaufe oder Schlosszunge. Anbindung am Fahrzeugboden über 4-fach Fitting.</p> <p>Set bestehend aus:  2 Retraktoren vorne: Semi Automatik ohne Handspannrad  2 Retraktoren hinten: Semi Automatik mit Handspannrad</p>	<p><b>Kopfstütze mit Segmentpolsterung</b></p> <p><input type="checkbox"/> E8000900004      € 598,10</p> <p>3-teilig</p>	<p><b>Kopfstützenhalterung</b></p> <p>Für SPEEDY, BUDDY</p> <p><input type="checkbox"/> E8000900006-K001      € 402,30</p> <p>zur Aufnahme der Kopfstütze mit Segmentpolsterung am Rückenquerbügel. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr.</p> <p>Abnehmbar für TRAVELER</p> <p><input type="checkbox"/> E8000900006-K002      € 402,30</p> <p>zur Aufnahme der Kopfstütze mit Segmentpolsterung am Schiebegriffende. Verstärkte Ausführung mit Doppelquerrohr.</p> <p><b>Bitte beachten:</b>  Zum Falten des Rollstuhles muss das Doppelquerrohr mit Kopfstützenhalterung mithilfe der Klemmhebel abgeschraubt werden.</p>
<p><b>Montage gewähltes Zubehör Kraftknoten-anbindung durch PRO ACTIV</b></p> <p><input type="checkbox"/> R8000900003      € 259,30</p>		

**Ort, Datum**

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

**Unterschrift Endkunde / Fachhändler**