

# *576634*



## #FreieKonzeption

Alltagsbegleiter und Sportgerät in einem. Ob Tanzen, Paragliding, Tennis, Crossfit oder Tischtennis auf Weltklasseniveau, der SPEEDY F2 lässt sich flexibel an Deine Aktivitäten anpassen.



## #Individualität

Die Maße sind so flexibel, dass der Rahmen für kleinwüchsige Personen sowie für Menschen mit über 2 m Körpergröße oder beinamputierte Personen konzipiert werden kann.



### #Zuverlässigkeit

Der SPEEDY F2 überzeugt mit einem stabilen und langlebigen Rahmen, der maximale Mobilität gewährleistet und mit verschiedenen Zusatzantrieben & Adaptionen kompatibel ist.



## #Selbstständigkeit

Dank der leicht abfaltbaren Rückenlehne & der werkzeuglosen Abnahme von Baugruppen ist der SPEEDY F2 einfach zu transportieren.



Der **SPEEDY F2** ist Dein individueller Starrrahmenrollstuhl mit verschweißtem Rahmen für unschlagbare Fahreigenschaften auf ebenen oder unebenen Wegen. Jeder Rahmen ist ein Unikat nach Deinen Maßen und Wünschen gefertigt – perfekt für erfahrene Rollstuhlfahrer. Wähle 14 Rahmenparameter wie Kniewinkel, Rahmeneinzug, Radstand und Unterschenkelweite oben und unten. Der SPEEDY F2 ist unfassbar vielseitig durch seine individuellen Rahmengestaltungsmöglichkeiten, die unterschiedlichen Rückenausführungen sowie die umfangreichen Optionen.





# TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite:	25 - 55 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitztiefe:	23 - 55 cm (in 1 cm-Schritten)
Rückenhöhe:	20 - 60 cm (in 1 cm-Schritten)
Unterschenkellänge:	> 20 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe hinten:	35 - 50 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe vorne:	36 - 58 cm (in 1 cm-Schritten)
Kipppunkt:	-5 - 17 cm (in 1 cm-Schritten)
Produktgesamtgewicht:	ab 8,5 kg
Max. Belastungsgewicht Standard:	bis 120 kg
Max. Belastungsgewicht Heavy Duty:	bis 200 kg entsprechende individuelle Maße auf Anfrage

FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11 72359 Dotternhausen info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.de

Rev. 09/2024 Technische Änderungen, Druckfehler & Farbabweichungen vorbehalten.