



PROACTIV®



30cm



LIFT activ

MIT DEM LIFT ACTIV ERREICHST DU MEHR.

Der **LIFT activ** mit Sitzhöhenverstellung macht Dich im Alltag sowie in verschiedenen Berufen und an unterschiedlichen Arbeitsplätzen flexibel. Du erreichst mühelos Maschinen, Möbel, Kücheneinrichtungen, Drucker und Regale – häufig ganz ohne Umbaumaßnahmen. Mit nur 14,5 kg überzeugt der **LIFT activ** durch sein leichtes, dynamisches Design und den einfachen Transport. Neben der mechanischen Variante ist der **LIFT activ** auch als elektrische Version erhältlich. Dieser ermöglicht Dir eine komfortable und stufenlose Sitzhöhenverstellung per Knopfdruck – ideal für noch mehr Selbstständigkeit, Effizienz und Ergonomie im Alltag und im Beruf.



#Unabhängigkeit

Mit dem LIFT activ meisterst Du den Alltag noch selbstbestimmter. Beim Einkaufen erreichst Du ohne fremde Hilfe Waren aus den oberen Regalen und bist unabhängig.



#AufAugenhöhe

Mit der stufenlosen Sitzhöhenverstellung liftet der Sitz bis zu 30 cm nach oben. In dieser Position bist Du mit einer stehenden Person von ca. 1,75 m Körpergröße auf Augenhöhe.




#KomfortAufKnopfdruck

Der LIFT activ elektrisch ermöglicht Dir eine stufenlose Sitzhöhenverstellung per Knopfdruck – präzise und kraftsparend für mehr Selbstständigkeit im Alltag.



#Selbstständigkeit

Dank der Gewichtsoptimierung, der abfaltbaren Rückenlehne und der werkzeuglosen Abnahme von Baugruppen kannst Du Deinen LIFT activ einfach transportieren.



DEIN SCHLÜSSEL ZU MEHR UNABHÄNGIGKEIT.

Dein **LIFT activ** wird ganz individuell für Dich angefertigt, passend zu Deinen Bedürfnissen. Du hast eine große Auswahl an Ausstattungen – von Fußstützen und Bremsen über Schiebegriffe bis hin zu Sitz- und Rückensystemen sowie Antriebs- und Lenkrädern. So ist Dein LIFT activ genau so, wie Du ihn brauchst.

EINZIGARTIGE, WÄHLBARE OPTIONEN AUS DEM HAUSE PRO ACTIV:



Die 7-fach winkelverstellbare und abfaltbare Rückenlehne bietet maximale Flexibilität für die ideale Sitzposition.



Die am Lordosegelenk abklappbare Rückenlehne ermöglicht ein für den Transport optimales Packmaß – schnell und einfach.



Der Rahmenvorbau abnehmbar und abschwengbar mit geteilter Fußstütze bietet viel Raum für Deinen Transfer.





Die nach hinten hochfaltbare Fußstütze ist einfach im Handling und flexibel im Alltag.

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite:	35 - 46 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitztiefe:	35 - 48 cm (in 1 cm-Schritten)
Rückenhöhe:	20 - 48 cm (in 1 cm-Schritten)
Unterschenkellänge:	30 - 48 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe hinten:	41 - 43 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe vorne:	45 - 51 cm (in 1 cm-Schritten)
Kipppunkt:	6 - 10 cm (in 1 cm-Schritten)
Produktgesamtgewicht:	mechanisch: ab 14,5 kg elektrisch: ab 23 kg
Max. Belastungsgewicht Standard:	bis 100 kg

Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA



PROACTIV

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.de

Rev. 07/2026_01
Technische Änderungen, Druckfehler & Farbabweichungen vorbehalten.