



PROACTIV®



ROBUST, VIELSEITIG,
GENAU WIE DU ES BRAUCHST.

SPEEDY A1

Der **SPEEDY A1** ist das Multitool unter den Starrrahmenrollstühlen. Der extrem robuste Rahmen bietet Dir maximale Stabilität und lässt sich mit einer Vielzahl an Optionen, Zubehör und Sonderbauten ausstatten. So kann der Rollstuhl optimal für Personen bis 300 kg Körpergewicht oder auch Personen mit einer Körpergröße von 2 m oder mehr angepasst und umgesetzt werden.



#MehrMobilität

Adaptivbikes und starke Zuggeräte lassen sich mit wenigen Handgriffen über Adapter ankoppeln.




#Zuverlässigkeit

Der SPEEDY A1 überzeugt mit seinem Rahmen, der für Extrembelastungen ausgelegt und mit verschiedenen Zusatzantrieben und Adaptionen kompatibel ist.



#Flexibilität

Einige Einstellungen können auch nachträglich vorgenommen werden: Kippunkt, Sitzhöhen bzw. Sitzneigung und Rückenwinkel können an Deine Bedürfnisse angepasst werden.



#Selbstständigkeit

Dank der abfaltbaren Rückenlehne und der werkzeuglosen Abnahme von Baugruppen ist der SPEEDY A1 einfach zu transportieren.



PERFEKTE ANPASSUNG. MAXIMALE ZUVERLÄSSIGKEIT.

Dein **SPEEDY A1** wird genau nach Deinen Wünschen gefertigt. Du bestimmst die Rahmenmaße und wählst aus einer Vielzahl von Optionen – von Fußstützen über Bremsen und Schiebegriffen bis hin zu Sitz- und Rückensystemen und Rädern. Dein Rollstuhl, genau wie Du ihn brauchst.


EINZIGARTIGE, WÄHLBARE OPTIONEN AUS DEM HAUSE PRO ACTIV:



Die 7-fach winkelverstellbare und abfaltbare Rückenlehne bietet maximale Flexibilität für die ideale Sitzposition.



Die nach hinten hochfaltbare Fußstütze mit Federrastmechanismus ist einfach im Handling und flexibel im Alltag.



Wendiger Einhandantrieb mit Doppelgreifring für Nutzer mit Halbseitenlähmung oder eingeschränkter Mobilität auf einer Körperseite.




Mit der Heavy Duty Ausstattung ist Dein SPEEDY A1 für Extrembelastungen ausgelegt wie beispielsweise ein Personengewicht bis zu 300 kg.

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite:	30 - 50 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitztiefe:	36 - 48 cm (in 1 cm-Schritten)
Rückenhöhe:	20 - 48 cm (in 1 cm-Schritten)
Unterschenkellänge:	33 - 52 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe hinten:	37 - 45 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe vorne:	44 - 54 cm (in 1 cm-Schritten)
Kipppunkt:	4 - 13 cm (in 1 cm-Schritten)
Produktgesamtgewicht:	ab 9,9 kg
Max. Belastungsgewicht Standard:	bis 120 kg
Max. Belastungsgewicht Heavy Duty:	bis 300 kg entsprechende individuelle Maße auf Anfrage

Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA



PRO^oACTIV[®]

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
72359 Dotternhausen

info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.de

Rev. 11/2025_01

Technische Änderungen, Druckfehler & Farbabweichungen vorbehalten.