



Kostenvoranschlag Datum: _____

**Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus:** _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

Versandadresse: **wie Firmenadresse**
 abweichend (siehe unten)

Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____

Rechnungsadresse: **wie Firmenadresse**
 abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr. _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP.: _____

PRO ACTIV Sitz- und Rückensysteme

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ/Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

Bestellung des Sitz- und/oder Rückensystems zu folgendem Produkt:


- Rollstuhlneubestellung**
(siehe separat beigefügtes Bestellblatt:
Kommission.: _____)
- Nachrüstung für einen PRO ACTIV Rollstuhl¹**
- Typ: _____
 - Produktnummer: _____
 - Baujahr: _____
 - Sitzbreite SB: _____
 - Sitztiefe ST: _____
 - Rückenhöhe RH: _____
- Nachrüstung für Fremdprodukt¹**
- Sitzbreite SB: _____
 - Sitztiefe ST: _____
 - Rückenhöhe RH: _____

Bitte unbedingt die Zeichnungen beachten, es erfolgt seitens
PRO ACTIV keine Kompatibilitätsprüfung!


¹Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Aufpreise bei Rollstuhlneubestellung. Sofern die Artikel zur Nachrüstung bestellt werden, können die Preise einzelner Artikel abweichen. Fordern Sie einen Kostenvoranschlag an.

Sitzsystem

„Sitzkissen bzw. Sitzplatte ohne Radiuskontur“



„Sitzkissen bzw. Sitzplatte mit Radiuskontur“




Sitzplatte

Sitzplatte Aluminium mit Radiuskontur auf geschweißten Sitzplattenhaltern montiert

- für SPEEDY A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen, BUDDY und LIFT A9000801210-K

CHF 298,00

Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)



Sitzkissen in Rechteckkontur

**Sitzkissen in Rechteckkontur
Inlett: Standard**

- Höhe: 3 cm A9000805180-K003 CHF 120,60
- Höhe: 4 cm A9000805180-K004 CHF 120,60
- Höhe: 5 cm A9000805180-K005 CHF 120,60
- Höhe: 6 cm A9000805180-K006 CHF 120,60



**Sitzkissen in Rechteckkontur
Inlett: Anti-Dekubitus**

- Höhe: 4 cm
- bis 30x30 cm A9000805204-K004 CHF 262,10
- >30x30 bis 50x50 cm A9000805200-K004 CHF 446,20
- Höhe: 6 cm
- bis 30x30 cm A9000805204-K006 CHF 262,10
- >30x30 bis 50x50 cm A9000805200-K006 CHF 446,20



Bezugsstoff:

- Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
- Schwarz, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

Sitzkissen mit Radiuskontur

**Sitzkissen mit Radiuskontur
Inlett: Standard**

- Höhe: 3 cm A9000800300-K003 CHF 165,40
- Höhe: 4 cm A9000800300-K004 CHF 165,40
- Höhe: 5 cm A9000800300-K005 CHF 165,40
- Höhe: 6 cm A9000800300-K006 CHF 165,40



**Sitzkissen mit Radiuskontur
Inlett: Anti-Dekubitus**

- Höhe 4 cm:
- bis 30x30 cm A9000800311-K004 CHF 307,80
- >30x30 bis 50x50 cm A9000800310-K004 CHF 491,90
- Höhe 6 cm:
- bis 30x30 cm A9000800311-K006 CHF 307,80
- >30x30 bis 50x50 cm A9000800310-K006 CHF 491,90




Bezugsstoff:

- Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
- Schwarz, geschlossene Oberfläche

Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.

Rückenausstattung mit Rückenschale

Rückenkissen, sofern gewünscht, bitte separat auswählen!



Maße	Maßangaben	Hinweise			
A Sitzbreite	_____ cm				
B obere Rückenbreite		SB 18 – 22: 13 cm	SB 23 – 30: 14 cm	SB 31 – 38: 17 cm	SB 39 – 50: 19,5 cm
C Durchhang	_____ cm	SB 18 – 22: 5 cm	SB 23 – 30: 6 cm	SB 31 – 38: 6,8 cm	SB 39 – 50: 7,5 cm
F Höhe max. Lordosenunterstützung	_____ cm	unter SB 24 cm ohne Lordosegurte	SB 27 – 36 cm 18,5 – 20,5 cm	SB 37 – 43 cm 20,5 – 22,5 cm	SB 44–50: 22,5–24 cm
G Rückenlänge	_____ cm	min. 24 cm			
H		< RH 25 cm: 4,5 cm	RH 25 – 48: 5,5 cm	RH 49 – 52: 7,5 cm	

Ergonomie-Rückenschale Aluminium ab RH 24 cm

- für SPEEDY A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen, BUDDY und LIFT
A9000802210-K
mit Lordosenunterstützung
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe) **CHF 435,00**



Ergonomie-Rückenschale Aluminium ab RH 34 cm und SB 33 cm

- für TRAVELER A9030802210-K
mit Lordosenunterstützung, Befestigung am Rückenquerbügel, über Rastklinke abnehmbar
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe) **CHF 611,00**



Rückenkissen für Ergonomie-Rückenschale

- A9000802220-K **CHF 216,00**
Polsterdicke 2 cm
Bezugsstoff:
 Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
 Schwarz, geschlossene Oberfläche
Sofern keine Angabe erfolgt, wird der Bezugsstoff „Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche“ ausgeliefert.




ERGO Back Rückenlehnenbügel für Ergonomie-Rückenschale ab RH 24 cm und SB 30 cm

- für SPEEDY A1, A2, F1, F2, F4, 4all, 4you, 4teen, BUDDY und LIFT
A9000802019-K
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Rückenschale separat auswählen, nicht in Verbindung mit Schiebegriffen bzw. BUDDY nur kompatibel mit Schiebegriff
Art.-Nr.: A9041401082 **CHF 241,00**



Rückenausstattung mit ERGO Back Rückenlehnenbügel



Maße	Maßangaben	Hinweis
A Sitzbreite	_____ cm	
B Rückenhöhe	_____ cm	
C	_____ cm	min. 10,5 cm, Standard 12 cm
F Höhe Lordosewölbung Auswahl nur bei Artikelnummer A9000802016-K	_____ cm	Die Höhe der Lordosewölbung ist abhängig von den körperlichen Gegebenheiten sowie dem Sitzsystem. Erfolgt keine Angabe wird Höhe 23 cm geliefert.
G Lordosetiefe	_____ cm	Empfehlung: 1 - 3cm Ohne Angabe: Standard 2 cm
H Ausstellung nach außen	_____ cm	max. 1 cm bei Rückenlehne abfaltbar max. 2 cm bei Rückenlehne fest
I Ausstellwinkel	_____ °	Standard: 120° (min. 95° - max. 135°)

ERGO Back Rückenlehnenbügel gerade ab RH 20 cm und SB 30 cm

- für SPEEDY A1, A2, **CHF 289,00**
F1, F2, F4, 4all, 4you,
4teen, BUDDY und
LIFT
A9000802018-K

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Nicht in Verbindung mit Schiebegriffen bzw.
BUDDY nur kompatibel mit Schiebegriff
Art.-Nr.: A9041401082



ERGO Back Rückenlehnenbügel mit Lordosewölbung ab RH 31 cm und SB 30 cm

- für SPEEDY A1, A2, **CHF 315,00**
F1, F2, F4, 4all, 4you,
4teen, BUDDY und
LIFT
A9000802016-K

mit ausgespartem Griffbereich, anpassbarer Rückenbespannung und Polster
Farbe: Anthrazit matt
(Sofern keine Angabe unter Auswahl Farbe)
Nicht in Verbindung mit Schiebegriffen bzw.
BUDDY nur kompatibel mit Schiebegriff
Art.-Nr.: A9041401082



Farbe

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Verfügbarkeiten unter: www.proactiv-gmbh.de

Sofern keine Angabe erfolgt, wird das Sitz- und Rückensystem in der Standardfarbe: Anthrazit matt geliefert.

Anthrazit RAL 7016 glanz

A9000100179-995

- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

in Rahmenfarbe

A9000100179-999 **CHF 91,50**

- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

Bei Rahmenbeschichtung im Zweifarbdesign

Bitte angeben, ob die gewünschte Option in der Grundfarbe oder der Designfarbe beschichtet werden soll

A9000100179-999 **CHF 91,50**

- Rückenschale
- Grundfarbe
- Designfarbe
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Grundfarbe
- Designfarbe
- Sitzplatte Aluminium
- Grundfarbe
- Designfarbe

Falls eine andere Farbe gewünscht wird, bitte diese entsprechend aus der Farbpalette Rollstuhl auswählen:

in Farbe aus Einfarbdesign:

A9000100179-998 **CHF 148,00**

Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten Farbe (Einfarbdesign) eintragen:

A9000100170-

- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

in Farbe aus Zweifarbdesign:

A9000100179-997 **CHF 239,00**

Bitte die 3 letzten Ziffern der gewünschten Farbe (Zweifarbdesign) eintragen:

A9000100170-

- Rückenschale
- ERGO Back Rückenlehnenbügel
- Sitzplatte Aluminium

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.