



FOXX Offroad Kompaktbike

Zugelassen bis 120 kg Zuladung

Grundausrüstung

- Laufräder vorne 24" (507-30) tubeless ready
- Laufrad hinten 27,5" (587-35) tubeless ready
- vollgefedert mit 100 mm Federweg vorne und 140 mm Federweg hinten
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Hydraulisches Scheibenbremssystem vorne und hinten
- Rückenlehne im Winkel und Abstand einstellbar
- Tretlagerposition einstellbar
- Schutzblech für das hintere Rad
- Unterfahrschutz
- Akku Beleuchtungsset

A9105100000

€ 16.975,00

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

☐ **Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

☐ **Versandadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

ID- / Kom.-Nr.: _____

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Gewicht: _____ kg

Indikation: _____

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

Antriebssystem Bafang

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig von Streckenprofil, Benutzergewicht und Geschwindigkeit.

Bafang M560 Motor

Maximale Power für alle Offroad-Abenteuer

☐ A9105100010
500W, 130Nm Drehmoment,
Unterstützung bis 25 km/h,
Anfahrhilfe bis 15 km/h



Akku Bafang 48V 696Wh

Reichweite: ca. 50 km - 75 km

☐ A9105900100
Akku montiert im Hauptrahmen unter der
Sitzplatte.



Doppelakku Bafang 48V 696Wh

Reichweite: ca. 100 km - 150 km

☐ A9105900105 **€ 880,70**
Akkus montiert im Hauptrahmen unter der
Sitzplatte.
Wechselsteckverbindung an der Sitzplatte
montiert zum einfachen Wechsel zwischen den
Akkus.



Antriebssystem Shimano

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig von Streckenprofil, Benutzergewicht und Geschwindigkeit.

Shimano EP6 Cargo Motor

Antriebssystem für Gelände und Straße

☐ A9105100020 **€ 334,80**
250W, 85Nm Drehmoment,
Unterstützung bis 25 km/h,
Anfahrhilfe bis 6 km/h
Pedelec System mit Straßenzulassung



Akku Shimano 36V 630Wh

Reichweite: ca. 45 km - 70 km

☐ A9105900110 **€ 628,70**
Akku montiert im Hauptrahmen unter der
Sitzplatte.



Doppelakku Shimano 36V 630Wh

Reichweite: ca. 90 km - 140 km

☐ A9105900115 **€ 1.447,50**
Akkus montiert im Hauptrahmen unter der
Sitzplatte.
Wechselsteckverbindung an der Sitzplatte
montiert zum einfachen Wechsel zwischen den
Akkus.



Farbe Anbauteile

Sofern keine Angabe erfolgt, werden Beinstütze, Schutzblech hinten und Kettenschutzscheibe in UDS schwarz geliefert.

Beinstütze, Schutzblech hinten und Kettenschutzscheibe UDS schwarz

☐ A9105100170-001

Beinstütze, Schutzblech hinten und Kettenschutzscheibe Rein Orange RAL 2004 glanz

☐ A9105100170-002

Beinstütze, Schutzblech hinten und Kettenschutzscheibe Individuelle Farbauswahl

☐ A9105100170-003 **€ 225,60**
aus Farbpalette Einfarbdesign
Pulverfarben Rollstuhl

A9000100170- _____

Farbe: _____

Beinstütze

Beinstütze Größe M

für Körpergröße 175 cm bis 200 cm

☐ In Grundausstattung enthalten



Beinstütze Größe S

bis zu einer Körpergröße von 175 cm

☐ A9105100180



Kettenschaltung

Shimano Cues U8000 11-Gang Kettenschaltung

☒ A9105200010
mit Linkglide Technologie
Kassette 11-50 Z



Sram GX-Eagle AXS 12-Gang Kettenschaltung

☐ A9105200011 € 790,50
elektrische Funkschaltung
Kassette 11-50 Z



Nabenschaltung

Rohloff 14-Gang Nabenschaltung mit elektrischer Bedienung

☐ A9105200020 € 2.047,10
wird über das Bafang System versorgt.



Fahrwerk

Standard Fahrwerk

☒ A9105400010
Fox Float DPS Performance vorne und Manitou
Mara Inline hinten mit je drei Modi
(Open, Medium, Firm)
Zug- und Druckstufe einstellbar

Hochwertiges Offroad Fahrwerk

☐ A9105400020 € 865,20
Fox Float DPS Factory vorne und Manitou
Mara Pro hinten mit je drei Modi
(Open, Medium, Firm)
Zug- und Druckstufe einstellbar
High- und Low-speed Druckstufe einstellbar

Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Standard Tretkurbel

- ☐ Griffweite 40 cm
A9117500100-040
- ☐ Griffweite 45 cm
A9117500100-045
- ☐ Griffweite 50 cm
A9117500100-050

Tetra Tretkurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max.
Oberkörperfreiraum

- ☐ Griffweite 48 cm
A9117500100-048
- ☐ Griffweite 53 cm
A9117500100-053
- ☐ Griffweite 58 cm
A9117500100-058

Standard Tretkurbel

- ☐ Länge 155 mm
A9110600100-155
- ☐ Länge 175 mm
A9110600100-175
- ☐ Länge 195 mm
A9110600100-195



Tetra Tretkurbel

- ☐ Länge 155 mm € 136,10
A9100600105-155
- ☐ Länge 175 mm € 136,10
A9100600105-175
- ☐ Länge individuell € 258,70
140 mm bis 195 mm
A9100600100



Tretlagerstütze verstellbar

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge.

Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt.

☐ S (180 mm)
A9105500010-01

☐ M (240 mm)
A9105500010-02

Bitte beachten: Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in S ausgeliefert.



Handgriff Optionen

Handballenauflage am Handgriff

☐ A9110601200 € 102,80

gepolstert, verschraubt, winkeleinstellbar.
Nicht in Verbindung mit anderen Handgriffen.



Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

☐ A9110601101 € 169,40



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

☐ A9110601102 € 191,60

sehr steife Außenstütze als Rundrohr Ø 20 mm mit Moosgummiüberzug



Oberkörperfixierung

Brustgurt zur Oberkörperfixierung

☐ Größe S (105 cm) € 241,80
A9000800016

☐ Größe M (125 cm) € 241,80
A9000800013

☐ Größe L (145 cm) € 241,80
A9000800014

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche.

Farbe: Schwarz



Pelvi.Loc Beckenfixierung


☐ A9105800000 € 339,90



Bereifung


Offroad Bereifung

☐ A9105105110
Vorne: Smart Sam 24 x 2,1"
Hinten: Magic Marry 27,5 x 2,6" Soft




Offroad Bereifung 2

☐ A9105105111 € 61,00
Vorne: Hans Dampf 24 x 2,35"
Hinten: Magic Marry 27,5 x 2,6" Soft



Trekking Bereifung

☐ A9105105100 € 48,20
Vorne: Land Cruiser Plus 24 x 2,0"
Hinten: Johnny Watts 27,5 x 2,6"



Pannenschutzeinlegeband ☐ A9000206100-K € 55,80		
Zubehör		
Beleuchtung für vorne und hinten ☐ A9105900000 € 225,60 inkl. Reflektoren für StVZO 	Fidlock TWIST Trinkflasche ☐ A9105900003 € 52,60 am Steuerrohr montiert Flasche mit 590 ml Füllvolumen 	Distanzstücke für Oberschenkelfixierung ☐ A9105900010 € 38,90 mit je 20 mm Höhe (max. 60 mm Höhe / 3 Paar) ____ Paar 
Schutzbleche für die Vorderräder ☐ A9105900001 € 213,20 UDS Schwarz beschichtet 	Dämpferpumpe ☐ A9105900015 € 40,90 bis 20 bar 	Taschen und Werkzeug Set ☐ A9105900004 € 142,00 Set aus einer Tasche am Rahmen neben dem Dämpfer platziert (1,1 Liter Volumen) die zum Beispiel Platz für Handy, Geldbeutel und Schläuche bietet sowie einer weiteren Tasche zwischen den Rohren der Steuerrohrhalterung platziert (0,6 Liter Volumen) die sich ideal zur Aufbewahrung von Werkzeug eignet. 
Dienstleistungen		
Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV ☐ A9990000000 € 354,50	Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV ☐ A9990000011 € 354,50	

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

- 5 - 2026-03-03 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. und Versandkosten ☐ = im Grundpreis enthalten ☒ = Position erforderlich
Bestellblatt FOXX Offroad Kompaktbike Rev. 02

RECHTLICHER HINWEIS – FOXX Offroad-Handbike mit SHIMANO oder BAFANG Antriebssystem

PRO ACTIV bietet das FOXX Offroad-Handbike wahlweise mit zwei unterschiedlichen Antriebssystemen an. Die Nutzungsmöglichkeiten unterscheiden sich je nach Ausstattung und den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

SHIMANO Antriebssystem (Pedelec-System nach EN 15194)

Das FOXX mit SHIMANO Antriebssystem erfüllt die Anforderungen eines Pedelegs gemäß EU-Norm EN 15194.

Mit dieser Ausstattung ist das Fahrzeug für den Betrieb im öffentlichen Straßenverkehr und auf öffentlichen Wegen in Deutschland zulässig, ohne dass eine Betriebserlaubnis oder ein Versicherungskennzeichen erforderlich ist. Dies gilt auch für die Nutzung auf Radwegen.

BAFANG Antriebssystem (Leistungsstärkeres Offroad-System)

Das FOXX mit BAFANG M560 Antriebssystem verfügt über eine Motorleistung von 500 W und ein Drehmoment von 130 Nm. PRO ACTIV weist ausdrücklich darauf hin, dass das FOXX mit BAFANG Antriebssystem in Deutschland ohne Einzelbetriebserlaubnis und ohne Versicherungskennzeichen nicht im öffentlichen Straßenverkehr oder auf öffentlichen Wegen, Plätzen oder Radwegen betrieben werden darf. Der Betrieb ist in diesem Fall ausschließlich auf Privatgelände sowie im Offroad-Gelände (z. B. auf nicht-öffentlichen Trails oder Bikeparks) zulässig. Ein Betrieb im öffentlichen Raum ohne gültige Betriebserlaubnis stellt einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz (§ 1 PflVG) dar und kann gemäß § 6 Abs. 1 PflVG strafrechtlich verfolgt werden.

Bitte beachten Sie zudem:

Sollten Sie das FOXX mit BAFANG Antrieb außerhalb Deutschlands verwenden, obliegt es Ihnen, sich im Vorfeld über die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Vorgaben und Verkehrsvorschriften zu informieren.

Bestätigung der Kenntnisnahme

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die obigen Hinweise gelesen, verstanden und zur Kenntnis genommen habe.

Ich verpflichte mich, das FOXX mit BAFANG Antriebssystem in Deutschland ausschließlich mit einer gültigen Betriebserlaubnis im öffentlichen Straßenverkehr zu verwenden bzw. ohne Betriebserlaubnis nur auf Privatgelände oder im Offroad-Gelände zu betreiben.

Bei Nutzung in anderen Ländern werde ich mich eigenverantwortlich über die dort geltenden rechtlichen Vorgaben informieren und diese beachten.

Kundenname in Druckbuchstaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)