



Kostenvoranschlag Datum: _____
Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____
Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____
Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

SPIKE Adaptivbike

zugelassen bis 75 kg Anhängelast und 5 kg Zuladung

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den "Quick-Snap" Adapter
- Antriebseinheit mit Lenkgabel
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Beidseitige Kettenschutzscheiben in schwarz
- Ohne Gangschaltung
- Tretlagerstütze höhen- und winkelverstellbar
- Abstellständer
- Beleuchtungsset Sigma mit Akku Ladeinheit, Front- und Heckscheinwerfer

A911400000 € 2.550,00

Grundausrüstung:

- Freilaufnabe mit Singlespeed Kit, 15 Zähne
- Hydraulische Scheibenbremse mit Ø 180 mm Scheibe
- Mech. Shimano Scheibenbremse, Bremsgriff links

Bitte beachten: Beim Kauf eines SPIKE Adaptivbike in Kombination mit einem Rollstuhl gilt der ermäßigte MwSt.-Satz für die komplette Einheit.

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm
Oberkörperhöhe: _____ cm
Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

Gabelfarbe

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

- glanz A9000100170-023
 matt A9000100170-123 € 40,10

Brillant Silber

- glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

- glanz A9000100170-001
 matt A9000100170-101 € 40,10

Schwarz RAL 9005

- glanz A9000100170-003
 matt A9000100170-019 € 40,10

Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz A9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

- glanz A9000100170-022

Fire Red

- glanz A9000100170-018
 matt A9000100170-118 € 40,10

Pink Magenta RAL 4010

- glanz A9000100170-037
 matt A9000100170-137 € 40,10

Sky Blue

- glanz A9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

- glanz A9000100170-036
 matt A9000100170-136 € 40,10

Marine Blau

- glanz A9000100170-045
 matt A9000100170-145 € 40,10

Electric Green

- glanz A9000100170-015
 matt A9000100170-115 € 40,10

Lemon Green

- glanz A9000100170-005
 matt A9000100170-105 € 40,10

Violett

- glanz A9000100170-044

Gelb RAL 1023

- glanz A9000100170-046
 matt A9000100170-146 € 40,10

Rot RAL 3001

- glanz A9000100170-047
 matt A9000100170-147 € 40,10

Lagoon Blue

- glanz A9000100170-052
 matt A9000100170-152 € 40,10

Athletic Grey

- glanz A9000100170-050
 matt A9000100170-150 € 40,10

Muddy Grey

- glanz A9000100170-051
 matt A9000100170-151 € 40,10

Ausstattung

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

- A9114200032 € 384,20
 mechanische Kettenschaltung mit Bedienung
 am Handgriff
 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Shimano „Nexus“ 7-Gang Nabenschaltung Drehgriffschaltung „Grip Shift“

- A9114000007 € 516,70
 mit V-Brake Felgenbremse, Bremsgriff links



Shimano „Nexus“ 8-Gang Nabenschaltung Drehgriffschaltung „Grip Shift“

- A9114000008 € 684,10
 mit V-Brake Felgenbremse, Bremsgriff links



Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung In Verbindung mit Nabenschaltung

- A9100200003 € 759,00


Planetengetriebe zur Verdoppelung der Gänge.
 Alle Gänge (der Nabenschaltung und die
 Berguntersetzung) können im Stand geschaltet
 werden!
 In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45 cm



Abmessungen

Tretlagerwelle mit Standard Kurbel

- Griffweite 36 cm
A9114500100-036
- Griffweite 40 cm
A9110500100-040
- Griffweite 45 cm
A9110500100-045



Standard Tretkurbel

- Länge 135 mm
A9110600100-135
- Länge 155 mm
A9110600100-155
- Länge 175 mm
A9110600100-175

Bereifung

20x2" Schwalbe „Big Apple“

- A9114105125
(ETRTO 406-50)
Balloonreifen



20x1,75" Schwalbe „Marathon“

- A9110105121
(ETRTO 406-47)
Tourenreifen




Pannenschutzeinlageband für Luftbereifung

- A9000206100-K € 51,60

Rollstuhlabhängiges Zubehör

Verlängerte Bike-Platte

- Für SPEEDY A1 / A2
A9110100100-002 € 352,20
 - Für BUDDY
A9110100100-003 € 352,20
 - Für TRAVELER
A9110100100-001 € 352,20
- 4° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“

- Für SPEEDY 4all /
4teen / 4you /
TRAVELER 4you
A9110102001 € 537,50
- abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr
4° / 6° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Rahmenadapter

SPEEDY Starrrahmenadapter Linksbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

- A9110700141 € 492,50
- mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme
Farbe: Schwarz



TRAVELER Faltrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

- A9110701300 € 526,70
- mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Faltrahmen
Farbe: Schwarz



BUDDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

- A9110701400 € 492,50
- mit Schnellspannklammer und Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: Schwarz



Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

A9110701500 € 561,10

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau
Bedienung auf rechter Seite

Anbausituation bei PA Produkten:
Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm
Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers
wird standardmäßig ein Adapter für einen
Rohrdurchmesser von 23-27 mm geliefert.



Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

A9110701525

Rahmenrohrdurchmesser 23-27 mm

A9110701530

Rahmenrohrdurchmesser 28-32 mm

A9110701535

Rahmenrohrdurchmesser 33-37 mm

Klemmhülse [70mm]
Im Standard enthalten
Für engen Abstand zwischen Fußbrett und
Antriebsrad

Klemmhülse [110mm] € 43,60
A9199000117
Für mittleren Abstand zwischen Fußbrett und
Antriebsrad

Klemmhülse [170mm] € 52,80
A9199000154
Für weiten Abstand zwischen Fußbrett und
Antriebsrad

Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für Betätigung der Rahmenklemmung

A9199701507 € 101,00

rechts und links montiert zur einfachen
Klemmenbedienung bei eingeschränkter
Handfunktion
Nur in Verbindung mit Frontadapter



Zubehör

Steck-Schutzblech

aus Kunststoff
inkl. benötigten Montagekomponenten

A9122502100 € 104,10

In Verbindung mit Gepäckträger

A9122502101 € 55,30



Schutzblech Alu

inkl. benötigten Montagekomponenten

A9122500005 € 146,10

In Verbindung mit Gepäckträger

A9122500006 € 107,00

SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer

A9110901000 € 66,80
kabellos, mit Halterung



Kettenschutzscheibe in Rahmenfarbe

A9114500005 € 81,70

Alu-Gepäckträger „cargo systems“

A9120900000 € 199,90

Farbe: Schwarz
Max. Belastungsgewicht 10 kg
max. 15 kg in Verbindung mit Gepäcktaschen
bei niedrigerer Belastungshöhe



Rangierrollen für Abstellständer

A9110900017 € 116,20

Rangierrollen über Inlett an Abstellständer
montiert



Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

A9110601101 € 161,30



Tetra Schalengriffe

A9110601100 € 164,10



Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

A9110700004 € 98,90

um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern



Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung

Erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra

A9110700005 € 70,30

Gerade Ausführung nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter

A9110700006 € 70,30

Gebogene Ausführung nur in Verbindung mit Frontadapter



Adaptionshilfe Zentrierzapfen

A9110700002 € 52,40

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern



Brustgurt zur Oberkörperfixierung

Größe S (105 cm) A9000800016 € 220,80

Größe M (125 cm) A9000800013 € 220,80

Größe L (145 cm) A9000800014 € 220,80

Größe XL (165 cm) A9000800017 € 220,80

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienflasche. Farbe: Schwarz



Dienstleistungen

Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

A9990000000 € 327,80

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch PRO ACTIV inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

A9990000007 € 540,50

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

A9990000009 € 667,00

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr ø _____ mm

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch den Fachhandel inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

A9990000008

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

A9990000005

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr ø _____ mm

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

Unterschrift Endkunde / Fachhändler