

Im Hofstätt 11
D- 72359 Dotternhausen
Tel +49 (0)7427 9480-0
Fax +49 (0)7427 9480-7025
e-mail info@proactiv-gmbh.de
www.proactiv-gmbh.de



NJ1 el. Kompaktbike RS

Zugelassen bis 100 kg Zuladung

- Unterzugchassis mit integrierter Akkuhalterung
- Antriebseinheit abkoppelbar über Excenterschnellverschluss
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- Rückenlehne stufenlos winkelverstellbar
- 6° Radsturz
- Hydraulisches Scheibenbremssystem
- Zusatzbremse V-Brake (Felgenbremse) mit Feststellarretierung
- Sicherheitswimpel

Kostenvoranschlag Datum: _____
Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____
Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____
gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.:* _____
Name:* _____
Straße:* _____
PLZ / Ort:* _____
Tel.:* _____
Fax: _____
E-Mail:* _____
ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name:* _____
Straße:* _____
PLZ / Ort:* _____
Tel.:* _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm
Gewicht: _____ kg

Antrieb Neodrives

Neodrives

„Der kraftvolle Nabenantrieb für max. Leistung mit TFT-Display und 27-Gang Kettenschaltung“

Drehmoment 12/40 Nm, Leistung 250 Watt

Radgröße: 26"

9100100010-026 € 6.650,00



Akku Neodrives

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig von Streckenprofil, Benutzergewicht und Geschwindigkeit.

Akku neodrives G2
36 V 14,25 Ah / 513 Wh
Reichweite ca. 50-80 km

9100900106



Akku neodrives G3
36 V 17 Ah / 612 Wh
Reichweite ca. 100 km

9100900109 €119,00



Doppelakku neodrives G2
2 Stück 36 V 14,25Ah / 513 Wh
Reichweite ca. 100-160 km

9100900108 € 1.017,00

Umsteckvorrichtung zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus über den Magnetstecker

Doppelakku neodrives G3
2 Stück 36V 17 Ah / 612 Wh
Reichweite ca. 200 km

9100900110 € 1.232,00

Umsteckvorrichtung zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus über den Magnetstecker

Daumenbedienschalter der Anfahrunterstützung am Handgriff montiert

9116200000 € 127,00

Montage:

links

rechts



Farbe Antriebseinheit

Silber, Antriebseinheit eloxiert

9110100170-000

Black Shadow, Antriebseinheit tiefschwarz RAL 9005, glatt glanz

9110100170-001 € 103,80

- Gabelholm R und L
- Gabelbrücke oben und unten
- Tretlagerstütze

Kettenschaltung

Shimano Deore 3x9 Rapide Fire 27-Gang-Kettenschaltung

9100200018

Übersetzung:
Zahnkranz 22-32-44 Zähne,
Kassette 11-13-15-17-20-23-26-30-32 Zähne



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire 11-Gang-Kettenschaltung

9110200034 € 151,00

mechanische Kettenschaltung mit Bedienung
am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne



Shimano Deore XT 1x11 DI2 Taster Bedienung 11-Gang-Kettenschaltung

9110200035 € 1.175,00

elektronische Kettenschaltung mit Bedienung
am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne



Shimano Deore XT 1x11 DI2 Rapid Fire 11-Gang-Kettenschaltung

9110200032 € 1.138,00

elektronische Kettenschaltung mit Bedienung
am Handgriff. 11-Fach Kassette 11-42 Zähne



Shimano Deore XT 1x11 DI2 Kinnbedienung 11-Gang-Kettenschaltung

9110200033 € 1.245,00

elektronische Kettenschaltung mit
Kinnbedienung (Tetra-Ausstattung).
11-Fach Kassette 11-42 Zähne



Schaltungszubehör

Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung für neodrives 18 Gänge

9116200004 € 371,30

Planetengetriebe
Ersetzt den 3-fach Zahnkranz und ermöglicht
das Schalten der Berguntersetzung im Stand!
In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45 cm!



Bremssystem

Leistungsstarkes Bremssystem mit Brems Scheibe Ø 203mm

9110300105 € 68,60

Empfohlen ab 80 kg Körpergewicht.
Nicht erforderlich bei Auswahl Hydraulische Rücktritt-Scheibenbremse



Doppeltes Scheiben-Bremssystem „Magura“ Brems Scheibe Ø 203mm

9100300100 € 183,90

V-Brake Felgenbremse entfällt
Nur in Verbindung mit dem leistungsstarken Bremssystem!

Hydraulische Rücktritt-Scheibenbremse mit Kurbelfreischaltfunktion zur Rückwärtsfahrt

9110300003 € 618,80

Kompatibel mit Kettenschaltung und Freilaufschalt nabe
In Verbindung mit:
- Tretlagerwelle Griffweite 45 bis 55 cm
- Tretkurbel Kurbellänge 155 oder 175 mm bis 120 kg Körpergewicht
Nicht in Verbindung mit Mountaindrive 2,5:1 Berguntersetzung!
Nicht in Verbindung mit Tretlagerstütze XS!



Chassis


Chassis-Geometrie

Länge 104 cm
SB ca. 39 cm
9100100000-001

Länge 116 cm
SB ca. 39 cm
9100100000-002

Länge 116 cm
SB ca. 43 cm € 161,20
9100100000-003

Heavy Duty Ausführung
bis 120 kg Körpergewicht
9100800013 € 335,50
empfohlen bei Offroad-Nutzung



Abmessungen

Tretlagerwelle

Griffweite 40 cm
9100500100-040

Griffweite 45 cm
9100500100-045

Griffweite 50 cm
9100500100-050




Tretlagerstütze starr

XS (X/Y 113/130)
9100501100-004

S (X/Y 67/153)
9100501100-003

M (X/Y 90/250)
9100501100-001



Tretlagerstütze verstellbar

9100500001 € 182,90

verstellbar im Winkel über geklemmten Drehpunkt an der Gabelbrücke und in der Länge.

Bitte geben Sie für die Voreinstellung die Tretlagerstützengröße an, die Ihrer gewünschten Position am nächsten kommt.

Größe: _____

Ohne Angabe wird die verstellbare Tretlagerstütze in S ausgeliefert.





<p>Tretkurbel</p> <p><input type="checkbox"/> Länge 155 mm 9100600100-155</p> <p><input type="checkbox"/> Länge 175 mm 9100600100-175</p> <p><input type="checkbox"/> Länge 195 mm 9100600100-195</p> 	<p>Kundenanfertigung Tretkurbellänge nach Maß _____ mm (Mindestlänge 125mm)</p> <p><input type="checkbox"/> 9100600101 € 155,80</p>	
---	--	--

Beinstütze

<p>Beinstütze geteilt</p> <p><input type="checkbox"/> 9100100008 Adaption an der Gabel für kurze Beine Nur bis Körpergröße 165 cm möglich!</p> 	<p>Beinstütze umlaufend</p> <p><input type="checkbox"/> 9100100009 Adaption an der Gabel</p> 	<p>Beinstütze an Chassis adaptiert</p> <p><input type="checkbox"/> 9100100010 € 400,40 Beine nicht durch Lenkbewegung beeinflusst, erhöht die Fahrzeugbreite!</p> 
--	---	--

<p>Fußanschlag für Beinstütze</p> <p><input type="checkbox"/> 9100100012 € 71,90</p> 	<p>Oberschenkelfixierung</p> <p><input type="checkbox"/> 9100100013 € 127,90</p> 	
--	---	--



Rückenausstattung

<p>Rückenlehne mit Füllblech und Foampolsterung 1,5 cm</p> <p><input type="checkbox"/> 9100800000</p> 	<p>Rückenlehne mit Füllblech und Rückenkissen</p> <p><input type="checkbox"/> 9100800002 € 117,20 Bezug: Schwarz, atmungsaktiv</p>	<p>Rückenbespannung body contour</p> <p><input type="checkbox"/> 9100800010 € 123,80 mit Rückenkissen 3 cm Bezug: Schwarz, atmungsaktiv</p> 
---	---	--

Sitzbespannung

<p>Sitzbespannung Offenes Gurtsystem</p> <p><input type="checkbox"/> 9100801010</p> 	<p>Sitzbespannung body contour</p> <p><input type="checkbox"/> 9100801025</p> 	
---	--	--

Sitzkissen

Form	Sitzkissen "Standard" 9100000190	Sitzkissen mit Ober- schenkel- führung 9100800103
Maße in cm		
Chassis: 104 SB: 39 ST: 30	-001 <input type="checkbox"/>	-001 <input type="checkbox"/>
Chassis: 116 SB: 39 ST: 40	-002 <input type="checkbox"/>	-002 <input type="checkbox"/>
Chassis: 116 SB: 43 ST: 40	-003 <input type="checkbox"/>	-003 <input type="checkbox"/>
Preis	€ 88,30	€ 161,10

Bezugsstoff: Schwarz, atmungsaktiv, offene Oberfläche
Sitzkissenhöhe: 4 cm

Sitzkissen mit Oberschenkelführung nur in Verbindung mit Oberschenkelfixierung.

Bereifung

Schalbe „Marathon“

26x1,5" (559-35)
9100105100
Tourenreifen



Schalbe „Marathon Plus Tour“

26x2,0" (559-50) € 58,80
9100105140



Schalbe „Smart Sam“

26x2,1" (559-54) € 58,80
9100105150



Zubehör Bike

Steck-Schutzblech

9100502100 € 45,80



Schnell-Ladegerät Neodrive

9116900006 € 66,40
Ersetzt das Standard Ladegerät



Beinschutzblech

9100100231 € 141,50
am Gabelholm verschraubt
Farbe: schwarz matt
empfohlen bei Offroad-Nutzung bzw.
MTB-Bereifung



Auffahrschutz am Achsrohr geklemmt

9100800100 € 171,80



Nackenstütze

9100800150 € 206,00
höhenverstellbar, winkelverstellbar



Becken-Fixiergurt

9100800200 € 93,50



<p>Halterung ø 22mm x 42mm zur Befestigung von Zubehör (Tacho, Beleuchtung o.ä.)</p> <p><input type="checkbox"/> 9110903271 Stk. á € 18,30</p> <p>Farbe: Natur eloxiert</p> <p>_____ Stück</p> 	<p>Beleuchtungsset SIGMA</p> <p><input type="checkbox"/> A9120900019 € 102,50</p> <p>bestehend aus Frontlicht und Rückleuchte, über Micro USB Buchse aufladbar, inkl. Micro USB Ladekabel. StVZO zugelassenes Beleuchtungsset</p> 	<p>Sicherheitswimpel mit Halterung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 9100903294</p>
--	--	---

Farbe Chassis

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

<p>Weiß RAL 9016</p> <p><input type="checkbox"/> glanz 9000100170-023</p> <p><input type="checkbox"/> matt 9000100170-123 € 33,30</p>	<p>Brillant Silber</p> <p><input type="checkbox"/> glanz 9000100170-011</p>	<p>Anthrazit RAL 7016</p> <p><input type="checkbox"/> glanz 9000100170-001</p> <p><input type="checkbox"/> matt 9000100170-101 € 33,30</p>
<p>Schwarz RAL 9005</p> <p><input type="checkbox"/> glanz 9000100170-003</p> <p><input type="checkbox"/> matt 9000100170-019 € 33,30</p>	<p>Tiefschwarz Effekt Silber</p> <p><input type="checkbox"/> glanz 9000100170-007</p>	<p>Rein Orange RAL 2004</p> <p><input type="checkbox"/> glanz 9000100170-022</p>
<p>Fire Red</p> <p><input type="checkbox"/> glanz 9000100170-018</p> <p><input type="checkbox"/> matt 9000100170-118 € 33,30</p>	<p>Pink Magenta RAL 4010</p> <p><input type="checkbox"/> glanz 9000100170-037</p> <p><input type="checkbox"/> matt 9000100170-137 € 33,30</p>	<p>Sky Blue</p> <p><input type="checkbox"/> glanz 9000100170-017</p>
<p>Pastellblau RAL 5024</p> <p><input type="checkbox"/> glanz 9000100170-036</p> <p><input type="checkbox"/> matt 9000100170-136 € 33,30</p>	<p>Marine Blau</p> <p><input type="checkbox"/> glanz 9000100170-045</p> <p><input type="checkbox"/> matt 9000100170-145 € 33,30</p>	<p>Apple Green</p> <p><input type="checkbox"/> glanz 9000100170-014</p> <p><input type="checkbox"/> matt 9000100170-114 € 33,30</p>
<p>Lemon Green</p> <p><input type="checkbox"/> glanz 9000100170-005</p> <p><input type="checkbox"/> matt 9000100170-105 € 33,30</p>	<p>Violett</p> <p><input type="checkbox"/> glanz 9000100170-044</p>	<p>Transparent gestrahlt</p> <p><input type="checkbox"/> glanz 9000100170-029</p>
<p>Gelb RAL 1023</p> <p><input type="checkbox"/> glanz 9000100170-046</p> <p><input type="checkbox"/> matt 9000100170-146 € 33,30</p>	<p>Rot RAL 3001</p> <p><input type="checkbox"/> glanz 9000100170-047</p> <p><input type="checkbox"/> matt 9000100170-147 € 33,30</p>	

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

<p>Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar</p> <p><input type="checkbox"/> 9110601101 € 140,30</p> 	<p>Tetra-Schalengriffe</p> <p><input type="checkbox"/> 9110601100 € 135,90</p> 	<p>Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar</p> <p><input type="checkbox"/> 9110601102 € 158,60</p> <p>sehr steife Außenstütze als Rundrohr ø 20 mm mit Moosgummiüberzug</p> 
---	---	--

Dienstleistungen

<p>Beratung und Ausmessung durch PRO ACTIV</p> <p><input type="checkbox"/> 9990000000 € 250,00</p>	<p>Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch PRO ACTIV</p> <p><input type="checkbox"/> 9990000007 € 450,00</p> <p>zzgl. Versandkosten</p>	
---	--	--

Anmerkungen und Notizen:

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)

Ort, Datum

Unterschrift (Fachhändler)