



Kostenvoranschlag Datum: _____
Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____
Außendienst PRO ACTIV: _____

Bestellung Datum: _____
gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
Fax: _____
E-Mail: _____
ASP: _____

Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Versandadresse abweichend (siehe unten)

Kd.-Nr.: _____
Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

Name, Vorname: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Tel.: _____
E-Mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

SPIKE Adaptivbike

zugelassen bis 75 kg Anhängelast und 5 kg Zuladung

- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den "Quick-Snap" Adapter
- Antriebseinheit mit Lenkgabel
- A-förmige Handgriffe mit integrierten Schalt- und Bremsarmaturen
- beidseitige Kettenschuttscheiben in schwarz
- ohne Gangschaltung
- Tretlagerstütze höhen- und winkelverstellbar
- Abstellständer
- Beleuchtungsset Sigma mit Akku Ladeeinheit, Front- und Heckscheinwerfer

A9114000000 CHF 2.510,00

Grundausrüstung:

- Freilaufnabe mit Singlespeed Kit, 15 Zähne
- Hydraulische Scheibenbremse mit Ø 180 mm Scheibe
- mech. Shimano Scheibenbremse, Bremsgriff links

Bitte beachten: Beim Kauf eines SPIKE Adaptivbike in Kombination mit einem Rollstuhl gilt der ermäßigte MwSt.-Satz für die komplette Einheit.

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm
Oberkörperhöhe: _____ cm
Gewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

Gabelfarbe

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben.php

Weiß RAL 9016

- glanz A9000100170-023
 matt A9000100170-123 **CHF 46,00**

Brillant Silber

- glanz A9000100170-011

Anthrazit RAL 7016

- glanz A9000100170-001
 matt A9000100170-101 **CHF 46,00**

Schwarz RAL 9005

- glanz A9000100170-003
 matt A9000100170-019 **CHF 46,00**

Tiefschwarz Effekt Silber

- glanz A9000100170-007

Rein Orange RAL 2004

- glanz A9000100170-022

Fire Red

- glanz A9000100170-018
 matt A9000100170-118 **CHF 46,00**

Pink Magenta RAL 4010

- glanz A9000100170-037
 matt A9000100170-137 **CHF 46,00**

Sky Blue

- glanz A9000100170-017

Pastellblau RAL 5024

- glanz A9000100170-036
 matt A9000100170-136 **CHF 46,00**

Marine Blau

- glanz A9000100170-045
 matt A9000100170-145 **CHF 46,00**

Apple Green

- glanz A9000100170-014
 matt A9000100170-114 **CHF 46,00**

Lemon Green

- glanz A9000100170-005
 matt A9000100170-105 **CHF 46,00**

Violett

- glanz A9000100170-044

Gelb RAL 1023

- glanz A9000100170-046
 matt A9000100170-146 **CHF 46,00**

Rot RAL 3001

- glanz A9000100170-047
 matt A9000100170-147 **CHF 46,00**

Ausstattung

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

- A9114200032 **CHF 424,20**
 mechanische Kettenschaltung mit Bedienung
 am Handgriff
 11-Fach Kassette 11-42 Zähne

Shimano „Nexus“ 7-Gang Nabenschaltung Drehgriffschaltung „Grip Shift“

- A9114000007 **CHF 613,00**
 mit V-Brake Felgenbremse, Bremsgriff links



Shimano „Nexus“ 8-Gang Nabenschaltung Drehgriffschaltung „Grip Shift“

- A9114000008 **CHF 812,00**
 mit V-Brake Felgenbremse, Bremsgriff links



Mountaindrive 2,5 : 1 Berguntersetzung In Verbindung mit Nabenschaltung


- A9100200003 **CHF 690,00**
 Planetengetriebe zur Verdoppelung der Gänge.
 Alle Gänge (der Nabenschaltung und die
 Berguntersetzung) können im Stand geschaltet
 werden!
 In Verbindung mit Griffweite 40 oder 45 cm
 (für 7- oder 8-Gang Nabenschaltung)



Abmessungen

Tretlagerwelle mit Standard Kurbel

- Griffweite 36 cm
A9114500100-036
- Griffweite 40 cm
A9110500100-040
- Griffweite 45 cm
A9110500100-045



Standard Tretkurbel

- Länge 135 mm
A9110600100-135
- Länge 155 mm
A9110600100-155
- Länge 175 mm
A9110600100-175

Bereifung

20x2" Bereifung „Big Apple“

- A9114105125
(ETRTO 406-50)
Balloonreifen



20x1,75" Bereifung „Marathon“

- A9110105121
(ETRTO 406-47)
Tourenreifen



Pannenschutzeinlageband für Luftbereifung

- A9000206100-K **CHF 59,50**

Rollstuhlabhängiges Zubehör

Verlängerte Bike-Platte

- Für SPEEDY A1 / A2
A9110100100-002 **CHF 398,00**
- Für BUDDY
A9110100100-003 **CHF 398,00**
- Für TRAVELER
A9110100100-001 **CHF 398,00**
4° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“

- Für SPEEDY 4all
/ 4teen / 4you /
TRAVELER 4you **CHF 590,00**
A9110102001
abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr
4° / 6° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Rahmen-Adapter

SPEEDY Starrrahmenadapter Linksbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

- A9110700141 **CHF 560,00**
mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme
Farbe: Schwarz



TRAVELER Faltrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

- A9110701300 **CHF 599,20**
mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme am Faltrahmen
Farbe: Schwarz



BUDDY Starrrahmenadapter mit „Quick-Snap-Adaption“

- A9110701400 **CHF 560,00**
mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: Schwarz



Rollstuhl-Frontadapter mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

A9110701500 **CHF 649,10**

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau

Anbausituation bei PA Produkten:

Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm - 54 cm
Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm - 50 cm

BITTE BEACHTEN:

Ohne Angabe des genauen Rahmenrohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rahmenrohrdurchmesser von 23-27 mm geliefert!



Bitte nachfolgend Auswahl treffen:

A9110701525

Rahmenrohrdurchmesser 23-27 mm

A9110701530

Rahmenrohrdurchmesser 28-32 mm

A9110701535

Rahmenrohrdurchmesser 33-37 mm

Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für Betätigung der Rahmenklemmung

A9199701507 **CHF 99,60**

rechts und links montiert zur einfachen Klemmenbedienbarkeit bei eingeschränkter Handfunktion

Nur in Verbindung mit Frontadapter



Zubehör

Steck-Schutzblech

aus Kunststoff

inkl. benötigten Montagekomponenten

A9122502100 **CHF 114,90**

In Verbindung mit Gepäckträger

A9122502101 **CHF 61,20**



Schutzblech Alu

inkl. benötigten Montagekomponenten

A9122500005 **CHF 161,20**

In Verbindung mit Gepäckträger

A9122500006 **CHF 118,10**

SIGMA BC 9.16 ATS Bike-Computer

A9110901000 **CHF 73,20**

kabellos, mit Halterung



Kettenschutzscheibe in Rahmenfarbe

A9114500005 **CHF 85,00**

Alu-Gepäckträger „cargo systems“

A9120900000 **CHF 220,60**

Farbe: Schwarz

Max. Belastungsgewicht 10 kg


max. 15 kg in Verbindung mit Gepäcktaschen bei niedrigerer Belastungshöhe



Rangierrollen für Abstellständer

A9110900017 **CHF 132,20**

Rangierrollen über Inlett an Abstellständer montiert



Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

A9110601101 **CHF 191,50**



Tetra Schalengriffe

A9110601100 **CHF 187,00**



Hebelverlängerung Schnellspannklammer für Starrrahmenadapter

A9110700004 **CHF 112,00**

um das Öffnen und Schließen der Schnellspannklammer zu erleichtern



**Hebelverlängerung
Exzenterverschluss
für Quick Snap Anbindung**

Erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters. Ausführung Tetra

A9110700005 **CHF 79,00**

Gerade Ausführung
nur in Verbindung mit Starrrahmenadapter

A9110700006 **CHF 79,00**

Gebogene Ausführung
nur in Verbindung mit Frontadapter



Adaptionshilfe Zentrierzapfen

A9110700002 **CHF 59,00**

um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern



Brustgurt zur Oberkörperfixierung

Größe S (105 cm) **CHF 305,00**
A9000800016

Größe M (125 cm) **CHF 305,00**
A9000800013

Größe L (145 cm) **CHF 305,00**
A9000800014

Größe XL (165 cm) **CHF 305,00**
A9000800017

bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienflasche.

Farbe: Schwarz



Dienstleistungen

Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

A9990000000 **CHF 357,00**

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch PRO ACTIV inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

A9990000007 **CHF 610,00**

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

A9990000009 **CHF 740,00**

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr ø ____ mm

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zugerätes durch den Fachhandel inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

A9990000008

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

A9990000005

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr ø ____ mm

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.