



PED-E

€ 4.142,02

- Aluminium-Rahmen in CNC Fräs-/Schweißkonstruktion
- Aluminium Gabel mit gefrästen Gabelbrücken, Farbe: schwarz
- Hydraulische Scheibenbremsen 180 mm / 160 mm
- Neodrives Z15 Antriebssystem mit TFT-Display
- Im Rahmen integrierter Akku 37 V; 16 Ah; 587 Wh
- Kettenschaltung Shimano Zee 1x10
- Tretkurbel (L = 80 mm)
- Aluminiumfelgen
- Sattelstütze Ø 27,2 mm
- Seitenständer
- Klingel
- Beleuchtungsset
- Zuladung: 75 kg

☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Berater PRO ACTIV: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Berater PRO ACTIV: _____

Bestelladresse / Auftraggeber:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Abholung: ☐ ja ☐ nein

Lieferadresse:

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Anmerkung: _____

Biometrische Daten:

Körpergröße: _____

Gewicht: _____

Schrittlänge: _____

Radgröße

18"

☐ A9525000180

18x2" Schwalbe Big Apple

☐ A9525200010

(50-355)

Performance Line

RaceGuard E25

Pannenschutzlevel 4

Farbe: schwarz



20"

☐ A9525000200

20x2,35" Schwalbe "Smart Sam"

☐ A9525105101

€ 24,79

(60-406)

Performance Line

Pannenschutzlevel 3,5

Farbe: schwarz



20x2,15" Schwalbe "Big Ben Plus"

☐ A9525105102

€ 24,79


(55-406)

Performance Line

DD, GreenGuard E50

Pannenschutzlevel 6

Farbe: schwarz




Tretlagerposition

Bitte gewünschte Tretlagerposition angeben:

Position: _____

Sofern keine Angabe erfolgt, ist die Tretlagerposition 1 Standard.



Sattel

Sattel Velo Fit Traveller

Farbe: schwarz

☐ A9500800010

Größe M

Breite: 15 cm; Länge: 27 cm

☐ A9500800020

Größe L

Breite: 19 cm; Länge: 26 cm



Definition der Sattelstützenlänge

Maß von der Oberkante Akku bis zur Oberkante des Sattels:

_____ cm

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die Sattelstütze in Überlänge (40 cm) geliefert und kann vom Kunden selbst angepasst werden.



Vorbau

Vorbau 7°

☒ Länge: 90 mm
A9500400500-090

☒ Länge: 110 mm
A9500400500-110
Klemmung: Oversize 31,8 mm
Farbe: Schwarz



Ergotec Vorbau Swell RE

☐ A9500400550 € 39,58

Länge: 100 mm
Klemmung: Oversize 31,8 mm
winkelverstellbar
Farbe: schwarz



Lenker

Lenker Sport Ergotec

☒ A9500400610

Breite: 720 mm
Höhe: 15 mm
Griffbiegung: 9°
Oversize 31,8 mm
Farbe: Schwarz

Lenkerbreite ist im Bereich 720 bis 615 mm
individuell anpassbar: _____ mm



Lenker Comfort Ergotec

☒ A9500400620

Breite: 680 mm
Höhe: 30 mm
Griffbiegung: 14°
Oversize 31,8 mm
Farbe: schwarz

Lenkerbreite ist im Bereich 680 bis 615 mm
individuell anpassbar: _____ mm



Griffe

Griffe Sport schwarz / grau

☒ A9500400700

stoßabsorbierende Gel-Grifffläche,
verdrehssicher am Lenker geklemmt



Griffüberzug Gel Ergo Wing

☐ A9500400710 € 21,26

ergonomische Gel-Grifffläche,
verdrehssicher am Lenker geklemmt



Griffüberzug Gel Ergo Wing Comfort

☐ A9500400720 € 26,81

große, ergonomisch ausgeformte
Handballenauflage,
verdrehssicher am Lenker geklemmt



Pedale

Pedale Offroad

☒ A9500500300

CR-MO Achse,
mit Reflektor (K-Zeichen),
Auflage mit Krallenprofil



Pedale Touring

☒ A9500500310

CR-MO Achse,
mit Reflektor (K-Zeichen),
Auflage gummiert



Pedale Ergo Grip

☐ A9500500320 € 26,13

CR-MO Achse,
mit Reflektor (K-Zeichen),
Auflage Sandpapier



Zubehör

Schutzblech 53 mm, V u. H farbbeschichtet

☐ A9525700053 € 191,43

nicht für 16"

Farbauswahl:
siehe Farbdesign hinten



Gepäckträger

☐ A9525700100 € 416,47

Aluminium
inkl. Akku-Rücklicht



Farbdesign – Rahmen und Anbauteile

Bei den nachfolgenden Bauteilen kann eine Farbe aus dem Infoblatt „Farbdesign Pedelec“ gewählt werden:
Pulverfarbe RAL oder Pulverfarbe „Dormant“ oder Sonderfarbe „Nasslack“

Rahmenfarbe:

☐ Pulverfarbe RAL und Pulverfarbe „Dormant“:

Bitte die 3 letzten Ziffern der Farbe eintragen:

A9500100170 - in Worten (Farbe): _____

☐ Sonderfarbe „Nasslack“:

Bitte die 2 letzten Ziffern der Sonderfarbe eintragen:

A9500100170 - in Worten (Farbe): _____

€ 161,68

Farbe Schutzbleche:

☐ Pulverfarbe RAL oder Pulverfarbe „Dormant“:
A9500700170

Bitte die 3 letzten Ziffern der Farbe eintragen:

A9500100170 - in Worten (Farbe): _____

☐ Sonderfarbe „Nasslack“:
A9500700172

Bitte die 2 letzten Ziffern der Sonderfarbe eintragen:

A9500100170 - in Worten (Farbe): _____

€ 111,85

Anmerkungen und Notizen:

Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Angaben und willige ein, mir ein unverbindliches, schriftliches Angebot zukommen zu lassen.

Ort, Datum Unterschrift Endkunde (Angebot)

Ort, Datum Unterschrift Berater (Angebot)

Ort, Datum Unterschrift Endkunde (Bestellung)

Ort, Datum Unterschrift Berater (Bestellung)

- 4 - 2026-10-26 / Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten.

☐ = Option Grundpreis enthalten ☐ = Option mit Aufpreis; gewünschte Positionen bitte auswählen: ☒ ☒

PED-E

Rev. 03

Infoblatt: Farbdesign Pedelec

Farbdesign - Pulverfarben

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Beispielbilder unter: www.proactiv-gmbh.de/farben/

Pulverfarben

weiß RAL 9016

☒ glanz A9500100170-023

anthrazit RAL 7016

☒ glanz A9500100170-001

☒ matt A9500100170-101

schwarz RAL 9005

☒ glanz A9500100170-003

☒ matt A9500100170-019

rein orange RAL 2004

☒ glanz A9500100170-022

☒ matt A9500100170-122

gelb RAL 1023

☒ glanz A9500100170-046

☒ matt A9500100170-146

rot RAL 3001

☒ glanz A9500100170-047

☒ matt A9500100170-147

Pulverfarben „Dormant“

sky blue

☒ glanz A9500100170-017

electric green

☒ glanz A9500100170-015

violett

☒ glanz A9500100170-044

fire red

☒ glanz A9500100170-018

Pulverfarben „Trendfarben“

athletic grey

☐ glanz A9500100170-303 € 30,59

☐ matt A9500100170-304 € 30,59

muddy grey

☐ glanz A9500100170-305 € 30,59

☐ matt A9500100170-306 € 30,59

lagoon blue

☐ glanz A9500100170-301 € 30,59

☐ matt A9500100170-302 € 30,59

peach RAL 3022

☐ glanz A9500100170-038 € 30,59

☐ matt A9500100170-138 € 30,59

Farbdesign - Sonderfarben „Nasslack“

€ 161,68

storm (eisblau)

☐ glanz A9500100170-500

☐ matt A9500100170-501

prairie (roségold)

☐ glanz A9500100170-504

☐ matt A9500100170-505

blue ocean

☐ glanz A9500100170-522

☐ matt A9500100170-523