



PROACTIV®



SPEEDY

F3

MAXIMALE PERFORMANCE FÜR ERFAHRENE FAHRER.

Der SPEEDY F3 ist ein hochstabiler Starrrahmenrollstuhl für erfahrene Fahrer. Sein komplett verschweißter Rahmen sorgt für herausragende Fahreigenschaften auf ebenem und unebenem Gelände. Sitzposition und Kippunkt werden individuell angepasst, um höchsten Komfort und eine optimale Kraftübertragung zu gewährleisten. Dank 14 wählbarer Rahmenparameter lässt sich der SPEEDY F3 perfekt auf die persönlichen Bedürfnisse abstimmen.



#Zuverlässigkeit

Der SPEEDY F3 überzeugt mit einem stabilen und langlebigen Rahmen, der maximale Mobilität gewährleistet und mit verschiedenen Zusatzantrieben & Adaptionen kompatibel ist.



#MaximalePerformance

Der SPEEDY F3 bietet unschlagbare Fahreigenschaften – auf ebenen und unebenen Strecken. Sitzposition und Kippunkt werden individuell auf den Fahrer abgestimmt. Ideal für erfahrene Rollstuhlfahrer.



#LeichtUndStabil

Der fest verschweißte Rahmen bietet maximale Stabilität bei minimalem Gewicht. Ein individueller Rahmenvorbau mit Rahmeneinzug und angepasstem Kniewinkel ermöglicht eine präzise Beinführung.



#Selbstständigkeit

Dank der leicht abfaltbaren Rückenlehne & der werkzeuglosen Abnahme von Baugruppen ist der SPEEDY F3 einfach zu transportieren.



MAXIMALE FLEXIBILITÄT.

Dein **SPEEDY F3** wird genau nach Deinen Bedürfnissen gefertigt. Du wählst aus einer Vielzahl von Optionen – von Rahmenmaßen über Fußstützen, Bremsen und Schiebegriffen bis hin zu Rücken- und Sitzsystemen, Kleiderschützern, Armauflagen sowie Antriebs- und Lenkrädern. Dein Rollstuhl, Deine Entscheidung.

EINZIGARTIGE, WÄHLBARE OPTIONEN AUS DEM HAUSE PRO ACTIV:



Die 7-fach winkelverstellbare und abfaltbare Rückenlehne bietet maximale Flexibilität für die ideale Sitzposition.



Drei Sitzsysteme für höchsten Komfort: **Offenes Gurtsystem** für individuell einstellbare Druckverteilung. **Body Contour** mit federnder Wirkung und Dekubitusprophylaxe. **Sitzplatte** für ein stabiles Sitzgefühl ohne Durchhang.



Du hast die Wahl zwischen fest verschweißter oder abnehmbarer Radstandsverlängerung für mehr Traktion mit Handbike oder Zugerät.





Mit der Heavy Duty Ausstattung ist Dein **SPEEDY F3** für Extrembelastungen ausgelegt und für ein Nutzergewicht bis zu 200 kg geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite:	25 - 55 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitztiefe:	23 - 55 cm (in 1 cm-Schritten)
Rückenhöhe:	20 - 60 cm (in 1 cm-Schritten)
Unterschenkellänge:	35 - 52 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe hinten:	35 - 50 cm (in 1 cm-Schritten)
Sitzhöhe vorne:	36 - 58 cm (in 1 cm-Schritten)
Kipppunkt:	-5 - 17 cm (in 1 cm-Schritten)
Produktgesamtgewicht:	ab 8,5 kg
Max. Belastungsgewicht Standard:	bis 120 kg
Max. Belastungsgewicht Heavy Duty:	bis 200 kg entsprechende individuelle Maße auf Anfrage

Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

FOLGE UNS AUF SOCIAL MEDIA



PROACTIV®

PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Im Hofstätt 11
72359 Dotternhausen
info@proactiv-gmbh.de

www.proactiv-gmbh.de

Rev. 07/2026
Technische Änderungen, Druckfehler & Farbabweichungen vorbehalten.