



NJ1 Adaptivbike

Poids max. utilisateur 120 kg et 10 kg poids de charge

- Plaque d'ancrage pour un raccordement rapide à l'adaptateur "Quick-Snap"
- Poignées en forme de A avec commandes de vitesse et de frein intégrées
- Frein supplémentaire V-Brake (frein sur jante) avec blocage
- Béquille
- Tube de protection de chaîne
- Disque de protection de chaîne noir
- Garde-boue
- Porte-bidon avec bidon
- Kit d'éclairage Sigma avec chargeur de batterie, phares avant et arrière

Date devis: _____

N° de demande: _____

Date commande: _____

Conforme aux conditions générales de vente PRO ACTIV GmbH

N° de commande: _____

Adresse du revendeur:

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Interlocuteur: _____

Adresse de facturation différente (voir ci-dessous)

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Adresse de livraison différente (voir ci-dessous)

N° du client: _____

Dénomination: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Nom de l'utilisateur:

Code: _____

Nom de famille,
prénom: _____

Rue: _____

Code postal/Lieu: _____

Tél.: _____

E-Mail: _____

Date de naissance: _____

Payeur: _____

Indication: _____

Mesures du corps

Taille: _____ cm

Hauteur du torse: _____ cm

Poids: _____ kg

Ces informations sont indispensables au traitement du dossier.

Unité d'entraînement

Unité d'entraînement noire

- 20" (ETRTO 406) € 3.890,00
A9110100001-020
- 24" (ETRTO 507) € 3.890,00
A9110100001-024

Vitesse au moyeu avec frein à rétropédalage intégré

Shimano „Nexus“ Moyeu à 8 vitesses

- A9110200023
307 % d'amplitude de transmission
Poignée tournante „Grip-Shift“
Démultiplication: couronne 32 dents,
Cassette 20 dents
(avec support de pédalier taille L 19 dents)



Dérailleur avec frein à disque

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire dérailleur à 11 vitesses

- A9110200032
Dérailleur mécanique avec commande au guidon. Cassette 11 vitesses 11-42 dents

Sélection de plateaux:

- 32 dents recommandé pour roue 24"
- 38 dents recommandé pour roue 20"
- 42 dents pour une fréquence de manivelle plus faible ou une conduite à plus grande vitesse



Shimano Deore XT 1x11 Rapid Fire dérailleur à 11 vitesses

- A9110200034 € 192,20
Dérailleur mécanique avec commande au guidon. Cassette 11 vitesses 11-42 dents

Sélection de plateaux:

- 32 dents recommandé pour roue 24"
- 38 dents recommandé pour roue 20"
- 42 dents pour une fréquence de manivelle plus faible ou une conduite à plus grande vitesse

Shimano Deore XT 1x11 DI2 commande par bouton-poussoir dérailleur à 11 vitesses

- A9110200035 € 1.486,10
Dérailleur électronique avec commande au guidon. Cassette 11 vitesses 11-42 dents

Montage: à droite à gauche

Si aucune indication n'est donnée, la commande „droite“ est livrée.

Sélection de plateaux:

- 32 dents recommandé pour roue 24"
- 38 dents recommandé pour roue 20"
- 42 dents pour une fréquence de manivelle plus faible ou une conduite à plus grande vitesse



Moyeu à vitesses intégrées avec frein à disque

Shimano „Alfine“ 11-vitesses, moyeux à vitesses intégrées

- A9100200026 € 592,00
Poignée pour changer les vitesses
„Rapid Fire“
Transmission: Couronne dentée 32 dents,
Cassette 19 dents



Rohloff „Speedhub 500/14“ 14-vitesses, moyeux à vitesses intégrées

- A9100200027 € 1.498,10
Poignée pour changer les vitesses
„Grip Shift“
Transmission: Couronne dentée 32 dents,
Cassette 16 dents



Accessoires pour dérailleur

Mountaindrive 2,5 : 1 assistance en pente

A9100200003 € 797,40

Engrenage planétaire pour doubler les vitesses.

Permet d'enclencher la réduction en côte à l'arrêt.

De série avec plateau à 38 dents.

Uniquement en combinaison avec une largeur de poignée de 40 cm, 45 cm, 48 cm et 53 cm.



Système de frein

Frein de parking commande par levier

A9110300002 € 84,60

Monté sur le support du pédalier, poignée de frein sur la poignée gauche supprimée.



Freins de route - complément au frein de stationnement mécanique

A9117300120 € 116,10

Le frein à disque de stationnement est complété par une poignée de frein sur la poignée gauche. Ainsi, le frein à disque mécanique peut être utilisé comme frein de route et frein de stationnement.

Frein à disque efficace, disque de freinage Ø 203 mm

A9110300105 € 83,10

Recommandé pour poids d'utilisateur > 80 kg non nécessaire en cas de sélection du frein à rétro pédalage.
Pas en combinaison avec un dérailleur Rohloff.



Double système de freinage indépendant Ø 203 mm

A9110300100-024 € 347,10

Avec frein sur jante V-Brake pouvant servir de frein de stationnement via un levier à crans
Recommandé à partir d'une charge remorquée de 100 kg

Frein à disque à rétro pédalage mécanique avec fonction de dégagement de la manivelle

A9110300004 € 738,40

Compatible avec dérailleur et moyeu à roue libre

En combinaison avec:

- Poignée de 45 cm, 50 cm, 53 cm ou 58 cm

- Pédalier longueur de manivelle 155 ou 175 mm jusqu'à 120 kg de poids corporel

Pas en combinaison avec Mountaindrive 2,5 : 1 Réduction en montagne

Pneus

Schwalbe „Marathon Plus“

20x1,75" (406-47)
A9130105128

24x1,75" (507-47) € 28,70
A9110105135

increvable, avec bande anti-crevaison Smart Guard



Dimensions

Type de manivelle et largeur de poignée

Manivelle Standard

- Ecartement 40 cm
A9110500100-040
- Ecartement 45 cm
A9110500100-045
- Ecartement 50 cm
A9110500100-050

Manivelle Tetra (élargi a l'extérieur) avec bras de manivelle élargis pour un espace maximum pour le torse

- Ecartement 48 cm (176 mm)
A9110500100-048
- Ecartement 53 cm (226 mm)
A9110500100-053
- Ecartement 58 cm (276 mm)
A9110500100-058

Manivelle Standard

- Longueur 155 mm
A9110600100-155
- Longueur 175 mm
A9110600100-175
- Longueur 195 mm
A9110600100-195




Manivelle Tetra

- Longueur 155 mm € 136,10
A9100600105-155
- Longueur 175 mm € 136,10
A9100600105-175
- Longueur individuelle
140 mm jusqu'à 195 mm € 258,70
A9100600100



Manivelles fixe

- L (X/Y 158/362 mm)
A9110501100-002
- XL (X/Y 158/410 mm) € 66,70
A9110501100-006
- XXL (X/Y 170/465 mm) € 66,70
A9110501100-007



Manivelles réglables

Angle réglable via un point de pivotement fixé au pont de fourche et réglable en longueur.

Pour le pré-réglage, veuillez indiquer la taille du support de pédalier qui se rapproche le plus de la position souhaitée.

- M (300 mm) € 232,10
A9110500001-001
- L (370 mm) € 232,10
A9110500001-002
- XL (420 mm) € 232,10
A9110500001-003

Sans indication, la tige de pédalier réglable est livrée en XL. Disponible jusqu'à la taille XL.



Poignées

Appui de main sur les poignées

- A9110601200 € 102,80
rembourré, vissé, réglable en angle



Support de main tétra, pivotable, écartement réglable

- A9110601101 € 169,40



Support revers de la main tétra, pivotable, profondeur réglable

- A9110601102 € 191,60
Support très rigide, tube rond Ø 20 mm avec housse en caoutchouc



Poignée ergonomique tétra

- A9100600001 € 164,60
Poignée verticale, combinaison possible avec support de main tétra pivotable.



Poignées tétra en demi-cercle

- A9110601100 € 172,40



Accessoires Bike

Garde boue pour roue avant noir en alu

- A9116500005 € 112,40
Seulement pour roue 20"

Garde boue et protection de chaîne, couleur personnalisée

- A9116500010 € 248,60
Choix dans gamme coloris unicolor du fauteuil roulant
A9000100170- _ _ _
Couleur: _____
Seulement pour roue 20"

Support Ø 22 mm x 42 mm pour la fixation d'accessoires (compteur, éclairage, etc.)

- A9110903271 Pièce à € 23,20
Couleur: anodisé naturel
_____ Pièces



Roulettes de manoeuvre pour béquille

- A9110900017 € 122,10
Roulettes de manoeuvre montées sur le support de rangement via une housse.



Poignée de manoeuvre montée sur le garde-chaîne

- A9110500000 € 64,00
avec revêtement en caoutchouc mousse



Porte-bagages en alu „cargo systems“

- A9110903290 € 188,80
Couleur: noir
Poids de charge max. 10 kg sur la plateforme de chargement.
Max. 15 kg en combinaison avec des sacs à bagages en cas de faible sollicitation.



SIGMA BC 8.0 ATS Bike-Computer

- A9110901000 € 70,10
sans fil, avec support



SIGMA BC 14.0 WL CAD Bike-Computer

- A9110900018 € 171,50
avec kit de fréquence de pédalage sans fil



Options pour les utilisateurs à fonctions limitées

Extension de levier verrouillage excentrique pour fixation Quick Snap


Facilite la fermeture et l'ouverture de l'adaptateur Quick Snap. Version tetra

A9110700005 € 73,90

Version droite uniquement en combinaison avec l'adaptateur pour cadre rigide

A9110700006 € 73,90

Version courbée uniquement en combinaison avec l'adaptateur universel.



Aide à l'adaptation pivot de centrage

A9110700002 € 55,00
pour faciliter l'insertion de l'adaptateur central.



Béquille avec levier pour un plus grand confort d'utilisation

A9110900004 € 58,70
avec levier d'actionnement plus long

Sangle pectorale pour le maintien de torse

Taille S (105 cm) A9000800016 € 241,80

Taille M (125 cm) A9000800013 € 241,80

Taille L (145 cm) A9000800014 € 241,80

Taille XL (165 cm) A9000800017 € 241,80

Sangles élastiques combiné avec du néoprène avec fermeture scratch et languette pour l'ouverture
Couleur: noir



Adaptateur

Bras de liaison de cadre rigide SPEEDY avec „adaptation Quick-Snap“

A9110700141 € 537,20

avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur le châssis
Couleur: noir

Veuillez également sélectionner:

Boulon de centrage pour Ø 25 mm
pour A1 et A2

A9110700022

Boulon de centrage pour Ø 40 mm
pour 4all, 4all Ergo, 4you Ergo, F2, F3 et 4teen

A9110700023



Bras de liaison de cadre pliant TRAVELER avec „adaptation Quick-Snap“

A9110701300 € 537,20

avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur mécanisme de pliage
Couleur: noir



Bras de liaison de cadre rigide BUDDY avec „adaptation Quick-Snap“

A9110701400 € 537,20

avec pince de serrage rapide et fixation du bouchon de centrage sur le châssis
Couleur: noir



**Adaptateur frontal pour fauteuil roulant
Commande à droite avec pince
universelle et „Adaptation Quick-Snap“**

A9110701500 € 572,30

Adaptateur fixé sur le cadre avant du fauteuil roulant, commande à droite

Situation de montage pour les produits PA:
Potences droite: de SB 31 cm à 54 cm
Potences en V: de SB 30 cm à 50 cm



Veillez sélectionner ci-dessous le type de fixation du cadre:

Plage de serrage 95 mm
A9110701525
Diamètre des tubes 23 mm - 27 mm

Plage de serrage 95 mm
A9110701530
Diamètre des tubes 28 mm - 32 mm

Plage de serrage 95 mm
A9110701535
Diamètre des tubes 33 mm - 37 mm

REMARQUE IMPORTANTE:

Si le diamètre exact du tuyau n'est pas indiqué, un adaptateur pour un diamètre de tuyau de 23 mm à 27 mm sera fourni par défaut.

Veillez sélectionner ci-dessous le douille de serrage:

Douille de serrage [80 mm]
Inclus dans la version
standard
Pour un écart réduit entre le repose-pied et la
roue motrice

Douille de serrage € 46,70
[110 mm]
A9199000117
Pour une distance moyenne entre le repose-
pieds et la roue motrice

Douille de serrage € 56,60
[170 mm]
A9199000154
Pour une grande distance entre le repose-
pieds et la roue motrice

REMARQUE:

sans indication, la douille de serrage est livrée en 80 mm.

**Levier de serrage avec poignée étoile
triple pour actionner le serrage du
cadre**

A9199701507 € 106,10

Monté à droite et à gauche pour faciliter
l'utilisation des pinces en cas de mobilité
réduite des mains
Uniquement en combinaison avec l'adaptateur
avant



Accessoires pour fauteuil


**Plaque porte axe pour déport des
roues arrière**

pour SPEEDY A1 / A2 € 370,00
A9110100100-002

pour BUDDY € 370,00
A9110100100-003

pour TRAVELER € 370,00
A9110100100-001

Carrossage 4° intégré
Voie réglable indépendamment



**Barre porte axes pour déport des
roues, amovible par cordon**

pour SPEEDY 4all / € 564,70
4teen / 4you /
TRAVELER 4you
A9110102001

amovible, avec tube d'essieu continu
Voie réglable indépendamment

Veillez choisir la carrossage:

- Carrossage 1°
- Carrossage 4°
- Carrossage 6°



**Déport-d'axe amovible et réglable en
angle**

pour SPEEDY F2 / F3 € 746,80
A9015100005

Avec tube d'axe continu,
réglage en hauteur via articulation dentée
réglable par paliers de 6°
Déplacement de la position des roues
d'environ 14 cm

Voie réglable

La possibilité de montage doit être vérifiée par
PRO ACTIV.

Charge remorquée jusqu'à 120 kg.

Uniquement possible **avec** la plaque de fixation

Veillez choisir la carrossage:

- Carrossage 1°
- Carrossage 4°
- Carrossage 6°



Service

Conseil technique et prise de mesure par PRO ACTIV

A9990000000 € 354,50

Remise et instruction du handbike/ de l'appareil de traction par PRO ACTIV

A9990000011 € 354,50

Montage du vélo à main / dispositif de traction sur le fauteuil roulant par PRO ACTIV chez un revendeur spécialisé

à un fauteuil roulant PRO ACTIV

A9990000012 € 230,00

N° de produit: _____

à un produit tiers

A9990000013 € 366,90

Fabricant: _____

Modèle: _____

Tube du cadre Ø ____ mm

Remise et initiation à l'utilisation du vélo à main / dispositif de traction par le revendeur spécialisé

Montage de l'adaptateur de cadre inclus

à un fauteuil roulant PRO ACTIV

A9990000008

N° de produit: _____

à un produit tiers

A9990000005

Fabricant: _____

Modèle: _____

Tube du cadre Ø ____ mm

Remarques ou notes additionnelles:

Lieu, date

Signature Utilisateur / Revendeur

Le champ de signature est prévu pour le conseiller et l'assuré. Cela confirme que l'équipement prévu pour la personne assurée est consensuel.

- 8 - 2026-03-03 / Les prix s'entendent fret et emballage compris et TVA en sus

= compris dans le prix standard

= Option